


DE Gebrauchsanweisung Blutdruck-Messgerät BU 510



Verwendungszweck
Dieses automatische Blutdruckmessgerät ist für die Messung des systolischen und diastolischen Drucks sowie der Pulsfrequenz am Oberarm vorgesehen. Das Gerät soll in Privathaushalten verwendet werden und ist für Personen ab 12 Jahren bestimmt.

Vorgesehene Benutzer
Erwachsene oder Kinder über 12 Jahre, die die Gebrauchsanweisung lesen und verstehen können.

Vorgesehene Patientengruppe
Das Gerät ist für Personen über 12 Jahre bestimmt, die eine Puls- oder Blutdruckmessung benötigen, einschließlich normaler Personen oder Patienten mit Bluthochdruck, Hypotonie oder abnormalem Puls.

Kontraindikationen
1. Dieses Gerät darf nicht von Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz verwendet werden, um Erstickung und Tod zu vermeiden.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie eine koronare atherosklerotische Herzkrankung haben, um eine Verengung oder Verstopfung des Blutgefäßlumens zu vermeiden, was zu Ischämie und Sauerstoffmangel des Herzens führen kann.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie an Diabetes leiden, da es zu Schäden an Herz und Blutgefäßen führen kann.
4. Schwangere Frauen, Patienten mit implantierten elektronischen Geräten, Patienten mit Präekklampsie, vorzeitigem Herzschlag, Vorhofflimmern, peripheren arteriellen Erkrankungen und Patienten, die sich einer intravasculären Therapie oder einem arterio-venösen Shunt unterziehen, sowie Personen, die eine Mastektomie hatten. Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn Sie an Krankheiten leiden.
5. Patienten mit Herzrhythmusstörungen, Durchblutungsstörungen oder Schlaganfall sollten das Gerät nur auf Anweisung des Arztes verwenden, um eine Verschlimmerung der Krankheit zu vermeiden.

Zeichenerklärung

WICHTIG! Befolgen Sie die Gebrauchsanleitung! Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.

WARNUNG
Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen können.

ACHTUNG
Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu leichten Verletzungen, Produkt- oder weiteren Sachschäden führen können.
Schutzklasse gegen Eindringen von Wasser oder festen Stoffen in das Gerät

IP21
EC REP Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

CE **0123** CE-Zeichen: Entspricht den grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte

ENTSORGUNG: Dieses Produkt darf nicht unsortiert entsorgt werden! Sammeln Sie Abfälle getrennt und beachten Sie die weiteren Hinweise in dieser Anleitung.

SN	Seriennummer	LOT	LOT-Nummer
Geräteklassifikation:	Typ BF		
Hersteller		Herstellungsdatum	
Gleichstrom		MD	Medizinprodukt
UDI	Eindeutige Geräteidentifikation	Temperaturbereich	
Begrenzung des Umgebungsdrucks		Luftfeuchtigkeitsbereich	
Recyclingsymbole/Codes:	Diese dienen dazu, über das Material und seine sachgerechte Verwendung sowie Wiederverwertung zu informieren.		
Importeur			

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung auf bzw. geben Sie sie bei der Weitergabe des Gerätes mit.

- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, sprechen Sie vor dem Gebrauch mit Ihrem Arzt.
- Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.
- Wenn Sie an Krankheiten leiden, wie z. B. arterieller Verschlusskrankheit, halten Sie vor der Anwendung des Gerätes Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Das Gerät darf nicht zur Kontrolle der Herzfrequenz eines Schrittmachers verwendet werden.
- Schwangere sollten die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und ihre individuelle Belastbarkeit beachten, halten Sie ggf. Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Sollten während einer Messung Unannehmlichkeiten wie z. B. Schmerz am Oberarm oder andere Beschwerden auftreten, betätigen Sie die START/STOP-Taste **1**, um eine sofortige Entlüftung der Manschette zu erreichen. Lösen Sie die Manschette und nehmen Sie diese vom Oberarm ab.
- Nur mit der passenden Manschette arbeitet das Gerät korrekt.
- Das Gerät ist für Kinder nicht geeignet.
- Kinder dürfen das Gerät nicht verwenden. Medizinprodukte sind kein Spielzeug!
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Legen Sie den Luftschlauch wegen Erstickungsgefahr nicht um den Hals.
- Das Verschlucken von Kleinteilen wie Verpackungsmaterial, Batterie, Batteriefachdeckel usw. kann zum Erstickten führen.
- Vor dem Gebrauch des Gerätes ist der Nutzer verpflichtet, festzustellen, dass das Gerät sicher und ordentlich funktioniert.
- Es kann nur die mitgelieferte Manschette verwendet werden. Sie kann durch keine andere Manschette ersetzt oder ausgetauscht werden. Sie kann nur durch eine Manschette des exakt gleichen Typs ersetzt werden.
- Das Gerät darf nicht in strahlungsintensiven Räumen oder im Umfeld von strahlungsintensiven Geräten wie z. B. Radiosender, Mobiltelefonen oder Mikrowellen betrieben werden. Dadurch können Funktionsstörungen oder in korrekte Messwerte auftreten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbarem Gas (z. B. Betäubungsgas, Sauerstoff oder Wasserstoff) oder brennbarer Flüssigkeit (z. B. Alkohol).
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
- Im Falle von Störungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen die Batterien sofort entfernt und weitere Anwendungen vermieden werden. Setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem Fachhändler in Verbindung oder informieren Sie uns direkt.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keinesfalls Verdünnner (Lösungsmittel), Alkohol oder Benzin.
- Bewahren Sie das Gerät vor schweren Schlägen und lassen Sie es nicht fallen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

BATTERIE-SICHERHEITSHINWEISE

- Batterien nicht auseinander nehmen!
- Erneuern Sie die Batterien, wenn das Batterie-Symbol im Display erscheint.
- Schwache Batterien umgehend aus dem Batteriefach entfernen, weil sie auslaufen und das Gerät beschädigen können!
- Erhöhte Auslaufgefahr, Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, ist sofort ein Arzt aufzusuchen!
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen!
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden!
- Legen Sie Batterien korrekt ein, beachten Sie die Polarität!
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät mindestens 3 Monate nicht mehr benutzen.
- Batterien von Kindern fernhalten!
- Batterien nicht wiederaufladen! Nicht kurzschließen! Nicht ins Feuer werfen! **Es besteht Explosionsgefahr!**
- Werfen Sie verbrauchte Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll, sondern in den Sondermüll oder in eine Batterie-Sammelstation im Fachhandel!

Gerät und LCD-Anzeige

- 1** Anschluss für Netztei
- 2** Blutdruck-Messgerät
- 3** MEM-Taste (Speicherabruf)
- 4** START/STOP-Taste
- 5** SET-Taste
- 6** Batteriefach (an der Unterseite)
- 7** Steckverbindung für Luftschlauch
- 8** LCD Anzeige
- 9** Anzeige von Datum/Uhrzeit
- 10** Anzeige des systolischen Drucks
- 11** Anzeige des diastolischen Drucks
- 12** Puls-Symbol
- 13** Anzeige der Pulsfrequenz
- 14** Batteriewechsel-Symbol
- 15** Anzeige unregelmäßiger Herzschlag
- 16** Speicherplatz-Nummer
- 17** Speicher-Symbol
- 18** Blutdruck-Indikator (grün - gelb - orange - rot)
- 19** Benutzer 1 / 2

Lieferumfang

Prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist. Zum Lieferumfang gehören:

- 1 **medisana** Blutdruck-Messgerät
- 1 Manschette mit Luftschlauch
- 1 Aufbewahrungstasche
- 4 Batterien (Typ AA, LR6) 1,5V
- 1 Gebrauchsanweisung

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

Was ist Blutdruck?

Blutdruck ist der Druck, der bei jedem Herzschlag in den Gefäßen entsteht. Wenn sich das Herz zusammenzieht (= Systole) und Blut in die Arterien pumpt, führt das zu einem Druckanstieg. Dessen höchster Wert wird als systolischer Druck bezeichnet und bei einer Blutdruckmessung als erster Wert gemessen. Wenn der Herzmuskel erschlafft, um neues Blut aufzunehmen, sinkt auch der Druck in den Arterien. Sind die Gefäße entspannt, wird der zweite Wert – der diastolische Druck – gemessen.

Wie funktioniert die Messung?

Das **medisana BU 510** ist ein Blutdruckmessgerät, das für die Blutdruckmessung am Oberarm bestimmt ist. Die Messung erfolgt hier durch einen Mikroprozessor, der über einen Drucksensor die Druckschwankungen auswertet, die beim Aufpumpen und Ablassen der Blutdruckmanschette über die Arterie entstehen.

Über unregelmäßigen Herzschlag

Ein unregelmäßiger Herzschlag ist ein Herzschlagrhythmus, der um mehr als 25 % vom durchschnittlichen Herzschlagrhythmus abweicht, während das Gerät den systolischen und diastolischen Blutdruck misst. Indikatoren für unregelmäßigen Herzschlag:

1. Wenn P1 oder P2>0,12s;

2. Wenn P1/Pa*100%>25% oder P2/Pa*100%>25%

Tritt eine der beiden oben genannten Bedingungen auf, kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Hinweise: Pa ist der Mittelwert der gemessenen Zwischenschlagintervalle während der gesamten Messung. P1 ist die Differenz zwischen dem maximalen und dem mittleren Wert des Zwischenschlagintervalls. P2 ist die Differenz zwischen dem Mittelwert und dem Mindestwert des Schlagintervalls.

Die Vorteile der Verwendung eines elektronischen Oberarm-Blutdruckmessgeräts
Das elektronische Oberarm-Blutdruckmessgerät misst präzise den Blutdruck und die Herzfrequenz von Personen ab 12 Jahren und bietet Ärzten oder Patienten eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, Blutdruck- und Pulsveränderungen im Krankenhaus oder zu Hause zu verfolgen und zu bewerten. Die regelmäßige Überwachung ermöglicht eine frühzeitige Erkennung von Blutdruck- und Pulsschwankungen, verbessert die Blutdruckkontrolle und liefert Überwachungsdaten für die Behandlung von Patienten mit Bluthochdruck oder anderen durch Bluthochdruck verursachten Erkrankungen, die eine angemessene Reaktion auf die Krankheiten ermöglichen, um die Medikation zu steuern.

Allgemeine Ursachen für Falschmessungen

- Vor einer Messung ruhen Sie sich 5-10 Minuten aus und essen Sie nichts, trinken Sie keinen Alkohol, rauchen Sie nicht, verrichten Sie keine körperliche Arbeit, betreiben Sie keinen Sport und baden Sie nicht. Alle diese Faktoren können das Messergebnis beeinflussen.
- Entfernen Sie jedes Bekleidungsstück, das zu eng an Ihrem Oberarm sitzt.
- Messen Sie immer am selben Arm (normalerweise links).
- Messen Sie Ihren Blutdruck regelmäßig, täglich zur gleichen Zeit, weil sich der Blutdruck im Tagesverlauf ändert.
- Alle Versuche des Patienten, seinen Arm abzstützen, können den Blutdruck erhöhen.
- Sorgen Sie für eine bequeme und entspannte Position und spannen Sie während der Messung keinen Muskel des Arms an, an dem gemessen wird. Falls notwendig, verwenden Sie ein Stützkissen.
- Wenn die Armatерie unter- oder oberhalb des Herzens liegt, kommt es zu einer Falschmessung.

Blutdruckklassifikation

Niedriger Blutdruck
Normaler Blutdruck
systolisch <100 diastolisch <60
(grüner Anzeigebereich **18**)
systolisch 100 - 139 diastolisch 60 - 89

Formen des Bluthochdrucks

Leichter Bluthochdruck
(gelber Anzeigebereich **19**)
systolisch 140 – 159 diastolisch 90 – 99

Mittlerer Bluthochdruck
(oraner Anzeigebereich **13**)
systolisch 160 – 179 diastolisch 100 – 109

Starker Bluthochdruck
(roter Anzeigebereich **16**)
systolisch ≥ 180 diastolisch ≥ 110

WARNUNG: Zu niedriger Blutdruck stellt auch ein Gesundheitsrisiko dar! Schwindelanfälle können zu gefährlichen Situationen führen (z. B. auf Treppen oder im Straßenverkehr)!

Beeinflussung und Auswertung der Messungen

- Messen Sie Ihren Blutdruck mehrfach, speichern Sie die Ergebnisse und vergleichen Sie diese dann miteinander. Ziehen Sie keine Rückschlüsse aus einem einzigen Ergebnis.
- Ihre Blutdruckwerte sollten immer von einem Arzt beurteilt werden, der auch mit Ihrer medizinischen Vorgeschichte vertraut ist. Wenn Sie das Gerät regelmäßig benutzen und die Werte für Ihren Arzt aufzeichnen, sollten Sie auch von Zeit zu Zeit Ihren Arzt über den Verlauf informieren.
- Bedenken Sie bei den Blutdruckmessungen, dass die täglichen Werte von vielen Faktoren abhängen. So beeinflussen Rauchen, Alkoholgenuss, Medikamente und körperliche Arbeit die Messwerte in unterschiedlicher Weise.
- Messen Sie Ihren Blutdruck vor den Mahlzeiten.
- Bevor Sie Ihren Blutdruck messen, sollten Sie sich mindestens 5-10 Minuten ausruhen.
- Wenn Ihnen der systolische oder der diastolische Wert der Messung trotz korrekter Handhabung des Gerätes ungewöhnlich erscheinen (zu hoch oder zu niedrig) und sich dies mehrmals wiederholt, dann informieren Sie Ihren Arzt. Dies gilt auch, wenn in seltenen Fällen ein unregelmäßiger oder sehr schwacher Puls keine Messungen ermöglicht.

Inbetriebnahme

Batterien einsetzen / wechseln

Bevor Sie ihr Gerät benutzen können, müssen Sie die beiliegenden Batterien einsetzen. An der Unterseite des Gerätes befindet sich der Deckel des Batteriefaches **6**. Öffnen Sie ihn, indem Sie ihn leicht anheben und nach oben abziehen. Setzen Sie die 4 beiliegenden 1,5V Batterien, Typ AA LR6, ein. Achten Sie dabei auf die Polarität (wie im Batteriefach markiert). Schließen Sie das Batteriefach wieder. Wechseln Sie die Batterien aus, wenn das Batteriewechsel-Symbol **14** im Display **9** erscheint oder wenn im Display nichts angezeigt wird, nachdem das Gerät eingeschaltet wurde.

Verwendung eines Netzteils

Alternativ können Sie das Gerät auch mit einem speziellen Netzteil betreiben (**medisana** Art-Nr. 51125, nicht im Lieferumfang enthalten), das Sie an den dafür vorgesehenen Anschluss **1** an der Geräteseite einstecken. Dabei verbleiben die Batterien im Gerät. Durch das Einstecken des Steckers an der Seite des Blutdruckmessgerätes werden die Batterien mechanisch abgeschaltet. Es ist daher erforderlich, zunächst das Netzteil in die Steckdose zu stecken und dann mit dem Blutdruckmessgerät zu verbinden. Wird das Blutdruckmessgerät nicht mehr genutzt, muss zunächst der Stecker aus dem Blutdruckmessgerät und dann das Netzteil aus der Steckdose gezogen werden. Dadurch verhindern Sie, dass Sie Datum und Uhrzeit jedesmal neu eingeben müssen.
Der optionle Netadapter sollte die Anforderungen der IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020 erfüllen. Darüberhinaus müssen alle Konfigurationen den Anforderungen für medizinische elektrische Systeme entsprechen (siehe IEC 60601-1-1 bzw. Abschnitt 16 der 3Ed. von IEC 60601-1). Jeder, der zusätzliche Geräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, konfiguriert ein medizinisches System und ist daher dafür verantwortlich, dass das System den Anforderungen für medizinische elektrische Systeme entspricht. Bitte beachten Sie, dass die lokalen Gesetze Vorrang vor den oben genannten Anforderungen haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren örtlichen Vertreter oder den technischen Kundendienst.
2. Dieses Gerät ist doppelt isoliert und durch eine primäre thermische Sicherung gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Batterien aus dem Fach nehmen, bevor Sie das Netzteil benutzen. Gerätekategorie 2.
3. Stecken Sie die andere Seite des Adapters in eine Steckdose mit 100-240V. Technische Merkmale des Adapters: Ausgangsspannung: 6V±5%; Ausgangsstrom: Mindestens 600 mA; Polarität des Ausgangssteckers: <>> innen; Außendurchmesser: 5,5mm ±0,1mm; Innendurchmesser: 2,1mm ±0,1 mm

Einstellung

1. Einstellung des Anwenders:

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die SET-Taste **5**.

Im Anschluss erscheinen im Display **11** oder **12**. Durch Drücken der **MEM** -Taste kann zwischen Anwender **1** und **2** gewechselt werden. Zur Bestätigung des Anwenders drücken Sie die SET-Taste **5**. Danach gelangen Sie zur Einstellung der Jahreszahl.

2. Einstellung der Jahreszahl:

Im Anschluss blinkt der Eingabeplatz für das Jahr. Drücken Sie die MEM - Taste **3** so oft, bis die gewählte Jahreszahl erscheint. Zur Bestätigung der Jahreszahl drücken Sie die SET-Taste **5**. Danach gelangen Sie zur Einstellung von Monat und Tag.

3. Einstellung von Monat und Tag:

Im Anschluss blinkt der Eingabeplatz für den Monat. Drücken Sie die **MEM** -Taste **3** so oft, bis der gewählte Monat erscheint. Zur Bestätigung des Monats drücken Sie die SET-Taste **5**. Fahren Sie mit der Einstellung des Tages fort. Verfahren Sie wie bei der Einstellung des Monats. Drücken Sie die **MEM** -Taste **3** so oft, bis der gewählte Tag erscheint. Zur Bestätigung des Tages drücken Sie die SET-Taste **5**. Danach gelangen Sie zur Einstellung der Tageszeit.

4. Einstellung der Tageszeit:

Im Anschluss blinkt der Eingabeplatz für die Stunde. Drücken Sie die **MEM** -Taste **3** so oft, bis die gewählte Stunde erscheint. Zur Bestätigung der Stunde drücken Sie die SET-Taste **5**. Im Anschluss blinkt der Eingabeplatz für die Minute. Verfahren Sie wie bei der Einstellung der Stunde. Danach ist der Einstellungsvorgang abgeschlossen. Es erscheint **CL** im Display. Verlassen Sie den Einstellungsmodus, indem Sie die SET-Taste **5** drücken. Bei Batteriewechsel gehen die Eingaben verloren und müssen neu vorgenommen werden.

Anlegen der Manschette

- Stecken Sie vor Gebrauch das Endstück des Luftschlauches in die Öffnung an der linken Seite des Gerätes **7**.
- Schieben Sie die offene Seite der Manschette so durch den Metallbügel, dass der Klettverschluss sich an der Außenseite befindet und eine zylindrische Form (Abb.1) entsteht. Schieben Sie die Manschette über Ihren linken Oberarm.
- Platzieren Sie den Luftschlauch auf der Armmitte in Verlängerung des Mittelfingers (Abb.2) **(a)**. Die Unterkante der Manschette sollte dabei 2-3 cm oberhalb der Ellenbeuge liegen **(b)**. Ziehen Sie die Manschette straff und schließen Sie die Klettverbindung **(c)**.
- Messen Sie am nackten Oberarm.
- Nur wenn die Manschette nicht am linken Arm angelegt werden kann, legen Sie sie am rechten Arm an. Messungen sind stets am selben Arm durchzuführen.
- Richtige Messposition im Sitzen (Abb.3).
Hinweise:
 - Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Manschette. Das Ersetzen der Manschette durch Teile anderer Hersteller führt zu ungenauen Messergebnissen.
 - Eine lose sitzende oder offene Manschette verursacht eine falsche Messung.
 - Durch wiederholte Messungen stauf sich das Blut im Arm, was zu einem falschen Ergebnis führen kann. Aufeinanderfolgende Blutdruck-Messungen sollten mit 1-minütigen Pausen erfolgen oder nachdem der Arm so nach oben gehalten wurde, damit das angestaute Blut abfließen kann.

Den Blutdruck messen

Nachdem Sie die Manschette ordnungsgemäß angelegt haben, kann mit der Messung begonnen werden.

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die START/STOP-Taste **4** drücken.
- Wird die START/STOP-Taste **4** gedrückt, sind zwei kurze Pieptöne zu hören und alle Zeichen erscheinen im Display. Durch diesen Test wird die Vollständigkeit der Anzeige überprüft.
- Das Gerät ist messbereit. Die Ziffer **0** blinkt für ca. 2 Sekunden und zwei Pieptöne werden ausgegeben. Automatisch pumpt das Gerät dann langsam die Manschette auf, um Ihren Blutdruck zu messen. Der ansteigende Druck wird im Display angezeigt.
- Das Gerät pumpt die Manschette solange auf, bis ein für die Messung ausreichender Druck erreicht ist. Anschließend lässt das Gerät langsam die Luft aus der Manschette ab und führt die Messung durch. Sobald das Gerät ein Signal erfasst, beginnt das Puls-Symbol **13** im Display zu blinken. Für jeden Herzton, den das Gerät empfängt, ist ein Piepton zu hören.

- Ist die Messung beendet, ist ein langer Piepton zu hören und die Manschette wird entlüftet. Der systolische und der diastolische Blutdruck sowie der Pulswert erscheinen im Display **9**. Entsprechend der Blutdruckklassifikation erscheint der Blutdruck-Indikator **18** neben dem dazugehörigen farbigen Balken. Hat das Gerät unregelmäßigen Puls ermittelt, erscheint zusätzlich das Symbol **15**.

-
- WARNUNG**
Treffen Sie aufgrund einer Selbstmessung keine therapeutischen Maßnahmen. Ändern Sie nie die Dosierung eines verordneten Medikaments.

Die Messung abbrechen

Falls es notwendig sein sollte, die Messung des Blutdrucks abzubrechen, aus welchem Grund auch immer (z. B. Unwohlsein des Patienten), kann jederzeit die START/STOP-Taste **4** gedrückt werden. Das Gerät entlüftet sofort die Manschette automatisch.

Gespeicherte Werte anzeigen

Dieses Gerät verfügt über 2 separate Speicher mit einer Kapazität von jeweils 90 Speicherplätzen. Die Ergebnisse werden automatisch in dem angewählten Speicher abgelegt. Zum Abrufen der gespeicherten Messwerte drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die **MEM**-Taste **3**. Alle Mittelwerte erscheinen in der Anzeige. Drücken Sie die **MEM**-Taste **3** erneut, erscheint die zuletzt abgelegte Messung. Weiteres Drücken der **MEM**-Taste **3** zeigt die jeweils vorherigen/ bzw. nachfolgenden Messwerte. Sind Sie beim letzten Eintrag angelangt und drücken Sie keine Taste, schaltet sich das Gerät im Speicherabruf-Modus nach ca. 20 Sekunden automatisch aus. Durch Drücken der START/STOP-Taste **4** können Sie den Speicherabruf-Modus jederzeit verlassen und das Gerät gleichzeitig ausschalten. Sind im Speicher 90 Messwerte gespeichert und wird ein neuer Wert gespeichert, wird der älteste Wert gelöscht.

Gespeicherte Werte löschen

Wenn Sie sicher sind, dass Sie alle gespeicherten Werte dauerhaft löschen möchten, drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die SET-Taste **5** sechsmal, bis **CL** erscheint. Drücken Sie die START/STOP-Taste **4**, blinkt **CL** dreimal, während der Speicher geleert wird. Wenn Sie im Anschluss die **MEM**-Taste **3** drücken, erscheinen im Display **M** und "no", was bedeutet, dass der Speicher keine Daten enthält.

Fehler und Behebung

Fehleranzeigen - bei ungewöhnlichen Messungen erscheinen folgende Symbole im Display:

Symbol	Ursache	Bereinigung
E-1	Schwaches Signal oder Druck wechselt plötzlich	Legen Sie die Manschette richtig an. Wiederholen Sie die Messung in korrekter Weise.
E-2	Externe, starke Störung	In der Nähe eines Funktelefons oder eines anderen hochfrequenten Gerätes kann die Messung fehlerhaft sein. Bewegen Sie sich nicht und sprechen Sie während einer Messung nicht.
E-3	Fehler beim Aufpumpen	Legen Sie die Manschette richtig an. Vergewissern Sie sich, dass der Anschluss richtig im Gerät steckt. Messen Sie erneut.
E-5	Außergewöhnlicher Blutdruck	Wiederholen Sie die Messung nach einer 30-minütigen Ruhephase. Wenn Sie 3-mal hintereinander ungewöhnliche Ergebnisse erhalten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
	Schwache Batterien	Die Batterien sind zu schwach oder leer. Ersetzen Sie alle vier Batterien durch neue 1,5V Batterien LR6 des Typs AA.

Störungen beheben

Problem	Prüfen	Ursache und Lösungen
Keine Leistung	Prüfen Sie die Batterie-Stärke. Prüfen Sie die Lage der Batterien.	Legen Sie neue Batterien ein. Legen Sie die Batterien vorschriftsmäßig ein.
Pumpt nicht auf	Prüfen Sie, ob der Anschluss richtig sitzt und ob der Anschluss gebrochen oder undicht ist.	Stecken Sie den Anschluss fest ein. Verwenden Sie eine neue Manschette.
Err erscheint und die Messung wird abgebrochen	Prüfen Sie, ob Sie sich während der Messung bewegt oder ob Sie gesprochen haben	Halten Sie sich ruhig. Sprechen Sie während der Messung nicht.
Undichte Manschette	Prüfen Sie, ob die Manschette zu lose angelegt oder beschädigt ist.	Legen Sie die Manschette fest an. Verwenden Sie eine neue Manschette.

Wenn Sie ein Problem nicht lösen können, setzen Sie sich mit dem Kundenservice in Verbindung. Zerlegen Sie das Gerät nicht selbst.

Reinigung und Pflege: Entfernen Sie die Batterien, bevor Sie das Gerät reinigen. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch, das Sie mit einer milden Seifenlauge leicht befeuchten. Verwenden Sie keinesfalls scharfe Reinigungsmittel, Alkohol, Naptha, Verdünnner oder Benzin etc. Tauchen Sie weder Gerät noch irgendein Zusatzteil in Wasser. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt.Setzen Sie das Gerät nicht der direkten Sonneneinstrahlung aus, schützen Sie es vor Schmutz und Feuchtigkeit. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Kälte aus. Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es in der Aufbewahrungstasche auf. Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz auf.

Reinigung und Desinfektion der Manschette

Wischen Sie die Oberfläche der Manschette mit einem mit Wasser befeuchteten, staubfreien Tuch ab. Wischen Sie dann das Wasser mit einem trockenen, staubfreien Tuch von der Manschettenoberfläche ab. Prüfen Sie nach der Reinigung die Innen- und Außenflächen der Manschette, um sicherzustellen, dass diese sauber sind. Bei Verschmutzungen ist die Manschette wiederholt zu reinigen, bis kein Fleck mehr sichtbar ist, und dann an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort aufzubewahren (eine Reinigung mit hohen Temperaturen wie Bügeln und Trocknen ist nicht zulässig). **Desinfizieren der gereinigten und getrockneten Manschette:** Wischen Sie die Manschettenoberfläche mit einem staubfreien Tuch, das mit 75%-igem Reinigungalkohol getränkt ist, ab, um Talg und andere Mikroorganismen von der Oberfläche zu entfernen, insgesamt 10 Mal à je ca. 1 Minute. Nach der Desinfektion trocknen Sie die Manschette mit einem sauberen, staubfreien Tuch ab, damit sich der Restalkohol auf natürliche Weise verflüchtigt. Die Manschette kann bei 1000 Benutzungen bis zu 10 Mal desinfiziert werden. Wenn die Ablaufzeit der Manschette während der normalen Messung des Geräts 20 Sekunden überschreitet und das Gerät E-3 anzeigt, muss die Manschette ausgetauscht werden. Wenn die Kiebelfläche der Manschette nicht effektiv bindet, muss die Manschette ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an den Hersteller, wenn Sie eine geeignete Manschette kaufen möchten. Die Manschette ist ein Verschleißteil mit einer Lebensdauer von 1.000 Nutzungszyklen (unter Testbedingungen des Unternehmens). Es wird empfohlen, sie rechtzeitig zu ersetzen, um den Blutdruck genau zu messen. Wenn die Manschette zu klein ist oder im Falle eines Luftaustritts kontaktieren Sie bitte den Kundendienst. Die Manschette ist das anwendbare Teil.

Entsorgung: Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmefähigkeiten vor Ort. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsstellen alle Lager- und Verkaufsstellen. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus: Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.


Richtlinien und Normen

Dieses elektronische Oberarm-Blutdruckmessgerät kann nicht in einer MRT-Umgebung verwendet werden. Es erfüllt die Anforderungen der EU-Norm für nichtinvasive Blutdruckmessgeräte. Es ist nach den EG-Richtlinien zertifiziert und trägt das CE-Zeichen (Konformitätszeichen) "CE 0123". Das Gerät erfüllt die Anforderungen der IEC 80601-2-30, Teil 2 für nicht-invasive Blutdruckmessgeräte. Meldung unerwünschter Ereignisse für Anwender/Patienten/Kunden in EU-Ländern: Wenn Anwender/Patienten/Kunden der Meinung sind, dass bei ihnen oder einem Familienmitglied ein schwerwiegender Zwischenfall im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, werden die Anwender/Patienten/Kunden aufgefordert, den Zwischenfall dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender/Patient/Kunde niedergelassen ist, zu melden.

Technische Daten

Name und Modell	: Blutdruck-Messgerät Modell: U80CH
Anzeigesystem	: Digitale Anzeige
Speicherplätze	: 2 x 90 für Messdaten
Messmethode	: Oszillometrisch
Spannungsversorgung	: 6

GB Instruction Manual - Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor BU 510



Intended purposes
This automatic blood pressure device is intended to measure systolic pressure, diastolic pressure and pulse rate through upper arm. The device is expected to be used in private homes and is intended for people over 12 years old.

Intended users
Adults or children over 12 years, who can read and understand the user manual.

Intended patient population
The device is intended to be used by people over 12 years of age, people who need pulse or blood pressure measurement, including normal people or patients with hypertension, hypotension, abnormal pulse.

Contraindication
1. This device cannot be used by patients with severe heart insufficiency to avoid suffocation and death.
2. Do not use this product if you have coronary atherosclerotic heart disease to avoid narrowing or blockage of the blood vessel lumen, which may cause ischemia and lack of oxygen to the heart.
3. Do not use this product if you have diabetes, as it may cause damage to the heart and blood vessels.
4. Pregnant women, patients with implanted, electronic devices, patients with pre-eclampsia, premature ventricular beats, atrial fibrillation, peripheral, arterial disease and patients undergoing intravascular therapy or arterio-venous shunt or people who received a mastectomy. Please consult your doctor prior to using the unit if you suffer from illnesses.
5. Those who have arrhythmia, blood circulation or apoplexy problem, please use under the physician's instruction, lest cause disease exacerbation.

Explanation of symbols

IMPORTANT
Follow the instructions for use! Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

WARNING
This symbol identifies hazards that may cause serious personal injury or death.

CAUTION
This symbol identifies hazards that may cause minor personal injury, product damage or property damage.

IP21 Ingress of water or particular matter into ME Equipment

EC REP Authorized Representative in the European Community

CE 0123 CE Mark: Conforms to essential requirements of EU MDR 2017/745

DISPOSAL: Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste seperately for special treatment is necessary.

SN Specifies serial number **LOT** Batch code

Device classification: type BF applied part

Manufacturer **MD** Medical Device

Direct current

UDI Unique device identification

Ambient pressure limitation **Humidity range**

Recycling symbols/codes:
These are used to provide information about the material and its proper use and recycling.

Importer

GB Safety instructions

Read the instructions for use carefully, especially the safety instructions, before using the appliance and keep the instructions for use or hand them on when passing the appliance on.

- The unit is intended only for use in the home. Consult your doctor prior to using the blood pressure monitor if you are concerned about health matters.
- Only use the unit for its intended purpose in accordance with the instructions for use.
- Warranty claims become void if the unit is misused.
- Please consult your doctor prior to using the unit if you suffer from illnesses such as arterial occlusive disease.
- The unit may not be used to check the heart rate of a pacemaker.
- Pregnant women should take the necessary precautions and pay attention to their individual circumstances. Please consult your doctor if necessary.
- If you experience discomfort during a measurement, such as pain in the upper arm or other complaints, press the START button ➊ to release the air immediately from the cuff. Loosen the cuff and remove it from your arm.
- Use the right cuff, otherwise it can not work.
- The unit is unsuitable for children.
- Do not allow children to use the unit. Medical products are not toys!
- Please ensure that the unit is kept away from the reach of children.
- The cuff hose around the neck may cause suffocation.
- The swallowing of small part like packaging bag, battery, battery cover and so on may cause the suffocation.
- The user must check that the equipment functions safely and see that it is in proper working condition before being used.
- Only the cuff provided can be used, and cannot be changed to any other branded cuff. It can only be replaced with a cuff of exactly the same type.
- The device may not be operated in rooms with high levels of radiation or in the vicinity of high-radiation devices, such as radio transmitters, mobile telephones or microwaves, as this could cause functional defects or incorrect measurements.
- Do not use the equipment where flammable gas (such as anaesthetic gas, oxygen or hydrogen) or flammable liquid (such as alcohol) are present.
- No modification of this unit/device is allowed.
- Please do not attempt to repair the unit yourself in the event of malfunctions, since this will void all warranty claims. Only have repairs carried out by authorised service centres.
- Protect the unit against moisture. If liquid does manage to penetrate into the unit, remove the batteries immediately and do not continue to use the unit. In this case contact your specialist dealer or notify us directly.
- Please don't use a dilution agent, alcohol or petrol to clean the unit.
- Please don't hit heavily or fall down the product from a high place.
- If the unit is not going to be used for a long period, please remove the batteries.

SAFETY NOTES FOR BATTERIES

- Do not disassemble batteries!
- Replace the new batteries if the unit display a low battery symbol.
- Never leave any low battery in the battery compartment since they may leak and cause damage to the unit.
- Increased risk of leakage, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes! If battery acid comes in contact with any of these parts, rinse the affected area with copious amounts of fresh water and seek medical attention immediately!
- If a battery has been swallowed seek medical attention immediately!
- Replace all of the batteries simultaneously!
- Only replace with batteries of the same type, never use different types of batteries together or used batteries with new ones!
- Insert the batteries correctly, observing the polarity!
- Please take off the battery if you won't use in 3 months.
- Remove the batteries from the device if it is not going to be used for an extended period!
- Keep batteries out of children's reach!
- Do not attempt to recharge these batteries! Do not short circuit! Do not throw into a fire!
- There is a danger of explosion!**
- Do not throw used batteries into the household refuse; put them in a hazardous waste container or take them to a battery collection point, at the shop where they were purchased!

Unit and LCD Display

- ➊ Socket for mains adaptor
- ➋ Blood Pressure Monitor
- ➌ MEM-button (Memory Recall)
- ➍ START/STOP-button
- ➎ SET-button
- ➏ Battery compartment (on underside)
- ➐ Push-in Connector for air tube
- ➑ LCD screen (display)
- ➒ Display of Date/Time
- ➓ Display of Systolic Pressure
- ➔ Display of Diastolic Pressure
- ➕ Pulse symbol
- ➖ Display of Pulse rate
- ➗ Change Battery symbol
- ➘ Irregular heartbeat display
- ➙ Memory Location number
- ➚ Memory-Symbol
- ➛ Blood Pressure Indicator (green - yellow - orange - red)
- ➜ User memory 1 / 2

Scope of supply

Please check first of all that the unit is complete. The following parts are included as standard:

- 1 medisana blood pressure monitor
- 4 batteries (type AA, LR6) 1.5 V
- 1 cuff with air tube
- 1 storage pouch
- 1 instruction manual

Please contact your supplier if you notice any transport damage on unpacking the unit.

What is blood pressure?

Blood pressure is the pressure created in the blood vessels by each heart beat. When the heart contracts (= systole) and pumps blood into the arteries, it brings about a rise in pressure. The highest value is known as the systolic pressure and is the first value to be measured. When the cardiac muscle relaxes to take in fresh blood, the pressure in the arteries also falls. Once the arteries are relaxed, a second reading is taken – the diastolic pressure.

How is blood pressure measured?

The **medisana BU 510** is a blood pressure unit which is used to measure blood pressure at the upper arm. The measurement is carried out by a microprocessor, which, via a pressure sensor, measures the vibrations resulting from the inflation and deflation of the cuff over the artery.

About irregular heartbeat

An irregular heartbeat is a heartbeat rhythm that varies by more than 25% from the average heartbeat rhythm detected while the device is measuring the systolic and diastolic blood pressure. Irregular heartbeat (IHB) indicator

1. When P1 or P2>0.12s,
2. When P1/Pa*100%>25% or P2/Pa*100%>25%
Any of the above two conditions occurs, it is determined that irregular heartbeat may occur.
Remarks:
Pa is the mean value of the measured inter-beat intervals throughout the measurement.
P1 is the difference between the maximum and mean values of the inter-beat interval.
P2 is the difference between the mean and minimum values of the inter-beat interval.

The benefits of using a Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor
The Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor accurately measures the blood pressure and heart rate of people aged 12 years and above, providing a convenient and low-cost means for doctors or patients to track and assess blood pressure and pulse changes in hospital or home settings. Regular monitoring enables early detection of fluctuations in blood pressure and pulse, improves blood pressure control and provides monitoring data for the management and treatment of patients with hypertension or other conditions caused by hypertension, allowing for appropriate responses to the diseases to guide medication.

Common factors of wrong measurement

- Please keep quiet for 5-10 minutes and avoid eating, drinking alcohol, smoking, exercising and bathing before taking measurement. All these factors will influence the measurement result.
- Remove any garment that fits closely to your upper arm.
- Always measure on the same arm (normally left).
- Take measurement regularly at the same time of every day, as blood pressure changes even during the day.
- All efforts by the patient to support their arm can increase blood pressure.
- Make sure you are in a comfortable, relax position and do not activate any of the muscles in the measurement arm during measurement. Use a cushion for support if necessary.
- If the arm artery lies lower or higher than the heart, a false reading will be obtained.

Blood pressure classification

Low blood pressure systolic <100 diastolic <60
Normal blood pressure (green display area ➀)
systolic 100 - 139 diastolic 60 - 89

Forms of hypertension

Mild hypertension (yellow display area ➁)
systolic 140 – 159 diastolic 90 – 99

Moderate hypertension

(orange display area ➂)
systolic 160 – 179 diastolic 100 – 109

Severe hypertension

(red display area ➃)
systolic ≥ 180 diastolic ≥ 110

WARNING
Blood pressure that is too low represents just as great a health risk as blood pressure that is too high! Fits of dizziness may lead to dangerous situations arising (e.g. on stairs or in traffic)!

Influencing and evaluating readings

- Measure your blood pressure several times, then record and compare the results. Do not draw any conclusions from a single reading.
- Your blood pressure readings should always be evaluated by a doctor who is also familiar with your personal medical history. When using the unit regularly and recording the values for your doctor, you should visit the doctor from time to time to keep him updated.
- When taking readings, remember that the daily values are influenced by several factors. Smoking, consumption of alcohol, drugs and physical exertion influence the measured values in various ways.
- Measure your blood pressure before meals.
- Before taking readings, allow yourself at least 5-10 minutes rest.
- If the systolic and diastolic readings seem unusual (too high or too low) on several occasions, despite correct use of the unit, please inform your doctor. This also applies to the rare occasions when an irregular or very weak pulse prevents you from taking readings.

Starting up: Insert / replace batteries

You must insert the batteries provided before you can use your unit. The lid of the battery compartment ➏ is located on the underside of the unit. Open it, remove it and insert the 4 AA LR6 type 1.5 V batteries supplied. Ensure correct polarity when inserting the batteries (as marked inside the battery compartment). Close the battery compartment. Replace the batteries if the change battery symbol ➗ appears on the display ➕ or if nothing appears on the display after the unit has been switched on.

Using a Mains Adaptor

Alternatively, you can use the unit with a special mains adaptor (**medisana Art.–No. 51125**, not included in scope of delivery). This connects to the socket ➊ provided at the back of the unit. In this case the batteries remain in the unit. Inserting the connector into the back of the blood pressure monitor switches the batteries off mechanically. It is necessary, therefore, to plug the mains adaptor into the mains socket first of all and then to connect it to the blood pressure monitor. If the blood pressure monitor is no longer being used, first remove the connector from the blood pressure monitor and then pull the mains adaptor out of the mains socket. Doing this means that the date and time will not have to be reset each time.

Settings

1. User setting:

Press SET button ➋ when power off.
The screen will display ➊ or ➋, press **MEM**-button to switch between ➊ and ➋, press SET button ➋ to confirm the user. Afterwards the computer will enter into year setting mode.

2. Year setting:

The input for setting the year then starts flashing. Keep pressing the **MEM**-button ➋ until the required year appears. Press SET button ➋ when you confirm the year, then it will switch to the month and date setting mode.

3. Month and date setting:

The month starts flashing. Keep pressing the **MEM**-button ➋ until the required month appears. Press SET button ➋ to confirm the month, then computer will proceed to set the date. As with the month setting, keep pressing the **MEM**-button ➋ until the required day appears. Press SET button ➋ to confirm the date, then computer will switch to time setting mode.

4. Time setting:

The hour starts flashing. Keep pressing the **MEM**-button ➋ until the required hour appears. Press SET button ➋ to confirm the hour and proceed in the same way for minute setting. Afterwards **CL** appears in the display. You can quit set-up mode by pressing SET button ➋. If the batteries are changed the information is lost and the date and time need to be set again.

Fitting the cuff

- Push the end piece of the air tube ➐ into the hole on the left side of the unit prior to use. Slide the open end of the cuff through the metal bracket so that the Velcro fastener is on the outside and it becomes a cylindrical form (Fig.1). Slide the cuff over your left upper arm.
- Position the air hose in the middle of your arm in line with your middle finger (Fig.2) (a). The lower edge of the cuff should be 2 - 3 cm above the crease of the elbow. (b). Pull the cuff tight and close the Velcro fastener. (c).
- Measure the pulse on your bare arm.
- Only position the cuff on the right arm if it cannot be used on the left arm. Always carry out measurements on the same arm.
- Correct measuring position for sitting (Fig.3).

- Notes:
- Only use the cuff provided by the manufacturer. Replacing cuff with other manufacturer parts will cause inaccurate measurement results.
 - A loose or open cuff causes false reading.
 - With repeated measurements, blood accumulates in the arm which can lead to false reading. Consecutive blood pressure measurements should be repeated after 1 minute pause or after the arm has been held up in order to allow the accumulated blood to flow away.

Taking a blood pressure measurement

After the cuff has been appropriately positioned, the measurement can begin:

- Switch the unit on by pressing the START/STOP button ➊.
- If the START/STOP button ➊ is pressed, two short beeps are heard and all display characters are shown (display test). This test can be used to check that the display is indicating properly and in full.
- The unit is ready for measurement and the number **0** flashes for 2 seconds. It automatically inflates the cuff slowly in order to measure your blood pressure. The rising pressure in the cuff is shown on the display.
- The unit inflates the cuff until sufficient pressure has built up for a measurement. Then the unit slowly releases air from the cuff and carries out the measurement. When the device detects the signal, the heart symbol ♥ on the display starts to flash, you can hear the beep for every heartbeat once the heartbeat signal is detected.
- When the measurement is finished, you can hear a long beep and the cuff is deflated completely. The systolic and diastolic blood pressure and the pulse value with the pulse symbol appear on the display ➑. The blood pressure indicator flashes next to the relevant coloured bar depending on the blood pressure classification. If the unit has detected an irregular heartbeat, the symbol ➘ also flashes.

WARNING
Do not take any therapeutic measures on the basis of a self-measurement. Never alter the dose of a medicine prescribed by a doctor.

- The readings are automatically saved in the selected memory (➊ or ➋). Up to 90 measured values with date and time can be stored in each memory.
- The measurement readings remain on the display. The unit switches off automatically after approx. 3 minutes if no buttons are pressed. The unit may also be switched off using the START/STOP button ➊.

Discontinuing a measurement

If it is necessary to interrupt a blood pressure measurement for any reason (eg. the patient feels unwell) the START/STOP button ➊ can be pressed at any time. The device immediately decrease the cuff pressure automatically.

Displaying stored values

This unit features 2 separate memories, each with a capacity of 90 memory slots. Results are automatically stored in the memory selected by the user. Press the MEM button ➌ when power off, to call up the measured values stored. All values average appear on the display. Pressing the MEM button ➌ again, the last measurement value will be shown. Repeatedly pressing the MEM button ➌ displays the respective values measured previously. If you have reached the final entry and do not press a button, the unit automatically switches itself off after approximately 20 seconds in memory recall mode. Memory recall mode can be exited at any time by pressing the START/STOP button ➊, which will also switch the unit off. The oldest value is deleted if 90 measured values have been stored in the memory and a new value is saved.

Deleting stored values

If you are sure that you want to permanently remove all stored memories, press the SET button ➍ for 7 times until **CL** appears when power off. Press the START/STOP button ➊. **CL** will flash for 3 times to clear all the memories. After this press MEM button ➌, **M** and **"no"** will be shown on the display which mean that no memory in store.

Error messages and error remedying

Error indicators: The following symbol will appear on the display when measuring abnormal.

Symbol	Cause	Remedying
E-1	Weak signal or pressure change suddenly	Wrap the cuff properly. Remeasure with correct way.
E-2	External strong disturbance	When near cell phone or other high radiant device, the measurement will be failed. Keep quiet and no chatting when mesure.
E-3	Inflation error	Wrap the cuff properly. Make sure that he plug is properly inserted in the unit. Remeasure.
E-5	Abnormal blood pressure	Repeat the measurement after relax for 30 mins. If get unusual readings for 3 times, please contact your doctor.
➐	Weak batteries	The batteries are too low or empty. Replace all four batteries with new 1.5V type AA LR6 batteries.

Troubleshooting

Problem	Check	Cause and solutions
No power	Check the battery power. Check the polarity position.	Replace batteries. Check for correct installation of the batteries (polarity).
No inflation	Check whether the plug is inserted correctly. Check whether the plug is broken or leak.	Insert into the air socket tightly. Change cuff.
Err appears & measurement is interrupted	Movement or speaking during measurement.	Do not move or speak during the measurement.
Cuff leaks	Check whether the cuff is damaged or too loose.	Wrap the cuff tightly. Change cuff.

Please contact the customer service if you can't solve the problem. Do not disassemble the unit by yourself.

Cleaning and care

Remove the batteries before cleaning the unit. Clean the unit using a soft cloth lightly moistened with a mild soapy solution. Never use abrasive cleaning agents, alcohol, naptha, thinner or gasoline etc.. Never immerse the unit or any component in water. Be cautious not to get any moisture in the main unit. Do not expose the unit to direct sunlight; protect it against dirt and moisture. Do not subject the unit to extreme hot or cold temperature. Keep the unit in the storage case when no use. Store the unit in a clean and dry location.

Cuff cleaning and disinfecting

Use a dust-free cloth dipped in water to wipe the cuff surface, until there is no visible stain and then use a dry dust-free cloth to wipe the water off the cuff surface. After cleaning, check the internal and external surfaces of the cuff to ensure that these are clean. If dirt is found, clean repeatedly until there is no visible stain and then place it in a cool, ventilated and dry place (high temperature treatment such as ironing and drying is not allowed).

Disinfecting the cleaned and dried cuff: Wipe the cuff surface back and forth with a dust-free cloth dipped with 75% rubbing alcohol by volume to remove the sebum and other micro-organisms from the surface for 1 minute each time, totally 10 times. After disinfection, dry it with a clean dust-free cloth to allow the residual alcohol to volatilize naturally. The cuff can be cycled and cleaned 10 times out of 1000 uses. When the cuff inflation time exceeds 20 seconds during normal measurement of the device and the device displays E-3, the cuff needs to be replaced. When the cuff bonding surface does not bind effectively, the cuff needs to be replaced. Please contact the manufacturer if you need to purchase a suitable cuff.

The cuff is consumable with a service life of 1,000 times (under company's test conditions). It is recommended to replace it in time to accurately measure blood pressure. If cuff is too small, please call the manufacturer or seller (retailer) for further information. In case of air leakage, contact the service centre for replacement. The cuff is treated as the applied part.

Disposal: This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Remove the batteries before disposing of the device/unit. Do not dispose of old batteries with your household waste, but at a battery collection station at a recycling site or in a shop. Consult your local authority or your supplier for information about disposal.

Guidelines / Standards

This Upper Arm Electronic Blood Pressure Monitor cannot be used in an MRI environment. It meets the requirements of the EU standard for noninvasive blood pressure monitors. It is certified in accordance with EC Guidelines and carries the CE symbol (conformity symbol) "CE 0123". The device meets the requirements of IEC 80601-2-30, Part 2 for non-invasive blood pressure monitors. Reporting adverse events for the users/patients/customers in EU countries: If users/patients/customers think that they or someone in the family has experienced a serious incident that has occurred in relation to the device, users/patients/customers are encouraged to report the incident to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user/patient/customer is established.

Technical specifications

Name and model	: Blood pressure monitor Model: U80CH
Display system	: Digital display
Memory slots	: 2 x 90 for measurement values
Measuring method	: Oscillometric
Voltage supply	: 6V ≈, 4 x 1.5V batteries AA LR6
Measuring range blood pressure	: 0 – 299 mmHg
Measuring range pulse	: 40 – 199 beats/min.
Maximum measuring deviation of static pressure	: ± 3 mmHg
Maximum measuring deviation of pulse values	: ± 5 % of the values
Main unit lifetime	: 10,000 times under normal use
Battery life	: Could be used for 300 times at normal condition
Pressure generation	: Automatic with pump
Air release	: Automatic
Autom. switch-off	: after approx. 3 minutes
Operating environment	: +5 °C to +40 °C, min. 15 to 93 % max. relative humidity, air pressure 86kPa to 106kPa Note: The product cannot be operated at an altitude of 2,000 m or above.
Storage & transportation environment	: -20 °C to +55 °C, min. 10 to 93 % max. relative humidity, air pressure 86kPa to 106kPa avoid crash, sunlight or rain during transportation.
Dimensions (L x W x H)	: approx. 130 x 109 x 60 mm
Cuff	: 600±10 x 140±5 mm / 22 - 42 cm for adults
Weight (main unit)	: approx. 254 g without batteries
Item number	: 51160
EAN number	: 40 15588 51160 8
Spare parts	: - Mains adapter (not included, can be purchased separately), Art. No. 51125 / EAN 40 15588 51125 7 - Cuff M 22 – 36 cm for adults with average upper arm circumference (not included, can be purchased separately), Art. No. 51193 / EAN 40 15588 51193 6 - Cuff 22 – 42 cm for adults Art. No. 51197 / EAN 40 15588 51197 4

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under www.medisana.com

Clinical Accuracy

The product was clinically investigated according to the requirements of ISO 81060-2 and complies with the accuracy requirements of +/-5mmHg at a standard deviation of max. 8mmHg.

Warranty and repair terms

Your statutory warranty rights are not restricted by our guarantee below. Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

- The warranty period for **medisana** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.
- Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.
- The following is excluded under the warranty:
 - All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.
 - All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
 - Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
 - Accessories which are subject to normal wear and tear.


- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

The service centre address is shown on the attached leaflet.

	medisana GmbH Carl-Schurz-Str. 2, 41460 NEUSS, GERMANY
	Shenzhen Urion Technology Co., Ltd. Floor 4-6th of Building D, Jiale Science&Technology Industrial Zone, No.3, ChuangWei Road, Heshuikou Community, MaTian Street, GuangMing New District, 518106 ShenZhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA Tel: (86)-755-29231308, E-Mail: urion@urion.com.cn Made in China
EC REP	WellKang Ltd (www.CE-Marking.eu) Enterprise Hub, NW Business Complex, 1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE, Northern Ireland

medisana®

NL Gebruiksaanwijzing Bloeddrukmeter BU 510



Gebruiksdoel
Deze automatische bloeddrukmeter is bedoeld voor het aan de bovenarm meten van de systolische en diastolische druk en de hartslag. Het apparaat is bedoeld voor particuliere huishoudens en is geschikt voor personen vanaf 12 jaar.

Beoogde gebruikers
Volwassenen of kinderen vanaf 12 jaar die de gebruiksaanwijzing kunnen lezen en begrijpen.

Begrijpde patiëntengroep
Het apparaat is bestemd voor personen vanaf 12 jaar die een hartslag- of bloed-drukmeting nodig hebben, inclusief normaal gezonde personen of patiënten met hoge bloeddruk, hyp tensie of een abnormale hartslag.

Contra-indicaties
1. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door patiënten met ernstig hartfalen, ter voorkoming van verstikking en dood.
2. Gebruik dit product niet als u lijdt aan coronaire atherosclerose, ter voorkoming van een vernauwing of verstopping van de bloedvatbuis, wat kan leiden tot ischemie en zuurstoftekort in het hart.
3. Gebruik dit product niet als u aan diabetes lijdt, aangezien er schade aan hart en bloedvaten kan ontstaan.

4. Zwangere vrouwen, patiënten met elektronische implantaten, patiënten met pre-eclampsie, hartoverslagten, atriumfibrillatie, perifere arterieel vaatlijden en patiënten die een intravasculaire therapie ondergaan of een arterioveneuze shunt hebben en personen waarbij een mastectomie is uitgevoerd. Neem contact op met uw arts voor u het apparaat gaat gebruiken als u aan een ziekte leidt.
5. Patiënten die leiden aan hartritmestormissen, doorbloedingsstroomissen of een beroerte mogen het apparaat uitsluitend gebruiken in overleg met hun arts om te voorkomen dat de aandoening verergert.

Legenda
BELANGRIJK Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing op! Wanneer deze gebruiksaanwijzing niet in acht wordt genomen, kan dat leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.

WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op risico's die tot ernstig of dodelijk letsel kunnen leiden.

LET OP
Dit symbool wijst op risico's die tot licht letsel, product- of andere materiële schade kunnen leiden.

IP21
Beschermingsklasse tegen het binnendringen van water of vaste stoffen in het apparaat

CE **REP**
Gevolmachtigde in de Europese Gemeenschap

CE **0123**
CE-markering: Voldoet aan de elementaire eisen van de verordening (EU) 2017/745 met betrekking tot medische producten

VERWIJDERING Dit product mag niet worden verwijderd zonder te zijn gescheiden! Verwijder afval gescheiden en neem de overige instructies in deze gebruiksaanwijzing in acht.

SN
Serienummer

LOT
LOT-nummer

Apparaatclassificatie: type BF

Fabrikant
Productiedatum

MD
Medisch hulpmiddel

Temperatuurbereik
Luchtvochtigheidsbereik

Recyclingsymbolen/-codes: deze geven informatie over het materiaal, het juiste gebruik en de recycling daarvan.

Importeur

Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik c.q. geef de gebruiksaanwijzing mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor privégebruik. Overleg als u twijfelt aan het effect op uw gezondheid vóór gebruik met de huisarts.
- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Overleg met uw arts voor u het apparaat gaat gebruiken als u lijdt aan een ziekte, zoals bijv. arteriële vernauwing.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt om de hartfrequentie van een pacemaker te controleren.
- Zwangere vrouwen moeten de vereiste voorzorgsmaatregelen en hun individuele belastbaarheid in acht nemen, raadpleeg evt. uw arts.
- Als tijdens een meting ongemakken zoals pijn, pijn aan de bovenarm of andere klachten optreden, druk dan op de START/STOP-toets **⏻**, zodat de manchet direct leegloopt. Maak de manchet los en haal hem van de bovenarm af.
- Het toestel werkt alleen maar correct met de passende manchet.
- Het apparaat is niet geschikt voor kinderen.
- Kinderen mogen het apparaat niet gebruiken. Medische producten zijn geen speelgoed!
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Leg de luchtslang niet om de hals, er bestaat dan verstikkingsgevaar.
- Het inslikken van kleine onderdelen zoals verpakkingsmateriaal, batterij, klepje van het batterijkap enz. kan leiden tot verstikking.
- Voor het gebruik van het apparaat is de gebruiker verplicht vast te stellen dat het apparaat veilig en degelijk functioneert.
- U mag alleen de bijgeleverde manchet gebruiken. U mag deze niet door een andere manchet vervangen. U mag deze alleen vervangen door exact hetzelfde type manchet.
- Het apparaat mag niet in ruimtes met een hoge stralingsintensiteit of in de omgeving van apparaten met een hoge stralingsintensiteit zoals bijv. radiozenders, mobiele telefoons of magnetrons worden gebruikt. Daardoor kunnen functiestoringen of onjuiste meetresultaten optreden.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar gas (bijv. verdivingsgas, zuurstof of waterstof) of een brandbare vloeistof (bijv. alcohol).
- Voer geen wijzigingen aan het apparaat uit.
- Repareer het apparaat niet zelf in geval van storingen. Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een erkende servicedienst.
- Bescherm het apparaat tegen vocht. Verwijder de batterijen onmiddellijk en gebruik het apparaat niet meer als er toch vocht in is gekomen. Neem in dat geval contact op met uw verkoper of rechtstreeks met ons.
- Gebruik voor de reiniging in geen geval verdunners (oplosmiddelen), alcohol of wasbenzine.
- Bescherm het apparaat tegen grote schokken en laat het niet vallen.
- Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gaat gebruiken.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES BATTERIJEN

- Haal batterijen niet uit elkaar!
- Vervang de batterijen als het batterijsymbool op het display verschijnt.
- Verwijder batterijen die bijna leeg zijn meteen uit het batterijkvak, omdat ze kunnen gaan lekken en het apparaat kunnen beschadigen!
- Verhoogd risico op lekken, voorkom contact met de huid, ogen en slijmvliezen! Spoel bij contact met batterijzuur de aangedane plaats onmiddellijk ruimschoots met schoon water en raadpleeg meteen een arts!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer een batterij is ingeslikt!
- Vervang alle batterijen altijd gelijktijdig!
- Plaats alleen batterijen van hetzelfde type, gebruik geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen tegelijk!
- Plaats de batterijen op de juiste wijze en let daarbij op de polariteit!
- Verwijder de batterijen als u het apparaat minstens 3 maanden niet gaat gebruiken.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen!
- Laad de batterijen niet opnieuw op! Niet kortsluiten! Niet in open vuur gooien! **In dat geval bestaat explosiegevaar!**
- Gooi gebruikte batterijen en accu's niet bij het huisvuil, maar zamel ze apart in of lever ze in bij een winkel waar batterijen worden verkocht.

Apparaat en LCD-display

- ➊ Aansluiting voor voeding
- ➋ Bloeddrukmeter
- ➌ MEM-toets (geheugenmodus)
- ➍ START/STOP-toets
- ➎ SET-toets
- ➏ Batterijkvak (aan de onderkant)
- ➐ Insteeckoppeling voor luchtslang
- ➑ LCD-display
- ➒ Weergave van datum/tijd
- ➓ Weergave van de systolische druk
- ➔ Weergave van de diastolische druk
- ➕ Hartslagsymbool
- ➖ Weergave van de hartslagfrequentie
- ➗ Batterijvervangingssymbool
- ➘ Weergave onregelmatige hartslag
- ➙ Geheugennummer
- ➚ Geheugensymbool
- ➛ Bloeddrukindicator (groen - geel - oranje - rood)
- ➜ Gebruiker 1 / 2

Leveringsomvang

Controleer eerst of het apparaat compleet is. Meegeleverd:

- 1 **medisana** bloeddrukmeter
- 1 manchet met luchtslang
- 1 opbergtas
- 4 batterijen (type AA, LR 6) 1,5 V
- 1 gebruiksaanwijzing

Neem direct contact op met uw verkoper wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt.

Wat is bloeddruk?

Bloeddruk is de druk die bij elke hartslag in de vaten ontstaat. Als het hart samen trekt (= systole) en bloed in de slagaders pompt, leidt dat tot een drukverhoging. De hoogste waarde daarvan wordt systolische druk genoemd en bij een bloeddrukmeting als eerste waarde gemeten. Als de hartspier verslapt om nieuw bloed op te nemen, daalt ook de druk in de slagaders. Als de vaten ontspannen zijn, wordt de tweede waarde – de diastolische druk – gemeten.

Hoe werkt de meting?

De **medisana BU 510** is een bloeddrukmeter die is bedoeld voor het meten van de bloeddruk aan de bovenarm. De meting gebeurt m.b.v. een microprocessor die via een druksensor de drukschommelingen analyseert die bij het oppompen en leeg laten lopen van de bloeddrukmanchet door de slagader ontstaan.

Over onregelmatige hartslag

Een onregelmatige hartslag is een hartslagritme dat een afwijking van meer dan 25% vertoont ten opzichte van het gemiddelde hartslagritme, terwijl het apparaat de systolische en diastolische bloeddruk meet. Indicatoren voor een onregelmatige hartslag:

- Als P1 of P2>0,12s;
- Als P1/Pa*100%>25% of P2/Pa*100%>25%

Als een van beide bovengenoemde voorwaarden vervuld is, kan een hartritmestormis ontstaan. Toelichting: Pa is de gemiddelde waarde van de gemeten intervallen tussen de slagen tijdens de totale meting. P1 is het verschil tussen de maximale en de gemiddelde waarde van het interval tussen de slagen. P2 is het verschil tussen de gemiddelde en de minimale waarde van het interval tussen de slagen.

De voordelen van het gebruik van een elektronische bovenarm-bloeddrukmeter

De elektronische bovenarm-bloeddrukmeter meet nauwkeurig de bloeddruk en de hartslag van personen vanaf 12 jaar en biedt arts en patiënten een comfortabele en voordelige mogelijkheid om veranderingen bij de bloeddruk of de hartslag te bewaken en te analyseren. Met de periodieke bewaking is het mogelijk om schommelingen van de bloeddruk en hartslag vroegtijdig te herkennen, de bloeddrukcontrole te verbeteren en levert bewakingsgegevens voor de behandeling van patiënten met hoge bloeddruk of andere aandoeningen die hoge bloeddruk veroorzaken. Daardoor is een adequate reactie op de aandoeningen mogelijk en kan medicatie worden bijgesteld.

Algemene oorzaken van foutieve metingen

- Neem 5-10 minuten voor een meting rust, eet niets, drink geen alcohol, rook niet, verricht geen lichaamelijke inspanning, sport niet en ga niet in bad. Al deze factoren kunnen het meetresultaat beïnvloeden.
- Verwijder elk kledingstuk dat te strak om uw bovenarm zit.
- Meet altijd aan dezelfde arm (meestal de linker).
- Meet uw bloeddruk periodiek, dagelijks op dezelfde tijd, omdat de bloeddruk gedurende de dag verandert.
- Alle pogingen van patiënten om hun arm te ondersteunen, kunnen de bloeddruk verhogen.
- Zorg voor een comfortabele en ontspannen houding en span tijdens de meting geen spieren aan van de arm waaraan de meting wordt uitgevoerd. Gebruik indien nodig een kussen om uw arm op te leggen.
- Als de polsslagader onder of boven het niveau van het hart ligt, ontstaat er een foute meting.

Bloeddrukclassificatie

Lage bloeddruk systolisch <100 diastolisch <60
Normale bloeddruk (groen weergavebereik **⬆**) systolisch 100-139 diastolisch 60-89

Soorten hoge bloeddruk

Licht verhoogde bloeddruk (geel weergavebereik **⬇**) systolisch 140–159 diastolisch 90–99

Gemiddeld verhoogde bloeddruk (oranje weergavebereik **⬇**) systolisch 160–179 diastolisch 100–109

Ernstig verhoogde bloeddruk (rood weergavebereik **⬇**) systolisch ≥ 180 diastolisch ≥ 110

⚠ WAARSCHUWING: Te lage bloeddruk vormt ook een gezondheidsrisico! Duizeligheid kan leiden tot gevaarlijke situaties (bijv. bij traplopen of in het verkeer)!

Beïnvloeding en analyse van de metingen

- Meet uw bloeddruk meermaals, sla de resultaten op en vergelijk deze dan met elkaar. Trek geen conclusies uit één enkel resultaat.
- Uw bloeddrukmetingen moeten altijd worden beoordeeld door een arts die ook op de hoogte is van uw medische voorgeschiedenis. Houd uw arts zo nu en dan op de hoogte van de resultaten als u het apparaat regelmatig gebruikt en de waarden voor uw arts noteert.
- Houd er bij de bloeddrukmetingen rekening mee dat de dagwaarden van veel factoren afhankelijk zijn. Zo beïnvloeden roken, alcoholgebruik, medicijnen en lichamelijke activiteit de meetwaarden op verschillende wijze.
- Meet uw bloeddruk voor het eten.
- Neem minstens 5-10 minuten rust voor u uw bloeddruk meet.
- Breng uw arts op de hoogte als de systolische of de diastolische waarde van de meting ondanks correct gebruik van het apparaat herhaaldelijk ongewoon lijken (te hoog of te laag). Dit geldt ook wanneer de uitzonderlijke situatie zich zou voordoen dat als gevolg van een onregelmatige of zeer zwakke hartslag een meting niet mogelijk is.

Ingebruikname - Batterijen plaatsen/vervangen

Voor u het apparaat kunt gebruiken, moeten de meegeleverde batterijen in het apparaat worden geplaatst. Aan de onderzijde van het apparaat bevindt zich het deksel van het batterijkvak **⬇**. U kunt het openen door er licht op te drukken en omhoog te trekken. Plaats vervolgens de 4 meegeleverde 1,5V-batterijen, type AA LR6 in het vak. Let daarbij op de polariteit (zoals aangegeven in het batterijkvak). Sluit het batterijkvak weer. Vervang de batterijen onmiddellijk, wanneer het symbool voor het vervangen van de batterijen **⬇** op het display **⬇** verschijnt of wanneer er op de display niets wordt aangegeven, nadat het toestel ingeschakeld werd.

Gebruik van een adapter

U kunt het apparaat ook gebruiken met een speciale adapter (**medisana** art.nr. 51125) die u in de daarvoor bestemde aansluiting **⬇** aan de zijkant van het apparaat kunt steken. De batterijen blijven in dat geval in het apparaat. Door de stekker in de zijkant van de bloeddrukmeter te steken, worden de batterijen mechanisch uitgeschakeld. Daarom moet eerst de adapter in het stopcontact worden gestoken voor hij met de bloeddrukmeter wordt verbonden. Wanneer de bloeddrukmeter niet meer wordt gebruikt, moet eerst de stekker uit de bloeddrukmeter en daarna de adapter uit het stopcontact worden gehaald. Zo voorkomt u dat de datum en tijd telkens opnieuw moeten worden ingesteld.

- De optionele adapter dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de eisen die worden gesteld aan medische elektrische systemen (zie IEC 60601-1-1 resp. paragraaf 16 van de 3de editie van IEC 60601-1). Ieder dier extra apparaten aansluit aan medische elektrische apparaten configureert een medisch systeem en is er daarom verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de eisen voor medische elektrische systemen. Houd er rekening mee dat de lokale wetgeving voorrang heeft op de bovengenoemde eisen. Neem in geval van twijfel contact op met uw lokale vertegenwoordiger of de technische servicedienst.
- Dit apparaat is dubbel geïsoleerd en door middel van een primaire thermische zekering beschermd tegen kortsluiting en overbelasting. Zorg dat u de batterijen uit het batterijkvak verwijderd voor u de adapter gaat gebruiken. Apparaatklasse 2.
- Steek de andere kant van de adapter in een stopcontact met 100-240 V. Technische specificaties van de adapter: Uitgangsspanning: 6 V + 5%; uitgangsstroom: minstens 600 mA; polariteit van de uitgangsstekker: <-> binnen; buitendiameter: 5,5 mm ± 0,1 mm; binnendiameter: 2,1 mm ± 0,1 mm

Instelling

1. De gebruiker instellen

Druk in uitgeschakelde toestand op de SET-toets **⬇**. Vervolgens ziet u op het display **⬆** of **⬇**. Door te drukken op de **MEM** -toets kunt u kiezen tussen Gebruiker **⬆** of **⬇**. Om de gebruiker te bevestigen drukt u op de SET-toets **⬇**. Daarna komt u bij het instellen van het jaar.

2. Jaartal instellen:

Eerst knippert het invoerveld voor het jaar. Druk net zo vaak op de MEM-toets **⬇** tot het juiste jaar verschijnt. Bevestig het jaar door op de SET-toets **⬇** te drukken. Daarna komt u bij het instellen van de maand en de dag.

3. Instelling van maand en dag:

Eerst knippert het invoerveld voor de maand. Druk net zo lang op de **MEM**-toets **⬇** tot de gewenste maand verschijnt. Om de maand te bevestigen drukt u op de SET-toets **⬇**. Vervolgens stelt u de dag in. Doe dit op dezelfde manier als bij het instellen van de maand. Druk net zo lang op de **MEM**-toets **⬇** tot de gewenste dag verschijnt. Om de dag te bevestigen drukt u op de SET-toets **⬇**. Daarna komt u bij het instellen van de tijd.

4. Instellen van de tijd:

Eerst knippert het invoerveld voor het uur. Druk zo lang op de **MEM**-toets **⬇** tot het gewenste uur verschijnt. Om de dag te bevestigen drukt u op de SET-toets **⬇**. Vervolgens knippert het invoerveld voor de minuten. Doe dit op dezelfde manier als bij het instellen van het uur. Daarna is het instellen voltooid. Op het display verschijnt nu **CL**. Verlaat de instelmodus door te drukken op de SET-toets **⬇**. Wanneer de batterijen vervangen worden, gaan de instellingen verloren en moet u deze opnieuw invoeren.

De manchet ondoen

- Steek vóór gebruik het uiteinde van de luchtslang in de opening aan de linkerkant van het apparaat **⬇**.
- Schuif de open zijde van de manchet zo door de metalen beugel dat de klittenbandsluiting aan de buitenzijde zit en er een cilindrische vorm (**afb.1**) ontstaat. Schuif de manchet over uw linker bovenarm.
- Zorg dat de luchtslang over het midden van de arm ligt, in het verlengde van de mid-elleboog bevinden (**b**). Trek de manchet strak en maak de klittenbandsluiting (**c**) vast.
- Voor de meting uit op een onbedekte bovenarm.
- Doe de manchet alleen om de rechterarm wanneer het niet mogelijk is hem om de linkerarm te doen. Metingen moeten steeds aan dezelfde arm worden uitgevoerd.
- Juiste zittende houding voor de meting (**afb.3**).

Tips:

- Gebruik uitsluitend de door de fabrikant meegeleverde manchet. Wanneer de manchet wordt vervangen door artikelen van een andere fabrikant leidt dit tot onnauwkeurige meetresultaten.
- Een loszittende of open manchet leidt tot onjuiste meetresultaten.
- Bij meerdere metingen achter elkaar verzamelt het bloed zich in de arm, wat kan leiden tot onjuiste meetresultaten. Herhaalde bloeddrukmetingen dienen te worden uitgevoerd na 1 minuut pauze of nadat de arm hoog is gehouden, zodat het verzamelde bloed kan wegstromen.

Uw bloeddruk meten

Nadat u de manchet correct hebt geplaatst kunt u met de meting beginnen.

- Schakel het apparaat in door op de START/STOP-toets **⬇** te drukken.
- Bij het drukken op de START/STOP-toets **⬇** hoort u twee korte pieptonen en op het display verschijnen alle tekens. Met deze test wordt de volledigheid van de weergave gecontroleerd.
- Het apparaat is nu klaar om te meten. Het cijfer **0** knippert ca. 2 seconden en u hoort twee pieptonen. Het apparaat pompt nu automatisch de manchet geleidelijk op om uw bloeddruk te meten. De stijgende druk wordt op het display weergegeven.
- Het apparaat pompt de manchet zo lang op totdat een voor de meting voldoende druk is bereikt. Vervolgens laat het apparaat de lucht langzaam uit de manchet ontsnappen en voert de meting uit. Zodra het apparaat een signaal krijgt, begint het polssymbool **♥** op het display te knipperen. Elke hartslag dat het apparaat ontvangt veroorzaakt een pieptoon.
- Als de meting is voltooid, hoort u een langere pieptoon en de manchet wordt ontlucht. De systolische en diastolische bloeddruk, alsook de polswaarde verschijnen op het display **⬇**. Overeenkomstig de bloeddrukclassificatie verschijnt de bloeddrukindicator **⬆** naast de bijbehorende gekleurde balk. Als het apparaat een onregelmatige polsslag heeft gemeten, verschijnt bovendien het symbool **⚡**.

⚠ WAARSCHUWING
Neem op basis van een zelf uitgevoerde meting geen therapeutische maatregelen.
Wijzig nooit de dosering van een voorgeschreven medicijn.

- De gemeten waarden worden automatisch in het geselecteerde geheugen **⬆** of **⬇** opgeslagen. In elk geheugen kunnen maximaal 90 meetresultaten met tijd en datum worden opgeslagen. Als het geheugen vol is, wordt altijd steeds de oudste meting.
- De meetresultaten blijven op het display. Wanneer er geen toets meer ingedrukt wordt, word het toestel na ongeveer 3 minuten automatisch uitgeschakeld, of kan het door op de START/STOP-toets **⬇** te drukken uitgeschakeld worden.

De meting afbreken

Door op de START/STOP-toets **⬇** te drukken kan de bloeddrukmeting zo nodig altijd worden afgebroken (bijv. als de patiënt zich niet goed voelt). Het apparaat laat in dat geval de lucht direct uit de manchet ontsnappen.

Opgeslagen waarden weergeven

Dit apparaat beschikt over 2 afzonderlijke opslagmogelijkheden met een capaciteit van elk 90 posities. De resultaten worden automatisch in het geselecteerde geheugen opgeslagen. Voor het oproepen van de opgeslagen meetwaarden drukt u op het uitgeschakelde apparaat op de **MEM**-toets **⬇**. Alle gemiddelde waarden verschijnen op het display. Druk opnieuw op de **MEM**-toets **⬇**om de laatst uitgevoerde meting te zien. Telkens wanneer u vervolgens op de **MEM**-toets **⬇**drukt, verschijnen steeds de vorige/volgende meetwaarden. Bent u bij de laatste invoer en drukt u geen toets in, dan schakelt het apparaat in de geheugenmodus na ca. 20 minuten automatisch uit. Door op de START/STOP-toets **⬇** te drukken, kunt u de geheugenmodus altijd verlaten en schakelt het apparaat gelijktijdig uit. Wanneer er 90 waarden in het geheugen zijn opgeslagen en een nieuwe waarde wordt opgeslagen, wordt de oudste waarde gewist.

Opgeslagen waarden wissen

Als u zeker weet dat u de opgeslagen waarden blijvend wil wissen, schakel het toestel dan uit en druk 6 keer op de SET-toets **⬇** tot er **CL** verschijnt.

Als u op de START/STOP-toets **⬇** drukt, knippert **CL** drie keer, terwijl het geheugen wordt leeggemaakt. Als u vervolgens op de **MEM**-toets **⬇** drukt, verschijnen op het display **M** en "no", wat betekent dat het geheugen geen gegevens meer bevat.

Problemen en oplossingen

Foutmeldingen - Bij ongebruikelijke metingen verschijnen de volgende meldingen op het display:

<i>Symbool</i>	<i>Oorzaak</i>	<i>Oplossing</i>
E-1	Zwak signaal of druk verandert plotseling	Doe de manchet op de juiste wijze om. Herhaal de meting op de juiste wijze.
E-2	Externe, sterke storing	In de buurt van een mobiele telefoon of een ander hoogfrequent apparaat kan de meting foutief zijn. Tijdens een meting niet bewegen of spreken.
E-3	Fout bij het oppompen	Doe de manchet op de juiste wijze om. Verzekert u zich ervan dat de aansluiting correct in het apparaat is aangebracht. Meet opnieuw.
E-5	Buitengewoon hoge bloeddruk	Wacht 30 minuten en herhaal de meting. Als u 3 keer achter elkaar een ongewoon hoog resultaat hebt gekregen, adviseren wij om dit met de huisarts te bespreken.
	Zwakke batterijen	De batterijen zijn te zwak of leeg. Vervang alle vier batterijen door nieuwe 1,5V-batterijen, type AA/LR6.

Storingen verhelpen

<i>Probleem</i>	<i>Controleren</i>	<i>Oorzaak en oplossingen</i>
Geen stroom	Controleer of de batterijen leeg zijn. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.	Plaats nieuwe batterijen. Plaats de batterijen zoals voorgeschreven.
Pompt niet op.	Controleer of de aansluiting goed zit en of de aansluiting gebroken of ondicht is.	Steek de aansluiting er vast in. Gebruik een nieuwe manchet.
Er verschijnt Err en de meting wordt afgebroken	Wellicht hebt u zich tijdens de meting bewogen of u hebt iets gezegd.	Blijf rustig. Spreek niet tijdens de meting.
Ondichte manchet	Controleer of de manchet te los om is gedaan of beschadigd is.	Doe de manchet strak om. Gebruik een nieuwe manchet.

Neem contact op met de klantenservice als u een probleem niet kunt oplossen. Haal het apparaat niet zelf uit elkaar.

Reiniging en onderhoud

Verwijder de batterij voor u het apparaat gaat schoonmaken. Reinig het apparaat met een zachte doek die licht is bevochtigd met water en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik in geen geval agressieve schoonmaakmiddelen, alcohol, naftaleen, verdunner of benzine enz. Dompel het apparaat of een toebehoren niet onder in water. Bescherm het apparaat tegen het binnendringen van vocht. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, bescherm het tegen vuil en vocht. Stel het apparaat niet bloot aan extreem hoge of extreem lage temperaturen. Bewaar het apparaat in de opbergtas als u het niet gebruikt. Bewaar het toestel op een schone, droge plek.

Reiniging en desinfectie van de manchet

Neem het oppervlak van de manchet af met een met water bevochtigd, pluisvrije doek. Veeg vervolgens het water met een droge, stofvrije doek van het manchetoppervlak af. Controleer na de reiniging de binnenste en buitenste oppervlakken van de manchet om er zeker van te zijn dat deze schoon zijn. Bij verontreinigingen moet u de manchet meerdere keren reinigen totdat er geen vlek meer te zien is. Vervolgens bergt u hem op een koele, geventileerde en droge plaats op (het is verboden om hem op hoge temperaturen te drogen, bijv. door te strijken of in een droger). **Desinfectie van de gereinigde en gedroogde manchet.** Neem het oppervlak van de manchet af met een stofvrij doekje dat in 75% schoonmaakalcohol is gedoopt, en verwijder daarmee takt en andere micro-organismes van het oppervlak. Doe dit 10 keer gedurende ongeveer 1 minuut. Droog na de desinfectie de manchet met een schone, stofvrije doek af, zodat de resterende alcohol op natuurlijke wijze kan vervliegen. De manchet kan bij 1000 x gebruiken maximaal 10 x worden verwisseld en gereinigd. Als de opblaaslat van de manchet tijdens de normale meting van het apparaat langer dan 20 seconden duurt en het apparaat de melding E-3 weergeeft, moet de manchet worden vervangen. Als de hechtstrook de manchet niet meer goed bevestigt, moet de manchet worden vervangen. Voor het kopen van een geschikte manchet verzoeken wij u om contact op te nemen met de fabrikant. De manchet is een slijt onderdeel met een gebruiksduur van 1000 cycli (zoals getest door het bedrijf). Voor een nauwkeurige bloeddrukmeting adviseren wij om de manchet tijdig te vervangen. Mocht de manchet te klein zijn of mocht er lucht uit lekken, neem dan contact op met de klantenservice. De manchet is het zogenaamde toepasingsonderdeel.


Verwijdering

Dit apparaat mag niet met het huisvuil worden verwijderd. Elke consument is verplicht om alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of ze schadelijke stoffen bevatten of niet, in te leveren bij de gemeentelijke milieustraat of bij een specialzaak, zodat ze milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en verwerkt. Verwijder de batterijen voor u het product verwijderd. Verwijder gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar lever ze in bij een specialzaak of breng ze naar de gemeentelijke milieustraat. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw specialzaak.

Richtlijnen en normen

Deze elektronische bovenarm-bloeddrukmeter kan niet in de buurt van een MRI-apparaat worden gebruikt. Hij voldoet aan de eisen van de EU-norm voor niet-invasieve bloeddrukmeters. Het apparaat is gecertificeerd conform de EG-richtlijnen en voorzien van een CE-certificaat (conformiteitsverklaring) „CE 0123“. Hij voldoet aan de eisen IEC 80601-2-30, deel 2, voor niet-invasieve bloeddrukmeters. Melding van ongewenste incidenten voor gebruikers/patiënten/klanten in EU-landen. Als gebruikers/patiënten/klanten van mening zijn dat bij hen of een gezinslid een ernstig incident in verband met het product heeft plaatsgevonden, worden de gebruikers/patiënten/kl

FR Mode d'emploi Tensiomètre BU 510



Usage prévu
Ce tensiomètre automatique est conçu pour mesurer les pressions systolique et diastolique ainsi que la fréquence du pouls au niveau de la partie supérieure du bras. L'appareil doit être utilisé dans des ménages privés et est destiné aux personnes âgées de 12 ans et plus.

Utilisateurs prévus
Adultes ou enfants de plus de 12 ans capables de lire et de comprendre le mode d'emploi.

Groupe de patients prévus
L'appareil est destiné aux personnes de plus de 12 ans qui ont besoin d'une mesure du pouls ou de la pression artérielle, y compris les personnes normales ou les patients souffrant d'hypertension, d'hypotension ou d'un pouls anormal.

Contre-indications
1. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des patients souffrant d'insuffisance cardiaque grave afin d'éviter l'asphyxie et la mort.
2. N'utilisez pas ce produit si vous souffrez d'une cardiopathie coronarienne liée à l'artériosclérose afin d'éviter le rétrécissement ou l'obstruction des vaisseaux sanguins, ce qui peut entraîner une ischémie et un manque d'oxygène du cœur.
3. N'utilisez pas ce produit si vous souffrez de diabète, car il peut entraîner des dommages au cœur et aux vaisseaux sanguins.
4. Les femmes enceintes, les patients porteurs de dispositifs électroniques implantés, les patients souffrant de préclampsie, de battements ventriculaires prématurés, de fibrillation auriculaire, de maladies artérielles périphériques et les patients en cours de thérapie intravasculaire ou avec un shunt artério-veineux, ainsi que les personnes ayant subi une mastectomie. Veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous êtes touché par ces maladies.
5. Les patients souffrant de troubles du rythme cardiaque, de troubles circulatoires ou d'un accident vasculaire cérébral ne doivent utiliser l'appareil que sur les conseils du médecin afin d'éviter d'aggraver leur maladie.

Légende des symboles

IMPORTANT ! Respectez le mode d'emploi ! Le non-respect de ce mode d'emploi peut entraîner des blessures graves ou endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT
Ce symbole indique des dangers qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.

ATTENTION
Ce symbole indique des dangers qui peuvent entraîner des blessures légères, des dommages au produit ou d'autres dommages matériels.

IP21
Classe de protection contre la pénétration d'eau ou de matières solides dans l'appareil

EC REP Plénipotentiaire pour la Communauté européenne

CE 0123
Marquage CE : conforme aux exigences fondamentales du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux

MISE AU REBUT : ce produit ne doit pas être éliminé sans tri préalable ! Collectez les déchets séparément et respectez les autres consignes de ce manuel.

SN
Numéro de série

LOT
Numéro de LOT

Classification de l'appareil : type BF

Fabricant
Date de fabrication

Courant continu
Dispositif médical

UDI
Identification unique de l'appareil

Limitation de la pression ambiante
Plage de température

Symboles de recyclage/codes : ceux-ci servent à fournir des informations sur le matériel et son utilisation correcte ainsi que son recyclage.

Importateur

Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi ou remettez-le en cas de cession de l'appareil.

- L'appareil est uniquement destiné à un usage privé. Si vous avez des doutes en matière de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez l'appareil que conformément à sa destination selon le mode d'emploi. Le droit à la garantie expire en cas d'utilisation non conforme.
- Si vous souffrez de maladies, par ex. d'une maladie artérielle occlusive, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être utilisé pour contrôler le rythme cardiaque d'un stimulateur cardiaque.
- Les femmes enceintes doivent prendre les précautions nécessaires et tenir compte de leurs capacités individuelles ; consultez éventuellement votre médecin.
- Si au cours d'une mesure, vous ressentez des désagréments tels que des douleurs au bras, d'autres troubles, appuyez sur la touche START/STOP pour dégonfler immédiatement le brassard. Détachez le brassard et retirez-le du bras.
- L'appareil ne fonctionne correctement qu'avec le brassard approprié.
- L'appareil ne convient pas aux enfants.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil. Les dispositifs médicaux ne sont pas des jouets !
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne mettez pas le tuyau d'air autour du cou du fait du risque d'étouffement.
- L'ingestion de petites pièces telles que des matériaux d'emballage, des piles, le couvercle du compartiment à piles, etc. peut entraîner l'étouffement.
- Avant d'utiliser l'appareil, l'utilisateur est tenu de constater que l'appareil fonctionne correctement et en toute sécurité.
- Seul le brassard fourni peut être utilisé. Il ne peut être remplacé ou échangé par aucun autre brassard. Il ne peut être remplacé que par un brassard d'exactement le même type.
- L'appareil ne doit pas être utilisé dans des locaux à forte intensité de rayonnement ou à proximité d'appareils à forte intensité de rayonnement tels que des émetteurs radio, des téléphones portables ou des fours à micro-ondes. Cela peut entraîner des dysfonctionnements ou des valeurs de mesure erronées.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un gaz inflammable (par ex. gaz anesthésiant, oxygène ou hydrogène) ou d'un liquide inflammable (par ex. alcool).
- N'apportez aucune modification à l'appareil.
- En cas de dysfonctionnement, ne réparez pas vous-même l'appareil. Confiez les réparations uniquement à un service après-vente agréé.
- Protégez l'appareil de l'humidité. Si toutefois du liquide pénètre dans l'appareil, retirez immédiatement les piles et évitez toute utilisation ultérieure. Dans ce cas, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou nous informer directement.
- Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de diluant (solvant), d'alcool ou d'essence.
- Protégez l'appareil contre les chocs et ne le laissez pas tomber.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, retirez les piles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES

- Ne pas démonter les piles !
- Remplacez les piles lorsque l'icône pile s'affiche à l'écran.
- Retirer immédiatement les piles faibles du compartiment à piles, car elles risquent de fuir et d'endommager l'appareil !
- Risque élevé de fuite, éviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincer immédiatement et abondamment les parties concernées à l'eau claire et consulter immédiatement un médecin !
- En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin !
- Remplacer toujours toutes les piles en même temps !
- Utiliser uniquement des piles du même type, ne pas utiliser ensemble des piles de types différents ou des piles neuves et usagées !
- Insérer les piles correctement en respectant la polarité !
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas l'appareil pendant au moins 3 mois.
- Garder les piles hors de portée des enfants !
- Ne pas recharger les piles ! Ne pas court-circuiter ! Ne pas jeter au feu ! Il existe un risque d'explosion !
- Ne jetez en aucun cas vos piles et batteries usagées avec vos ordures ménagères, mais dans un conteneur prévu à cet effet, ou apportez-les dans un point de collecte pour piles mis en place dans les commerces spécialisés !

Appareil et écran LCD

- Connexion pour bloc d'alimentation
- Tensiomètre
- Touche MEM (rappel de mémoire)
- Touche START/STOP
- Touche SET
- Compartiment à piles (sur la face inférieure)
- Connecteur pour le tuyau d'air
- Écran LCD
- Affichage de la date et de l'heure
- Affichage de la pression systolique
- Affichage de la pression diastolique
- Symbole du pouls
- Affichage de la fréquence du pouls
- Symbole de remplacement des piles
- Affichage des battements de cœur irréguliers
- Numéro de l'emplacement de mémoire
- Symbole mémoire
- Indicateur de tension artérielle (vert - jaune - orange - rouge)
- Utilisateur 1 / 2

Contenu de la livraison

Vérifiez d'abord que l'appareil est complet. La livraison comprend :

- 1 tensiomètre **medisana**
- 1 brassard avec tuyau d'air
- 1 sacoché de rangement
- 4 piles (type AA, LR6) 1,5 V
- 1 mode d'emploi

Si, lors du déballage, vous constatez un dommage dû au transport, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

Qu'est-ce que la pression artérielle ?

La pression artérielle est la pression qui est générée dans les vaisseaux à chaque battement de cœur. Lorsque le cœur se contracte (= systole) et pompe du sang dans les artères, cela entraîne une augmentation de la pression. La valeur la plus élevée s'appelle la pression systolique. Il s'agit de la première valeur mesurée lors d'une mesure de la pression artérielle. Lorsque le muscle cardiaque se relâche pour aspirer du sang neuf, la pression dans les artères diminue également. Lorsque les vaisseaux sont détendus, la deuxième valeur (la pression diastolique) est mesurée.

Comment fonctionne la mesure ?

Le **medisana BU 510** est un tensiomètre destiné à mesurer la pression artérielle au niveau de la partie supérieure du bras. La mesure est ici effectuée par un microprocesseur qui au moyen d'un capteur de pression analyse les variations de pression qui se produisent à travers l'artère par le gonflage et le dégonflage du brassard.

À propos des battements de cœur irréguliers

Un rythme cardiaque irrégulier est un rythme cardiaque qui s'écarte de plus de 25 % du rythme cardiaque moyen pendant que l'appareil mesure les pressions artérielles systolique et diastolique. Indicateurs de battements cardiaques irréguliers :
1. Si P1 ou P2>0,12s ;
2. Si P1/Pa*100 %>25 % ou P2/Pa*100 %>25 %
Si l'une des deux conditions susmentionnées se produit, des troubles du rythme cardiaque peuvent survenir. Remarques : Pa est la valeur moyenne des intervalles de battements intermédiaires mesurés pendant toute la mesure. P1 est la différence entre la valeur maximale et la valeur moyenne de l'intervalle de battement intermédiaire. P2 est la différence entre la valeur moyenne et la valeur minimale de l'intervalle de battement.

Les avantages de l'utilisation d'un tensiomètre électronique au bras

Le tensiomètre électronique au bras mesure avec précision la pression artérielle et la fréquence cardiaque des personnes âgées de 12 ans et plus. Il offre aux médecins et aux patients un moyen pratique et économique de suivre et d'évaluer les changements de pression artérielle et de pouls à l'hôpital ou à la maison. La surveillance régulière permet une détection précoce des variations de la pression artérielle et du pouls, améliore le contrôle de la pression artérielle et fournit des données de surveillance pour le traitement des patients souffrant d'hypertension artérielle ou d'autres maladies causées par l'hypertension artérielle, ce qui permet de réagir de manière appropriée à ces maladies afin d'orienter la médication.

Causes générales d'erreurs de mesure

- Avant de prendre une mesure, reposez-vous 5 à 10 minutes abstenez-vous de manger, de boire de l'alcool, de fumer, de vous dépenser physiquement, de faire du sport et de vous baigner. Tous ces facteurs peuvent influencer le résultat de la mesure.
- Retirez tout vêtement trop serré sur la partie supérieure de votre bras.
- Prenez toujours la mesure sur le même bras (normalement le gauche).
- Mesurez régulièrement votre pression artérielle, quotidiennement à la même heure, car elle varie au cours de la journée.
- Toutes les tentatives du patient pour soutenir son bras peuvent augmenter la pression artérielle.
- Veillez à adopter une position confortable et détendue et ne tendez aucun muscle du bras sur lequel s'effectue la mesure. Utilisez un coussin de soutien si nécessaire.
- Si l'artère du bras se trouve en dessous ou au-dessus du cœur, la mesure sera erronée.

Classification des pressions artérielles

Faible tension artérielle
Pression artérielle normale
systolique < 100 diastolique < 60
(zone d'affichage verte)

Formes d'hypertension artérielle
Hypertension artérielle légère
(zone d'affichage jaune)
systolique 140 – 159 diastolique 90 – 99

Hypertension artérielle moyenne
(zone d'affichage orange)
systolique 160 – 179 diastolique 100 – 109

Hypertension artérielle élevée
(zone d'affichage rouge)
systolique ≥ 180 diastolique ≥ 110

AVERTISSEMENT : une pression artérielle trop basse est aussi un risque pour la santé ! Les étourdissements peuvent conduire à des situations dangereuses (par exemple dans les escaliers ou en conduisant) !

Influence et évaluation des mesures

- Mesurez votre pression artérielle plusieurs fois, enregistrez les résultats et comparez-les entre eux. Ne tirez pas de conclusions à partir d'une seule mesure.
- Vos valeurs de pression artérielle devraient toujours être évaluées par un médecin qui connaît vos antécédents médicaux. Si vous utilisez l'appareil régulièrement et enregistrez les valeurs pour votre médecin, vous devriez également l'informer de temps en temps de l'évolution.
- Lorsque vous mesurez la pression artérielle, gardez à l'esprit que les mesures quotidiennes dépendent de nombreux facteurs. Par exemple, le tabagisme, la consommation d'alcool, les médicaments et le travail physique influencent les valeurs de mesure de différentes manières.
- Mesurez votre pression artérielle avant les repas.
- Vous devez vous reposer pendant au moins 5 à 10 minutes avant de mesurer votre pression artérielle.
- Si vous trouvez que la valeur systolique ou diastolique de la mesure est inhabituelle (trop élevée ou trop faible) malgré une utilisation correcte de l'appareil et que cette valeur de mesure se répète plusieurs fois, informez-en votre médecin. Ceci s'applique également si, dans de rares cas, un pouls irrégulier ou très faible ne permet pas d'effectuer des mesures.

Mise en service - Mettre en place / changer les piles

Avant de pouvoir utiliser votre appareil, vous devez mettre en place les piles fournies. Le couvercle du compartiment à piles se trouve sur la face inférieure de l'appareil. Ouvrez-le en appuyant légèrement dessus et en le tirant vers le haut. Mettez en place les 4 piles AA LR6 1,5 V fournies. Ces faisant, respectez la polarité (comme indiqué dans le compartiment à piles). Référez le compartiment à piles. Remplacez les piles si le symbole de remplacement des piles s'affiche à l'écran ou si rien ne s'affiche à l'écran après la mise en marche de l'appareil.

Utilisation d'un bloc d'alimentation

Vous pouvez également faire fonctionner l'appareil avec un bloc d'alimentation spécial (**medisana** numéro d'article 51125) que vous branchez sur la prise prévue à cet effet sur le côté de l'appareil. Ces faisant, les piles restent dans l'appareil. En branchant la fiche sur le côté du tensiomètre, les piles sont mises hors tension mécaniquement. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de brancher d'abord le bloc d'alimentation dans la prise de courant et de le connecter ensuite au tensiomètre. Lorsque le tensiomètre n'est plus utilisé, il convient de retirer d'abord la fiche du tensiomètre, puis le bloc d'alimentation de la prise de courant. Cela vous évite de devoir ressaisir à chaque fois la date et l'heure.
1. Le bloc d'alimentation optionnel doit être conforme aux exigences de la norme IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. En outre, toutes les configurations doivent être conformes aux exigences relatives aux systèmes électriques médicaux (voir CEI 60601-1-1 ou section 16 du 3Ed. de la CEI 60601-1). Toute personne qui branche des appareils supplémentaires à des appareils électriques médicaux configure un système médical et est de fait responsable de la conformité du système aux exigences relatives aux systèmes électriques médicaux. Veuillez noter que la législation locale prévaut sur les exigences sus-mentionnées. En cas de doute, contactez votre représentant local ou le service d'assistance technique.
2. Cet appareil est doté d'une double isolation et est protégé contre les courts-circuits et les surcharges par un fusible thermique primaire. Veillez à retirer les piles du compartiment avant d'utiliser l'adaptateur secteur. Classe d'appareil 2.
3. Branchez l'autre côté de l'adaptateur dans une prise de courant de 100-240 V. Caractéristiques techniques de l'adaptateur : Tension de sortie : 6 V±5 % ; courant de sortie : au moins 600 mA ; polarité du connecteur de sortie : <-> intérieur ; diamètre extérieur : 5,5 mm ±0,1 mm ; diamètre intérieur : 2,1 mm ±0,1 mm

Réglage

1. Réglage de l'utilisateur :

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur la touche SET ou ou s'affiche ensuite à l'écran. En appuyant sur la touche **MEM**, il est possible de choisir entre les utilisateurs et . Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer l'utilisateur. Vous accédez ensuite au réglage de l'année.

2. Réglage de l'année :

L'espace de saisie pour l'année clignote ensuite. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MEM** jusqu'à ce que l'année choisie s'affiche. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer l'année. Vous accédez ensuite au réglage du mois et du jour.

3. Réglage du mois et du jour :

L'espace de saisie pour le mois clignote ensuite. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MEM** jusqu'à ce que le mois choisi s'affiche. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer le mois. Poursuivez avec le réglage du jour. Procédez comme pour le réglage du mois. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MEM** jusqu'à ce que le jour choisi s'affiche. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer le jour. Vous accédez ensuite au réglage de l'heure du jour.

4. Réglage de l'heure du jour :

L'espace de saisie pour l'heure clignote ensuite. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MEM** jusqu'à ce que l'heure choisie s'affiche. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer l'heure. L'espace de saisie pour la minute clignote ensuite. Procédez comme pour le réglage de l'heure. La procédure de réglage est ensuite terminée. **CL** apparaît à l'écran. Quittez le mode de réglage en appuyant sur la touche **SET**. Lorsque la pile est remplacée, les réglages sont perdus et doivent être effectués à nouveau.

Mise en place du brassard

- Avant utilisation, insérez l'extrémité du tuyau d'air dans l'ouverture située sur le côté gauche de l'appareil.
- Faites glisser le côté ouvert du brassard à travers le support métallique de façon à ce que la fermeture velcro soit à l'extérieur et qu'une forme cylindrique (Fig.1) soit obtenue. Faites glisser le brassard sur la partie supérieure de votre bras gauche.
- Placez le tuyau d'air au milieu du bras dans le prolongement du majeur (Fig 2) (a). Ce faisant, le bord inférieur du brassard doit se situer à 2-3 cm au-dessus du pli du coude (b). Ajustez de manière serrée le brassard et fermez le velcro (c).
- Mesurez sur la partie supérieure du bras nue.
- Placez le brassard sur le bras droit uniquement si vous ne pouvez pas le placer sur la bras gauche. Les mesures doivent toujours être effectuées sur le même bras.
- Mesure correcte en position assise (Fig. 3).

Remarques:

- N'utilisez que le brassard fourni par le fabricant. L'échange de brassard par des pièces provenant d'autres fabricants entraînerait des mesures imprécises.
- Un brassard lâche ou ouvert entraîne des mesures erronées.
- Si vous répétez les mesures sur un court laps de temps, le sang se concentre dans le bras ce qui peut entraîner des mesures erronées. La répétition d'une mesure de la tension artérielle ne devrait se faire qu'après une pause d'1 minute ou après avoir levé votre bras au-dessus de votre tête pour que le sang stagnant circule.

Mesurer la pression artérielle

Une fois que le brassard a été correctement mis, la mesure peut commencer.

- Allumez l'appareil en appuyant sur la touche START/STOP.
- Si la touche START/STOP est pressée, on entend deux bips brefs et tous les caractères apparaissent à l'écran. Ce test permet de vérifier l'intégralité de l'affichage.
- L'appareil est prêt à effectuer des mesures. Le chiffre **0** clignote pendant env. 2 secondes et deux bips sont émis. L'appareil gonfle alors automatiquement et lentement le brassard pour mesurer votre pression artérielle. La pression montante s'affiche à l'écran.
- L'appareil continue à gonfler le brassard jusqu'à ce qu'il atteigne une pression suffisante pour la mesure. L'appareil dégonfle ensuite lentement le brassard et effectue la mesure. Dès que l'appareil détecte un signal, le symbole du pouls à l'écran commence à clignoter. Pour chaque son cardiaque reçu par l'appareil, un bip se fait entendre.
- Lorsque la mesure est terminée, un bip long se fait entendre et le brassard est dégonflé. La pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et la valeur du pouls apparaissent à l'écran. Conformément à la classification de la pression artérielle, l'indicateur de pression artérielle apparaît à côté de la barre colorée correspondante. Si l'appareil détecte un pouls irrégulier,le symbole apparaît également.

AVERTISSEMENT
Ne prenez pas de décision thérapeutique sur la base d'une automesure. Ne modifiez jamais la posologie d'un médicament prescrit.

- Les valeurs mesurées sont automatiquement enregistrées dans la mémoire sélectionnée ou . Il est possible d'enregistrer jusqu'à 90 valeurs de mesure avec l'heure et la date dans chaque mémoire. Si une mémoire est pleine, la mesure la plus ancienne est effacée.
- Les résultats mesurés restent affichés à l'écran. Si vous ne touchez aucune touche pendant un moment, l'appareil s'éteint automatiquement après env. 3 minutes. Vous pouvez aussi éteindre l'appareil en appuyant sur la touche START/STOP.

Interrompre la mesure

S'il est nécessaire d'interrompre la mesure de la pression artérielle, quelle qu'en soit la raison (par ex. malaise du patient), il est possible d'appuyer à tout moment sur la touche START/STOP. L'appareil dégonfle immédiatement le brassard automatiquement.

Afficher les valeurs enregistrées

Cet appareil dispose de 2 mémoires séparées, chacune d'une capacité de 90 espaces de stockage. Les résultats sont automatiquement enregistrés dans la mémoire sélectionnée. Appuyez sur la touche **MEM** lorsque l'appareil est éteint pour consulter les valeurs de mesure enregistrées. Toutes les valeurs moyennes apparaissent à l'écran. Si vous appuyez à nouveau sur la touche **MEM**, la dernière mesure enregistrée s'affiche. Appuyer à nouveau sur la touche **MEM** permet d'afficher les valeurs de mesure précédentes/suivantes. Lorsque vous êtes arrivé au dernier enregistrement et si vous n'appuyez sur aucune touche, l'appareil s'éteint automatiquement en mode Rappel de mémoire après env. 20 secondes. En appuyant sur la touche START/STOP, vous pouvez quitter à tout moment le mode Rappel de mémoire et éteindre l'appareil en même temps. Si 90 valeurs de mesure sont stockées et si une nouvelle valeur est enregistrée, la valeur la plus ancienne est automatiquement supprimée.

Supprimer des valeurs enregistrées

Si vous êtes sûr de vouloir effacer de manière permanente toutes les valeurs enregistrées, appuyez six fois sur la touche **SET** lorsque l'appareil est éteint, jusqu'à ce que **CL** apparaisse.

Si vous appuyez sur la touche START/STOP, **CL** clignote trois fois pendant que la mémoire est vidée. Si vous appuyez ensuite sur la touche **MEM**, l'écran affiche **Met « no »**, ce qui signifie que la mémoire ne contient pas de données.

Erreurs et résolution

Indications d'erreur - en cas de mesures inhabituelles, les symboles suivants s'affichent à l'écran :

Symbole	Cause	Ajustement
E-1	Signal faible ou changement soudain de pression	Positionnez le brassard correctement. Répétez la mesure correctement.
E-2	Perturbation externe importante	La mesure peut être erronée à proximité d'un radiotéléphone ou d'un autre appareil à haute fréquence. Au cours d'une mesure, ne bougez pas et ne parlez pas.
E-3	Erreur lors du gonflage	Positionnez le brassard correctement. Assurez-vous que le raccord est correctement inséré dans l'appareil. Mesurez à nouveau.
E-5	Pression artérielle inhabituelle	Répétez la mesure après une période de repos de 30 minutes. Si vous obtenez 3 résultats inhabituels consécutifs, parlez-en à votre médecin.
	Piles faibles	Les piles sont trop faibles ou sont vides. Remplacez les quatre piles par des piles neuves de 1,5 V, type AA / LR6.

Réparer les dysfonctionnements

Problème	Vérifier	Cause et solutions
Aucune puissance	Vérifiez l'état de charge des piles. Vérifiez la position des piles.	Insérez des piles neuves. Insérez les piles en suivant les instructions.
Ne gonfle pas	Vérifiez que le raccord est bien en place et que le raccord n'est pas cassé et qu'il ne fuit pas.	Insérez fermement le raccord. Utilisez un nouveau brassard.
Err apparaît et la mesure est interrompue	Vérifiez si vous avez bougé pendant la mesure ou si vous avez parlé	Restez calme.
Brassard qui fuit	Vérifiez que le brassard n'est pas posé trop lâchement et qu'il n'est pas endommagé.	Positionnez fermement le brassard. Utilisez un nouveau brassard.

Si vous n'avez pas pu corriger un problème, veuillez contacter le service client. Ne démontez pas l'appareil vous-même.

Nettoyage et entretien

Retirez les piles avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution savonneuse douce. N'utilisez en aucun cas des détergents agressifs, de l'essence, du naphta, des diluants ou de l'alcool.

N'immergez pas l'appareil ou ses accessoires dans l'eau. Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans l'appareil. N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil, protégez-le de la saleté et de l'humidité. N'exposez pas l'appareil à une chaleur ou à un froid extrêmes. Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans son sac de rangement. Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec.

Nettoyage et désinfection du brassard

Essayez la surface du brassard avec un chiffon humidifié d'eau et exempt de poussière. Essayez ensuite l'eau de la surface du brassard avec un chiffon sec et non poussiéreux. Après le nettoyage, vérifiez les surfaces intérieures et extérieures du brassard pour vous assurer qu'elles sont propres. En cas de salissures, nettoyez le brassard à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tache visible, puis le ranger dans un endroit frais, aéré et sec (le nettoyage à haute température, comme le repassage et le séchage, n'est pas autorisé). **Désinfecter le brassard nettoyé et séché** : Essayez la surface du brassard à l'aide d'un chiffon non poussiéreux imbibé d'alcool de nettoyage à 75 % afin d'éliminer le sébum et les autres micro-organismes de la surface, 10 fois au total, à raison d'env. 1 minute chacune. Après la désinfection, séchez le brassard avec un chiffon propre et sans poussière afin que l'alcool résiduel s'évapore naturellement. Le brassard peut être changé et nettoyé 10 fois pour 1 000 utilisations. Si le temps de gonflage du brassard dépasse 20 secondes pendant la mesure normale de l'appareil et que l'appareil affiche E-3, le brassard doit être remplacé. Si la surface adhésive du brassard ne se lie pas efficacement, le brassard doit être remplacé. Veuillez contacter le fabricant si vous souhaitez acheter un brassard adapté. Le brassard est une pièce d'usure dont la durée de vie est de 1 000 cycles d'utilisation (dans les conditions de test de l'entreprise). Il est recommandé de le remplacer au bon moment afin de mesurer la pression artérielle avec précision. Si le brassard est trop petit ou en cas de fuite d'air, veuillez contacter le service clientèle. Le brassard est la partie applicable.



Élimination de l'appareil

Nos produits et emballages se recyclent, ne les jetez pas! Trouvez où les déposer sur le site www.quefairedemesdechets.fr

Normes et directives

Ce tensiomètre de bras électronique ne peut pas être utilisé dans un environnement IRM. Il répond aux exigences de la norme européenne relative aux tensiomètres non invasifs. Il est certifié selon les directives CE et porte le marquage CE (marque de conformité) « CE 0123 ». L'appareil répond aux exigences de la norme CEI 80601-2-30, partie 2 relative aux tensiomètres non invasifs. Déclaration des événements indésirables pour les utilisateurs/patients/clients dans les pays de l'UE : si les utilisateurs/patients/clients estiment qu'un incident grave lié au dispositif est survenu chez eux ou chez un membre de leur famille, les utilisateurs/patients/clients sont invités à notifier l'incident au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur/le patient/le client est établi.


Caractéristiques techniques

Nom et modèle	Tensiomètre medisana, modèle: U80CH
Système d'affichage	affichage numérique
Emplacements-mémoire	2 x 90 pour les données de mesure
Méthode de mesure	oscillométrique
Alimentation électrique	6V ==, 4 piles 1,5V AA LR6
Plage de mesure de la pression artérielle	0 – 299 mmHg
Plage de mesure de la fréquence cardiaque	40 – 199 battements/min.
Tolérance d'erreur max. pour la mesure de la pression statique	± 3 mmHg
Tolérance d'erreur maximale pour la mesure des pulsations	± 5 % de la valeur
Durée de vie de l'appareil	10 000 utilisations dans des conditions normales
Durée de vie de la pile	300 mesures dans des conditions normales
Génération de pression	automatique avec pompe
Sortie d'air	automatique
Arrêt automatique	après env. 3 minutes
Conditions de fonctionnement	+5 °C à +40 °C, 15 à 93 % max. d'humidité relative, pression atmosphérique 86 kPa à 106 kPa

PT Manual de instruções

Medidor de tensão arterial

BU 510



Utilização prevista
Este medidor de tensão arterial automático destina-se à medição da tensão sistólica e diastólica, bem como da frequência cardíaca, no braço. O aparelho deve ser utilizado em ambientes domésticos e em pessoas a partir dos 12 anos.
Utilizadores previstos
Adultos ou crianças com mais de 12 anos, com capacidade para ler e entender o manual de instruções.
Grupo de pacientes previsto
O aparelho destina-se a ser utilizado em pessoas maiores de 12 anos que necessitam de medição da pulsação ou tensão arterial, incluindo pessoas normais ou pacientes com hipertensão, hipotensão ou pulsação anormal.
Contraindicações
1. Este aparelho não deve ser utilizado por pacientes com insuficiência cardíaca grave, para evitar asfixia e morte.
2. Não utilize este aparelho se tiver uma doença cardíaca aterosclerótica coronária para evitar estreitamento ou bloqueio do lúmen dos vasos sanguíneos, o que pode causar isquemia e falta de oxigénio no coração.
3. Não utilize este aparelho se tiver diabetes, pois pode causar danos no coração e nos vasos sanguíneos.
4. Mulheres grávidas, pacientes com aparelhos eletrónicos implantados, pacientes com pré-eclâmpsia, batimento cardíaco prematuro, fibrilação ventricular, doenças arteriais periféricas e pacientes, que se submetem a uma terapia intravenosa ou a um shunt arteriovenoso, assim como pessoas que fizeram uma mastectomia. Consulte o seu médico, antes de utilizar o aparelho, caso padeça de doenças.
5. Pacientes com perturbações do ritmo cardíaco, distúrbios circulatorios ou AVC apenas devem utilizar o aparelho com indicações do médico, para evitar um agravamento da doença.

Explicação dos símbolos

IMPORTANTE! Respeite o manual de instruções! O incumprimento destas instruções pode causar ferimentos graves ou danos no aparelho.

AVISO
Este símbolo identifica perigos que podem resultar em ferimentos graves ou fatais.

ATENÇÃO
Este símbolo indica perigos que podem resultar em ferimentos ligeiros, danos no produto ou outros danos materiais.

IP21
Classe de proteção contra penetração de água ou substâncias sólidas no aparelho

EC REP Representante autorizado na Comunidade Europeia

CE 0123 Marcação CE: está em conformidade com os requisitos essenciais do regulamento (UE) 2017/745 relativo a dispositivos médicos

ELIMINAÇÃO: este produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Recolha os resíduos separadamente e siga as demais instruções deste manual.

SN	Número de série	LOT	Número de lote
IP	Classificação do aparelho: tipo BF		
FAB	Fabricante	DATE	Data de fabrico
CC	Corrente contínua	MD	Dispositivo médico
UDI	Identificação única do aparelho		
TEMP	Limitação da pressão atmosférica	TEMP	Intervalo de temperatura
TEMP		TEMP	Intervalo de humidade do ar
RECYCLING	Símbolos de reciclagem/códigos: estes símbolos servem para dar informações sobre o material e a sua correta utilização e reciclagem.		
IMPORT	Importador		

PT Indicações de segurança

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de instruções, em especial as indicações de segurança, e guarde o manual de instruções ou entregue-o ao ceder o aparelho a outros.

- O aparelho destina-se apenas ao uso privado. Se tiver alguma dúvida ou problema de saúde, consulte o seu médico antes da utilização.
- Utilize o aparelho apenas para o fim previsto, tal como indicado no manual de instruções. Em caso de uso indevido, perde o direito à garantia.
- Se sofre de qualquer doença, por exemplo, doença oclusiva arterial, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.
- O aparelho não deve ser utilizado para controlar a frequência cardíaca de um pacemaker.
- As mulheres grávidas devem tomar as medidas de precaução necessárias, ter em consideração a sua resistência física individual, e, se necessário, consultar o respetivo médico.
- Se sentir algum tipo de desconforto durante uma medição, como, por exemplo, dor na parte superior do braço ou outras queixas, prima o botão START/STOP para desinsuflar imediatamente a braçadeira. Solte a braçadeira e retire-a da parte superior do braço.
- O aparelho só funciona corretamente com a braçadeira adequada.
- O aparelho não é indicado para crianças.
- As crianças não devem utilizar o aparelho. Os dispositivos médicos não são brinquedos!
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não coloque o tubo de ar à volta do pescoço por causa do perigo de asfixia.
- A ingestão de peças pequenas, como material de embalagem, pilhas, tampa do compartimento da pilha, etc., pode causar asfixia.
- Antes de utilizar o aparelho, o utilizador é obrigado a verificar se o aparelho funciona corretamente e de modo seguro.
- Só pode ser utilizada a braçadeira fornecida. Esta não pode ser substituída ou trocada por nenhuma outra braçadeira. A braçadeira só pode ser substituída por uma exatamente do mesmo tipo.
- O aparelho não pode ser utilizado em espaços com radiações fortes ou nas imediações de dispositivos de forte radiação, tais como p. ex. emissores de rádio, telemóveis ou micro-ondas. Isto poderia causar falhas no funcionamento ou valores de medição incorretos.
- Não utilize o aparelho na proximidade de gases inflamáveis (por exemplo, gás anestésico, oxigénio ou hidrogénio) ou líquidos inflamáveis (por exemplo, álcool).
- Não faça quaisquer alterações ao aparelho.
- Em caso de avaria, não repare o aparelho por iniciativa própria. Quaisquer reparações devem ser realizadas apenas por centros de assistência autorizados.
- Proteja o aparelho contra humidade. Se, contudo, alguma vez entrar líquido no aparelho, deverá remover imediatamente as pilhas e evitar uma nova utilização. Neste caso, entre em contacto com o seu revendedor especializado ou informe-nos diretamente.
- Nunca use diluentes (solventes), álcool ou benzina para limpar o aparelho.
- Proteja o aparelho de choques fortes e não o deixe cair.
- Remova as pilhas caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA RELATIVAMENTE ÀS PILHAS

- Não desmonte as pilhas!
- Substitua as pilhas quando o símbolo de pilha aparecer no visor.
- Retire imediatamente as pilhas gastas do compartimento das pilhas, visto que podem derramar e danificar o aparelho!
- Elevado risco de derrame da bateria. Evite o contacto com a pele, os olhos e as mucosas! No caso de contacto com o ácido da bateria, lave imediatamente as zonas afetadas com água limpa e abundante e procure imediatamente ajuda médica!
- No caso de ingestão de uma pilha, procure imediatamente ajuda médica!
- Substitua sempre todas as pilhas em conjunto!
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo. Não utilize tipos diferentes ou pilhas novas e usadas em conjunto!
- Coloque as pilhas corretamente e tenha em atenção a polaridade!
- Retire as pilhas se não for utilizar o aparelho durante pelo menos 3 meses.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças!
- Não recarregue as pilhas! Não as coloque em curto-circuito! Não as lance para o fogo! **Existe perigo de explosão!**
- Nunca elimine pilhas e baterias usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim enquanto resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em lojas especializadas!

Aparelho e visor LCD

- 1 Entrada de ligação para a fonte de alimentação
- 2 Medidor de tensão arterial
- 3 Botão MEM (acesso à memória)
- 4 Botão START/STOP
- 5 Botão SET
- 6 Compartimento das pilhas (na parte inferior)
- 7 Entrada de ligação do tubo de ar
- 8 Visor LCD
- 9 Indicador de data/hora
- 10 Indicação da tensão sistólica
- 11 Indicação da tensão diastólica
- 12 Símbolo de pulsação
- 13 Indicação da frequência cardíaca
- 14 Símbolo e substituição das pilhas
- 15 Indicação de batimento cardíaco irregular
- 16 Número da posição da memória
- 17 Símbolo da memória
- 18 Indicador da tensão arterial (verde - amarelo - laranja - vermelho)
- 19 Utilizador 1/2

Volume de fornecimento

Em primeiro lugar, verifique se o aparelho está completo. O volume de fornecimento inclui:

- 1 medidor de tensão arterial **medisana**
- 1 braçadeira com tubo de ar
- 4 pilhas (tipo AA, LR6) de 1,5 V
- 1 manual de instruções

Caso detete danos provocados pelo transporte ao retirar o aparelho da embalagem, entre imediatamente em contacto com o seu revendedor.

O que é a tensão arterial?

A tensão arterial é a tensão gerada nos vasos sanguíneos a cada batimento cardíaco. Quando o coração se contrai (= sistole) e bombeia sangue para as artérias, isto leva a um aumento da tensão. O seu valor mais elevado chama-se tensão sistólica e é o primeiro valor medido ao medir a tensão arterial. Quando o músculo cardíaco se relaxa para absorver sangue novo, a tensão nas artérias diminui. Uma vez relaxados os vasos sanguíneos, mede-se o segundo valor – a tensão diastólica.

Como funciona a medição?

O **medisana BU 510** é um medidor de tensão arterial concebido para medir a tensão arterial na parte superior do braço. A medição é feita através de um microprocessador que, através de um sensor de pressão, analisa as oscilações de pressão surgidas nas artérias durante a insuflação e desinsuflação da braçadeira.

Acerca do batimento cardíaco irregular

Um batimento cardíaco irregular é um ritmo de batimento cardíaco que se desvia mais de 25% do ritmo médio de batimento cardíaco, enquanto o aparelho mede a tensão sistólica e diastólica. Indicadores de um batimento cardíaco irregular:

- Se P1 ou P2>0,12 s;
- Se P1/Pa*100%>25% ou P2/Pa*100%>25%

Se ocorrer alguma das duas condições acima, podem ocorrer arritmias cardíacas. Nota: Pa é o valor médio dos intervalos entre batimentos medidos durante toda a medição. P1 é a diferença entre o valor máximo e o valor médio do intervalo entre batimentos. P2 é a diferença entre a o valor médio e o valor mínimo do intervalo de batimentos.

Os benefícios da utilização de um medidor eletrónico de tensão arterial de braço

O medidor eletrónico de tensão arterial de braço mede com precisão a tensão arterial e a frequência cardíaca de pessoas com 12 anos ou mais, proporcionando aos médicos ou pacientes uma maneira conveniente e económica de controlar e avaliar a tensão arterial e as alterações de pulsação no hospital ou em casa. A monitorização regular permite a deteção precoce da tensão arterial e das flutuações da pulsação, melhora o controlo da tensão arterial e fornece dados de monitorização para o tratamento de pacientes com hipertensão ou outras doenças causadas pela hipertensão, permitindo resposta adequada às doenças para orientar a medicação.

Causas frequentes de medições incorretas

- Antes de uma medição, descanse por 5–10 minutos e não coma, não beba álcool, não fume, não faça qualquer esforço físico, não pratique desporto e não tome banho. Todos estes fatores podem influenciar o resultado da medição.
- Remova qualquer peça de roupa que esteja muito apertada na parte superior do braço.
- Realize a medição sempre no mesmo braço (geralmente, no braço esquerdo).
- Meça a sua tensão arterial regularmente, todos os dias à mesma hora, visto que a tensão arterial varia ao longo do dia.
- Qualquer tentativa do paciente de apoiar o seu braço pode aumentar a tensão arterial.
- Coloque-se numa posição confortável e relaxada, e não tensione nenhum músculo do braço na qual a medição está a ser realizada. Se necessário, utilize uma almofada de apoio.
- Se a artéria do braço estiver acima ou abaixo da altura do coração, a medição será incorreta.

Classificação da tensão arterial

Tensão arterial baixa
Sistólica <100, diastólica <60
Tensão arterial normal
(intervalo de indicação verde) **1**
Sistólica 100–139, diastólica 60–89

Tipos de hipertensão

Hipertensão leve
(intervalo de indicação amarelo) **2**
Sistólica 140–159, diastólica 90–99

Hipertensão moderada
(intervalo de indicação laranja) **3**
Sistólica 160–179, diastólica 100–109

Hipertensão grave
(intervalo de indicação vermelho) **4**
Sistólica ≥ 180, diastólica ≥ 110

AVISO: a tensão arterial demasiado baixa também representa um risco para a saúde! As tonturas poderão resultar em situações perigosas (por exemplo, nas escadas ou no trânsito)!

Influência e avaliação das medições

- Meça a sua tensão arterial várias vezes, guarde os resultados e compare-os. Não tire conclusões a partir de um único resultado.
- Os seus valores de tensão arterial devem ser sempre avaliados por um médico que também esteja familiarizado com o seu historial clínico. Se usar o aparelho regularmente e registar os valores para o seu médico, também deverá informá-lo de vez em quando sobre a evolução.
- Ao medir a tensão arterial, lembre-se de que os valores diários dependem de muitos fatores. Tabagismo, consumo de álcool, medicamentos e esforço físico influenciam os valores medidos de diferentes maneiras.
- Meça a sua tensão arterial antes das refeições.
- Deve descansar durante, no mínimo, 5 a 10 minutos antes de medir a sua tensão arterial.
- Se, apesar do manuseio correto do aparelho, o valor sistólico ou diastólico da medição lhe parecer suspeito (demasiado alto ou demasiado baixo) e isso se repetir várias vezes, informe o seu médico. Isto também se aplica se, em casos raros, uma pulsação irregular ou muito fraca não permitir as medições.

Colocação em funcionamento - Colocar/substituir as pilhas

Para poder utilizar o aparelho, tem de colocar primeiro as pilhas fornecidas. No lado inferior do aparelho pode encontrar a tampa do compartimento das pilhas **6**. Abra o compartimento pressionando a tampa ligeiramente e puxando-a para cima. Introduza as 4 pilhas LR6 de 1,5 V, tipo AA, fornecidas. Tenha em atenção a polaridade (conforme marcado no compartimento das pilhas). Volte a fechar o compartimento das pilhas. Substitua imediatamente as pilhas quando aparecer o símbolo de substituição das pilhas **14** no visor **8**, ou caso não apareça nada no visor após o dispositivo ter sido ligado.

Utilizar de uma fonte de alimentação

Em alternativa, também pode utilizar o aparelho com uma fonte de alimentação especial (**medisana** n.º art.º 51125), a qual deve ser inserida na entrada de ligação **1** prevista na parte lateral do aparelho. Neste caso, as pilhas permanecem no aparelho. Ao inserir a ficha na parte lateral do medidor de tensão arterial, as pilhas são desligadas de forma mecânica. Por isso, é necessário ligar primeiro a fonte de alimentação à tomada e depois ao medidor de tensão arterial. Quando o medidor de tensão arterial deixar de ser utilizado, é necessário tirar primeiro a ficha do medidor e, de seguida, desligar a fonte de alimentação da tomada. Desta forma, evita ter de introduzir constantemente a data e a hora.

1. O adaptador de rede ideal deve cumprir os requisitos da IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. Adicionalmente todas as configurações devem corresponder aos requisitos para os sistemas médicos elétricos (ver IEC 60601-1-1 e parágrafo 16 da 3Ed. da IEC 60601-1). Qualquer pessoa que liga aparelhos adicionais a dispositivos elétricos médicos, configura um sistema médico e é por conseguinte responsável, de que o sistema obedece aos requisitos exigidos para os sistemas médicos elétricos. Tenha em atenção que as leis locais têm prioridade sobre os requisitos acima indicados. Em caso de dúvida, dirija-se ao seu representante local ou ao serviço de assistência técnica.

2. Este aparelho tem um isolamento duplo e com o seu fusível térmico primário está protegido contra curto-circuito e sobrecarga. Certifique-se de que retira as pilhas do compartimento, antes de utilizar a fonte de alimentação. Classe do aparelho 2.

3. Insira a outra extremidade do adaptador numa tomada com 100-240V. Características técnicas do adaptador: Tensão de saída: 6V±5%; corrente de saída No mínimo 600 mA; polaridade da ficha de saída: <-> interior; diâmetro exterior: 5,5mm ±0,1mm; diâmetro interior 2,1mm ±0,1 mm

Configuração

1. Configurar o utilizador:

Prima o botão SET **5** com o aparelho desligado.

A seguir aparece **1** ou **2** no visor. Se premir o botão **MEM** pode alternar entre utilizador **1** e **2**. Para confirmar o utilizador, prima o botão SET **5**. Segue-se a definição do ano.

2. Definir o ano:

Em seguida, pisca o campo de introdução do ano. Prima o botão MEM **4** repetidamente até que apareça o ano desejado. Para confirmar o ano, prima o botão SET **5**. Segue-se a definição do mês e do dia.

3. Definir o mês e o dia:

Em seguida, pisca o campo de introdução do mês. Prima o botão **MEM** **4** repetidamente até que apareça o mês desejado. Para confirmar o mês, prima o botão SET **5**. Prossegue para a definição do dia. Proceda do mesmo modo que para a definição do mês. Prima o botão **MEM** **4** repetidamente até que apareça o dia desejado. Para confirmar o dia, prima o botão SET **5**. Segue-se a definição da hora do dia.

4. Definir a hora do dia:

Em seguida, pisca o campo de introdução da hora. Prima o botão **MEM** **4** repetidamente até que apareça a hora desejada. Para confirmar a hora, prima o botão SET **5**. Em seguida, pisca o campo de introdução dos minutos. Proceda do mesmo modo que para a definição da hora. Depois, o procedimento de configuração está concluído. Aparece **CL** no visor. Saia do modo de configuração premindo o botão SET **5**. Ao substituir as pilhas, perde estas definições, devendo repetir o processo.

Colocar a braçadeira

- Antes de utilização, introduza a extremidade do tubo de ar na abertura do lado esquerdo do aparelho **7**.
- Passo a lado aberto da braçadeira pelo aro metálico, de modo que o fecho de velcro fique no lado exterior e se obtenha uma forma cilíndrica (Fig.1). Deslize a braçadeira sobre a parte superior do braço esquerdo.
- Posicione o tubo de ar no meio do braço, como extensão do dedo médio (Fig.2) (a). A margem inferior da braçadeira deve situar-se 2–3 cm acima do cotovelo (b). Aperte a braçadeira e o fecho de velcro (c).
- Realize a medição com o braço despido.
- Coloque a braçadeira no braço direito apenas se não for possível colocá-la no braço esquerdo. As medições devem ser sempre realizadas no mesmo braço.
- Corrija a posição de medição enquanto sentado (Fig.3).

AVISOS:

- Utilize apenas a braçadeira fornecida pelo fabricante. A substituição da braçadeira por peças de outros fabricantes leva a resultados de medição imprecisos.
- Uma braçadeira solta ou aberta resulta em valores de medição errados.
- Em caso de medições repetidas, há uma acumulação de sangue no braço, o que pode resultar em valores de medição errados. Para medir a tensão arterial repetidamente, efetue as medições após 1 minuto de descanso ou após o braço ter sido elevado, para que o sangue acumulado possa fluir.

Medir a tensão arterial

Depois de colocar corretamente a braçadeira, poderá iniciar a medição.

- Prima o botão START/STOP **4** para ligar o aparelho.
- Se o botão START/STOP **4** for premido, ouvem-se dois sinais sonoros breves e todos os caracteres aparecem no visor. Através deste teste, verifica-se a integridade do visor.
- O aparelho está pronto para uma medição. O número 0 pisca durante aprox. 2 segundos e são emitidos dois sinais sonoros. O aparelho insufla automática e lentamente a braçadeira para medir a sua tensão arterial. No visor é apresentada a pressão crescente.
- O aparelho insufla a braçadeira até atingir uma pressão suficiente para a medição. Depois, o aparelho liberta lentamente o ar da braçadeira e faz a medição. Assim que o aparelho detetar um sinal, o símbolo de pulsação **12** começa a piscar no visor. Ouve-se um sinal sonoro a cada som cardíaco que o aparelho recebe.
- Quando a medição terminar, ouve-se um sinal sonoro mais demorado e a braçadeira é desinsuflada. A tensão arterial sistólica e diastólica, bem como o valor da pulsação são apresentados no visor **8**. O indicador de tensão arterial **18** aparece ao lado da respetiva barra colorida de acordo com a classificação da tensão arterial. Caso o aparelho detete uma pulsação irregular, surge adicionalmente o símbolo **15**.

AVISO
Não tome quaisquer medidas terapêuticas com base numa medição realizada por si. Nunca mude a dosagem de um medicamento prescrito.

- Os valores medidos são memorizados automaticamente na memória selecionada **16** ou **17**. É possível guardar até 90 valores de medição com data e hora em cada memória. Se a memória estiver cheia, será eliminada a medição mais antiga.
- Os resultados da medição permanecem no visor. No caso de não ser acionado mais nenhum botão, o aparelho desliga-se automaticamente após cerca de 3 minutos. Em alternativa, pode ser desligado através do botão START/STOP **4**.

Interromper a medição

Caso seja necessário interromper a medição da tensão arterial por qualquer motivo (por exemplo, indisposição do paciente), pode premir o botão START/STOP **4** em qualquer momento. O aparelho expele imediatamente o ar da braçadeira de modo automático.

Mostrar valores guardados

Este aparelho dispõe de duas memórias separadas com uma capacidade de respetivamente 90 posições de memória. Os resultados são guardados automaticamente na memória selecionada. Para aceder aos valores de medição guardados, prima o botão **MEM** **3** com o aparelho desligado. Todos os valores médios aparecem no visor. Premindo novamente o botão **MEM** **3**, é apresentada a última medição armazenada. Ao premir repetidamente a tecla **MEM** **3** são apresentados os valores de medição anteriores/seguientes. Quando chegar ao último registo e não premir mais nenhum botão, o aparelho desliga-se automaticamente no modo de consulta da memória após cerca de 20 minutos Ao premir o botão START/STOP **4**, é possível sair do modo de acesso à memória a qualquer momento e desligar simultaneamente o aparelho. Caso guarde um valor novo quando a memória já tem 90 valores de medição memorizados, é eliminado o valor mais antigo.

Eliminar valores guardados

Se tiver a certeza de que quer eliminar permanentemente todos os valores memorizados, com o aparelho desligado, prima o botão SET **5** seis vezes até aparecer **CL**. Prima o botão START/STOP **4** e **CL** pisca três vezes enquanto a memória é apagada. Se a seguir premir o botão **MEM** **3**, aparecem no visor **M** e **"no"**, o que significa que a memória não contém dados.

Erros e resolução

Indicações de erro: as seguintes indicações aparecem no visor em caso de medições inválguares:

<i>Símbolo</i>	<i>Causa</i>	<i>Resolução</i>
E-1	Sinal fraco ou a pressão muda repentinamente	Coloque a braçadeira corretamente. Repita a medição de forma correta.
E-2	Forte perturbação externa	A medição pode estar incorreta na proximidade de um radiotelefone ou outro dispositivo de alta frequência. Não se mexa nem fale durante uma medição.
E-3	Erro ao insuflar	Coloque a braçadeira corretamente. Certifique-se de que o conector está corretamente inserido no aparelho. Efetue uma nova medição.
E-5	Tensão arterial fora do normal	Repita a medição após um intervalo de descanso de 30 minutos. Se obtiver resultados incomuns 3 vezes seguidas, converse com o seu médico.
	Pilhas fracas	As pilhas estão fracas ou descarregadas. Substitua as quatro pilhas por novas pilhas LR6 de 1,5 V do tipo AA.

Resolução de avarias

<i>Problema</i>	<i>Verificação</i>	<i>Causa e solução</i>
Sem potência	Verifique a potência das pilhas. Verifique a posição das pilhas.	Coloque pilhas novas. Coloque as pilhas de acordo com as instruções.
Não insufla	Verifique se o conector está corretamente posicionado e se está partido ou apresenta fugas.	Introduza o conector firmemente. Utilize uma braçadeira nova.
Aparece Err e a medição é interrompida.	Certifique-se de que não se mexeu nem falou durante a medição	Mantenha-se sossegado. Não fale durante a medição.
Braçadeira com fugas	Verifique se a braçadeira está colocada folgadoamente ou se está danificada.	Coloque a braçadeira bem apertada. Utilize uma braçadeira nova.

Caso não consiga resolver um problema, contacte o serviço de apoio ao cliente. Não desmonte o aparelho por conta própria.

Limpeza e conservação

Retire as pilhas antes de limpar o aparelho. Limpe o aparelho com um pano macio, ligeiramente humedecido com uma solução de água e sabão suave. Nunca utilize detergentes agressivos, álcool, nafta, diluentes ou benzina, etc. Não mergulhe o aparelho nem qualquer acessório em água. Tenha atenção para que não entre humidade no aparelho. Não exponha o aparelho à luz solar direta, proteja-o de sujidade e humidade. Não exponha o aparelho a calor/rio extremo. Se não estiver a utilizar o aparelho, guarde-o na bolsa de armazenamento. Guarde o aparelho num local limpo e seco.

Limpeza e desinfeção da braçadeira

Limpe a parte superior da braçadeira com um pano sem pó, humedecido com água. A seguir, com um pano seco e sem pó, seque a água da superfície da braçadeira. Após a limpeza, verifique a superfície interna e externa da braçadeira, para se certificar de que estão limpas. Em caso de sujidade, a braçadeira deve ser limpa novamente até que não haja manchas visíveis. Depois deve ser guardada num local seco, fresco e ventilado (não é permitida uma limpeza com temperatura elevadas, por exemplo por engomar e secar na máquina). **Desinfeção da braçadeira depois de limpa e seca:** limpe a superfície da braçadeira com um pano sem pó, embebido em álcool isopropílico 75% para remover sebo e outros microrganismos da superfície, num total de 10 vezes, aproximadamente 1 minuto cada vez. Após a desinfeção, seque a braçadeira com um pano limpo e sem pó, para que o álcool residual evapore naturalmente. A braçadeira pode ser substituída e limpa 10 vezes após 1000 utilizações. Se o tempo de insuflação da braçadeira exceder 20 segundos durante a medição normal do aparelho e este apresentar E-3, a braçadeira deverá ser substituída. Se a superfície aderente da braçadeira não aderir de forma eficaz, a braçadeira deverá ser substituída. Contacte o fabricante se desejar adquirir uma braçadeira adequada. A braçadeira é uma peça de desgaste com uma vida útil de 1000 ciclos de utilização (em condições de teste da empresa). Recomenda-se a sua substituição atempada para ser possível medir a tensão com precisão. Se a braçadeira for demasiado pequena ou em caso de saída de ar, contacte o serviço de apoio ao cliente. A braçadeira é a parte que deve ser utilizada.

Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrónicos, independentemente de conterem substâncias nocivas ou não, num ponto de recolha municipal ou comercial, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Retire as pilhas antes de eliminar o aparelho. Nunca elimine pilhas usadas juntamente com o lixo doméstico, mas sim como resíduos perigosos ou num ponto de recolha de pilhas e baterias em comércio especializados. Para informações adicionais sobre a eliminação, entre em contacto com as autoridades locais ou o seu revendedor.


Diretivas e normas

Este medidor de tensão arterial de braço não pode ser utilizado num ambiente de RM. O aparelho cumpre os requisitos da norma da UE para medidores de tensão arterial não invasivos. Ele está certificado de acordo com as diretivas da CE e possui a marcação CE (marcação de conformidade) «CE 0123». O aparelho cumpre os requisitos da norma IEC 80601-2-30, parte 2 para medidores de tensão arterial não invasivos. Notificação de eventos indesejados para utilizadores/pacientes/clientes nos países da UE: Se os utilizadores/pacientes/clientes acreditarem que eles ou um membro da família sofreram um incidente grave relacionado com o aparelho, pede-se que os utilizadores/pacientes/clientes comuniquem o incidente ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador/paciente/cliente está estabelecido.

Dados técnicos

Nome e modelo	: medidor de tensão arterial medisana, modelo: U80CH
Sistema de visualização	: visor digital
Posições de memória	: 2 x 90 para dados de medição
Método de medição	: oscilométrico
Alimentação de tensão	: 6V $\pm$ 0,4 pilhas de 1,5V AA LR6
Intervalo de medição da tensão arterial	: 0–299 mmHg
Intervalo de medição da pulsação	: 40–199 batimentos/min.
Desvio máx. de medição da tensão estática	: $\pm$ 3 mmHg
Desvio máximo de medição dos valores de pulsação	: $\pm$ 5% do valor
Vida útil do aparelho	: 10.000 utilizações em condições normais
Vida útil da bateria	: 300 medições em condições normais
Geração de pressão	: automaticamente com bomba
Desinsuflação	: automática
Desconexão automática	: após aprox. 3 minutos
Condições de funcionamento	: +5 °C a +40 °C, humidade atmosférica relativa máx. de 15 a 93%, pressão atmosférica de 86 kPa a 106 kPa
Condições de armazenamento	: -20 °C a +55 °C, humidade atmosférica relativa máx. de 10 a 93%, pressão atmosférica de 86 kPa a 106

SE Bruksanvisning Blodtrycksmätare BU 510



Avsedd användning
Denna automatiska blodtrycksmätare är avsedd för mätning av systoliskt och diastoliskt tryck samt pulsfrekvens på överarmen. Apparaten är avsedd för privat användning för personer från 12 år och uppåt.

Avsedda användare
Vuxna eller barn över 12 år som kan läsa och förstå bruksanvisningen.

Avsedd patientgrupp
Apparaten är avsedd för personer över 12 år som behöver mäta puls eller blodtryck, inklusive personer i normalt tillstånd eller patienter med hypertoni, hypotoni eller onormal puls.

Kontraindikationer
1. Denna apparat får inte användas av patienter med svår hjärtsvikt i och med risken för kvävning och dödsfall.
2. Använd inte denna produkt om du lider av koronar aterosklerotisk hjärtsjukdom i och med risken för förträngning eller blockering av blodkärlens lumen, vilket kan leda till ischemi och syrebrist i hjärtat.
3. Använd inte denna produkt om du har diabetes i och med risken för skador på hjärta och blodkärl.
4. Gravid kvinnor, patienter med implanterad elektronisk utrustning, patienter med preeklampsi, för tidig hjärtslag, förmakslimmer, perifer arteriell sjukdom och patienter som genomgår intravaskulär terapi eller arteriovenös shunting, samt personer som har genomgått mastektomi. Konsultera din läkare innan du använder enheten om du har sjukdomstillstånd.
5. Patienter med hjärtarytmi, cirkulationsrubbingar eller stroke bör endast använda enheten på uppmaning av läkare för att undvika ett tillståndet förvärras.

Symbolförklaring	
	VIKTIGT! Följ bruksanvisningen! Om denna anvisning inte följs kan det leda till allvariga personskador eller skador på apparaten.
	WARNING Denna symbol anger faror som kan leda till allvariga personskador eller dödsfall.
	OBSERVERA Denna symbol anger faror som kan leda till lättare personskador, produktskador eller andra materiella skador.
IP21	Skyddsklass för skydd mot inträngning av vatten eller fasta ämnen i apparaten.
EC REP	Auktoriserad representant i EU

	CE-märkning: Uppfyller de grundläggande kraven i förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.
	AVFALLSHANTERING: Denna produkt får inte kasseras osortat! Avfallet skall källsorteras och övriga anvisningar i denna manual skall följas.
	Serienummer
	Enhetsklassificering: Typ BF
	Tillverkare
	Likström
	Tydlig identifiering av apparaten
	Begränsning av det omgivande trycket
	Återvinningssymboler/koder: Dessa tjänar till att ge information om materialet samt en korrekt användning och återvinning av det.
	Importör

SÄKERHETSINFORMATION

Läs bruksanvisningen noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna, innan du använder apparaten. Förvara bruksanvisningen på en säker plats respektive bifoga den om apparaten lämnas vidare.

- Apparaten är endast avsedd för privat bruk. Vid hälsoproblem ska du tala med din läkare före användning.
- Använd endast apparaten för det ändamål som anges i bruksanvisningen. Vid felaktig användning upphör garantin att gälla.
- Om du har någon sjukdom, som exempelvis oklusiv artärsjukdom, måste du konsultera din läkare innan du använder apparaten.
- Apparaten får inte användas för att kontrollera hjärtfrekvensen på en pacemaker.
- Gravida bör vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och ta hänsyn till sina individuella förut-sättningar, rådfråga din läkare.
- Skulle besvär uppstå under en mätning, som t.ex. smärta i överarmen eller andra besvär, måste du trycka på START/STOPP-knappen **1** för att omedelbart tömma manschetten på luft. Lossa manschetten och ta av den från överarmen.
- Apparaten fungerar endast korrekt tillsammans med den passande manschetten.
- Apparaten är inte lämplig för barn.
- Barn får inte använda apparaten. Medicinprodukter är inga leksaker!
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn.
- Lägg inte luftslangen runt halsen på grund av kvävningsrisk.
- Att svälja smådelar i form av förpackningsmaterial, batteri, batterifackets lock etc. kan leda till kvävning.
- Före användning av apparaten är användaren skyldig att se till att den fungerar säkert och korrekt.
- Endast den medföljande manschetten kan användas. Den kan inte ersättas eller bytas ut mot någon annan manschettmodell. Den kan endast ersättas av en manschett av exakt samma typ.
- Apparaten får inte användas i rum med hög strålningsnivå eller i närheten av apparater med hög strålningsnivå, t.ex. radiosändare, mobiltelefoner eller mikrovågsugnar. Detta kan orsaka funktionsstörningar eller felaktiga mätresultat.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarlig gas (t.ex. bedövningsgas, syre eller väte) eller brandfarlig vätska (t.ex. alkohol).
- Gör inga modifieringar på apparaten.
- Vid fel på apparaten får du inte reparera den själv. Låt endast auktoriserade serviceverk-städer utföra reparationer.
- Skydda apparaten mot fukt. Skulle det ändå tränga in vätska i apparaten måste du ta ur batte-rierna direkt och undvika att använda den. Kontakta återförsäljaren omedelbart vid sådana fall eller informera oss direkt.
- Använd aldrig förtunnande medel (lösningsmedel), alkohol eller bensin vid rengöring av apparaten.
- Utsätt inte apparaten för kraftiga slag och tappa den inte.
- Om du inte använder apparaten under en längre tid, avlägsna batterierna ur batterifacket.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR BATTERIER

- Ta aldrig isär batterierna!
- Byt batterier när batterisymbolen visas på displayen.
- Avlägsna omedelbart svaga batterier ur batterifacket eftersom de kan läcka och skada apparaten!
- Det finns ökad risk för läckage. Undvik kontakt med hud, ögon och sleimhinnor! Vid kontakt med batterisyra, skölj omedelbart de drabbade områdena med stora mängder rent vatten och kontakta omedelbart läkare!
- Uppsök genast en läkare om ett batteri har råkat sväljas!
- Byt alltid ut alla batterier samtidigt!
- Använd endast batterier av samma typ, använd inte olika typer eller använda och nya batterier tillsammans!
- Sätt i batterierna korrekt och beakta polaritetent!
- Ta ur batterierna om du inte använder apparaten på minst 3 månader.
- Förvara batterierna utom räckhåll för barn!
- Batterierna får inte laddas upp igen! Kortslut inte! Får inte kastas in i öppen eld! **Det före-ligger risk för explosion!**
- Kasta inte använda batterier och uppladdningsbara batterier i hushållsavfallet. Sortera dem som specialavfall eller lämna dem för återvinning hos en fackhandlare!

Apparat och LCD-display

- 1 Anslutning för nätdapter **2** Blodtrycksmätare **3** MEM-knapp (minnesvisning)
- 4** START/STOPP-knapp **5** SET-knapp **6** Batterifack (på undersidan)
- 7** Insticksanslutning för luftslang **8** LCD-display **9** Datum-/tidsvisning
- 10** Visning av det systoliska trycket **11** Visning av det diastoliska trycket
- 12** Pulssymbol **13** Visning av pulsfrekvens **14** Symbol för batteribyte
- 15** Visning av oregelbundna hjärtslag **16** Nummer på minnesplats
- 17** Minnessymbol **18** Blodtrycksindikator (grön - gul - orange - röd) **19** Användare 1/2

Leveransomfattning

Kontrollera först att apparaten är komplett. I leveransen ingår:

- 1 medisana** blodtrycksmätare
- 1 manschett med luftslang
- 1 förvaringspåse
- 4** batterier (typ AA, LR6) 1,5 V
- 1** bruksanvisning.

Kontakta omedelbart din återförsäljare om du upptäcker någon transportskada vid uppack-ningen.

Vad är blodtryck?

Blodtryck är trycket som bildas i blodådrorna vid varje hjärtslag. När hjärtat dras samman (=systole) och blodet pumpas ut i ådrorna leder det till ett trycket ökar. Detta högsta tryck kallas systoliskt tryck och mäts som första värde vid en blodtrycksmätning. När hjärtmuskeln slappnar av för att ta upp nytt blod sjunker även trycket i ådrorna. När kärlen slappnar av mäts det andra värdet – det diastoliska trycket.

Hur fungerar mätningen?

medisana BU 510 är en blodtrycksmätare avsedd för mätning av blodtrycket på överarmen. Mätningen utförs av en mikroprocessor, som använder en trycksensor för att utvärdera de tryckvariationer som uppstår när blodtrycksmanschetten pumpas upp och töms över artären.

Om oregelbunden hjärtrytm

En oregelbunden hjärtrytm är en hjärtrytm som avviker mer än 25 % från den genomsnittliga hjärtrytmen medan apparaten mäter det systoliska och diastoliska blodtrycket.

Indikatorer på oregelbunden hjärtrytm:

- om P1 eller P2 >0,12 s
 - 2,0 m P1/Pa * 100 % >25 % eller P2/Pa * 100 % >25 %.
- Om något av de två tillstånd som nämns ovan inträffar kan det leda till hjärtarytmi. Anvisningar: På år medelvärdet av de uppmätta mellanslagsintervallen under hela mätningen. P1 är skillnaden mellan det maximala och det genomsnittliga värdet på mellanslagsintervall. P2 är skillnaden mellan med-elvärdet och minimivärdet på slagintervallet.

Fördelarna med att använda en elektronisk blodtrycksmätare för överarmen

Den elektroniska blodtrycksmätaren för överarmen mäter noggrant blodtryck och hjärtfrekvens hos personer från 12 år och uppåt och erbjuder läkare eller patienter ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att övervaka och bedöma förändringar i blodtryck och pulsfrekvens på sjukhus eller i hemmet. Regelbunden övervakning möjliggör tidig upptäckt av förändringar i blodtryck och puls, förbättrar blodtryckskontrollen och tillhandahåller övervakningsdata för behandling av patienter med högt blodtryck eller andra sjukdomar relaterade till högt blodtryck, vilket möjliggör en lämplig respons på sjukdomarna för att kontrollera medicineringen.

Vanliga orsaker till felmätningar

- Vila i 5–10 minuter och låt inget, drink ingen alkohol, rök inte, utför inget kroppsligt arbete, träna inte och bada inte innan mätningen. Alla dessa faktorer kan påverka mätresultatet.
- Ta av dig alla kläder som sitter åt på överarmen.
- Mät alltid på samma arm (vanligtvis den vänstra).
- Mät blodtrycket regelbundet, dagligen vid samma tid, eftersom blodtrycket ändrar sig under dagens lopp.
- Alla försök av patienten att stödja armen kan öka blodtrycket.
- Se till att sitta i ett bekvämt och avslappnat läge och spänn inga muskler i armen som ska mätas. Använd en stödkudde om det behövs.
- Om armartären befinner sig på en nivå under eller över hjärtat blir mätningen felaktig.

Blodtrycksklassificering

Lågt blodtryck	systoliskt <100 diastoliskt <60
Normalt blodtryck	(grönt visningsområde 18) systoliskt 100–139 diastoliskt 60–89

Former av högt blodtryck	
Lätt förhöjt blodtryck	(gult visningsområde 19) systoliskt 140–159 diastoliskt 90–99
Måttligt förhöjd blodtryck	(orangefärgat visningsområde 20) systoliskt 160–179 diastoliskt 100–109
Kraftigt förhöjt blodtryck	(rött visningsområde 21) systoliskt ≥180 diastoliskt ≥110


VARNING: För lågt blodtryck är också en hälsorisk! Yrselattacker kan leda till farliga situationer (t.ex. i trappor eller i trafiken)!

Påverkan och utvärdering av mätningarna

- Mät ditt blodtryck flera gånger, spara resultaten och jämför dem sedan med varandra. Dra inga slutsatser från ett enda resultat.
- Dina blodtrycksvärden bör alltid bedömas av en läkare som också känner till din hälsohistoria. Om du använder apparaten regelbundet och antecknar värdena för läkaren bör du också regelbundet informera läkaren om dessa.
- Tänk också på att de dagliga blodtrycksmätningarnas värden påverkas av många faktorer. Rökning, alkoholkonsumtion, mediciner och kroppsarbete påverkar mätvärdena på olika sätt.
- Mät ditt blodtryck före måltiderna.
- Innan du mäter blodtrycket bör du vila under minst 5–10 minuter.
- Informera din läkare om du tycker att det systoliska eller diastoliska värdet, trots korrekt ge-nomförd mätning, är ovanligt (för högt eller för lågt) och om detta upprepas flera gånger. Detta gäller också om i sällsynta fall en oregelbunden eller mycket svag puls inte medger någon mätning.

Lidrifttagning - Sätta i/byta batterier

Innan du kan använda apparaten måste du sätta i de medföljande batterierna. Locket till batterifacket **6** befinner sig på apparatens baksida. Öppna locket genom att trycka lätt på det och dra det uppåt. Sätt i de 4 medföljande 1,5V-batterierna, typ AA LR6. Observera po-lariteten (se markering i batterifacket). Stäng batterifacket igen. Byt batterierna omedelbart när symbolen för batteribyte **14** visas i displayen **8** eller när displayen inte visar någonting efter att apparaten har slagits på.

Användning av nätdapter

- Alternativt kan du använda apparaten med hjälp av den speciella nätdaptern (**medisana** art.nr. 51125), som du kopplar in i anslutningen **1** på apparatens baksida. Batterierna laddas då kvar i apparaten. Batte-ridriften stängs av mekaniskt genom att kontakten på sidan av blodtrycksmätaren sätts i. Därför är det nödvändigt nätdaptern först ansluts till vägguttaget och därefter till blodtrycksmätaren. När blodtrycksmätaren inte längre används ska först kontakten dras ut av blodtrycksmätaren och därefter nätdaptern dras ut ur vägguttaget. Detta förhindrar att du måste ange datum och tid varje gång.
- Den valfria nätdaptern ska uppfylla kraven i IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. Dess-utom måste alla konfigurations- och utfylla kraven för medicinska elektriska system (se IEC 60601-1-1 eller avsnitt 16 i 3Ed. av IEC 60601-1). Den som ansluter ytterligare enheter till medicinsk elektrisk utrustning konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet uppfyller kraven för medicinska elektriska system. Observera att lokal jämfästiftning har företräd framför ovanstående krav. Vid tveksamhe-ter, kontakta din lokala representant eller teknisk kundtjänst.
 - Denna enhet är dubbelisolerad och skyddad mot kortslutning och överbelastning av en primär termisk säkring. Se till att du tar ut batterierna ur facket innan du använder nätdaptern. Enhetsklass 2.
 - Anslut den andra sidan av adaptern till ett 100-240V uttag. Tekniska egenskaper hos adaptern: Utgångsspänning: 6V±5%; utgående ström: Minst 600 mA; polaritet för utgångskontakten: <-> insida; ytterdiameter: 5,5 mm ± 0,1 mm; inre diameter: 2,1 mm ± 0,1 mm

Inställning

1. Inställning av användare

När apparaten är avstängd trycker du på SET-knappen **3**. Displayen visar sedan eller . Tryck på MEM-knappen **3** för att välja mellan användare och . För att bekräfta användaren trycker du på SET-knappen **5**. Därefter kommer du till inställningen av årtal.

2. Inställning av årtal

Inmatningsfältet för år blinkar därefter. Tryck på MEM-knappen **3** upprepade gånger tills det valda året visas. Tryck på SET-knappen **5** för att bekräfta årtalet. Du kommer sedan till inställningen av månad och dag.

3. Inställning av månad och dag

Inmatningsfältet för månad blinkar därefter. Tryck på **MEM-knappen 3** upprepade gånger tills den valda månaden visas. För att bekräfta månaden trycker du på SET-knappen **5**. Fortsätt med inställningen av dag. Fortsätt som för inställningen av månad. Tryck på **MEM-knappen 3** upprepade gånger tills den valda dagen visas. För att bekräfta dagen trycker du på SET-knappen **5**. Du kommer sedan till inställningen av tid på dygnet.

4. Inställning av tid på dygnet

Inmatningsfältet för timme blinkar sedan. Tryck på **MEM-knappen 3**upprepade gånger tills den valda timmen visas. För att bekräfta timmen, tryck på SET-knappen**5**. Inmatningsfältet för minut blinkar sedan. Fortsätt som för inställningen av timme. Därefter är inställningen slutförd. **CL** visas på displayen. Avsluta inställningsfärdet genom att trycka på SET-knappen **5**. Vid batteribyte tappas inställningarna och måste göras om på nytt.

Sätta på manschetten

- För in luftslangens ände i öppningen på apparatens vänstra sida **7** före användning.
- För manschettens öppna sida genom metallbygeln så att kardborreknäppningen sitter på utsidan och en cylindrisk form (fig.1) uppstår. För manschetten över din vänstra överarm.
- Placera luftslangen mitt på armen i länglingrets förlängning (fig.2) **(a)**. Manschettens underkant bör därmed ligga 2–3 cm ovanför armbågen **(b)**. Spänn manschetten och för ihop kardborreknäppningen **(c)**.
- Mät på bar överarm.
- Manschetten får endast sättas på den högra armen om det inte går att sätta den på den vänstra. Mätningarna görs alltid på samma arm.
- Rätt mätposition i sittande läge (fig.3).

- Anvisningar:
- Använd endast manschetten som tillhandahålls av tillverkaren. – Att byta ut manschetten med delar från andra tillverkare kommer att resultera i felaktiga mätresultat.
 - En för lös eller öppen manschett kommer att resultera i felaktiga mätvärden.
 - Vid upprepade mätningar samlas blod i armen, vilket kan leda till felaktiga avläsningar. Upprepade blodtrycksmätningar ska upprepas efter 1 minuts paus eller efter att ha hållit upp armen för att låta ansamlat blod rinna bort.

Mäta blodtrycket

När manschetten sitter riktigt kan mätningen påbörjas.

- Starta apparaten genom att trycka på START/STOPP-knappen **4**.
- Om du trycker på START/STOPP-knappen **4** hörs två korta ljudsignaler och alla tecken visas på displayen. Detta är ett test för att kontrollera displayens fullständighet.
- Apparaten är klar för mätning. Siffran 0 blinkar i ca 2 sekunder och två ljudsignaler avges. Nu pumpar apparaten automatiskt upp manschetten långsamt för att mäta ditt blodtryck. Det stigande trycket visas på displayen.
- Apparaten blåser upp manschetten tills ett tillräckligt tryck uppnås för mätningen. Aparaten släpper sedan långsamt ut luften från manschetten och utför mätningen. När apparaten registrerar en signal börjar pulssymbolen på displayen blinka. En ljudsignal hörs för varje hjärtslag som tas emot av apparaten.
- När mätningen är klar hörs en lång ljudsignal och manschetten töms på luft. Det systolis-ka och det diastoliska blodtrycket samt pulsvärdet visas på displayen **8**. I enlighet med blodtrycksklassificeringen visas blodtrycksindikator **18** bredvid motsvarande färgade stap-el. Om apparaten har registrerat en oregelbunden puls visas även symbolen .


VARNING
Vidta inga terapeutiska åtgärder baserade på självmätning. Ändra aldrig doseringen av ett läkemedel som skrivits ut av läkare..

- De uppmätta värdena sparas automatiskt i det valda minnet eller . Upp till 90 mätvär-den med tid och datum kan lagras i varje minne. Om ett minne är fullt faller den äldsta mätningen bort.
- Mätresultaten blir kvar på displayen. Om ingen annan knapp aktiveras, stänger appa-raten av sig själv automatiskt efter ca 3 minuter. Den kan även stängas av med START/STOPP-knappen **5**.

Avbryta mätningen

Om blodtrycksmätningen behöver avbrytas av någon anledning (t. ex. om patienten känner obehag) går det att när som helst trycka på START/STOPP-knappen **5**. Apparaten tömmer direkt ut luften ur manschetten automatiskt.

Visa de sparade värdena

Apparaten har 2 separata minnen med en kapacitet på 90 minnesplatser vardera. Resultaten sparas automatiskt i det valda minnet. För att hämta de sparade mätvärdena måste du vid fränslagen apparat trycka på **MEM-knappen 9**. Alla medelvärden visas på displayen. Trycker du på **MEM-knappen 9** igen visas den senast sparade mätningen. Genom att fortsatt trycka på **MEM-knappen 9**visas föregående eller efterföljande mätvärden. När du har kommit till den sista inmatningen och inte trycker på någon knapp, stängs apparaten av automatiskt efter ca 20 sekunder i minnesvisningsläget. Genom att trycka på START/STOPP-knappen**4** kan du när som helst lämna minnesvisningsläget och stänga av apparaten samtidigt. Om 90 mätvärden finns lagrade i minnet och ett nytt värde lagras, raderas det äldsta värdet.

Radera sparade värden

Om du är säker på att du vill radera alla sparade värden permanent trycker du sex gånger på SET-knappen**6** med apparaten fränslagen tills **CL** visas. Tryck på START/STOPP-knappen **4**, **CL** blinkar tre gånger medan minnet töms. Om du sedan trycker på **MEM-knappen 9** visas **M** och "no"i teckenfönstret, vilket betyder att minnet inte innehåller några data.

Fel och avhjälpnig

Felindikeringar – följande symboler visas på displayen vid avvikande mätvärden

<i>Symbol</i>	<i>Orsak</i>	<i>Åtgärd</i>
E-1	Svag signal eller plötsliga tryckföränd-ringar	Sätt på manschetten ordentligt. Upprepa mätningen på ett korrekt sätt.
E-2	Extern, kraftig störning	I närheten av en mobiltelefon eller annan högfrekvent apparat kan mätningen bli felaktig. Rör dig inte och tala inte under mätningen.
E-3	Fel vid upplåsning	Sätt på manschetten ordentligt. Se till att anslutningen till apparaten är korrekt inkopplad. Mät igen.
E-5	Ovanligt blodtryck	Upprepa mätningen efter 30 minuters vilopaus. Om du får ovanliga resultat 3 gånger i rad, tala med din läkare.
	Svaga batterier	Batterierna är för svaga eller uttjånna. Byt ut alla de 4 batterierna till nya 1,5-batte-rier, typ AA/LR6.

<i>Problem</i>	<i>Kontrollera</i>	<i>Orsak och lösningar</i>
Ingen effekt	Kontrollera batteristyrkan. Kontrollera batteriernas placering.	Sätt i nya batterier. Sätt i batte-rierna korrekt.
Blåses inte upp	Kontrollera att anslutning-en sitter korrekt och att den inte är trasig eller otät.	Sätt i anslutningen ordentligt. Använd en ny manschett.
Err visas och mätningen avbryts	Tänk efter om du rödde dig eller pratade under mät-ningen.	Håll dig lugn.
Läckande manschett	Kontrollera om manschet-ten sitter för löst eller är skadad.	Sätt på manschetten ordentligt. Använd en ny manschett.

Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa ett problem. Ta inte isär apparaten på egen hand.

Rengöring och skötsel

Ta ur batterierna innan du rengör apparaten. Rengör apparaten med en mjuk trasa som fuktas lätt med en mild tvålösning. Använd aldrig starka rengöringsmedel, alkohol, nafta, förtunningsmedel eller bensin etc. Doppa inte ner varken apparaten eller några tillbehörsdelar i vatten. Se till att ingen fukt tränger in i apparaten. Utsätt inte apparaten för direkt solljus, skydda den mot smuts och fukt. Utsätt inte apparaten för extrem hetta eller kyla. Förvara apparaten i förvaringspåsen när den inte används. Förvara apparaten på en ren och torr plats.

Rengöring och desinficering av manschetten

Torka av manschettens yta med en dammfri trasa som fukts med vatten. Torka sedan av vat-net från manschettens yta med en torr, dammfri trasa. Efter rengöringen skall manschettens inre och yttre ytor kontrolleras för att säkerställa att de är rena. Skulle manschetten bli smutsig, rengör den upprepade gånger tills inga fläckar längre syns och förvara den sedan på en sval, venti-lerad och torr plats (rengöring vid höga temperaturer, t.ex. genom strykning eller torktumlning, är inte tillåten). **Desinficera den rengjorda och avtorkade manschetten:** Torka av manschettens yta med en dammfri trasa indränkt i 75 % sprit för att avlägsna talg och andra mikroorganis-mer från ytan, 10 gånger under ca 1 minut vardera. Torka manschetten med en ren, dammfri trasa ef-ter desinfektionen så att resterande alkohol kan avdunsta naturligt. Manschetten får desinficeras maximalt 10 gånger per 1 000 användningscykler. Överstiger manschettens upplåsningstid 20 sekunder under en normal mätning och apparaten visar E-3, måste manschetten bytas ut. Om den självhäftande ytan på manschetten inte fäster effektivt måste manschetten bytas ut. Kon-takta tillverkaren om du vill köpa en ny,passande manschett. Manschetten är en förslitningsdel med en livslängd på 1 000 användningscykler (under företagets testförhållanden). Det rek-menderas att byta ut den i god tid för att kunna mäta blodtrycket korrekt. Om manschetten är för liten eller luftläckage uppstår, kontakta kundtjänst. Manschetten är den applicerbara delen.

Avfallshantering


 Denna apparat får inte kastas i hushållsopporna. Varje konsument är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater, vare sig de innehåller skadliga ämnen eller ej, till en kommunal återvinningsstation eller en återförsäljare. Detta så att apparaten kan avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Ta ur batterierna innan du kasserar apparaten. Kasta inte förbrukade batterier i hushållsopporna, utan lägg dem i en behållare för farligt avfall eller i en batteriholk i en butik. Vänd dig till din kommun eller återförsäljare angående avfallshanteringen.

Riktlinjer och standarder

Denna elektroniska blodtrycksmätare för överarmen kan inte användas i MRI-miljö. Den uppfyl-ler kraven i EU-standarden för icke-invasiva blodtrycksmätare. Den är certifierad i enlighet med EU-direktiven och bär CE-märkningen (överensstämmelsemärket) "CE 0123". Apparaten uppfyller kraven i IEC 80601-2-30, del 2 för icke-invasiva blodtrycksmätare. Rapportering av biverkningar för användare/patienter/kunder i EU-länder: Om användare/patienter/kunder anser att de själva eller en familjemedlem har råkat ut för en allvarig incident i samband med produkten, uppmnas användare/ patienter/kunder att rapportera incidenten till tillverkaren och den ansvariga myndigheten i den med-lemsstat där användaren/patienten/kunden är etablerad.

Tekniska data	
Namn och modell	: medisana blodtrycksmätare, modell: U80CH
Displaysystem	: digital visning
Minnesplatser	: 2 x 90 för mätdata
Mätmetod	: oscilometrisk
Spänningsförsörjning	: 6V ≈, 4 x 1,5V AA LR6-batterier
Mätområde blodtryck	: 0–299 mmHg
Mätområde puls	: 40–199 slag/min.
Max. mätavvikelse för statiskt tryck	: ±3 mmHg
Max. mätavvikelse för pulsvärden	: ±5 % av värdet
Apparatens livslängd	: 10 000 användningar under normala förhållanden
Batteriets livslängd	: 300 mätningar under normala förhållanden
Tryckgenerering	: automatiskt med pump
Luftutlopp	: automatisk
Automatisk avstängning	: efter ca 3 minuter
Driftförhållanden	: +5 °C till +40 °C, 15 till 93 % max. relativ luftfuktighet, lufttryck 86 kPa till 106 kPa
Lagringsförhållanden	: -20 °C till +55 °C, 10 till 93 % max. relativ luftfuktighet, lufttryck 86 kPa till 106 kPa Utdvik fall, solljus och regn under transporten.

NO Bruksanvisning Blodtrykksmåler BU 510



Bruksområde
Denne automatiske blodtrykksmåleren er laget for å måle systolisk og diastolisk trykk samt puls på overarmen. Enheten er beregnet for bruk i private husholdninger og er beregnet for personer fra 12 år og oppover.

Tiltenkte brukere
Voksne eller barn over 12 år som kan lese og forstå bruksanvisningen.

Tiltenkt pasientgruppe
Enheten er beregnet på personer over 12 år som trenger puls- eller blodtrykksmåling, inkludert friske mennesker eller pasienter med høyt blodtrykk, hypotensjon eller unormal puls.

Kontraindikasjoner
1. Denne enheten bør ikke brukes av pasienter med alvorlig hjertesvikt for å unngå kvelning og død.
2. Ikke bruk dette produktet hvis du har hjertesykdommer som koronar aterosklerose, for å unngå innsvævning eller blokkering av blodkarlumen, noe som kan forårsake iskemi og oksygenmangel i hjertet.
3. Ikke bruk dette produktet hvis du har diabetes, da det kan forårsake skade på hjertet og blodårene.
4. Gravide kvinner, personer med implantert elektronisk utstyr, pasienter med pre-eklampsi, pasienter med ekstrasytoter og andre arytmier, perifer arteriesykdom og pasienter som er i intravaskulær terapi eller har en arteriovenøs anastomose (shunt) eller personer som har fått utført mastektomi. Ta kontakt med legen før du bruker apparatet hvis du lider av en sykdom.
5. Pasienter med forstyrret hjerterytme, forstyrrelser i blodomløpet eller som har slaganfall skal bare benytte apparatet etter anvisning fra legen, for å unngå en forverring av sykdommen.

Tegnforklaring	
	VIKTIG! Følg bruksanvisningen! Hvis disse anvisningene ikke følges, kan det oppstå alvorlige personskader eller skader på apparatet.
	ADVARSEL Dette symbolet indikerer farer som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
	ADVARSEL Dette symbolet indikerer farer som kan resultere i mindre personskader, produktskader eller materielle skader.
IP21	Beskyttelsesklasse mot inntrengning av vann eller faste stoffer i apparatet
EC REP	Autorisert i samsvar med europeiske forskrifter
CE 0123	CE-merket: Oppfyller de grunnleggende kravene til forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr
	AVFALLSHÅNTERING Dette produktet må ikke kasseres usortert! Samle avfall separat og følg de øvrige merknader i denne bruksanvisningen.
SN	Serienummer
	Klassifisering av apparat: Type BF
	Produsent
	Likestrøm
UDI	Unik apparatidentifikasjon
	Begrensning av omgivelses-trykket
	Resirkuleringsymboler/-koder: Disse benyttes til å gi informere om materialet, riktig bruk og resirkulering.
	Importer

NO Sikkerhetshenvisninger Les bruksanvisningen og spesielt sikkerhetsanvisningene nøye før du tar i bruk apparatet. Ta vare på bruksanvisningen eller gi dem videre hvis du gir apparatet videre.

- Apparatet er kun beregnet på privat bruk. Hvis du har helsemessige betenkeligheter, tar du kontakt med legen før du bruker apparatet.
- Apparatet skal kun brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk opphører garantien.
- Hvis du har sykdommer, som f.eks. arteriell okklusiv sykdom, tar du kontakt med legen din før du bruker apparatet.
- Apparatet skal ikke brukes til å kontrollere hjertefrekvensen til en pacemaker.
- Gravide bør overholde nødvendige forholdsreglene og ta hensyn til individuell belastbarhet. Ta kontakt med legen om du er usikker.
- Skulle det oppstå ubehag under en måling, som f.eks. smerter i overarmen eller andre problemer med at mansjetten pumpes opp uten opphør, trykker du på START/STOP-knappen for å øyeblikkelig tømme mansjetten for luft. Løsne mansjetten og fjern den fra overarmen.
- Apparatet fungerer bare korrekt med en passende mansjett.
- Apparatet er ikke egnet for barn.
- Barn får ikke bruke apparatet. Medisinske produkter er ikke leker!
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
- Ikke legg luftslangen rundt halsen på grunn av fare for kvelning.
- Å svelge smådelar som emballasje, batteri, batterideksel og liknende kan forårsake kvelning.
- Før bruk av apparatet er brukeren forpliktet til å forsikre seg om at apparatet fungerer trygt og som det skal.
- Bare de medfølgende mansjettene kan benyttes. De kan ikke byttes eller erstattes med andre mansjetter. De kan bare erstattes av en mansjett av akkurat samme typen.
- Apparatet må ikke brukes i strålingsintensive rom eller i nærheten av strålingsintensive enheter som f.eks. radiosendere, mobiltelefoner eller mikrobølger. Dette kan forårsake funksjonsfeil eller feil måleverdier.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av brennbar gass (f.eks. bedøvelsesgass, oksygen eller hydrogen) eller brennbar væske (f.eks. alkohol).
- Ikke foreta noen endringer på apparatet.
- I tilfelle feil skal du ikke reparere apparatet selv. Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte servicecentre.
- Beskytt apparatet mot fuktighet. Skulle imidlertid væske trengte inn i apparatet, må batteriene fjernes øyeblikkelig og videre bruk unngås. Kontakt i så fall forhandleren eller informer oss direkte.
- Ikke bruk tynnere (løsemiddel), alkohol eller bensin for å gjøre apparatet rent.
- Beskytt apparatet mot kraftige slag og ikke la det falle ned.
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke apparatet på en stund.

SIKKERHETSINFORMASJON FOR BATTERIER

- Ikke ta batterier fra hverandre!
- Bytt ut batteriene når batterisymbolet vises på skjermen.
- Fjern eventuelle tomme batterier fra batterirommet da de kan lekke og skade apparatet.
- Økt fare for lekkasje – unngå kontakt med hud, øyne og slimhinne! Ved kontakt med batterisrøp må de berørte områdene straks skylles med store mengder rent vann. Ta umiddelbart kontakt med legen!
- Hvis et batteri har blitt svelet, kontakt lege umiddelbart!
- Bytt alltid ut alle batteriene samtidig!
- Bruk bare batterier av samme type, ikke bruk forskjellige typer eller brukte og nye batterier sammen.
- Legg i batteriene riktig. Vær oppmerksom på polariteten!
- Ta ut batteriene hvis du ikke skal bruke apparatet i en periode på minst tre måneder.
- Oppbevar batterier utilgjengelig for barn!
- Ikke lad opp batteriene på nytt! Unngå kortslutning! Må ikke kastes inn i åpen ild! **Eksplisjonsfare!**
- Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres ved et returpunkt i butikken!

Apparat og LCD-skjerm

- Tilkobling for strømforsyning
- Blodtrykksapparat
- MEM-knapp (minne)
- START/STOP-knapp
- SET-knapp
- Batterirom (på undersiden)
- Tilkobling for luftslange
- LCD-skjerm
- Visning av dato/klokkeslett
- Visning av det systoliske trykket
- Visning av det diastoliske trykket
- Pulssymbol
- Visning av pulsfrekvens
- Symbol for bytte av batteri
- Visning av uregelmessig hjerterytme
- Lagringsnummer
- Lagringssymbol
- Blodtrykkindikator (grønn–gul–oransje–rød)
- Bruker 1 / 2

Leveransens innhold

Kontroller først hvorvidt apparatet er komplett. Esken inneholder:

- 1 **medisana** blodtrykksmåler
- 1 mansjett med luftslange
- 1 oppbevaringspose
- 4 batterier (type AA, LR6) 1,5 V
- 1 bruksanvisning

Hvis du ser en transportskade når du pakker ut apparatet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

Hva er blodtrykk?

Blodtrykk er det trykket som oppstår i blodårene ved hvert enkelt hjerteslag. Når hjertet trekker seg sammen (= systole) og pumper blod inn i arteriene, forårsaker det en trykkøkning. Den høyeste verdi blir omtalt som systolisk trykk og måles under en blodtrykksmåling som den største verdien. Når hjertemusklene slapper av for å ta opp nytt blod, synker også trykket i arteriene. Når blodårene er avslappet, måles den andre verdien – det diastoliske trykket.

Hvordan fungerer målingen?

medisana BU 510 er en blodtrykksmåler som er laget for å måle blodtrykk i overarmen. Målingen utføres her av en mikroprosessor som benytter seg av en trykksensor for å evaluere trykksvingningene som oppstår i arterien under oppblåsing og deflasjon av mansjetten.

Uregelmessig hjerterytme

En uregelmessig hjerterytme er en hjerterytme som avviker med mer enn 25 % fra gjennomsnittlig hjerterytme mens enheten måler systolisk og diastolisk blodtrykk.

Indikatorer på uregelmessig hjerterytme:

- Hvis P1 eller P2 > 0,12 s;
 - Hvis P1 / Pa * 100 % > 25 % eller P2 / Pa * 100 % > 25 %
- Hvis noen av de to ovennevnte tilstandene oppstår, kan det oppstå hjertearytmier. Merknad: På er gjennomsnittet av de målte mellomslag-intervallene under hele målingen. P1 er forskjellen mellom maksimale- og gjennomsnittsverdier for mellomslag-intervallet. P2 er forskjellen mellom gjennomsnittet og minimumsverdien for slagintervallet.

Fordeelene ved å bruke en elektronisk blodtrykksmåler for overarmen

Den elektroniske blodtrykksmåleren for overarmen måler nøyaktig blodtrykket og hjertefrekvensen til personer fra 12 år og over, og gir leger eller pasienter en praktisk og kostnadseffektiv måte å spore og evaluere blodtrykk og pulsendringer på sykehuset eller hjemme. Regelmessig overvåking tillater tidlig oppdagelse av blodtrykk- og pulssvingninger, forbedrer blodtrykkskontrollen og gir overvåkingsdata for behandling av pasienter med høyt blodtrykk eller andre sykdommer forårsaket av høyt blodtrykk. Denne dataen kan bistå med en egnet respons på sykdommene og veilede medisineringen.

Generelle årsaker til feilmålinger

- Hvil i 5–10 minutter før en måling og ikke spis noe, ikke drikk alkohol, ikke røyk, ikke gjør noe fysisk arbeid, ikke tren og ikke bad. Alle disse faktorene vil kunne påvirke måleresultatet.
- Fjern alle plagg som sitter for stramt på overarmen.
- Foreta alltid målingen på samme arm (vanligvis venstre).
- Mål blodtrykket ditt jevnlig, og hver dag til samme tid, ettersom blodtrykket endrer seg naturlig i løpet av dagen.
- Alle forsøk fra pasientens side på å støtte opp armen, vil kunne øke blodtrykket.
- Sørg for en komfortabel og avslappet stilling og ikke stram noen muskel i armen som målingen foregår på. Bruk om nødvendig en støttepute.
- Dersom radialarterien ligger under eller over hjertet, vil måleresultatet forverres.

Blodtrykksklassifisering

Lavt blodtrykk	systolisk <100 diastolisk <60 (grønt visningsområde
Normalt blodtrykk	systolisk 100–139 diastolisk 60–89
Forskjellige former for høyt blodtrykk	
Noe forhøyet blodtrykk	(gult visningsområde) systolisk 140–159 diastolisk 90–99
Middels høyt blodtrykk	(oransje visningsområde) systolisk 160–179 diastolisk 100–109
Høyt blodtrykk	(rødt visningsområde) systolisk ≥ 180 diastolisk ≥ 110

ADVARSEL: Også et for lavt blodtrykk representerer en helseisiko! Svimmelhet vil kunne føre til farlige situasjoner (f.eks. i trapper eller i trafikken)!

Påvirkning og evaluering av målingene

- Mål blodtrykket ditt flere ganger, lagre resultatene og sammenlign dem deretter med hve-randre. Ikke trekk konklusjoner fra et enkeltresultat.
- Blodtrykket ditt skal alltid evalueres av en lege som også er kjent med sykehistorien din. Hvis du bruker apparatet regelmessig og registrerer verdiene for legen din, bør du også fra tid til annen informere legen din om utviklingen.
- Når du måler blodtrykk, må du huske på at de daglige verdiene er avhengige av mange faktorer. For eksempel påvirker røyking, alkoholforbruk, medisiner og fysisk arbeid måle-verdiene på forskjellige måter.
- Mål blodtrykket ditt før måltider inntas.
- Før du måler blodtrykket ditt, bør du hvile i minst 5–10 minutter.
- Hvis målingens systoliske eller diastoliske verdi virker unormal (for høy eller for lav) til tross for korrekt håndtering av apparatet og dette gjentar seg flere ganger, må du varsle legen din om dette. Dette gjelder også hvis en uregelmessig eller veldig svak puls i sjeld-ne tilfeller ikke gjør måling mulig.

Oppstart - Sette inn / bytte batterier

Før du kan bruke apparatet, må du sette inn de medfølgende batteriene. Dekselet til batte-rirommet befinner seg på apparatets underside. Du åpner dekselet ved å trykke lett på det og trekke det av. Sett inn de 4 medfølgende batteriene på 1,5 V og av typen AA LR6. Vær oppmerksom på polariteten (illustrasjon i batterirommet). Sett på batteridekselet igjen. Bytt straks ut batteriene når symbolet for batteribytte vises på skjermen eller når det ikke vises noe på skjermen etter at apparatet er koblet inn.

Bruk av strømforsyning

Alternativt kan apparatet også brukes med en strømforsyning (**medisana** art.nr. 51125), som kobles til strømutgangen på siden av apparatet. I dette tilfellet forblir batteriene i apparatet. Ved å sette støpselet i siden av blodtrykksmåleren kobles batteriene mekanisk fra. Det er derfor viktig å først sette støpselet i stikk-ontakten og deretter koble til blodtrykksapparatet. Når blodtrykksapparatet ikke skal brukes mer, må først strømledningen tas ut av blodtrykksapparatet og deretter må støpselet dras ut av stikkontakten. Dermed forhindrer du at dato og klokkeslett må stilles inn på nytt hver gang.

- Nettadapteren (ekstraутstyre) skal oppfylle kravene til IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. I til-legg til dette skal alle konfigurasjoner være i henhold til kravene for elektriske medisinske systemer (se IEC 60601-1:11 hvv. avsnitt 16 for 3Ed. fra IEC 60601-1). Alle som kobler ekstra apparater til elektroniske med-sinske apparater, konfigurerer et medisinsk system, og er derfor ansvarlig for at systemet oppfyller kravene til elektriske medisinske systemer. Vær oppmerksom på at lokalt regelverk har forrang over kravene nevnt ovenfor. Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med den lokale forhandleren eller den tekniske kundeservicen.
- Dette apparatet er dobbelt isolert, og det er beskyttet mot kortslutning og overbelastning av en termisk hove-diskring. Sørg for at du fjerner batteriene fra kammeret før du kobler apparatet til strømmettet. Apparatklasse 2.
- Sett andre enden av adapteren i en stikkontakt med 100–240 V. Tekniske egenskaper for adapteren: Ulgangsspenning: 6 V ± 5 %; Ulgangsstrøm: Minst 600 mA; Polaritet for utgangskontakt: <+> innen; Uten-dig diameter: 5,5 mm ± 0,1 mm; Innvendig diameter: 2,1 mm ± 0,1 mm

Innstilling

1. Innstilling av bruker

Trykk på SET-knappen ved avslått apparat.

Deretter vises eller på skjermen. Ved å trykke på **MEM**-knappen kan du velge mellom bruker og . For å bekrefte bruker trykker du på SET-knappen . Deretter kommer du til innstilling av årstall.

2. Innstilling av årstall

Markøren for inntasting av årstall blinker. Trykk på MEM-knappen gjentatte ganger til riktig årstall vises. For å bekrefte årstallet trykker du på SET-knappen . Deretter kommer du til innstilling av måned og dag.

3. Innstilling av måned og dag

Markøren for inntasting av måned blinker. Trykk på **MEM**-knappen gjentatte ganger til riktig måned vises. For å bekrefte måneden trykker du på SET-knappen . Fortsett med innstilling av dag. Bruk samme fremgangsmåte som for innstilling av måned. Trykk på **MEM**-knappen gjentatte ganger til riktig dag vises. For å bekrefte dagen trykker du på SET-knappen . Deretter kommer du til innstilling av klokkeslett.

4. Innstilling av klokkeslett

Markøren for inntasting av timer blinker. Trykk på **MEM**-knappen gjentatte ganger til riktig time vises. For å bekrefte tiden trykker du på SET-knappen . Markøren for inntasting av mi-nutter blinker. Bruk samme fremgangsmåte som for innstilling av timen. Innstillingen er deret-ter ferdig. På skjermen vises **CL**. Gå ut av modus for innstilling ved å trykke på SET-knappen . Når du skifter batterier, mister du innstillingene og må legge inn dette på nytt.

Påsetting av mansjett

- Før bruk settes enden av luftslangen inn i åpningen på venstre side av apparatet .
 - Skyv den åpne siden av mansjetten gjennom metallbøylen slik at borrelåsen er på utsiden, og skaper en sylindrisk form (Fig. 1). Skyv mansjetten inn på venstre overarm.
 - Plasser luftslangen midt på armen i forlengelsen av langfingeren (Fig. 2) (a). Mansjet-ten nedre kant skal være 2–3 cm over albuen (b). Fest mansjetten stramt og lukk bor-relåsen (c).
 - Mål på bar overarm.
 - Hvis mansjetten ikke kan settes på venstre arm, settes den på høyre arm. Målinger skal alltid gjøres på samme arm.
 - Riktig måleposisjon mens du sitter (Fig. 3).
- Merknad:
- Bruk bare mansjetten som følger med fra produsenten. Hvis du bytter mansjetten med en mansjett fra en annen produsent, fører det til unøyaktige måleresultater.
 - En løs eller åpen mansjett vil gi feil måleresultater.
 - Ved gjentatte målinger samler det seg blod i armen, og dette kan føre til feil i de målte verdiene. Hvis du skal gjøre flere målinger, må du ta pause på et minutt eller løfte armen litt så blodet kan renne tilbake i kroppen, før du gjør neste måling.

Måle blodtrykket

Etter at du har lagt på mansjetten på riktig måte, kan du starte målingen.

- Trykk på START/STOP-knappen for å slå på apparatet.
- Når START/STOP-knappen blir trykket, høres to korte pipetoner og alle tegnene vises på skjermen. Den første testen bekrefter at visningen er fullstendig.
- Apparatet er klart til å måle. Tallet **0** blinker i cirka to sekunder og to pipetoner høres. Apparatet blåser så sakte opp mansjetten for å måle blodtrykket ditt. Det stigende trykket vises på skjermen.
- Apparatet blåser opp mansjetten til et tilstrekkelig trykk for målingen er oppnådd. Deret-ter slipper apparatet sakte luften ut av mansjetten og gjennomfører målingen. Så snart apparatet oppdager et signal, begynner pulssymbolet å blinke på skjermen. For hvert hjerteslag som apparatet mottar, høres en pipetone.
- Når målingen er avsluttet, høres en lang pipetone og mansjetten slipper ut luften. Det systoliske og diastoliske blodtrykket, så vel som pulsverdien, vises på skjermen . I hen-hold til blodtrykkklassifiseringen vises blodtrykkindikatorer ved siden av den tilhørende fargede stolpen. Hvis apparatet har oppdaget uregelmessig hjerterytme, vises i tillegg symbol .

ADVARSEL
Ikke ta noen terapeutiske beslutninger på grunnlag av en selvmåling. Endre aldri doseringen av et forskrevet legemiddel.

- De målte verdiene lagres automatisk i det minnet som er valgt eller . Hvert minne kan lagre opp til 90 måleverdier med tid og dato. Dersom minnet er fullt, vil den eldste avlesningen slettes.
- Måleresultatene blir værende på skjermen. Når det ikke trykkes på noen knapp, slås appa-ratet automatisk av etter omtrent 3 minutter, eller så kan det slås av ved hjelp av START/STOP-knappen .

Avbryte målingen

Hvis det skulle bli nødvendig å avbryte målingen av blodtrykket, uansett årsak (f.eks. ubehag hos pasienten), kan du når som helst trykke på START/STOP-knappen . Apparatet vil med en gang lufte mansjetten automatisk.

Vise lagrede verdier

Dette apparatet har to separate minner med en kapasitet på 90 minneplasser hver. Resultatene lagres automatisk i det minnet som er valgt. For å hente frem de lagrede målingene trykker du på **MEM**-knappen mens apparatet er av. Alle gjennomsnittsverdiene vises på skjermen. Trykker du på **MEM**-knappen igjen, så vises den sist registrerte målingen. Flere trykk på **MEM**-knappen viser tidligere hhv. etterfølgende måleverdier. Når du er kommet til siste oppføring og ikke trykker noen knapp, slår apparatet seg av etter cirka 20 sekunder. Ved å trykke på START/STOP-knappen kan du når som helst gå ut av minne-modusen og samtidig slå av apparatet. Dersom 90 måleverdier er lagret i minnet og en ny verdi lagres, slettes den eldste verdien.

Slette lagrede verdier

Hvis det skal bli nødvendig å slette alle lagrede verdier permanent, trykker og holder du inne SET-knappen seks ganger til **CL** vises. Trykker du på START/STOP-knappen , blinker **CL** tre ganger mens minnet tømmes. Hvis du deretter trykker på **MEM**-knappen , vises **M** og «no» på skjermen. Dette betyr at minnet ikke inneholder data.

Feil og utbedring av feil

Feilmeldinger – Ved uvanlige målinger vises følgende symboler på skjermen.

<i>Symbol</i>	<i>Årsak</i>	<i>Løsning</i>
E-1	Svakt signal eller trykket endrer seg plutselig.	Sett mansjetten riktig på. Gjenta målingen på riktig måte.
E-2	Sterk, ekstern for-styrrelse.	I nærheten av en mobiltelefon eller et annet høyfrekvent apparat, kan målingen bli feil. Ikke beveg deg eller snakk under målingen.
E-3	Feil ved oppumping.	Sett mansjetten riktig på. Kontroller at kontakten er koblet korrekt til apparatet. Mål en gang til.
E-5	Uvanlig blodtrykk.	Gjenta målingen etter en pause på 30 minutter. Hvis du får et uvanlig resultat tre ganger etter hverandre, må du ta kontakt med legen din.
	Svake batterier.	Batteriene er for svake eller tomme. Bytt ut alle fire batteriene med nye batterier på 1,5 V og av typen LR6.

<i>Problem</i>	<i>Kontroller</i>	<i>Årsak og løsning</i>
Ingen aktivitet.	Kontroller batteriets styrke. Kontroller plasseringen av batteriene.	Sett inn nye batterier. Sett inn batteriene riktig.
Pumper ikke opp.	Kontroller om tilkoblingen sitter riktig og om tilkobil-ingen lekker eller er brutt.	Trykk tilkoblingen godt inn. Bru-ke en ny mansjett.
Err vises og målingen av-brytes	Kontroller at du under målingen ikke beveger deg eller snakker	Hold deg rolig. Ikke snakk under målingen.
Uttett mansjett.	Kontroller om mansjetten er for løst festet eller om den er skadet.	Sett mansjetten godt på. Bruke en ny mansjett.

Hvis du ikke kan løse et problem, så vennligst kontakt kundeservice. Ikke ta apparatet fra hverandre på egen hånd.

Rengjøring og vedlikehold

Ta ut batteriene før du rengjør apparatet. Gjør apparatet rent med en myk klut fuktet med en mild såpелøsning. Bruk aldri kraftige rengjøringsmidler, alkohol, diesel, fortynningsmiddel, bensin osv.

Ikke senk verken apparatet eller noe annet tilbehør ned i vann. Pass på at det ikke trenger fuktighet inn i apparatet. Ikke utsett apparatet for direkte sollys og beskytt det mot smuss og fuktighet. Ikke utsett apparatet for ekstrem varme eller kulde. Når du ikke bruker apparatet, oppbevarer du det i originalemballasjen. Oppbevar apparatet på et rent og tørt sted.

Rengjøring og desinfisering av mansjetten

Tørk av overflaten på mansjetten med en fuktig, støvfri klut. Tørk deretter av vannet fra man-sjettoverflaten med en tørr, støvfri klut. kontroller etter rengjøring de indre og ytre overflatene på mansjetten for å sikre at de er rene. Hvis mansjetten er skitten, rengjør den gjentatte ganger til ingen flekk er synlig. Oppbevar den deretter på et kjølig, ventilert og tørt sted (rengjøring ved høy temperatur som ved stryking og tørketrommel er ikke tillatt). **Desinfisering av rengjort og tørket mansjett:** Tørk av mansjettens overflate med en støvfri klut fuktet med 75 % alkoholhol-dig rengjøringsmiddel for å fjerne talg og andre mikroorganismer fra overflaten, totalt 10 ganger, ca. 1 minutt hver gang. Etter desinfisering tørker du mansjetten med en ren, støvfri klut, slik at restalkoholen fordamper naturlig. Mansjetten kan maksimalt desinfiseres 10 ganger i løpet av 1000 brukssykluser. Hvis oppblåsingstiden for mansjetten overstiger 20 sekunder under nor-mal måling og apparatet viser E-3, må mansjetten skiftes ut. Hvis den selvklebende overflaten på mansjetten ikke fester godt nok, må mansjetten skiftes ut. Ta kontakt med produsenten hvis du ønsker å kjøpe en passende mansjett. Mansjetten er en forbruksdel med en levetid på 1000 brukssykluser (under selskapets testbetingelser). Det anbefales å erstatte den i tide for å måle blodtrykket nøyaktig. Hvis mansjetten er for liten eller ved luftlekkasje, tar du kontakt med kun-deservice. Mansjetten er den delen som benyttes.

Avfallshåndtering

Dette apparatet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Hver forbruker er selv forpliktet til å levere alle elektriske og elektroniske apparater – uansett om disse inneholder skadelige stoffer eller ikke – ved et lokalt mottakssted for slikt avfall eller hos forhandler, for å sikre en miljøvennlig avfallshåndtering. Ta ut batteriene før du kaster apparatet. Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet. De må kastes som spesialavfall eller leveres på en returstasjon for batterier. Ta kontakt med kommunen eller forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering.


Retningslinjer og standarder

Denne elektroniske blodtrykksmåleren for overarmen kan ikke brukes i et MR-miljø. Den oppfyller kravene i EU-standarden for ikke-invasive blodtrykksmalere. Den er sertifisert i henhold til EU-di-rektivene og er utstyrt med CE-merket (samsvarsmerket) «CE 0123». Enheten oppfyller kravene i IEC 80601-2-30, del 2 for ikke-invasive blodtrykksmalere. Rapportering av uønskede hendelser for brukere/pasienter/kunder i EU-land: Hvis en bruker/pasient/kunde mener at de eller et familiemed-lem har opplevd en alvorlig hendelse knyttet til apparatet, blir brukeren/pasienten/kunden bedt om å rapportere hendelsen til produsenten og den ansvarlige myndigheten i medlemslandet der appa-ratet er brukt av brukeren/pasienten/kunden.

Tekniske data	
Navn og modell	: medisana blodtrykksmåler, modell: U80CH
Visningssystem	: Digital visning
Minneplasser	: 2 x 90 for måledata
Målemetode	: Oscillometrisk
Spenningsforsyning	: 6V $\approx$, 4 batterier på 1,5V AA LR6
Måleområde blodtrykk	: 0–299 mmHg
Måleområde puls	: 40–199 slag/minutt
Maks. måleavvik for statisk trykk	: $\pm$ 3 mmHg
Maks. måleavvik for pulsverdier	: $\pm$ 5 % av verdien
Apparatets levetid	: 10 000 bruk under normale forhold
Batterilevetid:	: 300 målinger under normale forhold
Dannelse av trykk	: Automatisk med pumpe

medisana®

DK Brugsanvisning Blodtryksmåler BU 510



Påtañkt anvendelse
Den automatiske blodtryksmåler er beregnet til måling af det systoliske og diastoliske tryk samt pulsfrekvensen på overarmen. Apparatet er til anvendelse i private hjem og er beregnet til personer fra 12 år.

Påtañkt bruger
Voksne eller børn over 12 år, som kan læse og forstå brugsanvisningen.

Påtañkt patientgruppe
Apparatet er beregnet til personer over 12 år, som har brug for en puls- eller blodtryksmåling, inklusive normale personer eller patienter med højt blodtryk, hypotension eller unormal puls.

- Kontraindikationer**
- For at undgå kvælning og død må dette apparat må ikke anvendes af patienter med alvorlig hjerteinsufficiens.
 - Brug ikke dette produkt, hvis du har koronar aterosklerotisk hjertesygdom for at undgå forsnævring eller blokering af blodkarrets lumen, hvilket kan føre til iskæmi og iltmangel i hjertet.
 - Anvend ikke dette produkt, hvis du lider af diabetes, da det kan forårsage skader på hjertet og blodkar.
 - Gravide, patienter med implanterede elektroniske enheder, patienter med præ-eklampi, ekstrastoler, forkammerflimrer, perifere arterielle sygdomme samt patienter, der gennemgår en intravaskulær terapi eller får en arterievævns shunt, samt personer, der får en mastektomi. Snak med din læge, inden du anvender apparatet, hvis du lider af sygdomme.
 - For at undgå, at sygdomme forværres, bør patienter med hjertearytmi, kredsløbssygdomme eller slagtilfælde kun anvende apparatet på lægens anvisning.

Genbrugssymboler/koder: Disse har til formål at oplyse om materialet og dets korrekte anvendelse samt genanvendelse.

IP21 Beskyttelsesklasse mod indtrængen af vand eller faste stoffer i apparatet

EF REP Bemyndiget repræsentant i Det Europæiske Fællesskab

CE CE-mærke: Opfylder de grundlæggende krav i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr

BORTSKAFFELSE: Dette apparat må ikke bortskaffes uden sortering. Indsaml affald separat, og følg de øvrige anvisninger i denne vejledning.

SN Serienummer

LOT LOT-nummer

ENHEDSKLASSIFICERING: Type BF

Producent

Jævnstrøm

UDI Unik enhedsidentifikation

Begrænsning af omgivelses-trykket

Temperaturområde

Luftfugtighedsområde

Importør

DK Sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden apparatet tages i brug. Dette gælder især sikkerhedsanvisningerne. Gem brugsanvisningen til fremtidig brug, eller giv den videre sammen med apparatet, hvis dette videregives.

- Apparatet er udelukkende tiltænkt privat brug. Hvis du har spørgsmål til dit helbred, bedes du henvende dig til din læge, inden du tager apparatet i brug.
- Brug kun apparatet i overensstemmelse med formålet beskrevet i brugsanvisningen. Ved formålsstridig anvendelse bortfalder garantien.
- Hvis du har sygdomme, som f.eks. arterieinsufficiens, skal du kontakte din læge, før du anvender apparatet.
- Apparatet må ikke bruges til at kontrollere en pacemakers hjertefrekvens.
- Gravide skal overholde de nødvendige forsigtighedsforanstaltninger og være opmærksom på deres individuelle belastningsevne. Kontakt evt. din læge.
- Hvis der opstår ubehag under målingen som f.eks. smerter i overarmen eller andre problemer, skal du trykke på START-/STOP-knappen **➊** for straks at lukke luften ud af manchetten. Nu løsner du manchetten og fjerner den fra overarmen.
- Apparatet fungerer kun korrekt med den passende manchot.
- Apparatet egner sig ikke for børn.
- Børn må ikke bruge apparatet. Medicinske produkter er ikke legetøj!
- Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
- På grund af kvælningssfare skal det undlades at lægge luftslangen omkring halsen.
- Ved slugning af smådele som emballagemateriale, batterier, batteriådsel osv. er der risiko for kvælning.
- Inden apparatet tages i brug, er brugeren forpligtet til at kontrollere, at apparatet fungerer sikkert og ordentligt.
- Kun den medfølgende manchot kan anvendes. Den kan ikke erstattes af eller udskiftes med en anden manchot. Den kan kun erstattes af en manchot af helt samme type.
- Apparatet må ikke bruges i strålingsintensive rum eller i nærheden af strålingsintensive apparater som f.eks. radiosendere, mobiltelefoner eller mikrobølger. Herved kan der opstå funktionsfejl eller ukorrekte måleværdier.
- Brug ikke apparatet i nærheden af brændbar gas (f.eks. bedøvelsesgas, ilt eller hydrogen) eller brændbar væske (f.eks. alkohol).
- Foretag ikke ændringer på apparatet.
- I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere apparatet. Reparationer må kun foretages af et autoriseret serviceværksted.
- Beskyt apparatet mod fugt. Hvis der alligevel trænger væske ind i apparatet, skal batterierne straks tages ud, og brugen indstilles. Kontakt straks din forhandler, eller henvend dig direkte til os.
- Brug aldrig fortynder (opløsningsmiddel), alkohol eller benzin til rengøring af apparatet.
- Beskyt apparatet mod hårde slag og sørg for, at det ikke falder ned.
- Fjern batterierne, hvis apparatet tages ud af drift i længere tid.

SIKKERHEDSANVISNINGER VEDRØRENDE BATTERIER

- Skil ikke batterierne ad!
- Udskift batterierne, når batterisymbolet vises på displayet.
- Batterier, der er lave, skal omgående tages ud af batteri rummet, da de kan lække og derved beskadige apparatet!
- Øget fare for lækage, undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder! Ved kontakt med batterisyre skal de berørte steder straks skylles med rigelige mængder rent vand. Søg omgående lægehjælp!
- Hvis et batteri sluges, skal der straks søges lægehjælp!
- Udskift altid alle batterierne samtidig!
- Isæt kun batterier af samme type, anvend ikke batterier af forskellige typer eller nye og brugte batterier sammen!
- Anbring batterierne korrekt, og vær opmærksom på at vende polerne rigtigt!
- Tag batterierne ud, hvis du ikke skal bruge apparatet i mindst 3 måneder.
- Batterierne skal altid opbevares utilgængeligt for børn!
- Batterierne må ikke genoplades! Må ikke kortslutes! Må ikke brændes! **Eksplodingsfare!**
- Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorteringens battericontainer eller i en batterispand hos forhandleren!

Apparat og LCD-display

- Indgang til netdel
- Blodtryksmåler
- MEM-knap (hukommelsesfunktion)
- START/STOP-knap
- SET-knap
- Batterium (på undersiden)
- Stikforbindelse til luftslange
- LCD-display
- Visning af dato/klokkeslæt
- Visning af det systoliske tryk
- Visning af det diastoliske tryk
- Puls-symbol
- Visning af pulsfrekvensen
- Batteriskift-symbol
- Visning af uregelmæssig hjerteslag
- Hukommelsesplads-nummer
- Hukommelse-symbol
- Blodtryk-indikator (grøn - gul - orange - rød)
- Bruger 1 / 2

Leveringsomfang

Kontrollér først, om apparatet er komplet. Leveringen omfatter:

- 1 **medisana** Blodtryksmåler
- 1 manchot med luftslange
- 1 opbevaringskasse
- 4 batterier (type AA, LR6) 1,5V
- 1 Brugsanvisning

Kontakt straks din forhandler, hvis du bemærker transportskader under udpakningen.

Hvad er blodtryk?

Blodtrykket er det tryk, der opstår i blodkarrene ved hvert hjerteslag. Når hjertet trækker sig sammen (= systole) og blodet pumpes ud i arterierne, stiger trykket. Den højeste værdi betegnes som systolisk tryk og måles som første værdi ved en blodtryksmåling. Når hjertemusklern slapper af for at modtage nyt blod, falder trykket samtidig i arterierne. Når blodkarrene således befinder sig i hvileposition måles den anden værdi – det diastoliske tryk.

Hvordan fungerer målingen?

Blodtryksmåleren **medisana BU 510** er beregnet til blodtryksmåling på overarmen. Målingen udføres ved hjælp af en mikroprocessor, som ved hjælp af en tryksensor analyserer de tryksvingninger, som opstår via arterien, når blodtryksmanchetten pumpes op og luften ledes ud.

Om uregelmæssigt hjerteslag

Et uregelmæssigt hjerteslag er en hjerterytme, som afviger med mere end 25 % fra den gennemsnitlige hjerterytme, mens apparatet måler det systoliske og diastoliske blodtryk. Indikatorer for uregelmæssigt hjerteslag:

- Hvis P1 eller P2>0,12s;
 - Hvis P1/Pa*100%>25% eller P2/Pa*100%>25%
- Hvis en af de ovennævnte er opfyldt, kan der forekomme hjerterytmeforstyrrelser. Bemærk: På et middelværdien for de målte mellemslagsintervaller under hele målingen. P1 er differencen mellem den maksimale værdi og middelværdien for mellemslagsintervallet. P2 er differenceen mellem middelværdien og den minimale værdi for slagintervallet.

Fordeleene ved anvendelsen af en elektronisk blodtryksmåler til overarmen

Den elektroniske blodtryksmåler til overarmen måler blodtrykket og hjertefrekvensen for personer over 12 år præcist og giver læger eller patienter en bekvem og billig mulighed for at holde øje med og vurdere blodtryks- og pulsændringer på sygehuset eller i hjemmet. Regelmæssig overvågning gør det muligt tidligt at opdage blodtryks- og pulsvdsving, forbedrer blodtrykskontrollen og giver overvågningsdata til behandling af patienter med højt blodtryk eller andre sygdomme relateret til højt blodtryk, hvilket gør det muligt at reagere hensigtsmæssigt på sygdommene og styre medicineringen.

Almindelige årsager til forkerte målinger

- Før du måler dit blodtryk skal du hvile dig 5-10 minutter, ligesom du hverken må spise, drikke alkohol, ryge, udføre fysisk arbejde, dyrke sport eller bade. Alle disse faktorer kan påvirke måleresultatet.
- Fjern stramtidsiddende tøj på overarmen.
- Mål altid på samme arm (normalt venstre arm).
- Mål dit blodtryk regelmæssigt, dvs. hver dag på samme tidspunkt. Blodtrykket ændrer sig nemlig i løbet af dagen.
- Hvis du forsøger at støtte armen undervejs, kan disse anstrengelser øge blodtrykket.
- Sørg for en behagelig og afslappet position, og spænd ikke nogen muskler i armen under målingen, hvor der skal måles. Brug om nødvendigt en støttepude.
- Hvis pulsåren i armen befinder sig under eller over hjertet, opstår der en fejlmåling.

Blodtryksklassificering

Lavt blodtryk systolisk <100 diastolisk <60

Normalt blodtryk (grønt visningsområde **➊**) systolisk 100 - 139 diastolisk 60 - 89

Former for højt blodtryk

Lettere forhøjet blodtryk (gult visningsområde **➋**) systolisk 140 – 159 diastolisk 90 – 99

Middel forhøjet blodtryk (orange visningsområde **➌**) systolisk 160 – 179 diastolisk 100 – 109

Kraftigt forhøjet blodtryk (rødt visningsområde **➍**) systolisk ≥ 180 diastolisk ≥ 110

⚠ ADVARSEL: Ligesom et forhøjet blodtryk udgør et for lavt blodtryk også en sundhedsrisiko! Svimmelhedsanfald kan medføre farlige situationer (f.eks. på trapper eller i trafikken)!

Påvirkning og analyse af målingerne

- Mål dit blodtryk flere gange, gem resultaterne, og sammenlign dem herefter med hinanden. Drag ikke nogen konklusioner ud fra et enkelt resultat.
- Få altid dine blodtryksværdier vurderet af en læge, som også kender din medicinske forhistorie. Hvis du bruger apparatet regelmæssigt og registrerer værdierne til brug for din læge, bør du med jævne mellemrum informere din læge om forløbet.
- I forbindelse med dine blodtryksmålinger bør du være opmærksom på, at de daglige værdier afhænger af mange faktorer. Rygning, alkohol, medicin og fysisk arbejde påvirker værdierne på forskellige måder.
- Mål dit blodtryk inden måltider.
- Før du måler dit blodtryk, bør du hvile dig i mindst 5-10 minutter.
- Hvis den systoliske eller diastoliske værdi forekommer dig at være udsædvanlig (for høj eller for lav) trods korrekt håndtering af apparatet, og hvis dette gentager sig flere gange, skal du informere din læge. Dette gælder også i de sjældne tilfælde, hvor en uregelmæssig eller meget svag puls umuliggør måling.

lbrugtagning - Isætning/udskiftning af batterier

Inden dit apparat tages i brug, skal du bringe de medfølgende batterier i batteri rummet. På undersiden af apparatet sidder dækslet til batteri rummet **➊**. Åbn det ved at trykke let på det, og træk det op og af. Isæt de 4 medfølgende 1,5 V batterier, type AA LR6. Sørg for at vende batterierne rigtigt (polerne er markeret i batteri rummet). Luk batteri rummet igen. Udskift batterierne, når batteriskiftsymbolet **➋** vises på displayet **➋**, eller hvis displayet ikke reagerer efter aktivering af apparatet.

Anvendelse af en netdel

Alternativt kan du også bruge apparatet med en speciel netdel (**medisana** art.-nr. 51125), som du sætter på den forberedte tilslutning **➌** på apparatsiden. Her forbliver batterierne i apparatet. Ved at sætte stikket i siden på blodtryksmåleren slås batterierne mekanisk fra. Det er derfor nødvendigt først at sætte netdelen i stikkontakten og herefter forbinde den med blodtryksmåleren. Bruges blodtryksmåleren ikke længere, skal stikket først trækkes ud af blodtryksmåleren, og herefter skal netdelen trækkes ud af stikkontakten. Herved forhindrer du at skulle indtaste dato og klokkeslæt igen hver gang.

- Netadapteren skal opfylde kravene i IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. Endvidere skal alle konfigurationer opfylde kravene til medicinske elektriske systemer (se IEC 60601-1-1 eller afsnit 16 i 3Ed. i IEC 60601-1). Enhver, der slutter ekstra enheder til medicinske elektriske enheder, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet opfylder kravene til medicinske elektriske systemer. Vær opmærksom på, at de lokale love har prioritet i forhold til oven for nævnte krav. Henvend dig i tvivlstilfælde til din lokale repræsentant eller den tekniske kundeservice.
- Dette apparat er dobbelt isoleret og beskyttet mod kortslutning og overbelastning af en primær termisk sikring. Sørg for at tage batterierne ud af rummet, inden du benytter netdelen. Apparatklasse 2.
- Sæt den anden side af adapteren i en stikdåse med 100-240 V. Adapterens tekniske egenskaber: Udgangsspænding: 6 V±5 %; Udgangsstrøm: Mindst 600 mA; Udgangsstikkets polaritet: <-> indv.; Udv. diameter: 5,5 mm ±0,1 mm; Indv. diameter: 2,1mm ±0,1 mm

Indstilling

1. Indstilling af brugeren:

Tryk på SET-knappen **➋**, når apparatet er slukket.

Herefter vises på displayet **➊** eller **➋**. Ved at trykke på **MEM** -knappen kan du vælge mellem bruger **➊** og **➋**. Tryk på SET-knappen **➋** for at bekræfte brugeren. Herefter kommer du til indstillingen af årstallet.

2. Indstilling af årstallet:

Herefter blinker indtastningspladsen for året. Tryk gentagende gange på MEM-knappen **➋**, indtil det valgte årstal vises. Tryk på SET-knappen for at bekræfte årstallet **➋**. Herefter kommer du til Indstilling af måned og dag.

3. Indstilling af måned og dag:

Herefter blinker indtastningspladsen for måneden. Tryk gentagende gange på**MEM**-knappen **➋**, indtil den valgte måned vises. Tryk på SET-knappen **➋** for at bekræfte måneden. Fortsæt med indstilling af dagen. Følg samme metode som ved indstillingen af måneden. Tryk gentagende gange på **MEM**-knappen **➋**, indtil den valgte dag vises. Tryk på SET-knappen **➋** for at bekræfte dagen. Herefter kommer du til indstillingen af tidspunktet på dagen.

4. Indstilling af tidspunktet:

Herefter blinker indtastningspladsen for timer. Tryk gentagende gange på **MEM**-knappen **➋**, indtil den valgte time bliver vist. For at bekræfte timen skal du trykke på SET-knappen **➋**. Herefter blinker indtastningspladsen for minuttet. Følg samme metode som ved indstillingen af timen. Herefter er indstillingsprocessen afsluttet. **CL** bliver vist på displayet. Forlad indstillingsstilstanden ved at trykke på SET-knappen **➋**. Ved batteriskift går indtastningerne tabt og skal foretages igen.

Sådan tager du manchetten på

- Inden brug sætter du enden af luftslangen ind i åbningen på apparatets venstre side **➊**.
- Skub den åbne side af manchetten gennem metalbøjlen, så velcrolukningen befinder sig på ydersiden, og der opstår en cylindrisk form (figur 1). Skub nu manchetten op over din venstre overarm.
- Anbring luftslangen på midten af armen i forlængelse af langfingeren (fig. 2) **(a)**. Manchettens underkant skal i den forbindelse ligge 2-3 cm over albuen **(b)**. Stram manchetten, og luk velcrolukningen **(c)**.
- Foretag målingen på den utildækkede overarm.
- Brug kun højre arm, hvis det ikke er muligt at foretage målingen på venstre arm. Målingerne skal altid udføres på samme arm.
- Den rigtige måleposition i siddende stilling (fig. 3).

Bemærk:

- Anvend kun den medfølgende manchot. Hvis manchetten udskiftes med modeller fra andre producenter bliver målingerne upræcise.
- En løs og åben manchot giver falske målinger.
- Ved gentagne målinger samler blodet sig i armen, hvilket kan give falske målinger. Hvis du vil foretage flere blodtryksmålinger efter hinanden, skal du enten holde 1 minuts pause eller løfte armen i vejret, så blodet kan bevæge sig væk fra armen

Måling af blodtrykket

Når du har taget manchetten korrekt på, kan du starte målingen.

- Tryk på START-/STOP-knappen **➌** for at tænde apparatet.
- Hvis du trykker på START/STOP-knappen **➌**, afgives der to korte biptoner, og alle tegn vises på displayet. På denne måde testes displaysets funktionalitet.
- Apparatet er klar til at måle. Tallet 0 blinker i ca. 2 sekunder, og der afgives to biptoner. Apparatet pumper automatisk manchetten op for at måle dit blodtryk. Det stigende tryk vises på displayet.
- Apparatet pumper manchetten op, indtil der er opbygget et tilstrækkeligt måletryk. Herefter lukker apparatet langsomt luften ud af manchetten og gennemfører målingen. Så snart apparatet registrerer et signal, begynder Puls-symbolet **➋** i displayet at blinke. For hver hjertebetone, som apparatet modtager, høres en biptone.
- Når målingen er afsluttet, høres en lang biptone, og luften lukkes ud af manchetten. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsværdien bliver vist i displayet **➌**. I overensstemmelse med blodtryksklassifikationen blinker blodtryksindikatorer **➌** ved siden af den tilhørende farvede bjælke. Hvis apparatet herudover har registreret en uregelmæssig puls, vises desuden symbolet **➋**.

- De målte værdier gemmes automatisk i den valgte hukommelse **➌** eller **➍**. I hver hukommelse kan der gemmes op til 90 måleværdier med klokkeslæt og dato. Er en hukommelse fuld, fjernes den ældste måling altid.
- Måleværdierne forbliver på displayet. Hvis der ikke trykkes på nogen knap igen, slukker apparatet automatisk efter ca. 3 minutter , eller det kan slukkes med STAR/STOP-knappen **➌**.

Sådan afbryder du målingen

Såfremt det bliver nødvendigt at afbryde målingen af blodtrykket, uanset af hvilken grund (f.eks. fordi patienten bliver utilpas), kan du altid trykke på START/STOP-knappen **➌**. Apparatet lukker straks luften ud af manchetten automatisk.

Vis gemte værdier

Dette apparat er forsynet med 2 separate brugerhukommelser, der hver har en kapacitet på 90 hukommelsespladser. Resultaterne gemmes automatisk i den valgte hukommelse. For at hente de gemte måleværdier skal du trykke på **MEM-knappen ➌** på det slukkede apparat. Alle middelværdier bliver vist på displayet. Trykker du igen på **MEM-knappen ➌**, vises den senest udførte måling. Hvis du trykker en gang mere på **MEM-knappen ➌**, vises de foregående måleværdier. Er du kommet til sidste registrering, og trykker du ikke på nogen knap, slukker apparatet automatisk i hukommelsesfunktionen efter ca. 20 sekunder. Hvis du trykker på START/STOP-knappen **➌**, kan du altid forlade hukommelsesfunktionen og samtidig slukke apparatet. Hvis hukommelsen indeholder 90 gemte måleværdier og du forsøger at gemme en ny værdi, slettes den ældste værdi.

Sådan sletter du gemte værdier

Hvis du er sikker på, at du vil slette alle gemte værdier permanent, skal du trykke på SET-knappen **➋** seks gange, indtil**CL** bliver vist, når apparatet er slukket. Trykker du på START/STOP-knappen **➌**, blinker **CL** tre gange, mens hukommelsen bliver tømt. Hvis du herefter trykker på **MEM-knappen ➌**, bliver **M** og **"no"** vist på displayet, hvilket betyder, at hukommelsen ikke indeholder nogen data.

Driftsfejl og fejlfajhjælpning

Fejlvisninger - ved usædvanlige målinger vises følgende symboler i displayet:

<i>Symbol</i>	<i>Årsag</i>	<i>Afhjælpning</i>
E-1	Svagt signal eller tryk skifter pludseligt	Anbring manchetten korrekt. Gentag målingen på korrekt vis.
E-2	Ekstern, kraftig drifts-forstyrrelse	Der kan opstå fejl i målingen i nærheden af en mobiltelefon eller et andet højfrekvent apparat. Bevæg dig ikke, og tal ikke under målingen.
E-3	Fejl ved oppumpningen	Anbring manchetten korrekt. Kontrollér, at tilslutningen sidder korrekt i apparatet. Gentag målingen.
E-5	Usædvanligt blodtryk	Gentag målingen efter en 30-minutters hvilefase. Hvis du får usædvanlige resultater 3 gange i træk, skal du tale med din læge.
	Svage batterier	Batterierne er for lave eller flade. Udskift alle fire batterier med nye 1,5 V batterier LR6 af typen AA.

Fejlfajhjælpning

<i>Problem</i>	<i>Undersøg</i>	<i>Årsag og løsninger</i>
Ingen ydelse	Tjek batteriernes styrke. Tjek batteriernes placering.	Sæt nye batterier i apparatet. Anbring batterierne korrekt i apparatet.
Pumper ikke op	Kontrollér, om tilslutningen sidder korrekt, og om tilslutningen er i stykker eller utæt.	Sæt tilslutningen fast i. Anvend en ny manchot.
Err bliver vist, og målingen afbrydes	Undersøg, om du under målingen har bevæget dig, eller om du har talt.	Forhold dig roligt.
Utæt manchot	Kontrollér, om manchetten sidder for løst eller er beskadiget.	Tal ikke under målingen.
		Anbring manchetten, så den sidder godt til. Anvend en ny manchot.

Støder du på et problem, du ikke kan løse, bedes du kontakte vores kundeservice. Skil ikke selv apparatet ad.

Rengøring og pleje

Tag batterierne ud, før du rengør apparatet. Rengør apparatet med en blød klud, som du fugter let med en mild sæbeudl. Brug under ingen omstændigheder skrappere rengøringsmidler, alkohol, stenkulsnafta, benzin, fortyndere osv. Dyp hverken apparatet eller tilbehørsdelene i vand. Der må ikke kunne trænge vand ind i apparatet. Apparatet må ikke udsættes for direkte sollys og skal beskyttes mod snavs og fugt. Udsæt ikke apparatet for ekstrem varme eller kulde. Når du ikke bruger apparatet, skal du opbevare det i den originale opbevaringskasse. Opbevar apparatet på et tørt og rent sted.

Rengøring og desinfektion af manchetten

Tør manchettens overflade af med en støvfri klud fugtet med vand. Tør derefter vandet af manchettens overflade med en tør, støvfri klud. Kontrollér manchettens indvendige og udvendige overflader efter rengøringen for at sikre, at de er rene. Ved snavs skal manchetten rengøres gentagne gange, indtil der ikke længere er synlige pletter. Derefter skal den opbevares på et køligt, ventileret og tørt sted (rengøring ved høje temperaturer såsom strygning og tørring er ikke tilladt). **Desinficering af den rengjorte og tørrede manchot:** Tør manchettens overflade af med en støvfri klud vædet med 75% sprit for at fjerne talg og andre mikroorganismer fra overfladen, gentag 10 gange, ca. 1 minut hver gang. Efter desinficeringen skal du tørre manchetten af med en ren, støvfri klud, så den resterende alkohol fordamper naturligt. Apparatet må maksimalt desinficeres 10 per 1000 anvendelser. Hvis manchettens opustningstid overstiger 20 sekunder under normal måling med apparatet, og apparatet viser E-3, skal manchetten udskiftes. Hvis manchettens klæbeflade ikke klæber effektivt, skal manchetten udskiftes. Henvend dig til producenten, hvis du ønsker at købe en egnet manchot. Manchetten er en sliddel med en levetid på 1000 brugscyklusser (under virksomhedens testbetingelser). Det anbefales at udskifte den rettidigt for at kunne måle blodtrykket nøjagtigt. Hvis manchetten er for lille, eller hvis der siver luft ud, så kontakt venligst kundeservice. Manchetten er den anvendelige del.

Bortskaffelse


Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Enhver forbruger er forpligtet til at aflevere samtlige elektriske og elektroniske apparater til miljørigtig bortskaffelse eller genanvendelse, uanset om de indeholder skadelige stoffer eller ej. Udtjente apparater afleveres på den kommunale genbrugsstation eller til en forhandler. Tag batterierne ud, inden produktet bortskaffes. Smid ikke brugte batterier i husholdningsaffaldet, men aflever dem i affaldssorteringens battericontainer eller i en batterispand hos forhandleren. Henvend dig til din kommune eller din forhandler ved spørgsmål om bortskaffelsen.

Retningslinjer og standarder

Denne elektroniske blodtryksmåler til overarmen kan ikke anvendes i en MRT-omgivelse. Den opfylder kravene i EU-standarden for ikke-invasive blodtryksmålere. Den er certificeret i henhold til EF-direktiver og er udstyret med CE-mærket (overensstemmelsesmærke) "CE 0123". Apparatet opfylder kravene i IEC 80601-2-30, del 2 for ikke-invasive blodtryksmålere. Indberetning af utilsligede hændelser for brugere/patienter/kunder i EU-lande: Hvis brugere/patienter/kunder mener, at de selv eller et familiemedlem har været udsat for en alvorlig hændelse i forbindelse med produktet, opfordres brugere/patienter/kunder til at indberette hændelsen til producenten og den ansvarlige myndighed i det medlemsland, hvor brugeren/patienten/kunden er bosiddende.

Tekniske data	
Navn og model	: medisana Blodtryksmåler, model: U80CH

PL Instrukcja obsługi Ciśnieniomierz BU 510



Przeznaczenie
Ten ciśnieniomierz automatyczny jest przeznaczony do pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętna na ramieniu. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych przez osoby w wieku co najmniej 12 lat.

Użytkownicy docelowi
Osoby dorosłe lub dzieci w wieku powyżej 12 lat, którzy potrafią przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi.

Docelowa grupa pacjentów
Urządzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 12 roku życia, które wymagają pomiaru tętna lub ciśnienia krwi, w tym osób zdrowszych lub pacjentów z nadciśnieniem, niedociśnieniem lub nieprawidłowym tętnem.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie nie może być używane przez pacjentów z ciężką niewydolnością serca, aby uniknąć uduszenia i śmierci.
2. Nie należy stosować tego produktu, jeżeli u pacjenta występuje miażdżycowa choroba wieńcowa serca, aby uniknąć zwichnięcia lub zablokowania światła naczyń krwionośnych, co może prowadzić do niedokrwienia i niedotlenienia serca.
3. Nie należy stosować tego produktu, w przypadku gdy pacjent choruje na cukrzycę, ponieważ może to spowodować uszkodzenie serca i naczyń krwionośnych.
4. Kobiety ciężarne, osoby mające wszczepione elektroniczne implanty, w stanie przedzawcowym, przy występujących skurczach dodatkowych, migotaniu przedsionków, z niedrożnością tętnic obwodowych, pacjenci podczas terapii wewnątrznaczyniowej, z założonymi dożylnymi cewnikami oraz osoby po mastektomii. Pacjenci z tymi schorzeniami powinni przed użyciem urządzenia skonsultować się z lekarzem.
5. Pacjenci z zakłóceniami rytmu serca, niedokrwistością lub udarem mogą używać urządzenia wyłącznie po zaleceniu przez lekarza, aby nie spowodować pogorszenia stanu zdrowia.

Objaśnienie symboli

WAŻNE! Przestrzegaj instrukcji użytkownika! Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może prowadzić do powstania poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ten symbol oznacza zagrożenia, które mogą prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.



Ten symbol wskazuje na zagrożenia, które mogą prowadzić do lekkich obrażeń, uszkodzenia produktu lub dalszych szkód materialnych.

IP21
Klasa ochrony przed wnikaniem wody lub substancji stałych do urządzenia

EC REP
Pełnomocnik na terenie Unii Europejskiej

CE 0123
Znak CE: Zgodność z wymogami zasadniczymi rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych

UTYLIZACJA: Tego produktu nie wolno wyrzucać bez poddania go segregacji! Odpady należy gromadzić oddzielnie i postępować zgodnie z pozostałymi wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.

SN
Numer seryjny

LOT
Numer partii

Klasyfikacja urządzenia: typ BF

Producent

Prąd stały

UDI
Unikalna identyfikacja urządzenia

Ograniczenie ciśnienia otoczenia

Symboly/kody recyklingu: informują one o materiale i jego prawidłowym zastosowaniu oraz możliwości jego ponownego wykorzystania.

Importer

PL Zasady bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, w szczególności z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa, a następnie przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu lub przekazać ją wraz z urządzeniem.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku osobistego. W przypadku wątpliwości dotyczących wpływu urządzenia na zdrowie należy przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem.
- Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
- W przypadku jakichkolwiek schorzeń, takich jak choroba tętnic obwodowych, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
- Urządzenie nie może być używane do kontroli częstotliwości pracy rozrusznika serca.
- Kobiety w ciąży powinny zachować niezbędne środki ostrożności i uwzględnić swoją indywidualną kondycję, a w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.
- Jeżeli podczas pomiaru wystąpią długiśności, jak np. ból ramienia czy inne, należy nacisnąć przycisk START/STOP **⚡** w celu natychmiastowego odpowietrzenia mankieta. Mankiet należy poluzować i zdjąć go z ramienia.
- Urządzenie działa prawidłowo tylko z pasującym mankietem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci.
- Dzieciom nie wolno używać urządzenia. Wyroby medyczne nie są zabawkami!
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Ze względu na niebezpieczeństwo uduszenia nie wolno owijać wężyka doprowadzającego powietrze wokół gardła.
- Pokłnicie małych elementów, takich jak opakowanie, baterie, pokrywa komory baterii itp., może doprowadzić do uduszenia.
- Przed użyciem urządzenia użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy jest ono bezpieczne i działa prawidłowo.
- Należy stosować wyłącznie mankiety dołączony do opakowania. Nie może on być zastępowany ani wymieniany na żaden mankiet innego rodzaju. Można zastąpić go jedynie mankiem dokładnie tego samego typu.
- Urządzenie nie może być używane w pomieszczeniach o wysokim poziomie promieniowania lub w pobliżu urządzeń o wysokim poziomie promieniowania, takich jak nadajniki radiowe, telefony komórkowe lub kucharki mikrofalowe. W takich warunkach mogą wystąpić zakłócenia w działaniu albo nieprawidłowe wartości pomiarowe.
- Nie należy używać urządzenia w pobliżu gazów palnych (np. gazu anestetycznego, tlenu lub wodoru) lub łatwopalnych cieczy (np. alkoholu).
- Nie dokonywać żadnych zmian w urządzeniu.
- W razie wystąpienia usterek nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Napraw należy dokonywać wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych.
- Chronic urządzenie przed wilgocią. Gdyby jednak mimo to doszło do przedostania się cieczy do jego wnętrza, należy natychmiast wyjąć baterie i nie korzystać z urządzenia. W takim przypadku należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z nami.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno w żadnym przypadku stosować rozcieńczalnika (rozpuszczalników), alkoholu ani benzyny.
- Należy chronić urządzenie przed ciężkimi uderzeniami i nie dopuścić do upadku.
- Jeśli urządzenie nie jest użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE BATERII

- Nie należy rozkładać baterii na części.
- Należy wymienić baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii.
- Słabe baterie należy niezwłocznie wyjąć z komory baterii, aby się nie rozlały i nie uszkodziły urządzenia.
- Ze względu na niebezpieczeństwo wyiekuju płynu z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i śluzówką! W przypadku kontaktu z kwasem znajdującym się w baterii należy natychmiast spłukać miejsca, które miały kontakt z kwasem, dużą ilością czystej wody i zgłosić się do lekarza!
- W przypadku pokłnicia baterii należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza!
- Zawsze należy wymieniać wszystkie baterie równocześnie!
- Należy stosować tylko baterie tego samego typu, nie mieszać różnych typów oraz baterii nowych z używanymi!
- Baterie należy umieścić w komorze baterii, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów!
- Należy wyjąć baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez co najmniej 3 miesiące.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
- Baterii nie wolno ponownie ładować! Nie doprowadzać do zwarcia! Nie wyrzucać do ognia! **Niebezpieczeństwo wybuchu!**
- Zużytych baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi, lecz wyłącznie z odpadami specjalnymi. Można je też wrzucić do specjalnych pojemników na baterie!

Urządzenie i wyświetlacz LCD

- ⚡ Złącze zasilacza
- 👁 Ciśnieniomierz
- 👁 Przycisk MEM (wywołanie pamięci)
- 👁 Przycisk START/STOP
- 👁 Przycisk SET
- 👁 Komora baterii (na spodzie urządzenia)
- 👁 Złącze wykłowe wężyka doprowadzającego powietrze
- 👁 Wyświetlacz LCD
- 👁 Wskazanie daty/godziny
- 👁 Wskazanie ciśnienia skurczowego
- 👁 Wskazanie ciśnienia rozkurczowego
- 👁 Symbol tętna
- 👁 Wskazanie częstotliwości tętna
- 👁 Symbol wymiany baterii
- 👁 Wyświetlanie nieregularnego rytmu serca
- 👁 Numer pozycji pamięci
- 👁 Symbol pamięci
- 👁 Wskaźnik ciśnienia krwi (zielony - żółty - pomarańczowy - czerwony)
- 👁 Użytkownik 1 / 2

Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne. W skład zestawu wchodzi:

- 1 ciśnieniomierz **medisana**
- 1 mankiet z wężykiem doprowadzającym powietrze
- 4 baterie (typ AA, LR6) 1,5 V
- 1 etui do przechowywania
- 1 instrukcja obsługi

Jeśli podczas odpakowywania urządzenia stwierdzone zostaną uszkodzenia powstałe podczas transportu, należy niezwłocznie skontaktować się z dystrybutorem.

Czym jest ciśnienie tętnicze krwi?

Cięśnienie tętnicze krwi to ciśnienie, które jest wytwarzane w naczyniach przy każdym uderzeniu serca. Kiedy serce kurczy się i pompuje krew do tętnic, prowadzi to do wzrostu ciśnienia. Jego najwyższą wartość jest nazywana ciśnieniem skurczowym i jest pierwszą wartością mierzoną podczas pomiaru ciśnienia krwi. Kiedy mięsień sercowy rozkurcza się, aby przyjąć nową krew, ciśnienie w tętnicach również spada. Po rozluźnieniu naczyń mierzona jest druga wartość – ciśnienie rozkurczowe.

Na czym polega pomiar?

medisana BU 510 jest ciśnieniomierzem przeznaczonym do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi na ramieniu. Pomiar jest wykonywany przez mikroprocesor, który wykorzystuje czujnik ciśnienia do analizy wahań ciśnienia, które występują, gdy mankiet ciśnienia krwi jest napęnlany i opróżniany nad tętnicą.

Nieregularny rytm serca

Nieregularny rytm serca to rytm, który odbiega o ponad 25% od średniego rytmu serca, podczas gdy urządzenie mierzy skurczowe i rozkurczowe ciśnienie krwi. Oznaki nieregularnego rytmu serca:

- Jeśli P1 lub P2>0,12s;
 - Jeśli P1/Pa*100%-25% lub P2/Pa*100%>25%
- Wystąpienie jednego z dwóch wyżej wymienionych warunków może prowadzić do zaburzeń rytmu serca. Wskazówki: Pa jest średnią wartością zmierzonych interwałów między uderzeniami podczas całego pomiaru. P1 to różnica między maksymalną a średnią wartością interwału między uderzeniami. P2 to różnica między wartością średnią a wartością minimalną interwału rytmu.

Zalety korzystania z elektronicznego ciśnieniomierza naramiennego

Elektryczny ciśnieniomierz naramienny dokładnie mierzy ciśnienie krwi i tętno u osób w wieku od 12 lat i oferuje lekarzom lub pacjentom wygodny i ekonomiczny sposób sledzenia i oceny zmian ciśnienia krwi i tętna w szpitalu lub w domu. Regularne monitorowanie umożliwia wczesne wykrywanie wahań ciśnienia krwi i tętna, poprawia kontrolę ciśnienia krwi i dostarcza danych monitorujących do leczenia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub innymi chorobami związanymi z nadciśnieniem, umożliwiając odpowiednią reakcję na choroby w celu dostosowania leków.

Ogólne przyczyny błędnych pomiarów

Przed pomiarem należy odpocząć przez 5-10 minut i nie jeść, nie pić alkoholu, nie palić, nie wykonywać żadnej pracy fizycznej, nie ćwiczyc i nie kąpać się. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na wynik pomiaru.

- Zdjąć każdy element odzieży, który zbyt ciasno przylega do ramienia.
- Pomiary należy zawsze wykonywać na tym samym ramieniu (zwykle na lewym).
- Cięśnienie krwi należy mierzyć regularnie, o tej samej porze dnia, ponieważ ciśnienie krwi zmienia się w ciągu dnia.
- Wszelkie próby podparcia ręki przez pacjenta mogą zwiększyć ciśnienie krwi.
- Należy zapamięć sobie wygodną i zrelaksowaną pozycję oraz nie napiąć mięśni ramienia, na którym wykonywany jest pomiar. W razie potrzeby należy użyć poduszki jako podparcia.
- Jeśli tętnica ramienna znajduje się poniżej lub powyżej serca, pomiar będzie nieprawidłowy.

Klasyfikacja ciśnienia tętniczego krwi

Niskie ciśnienie tętnicze krwi skurczowe <100, rozkurczowe <60
Normalne ciśnienie tętnicze krwi skurczowe 100–139, rozkurczowe 60–89

Formy nadciśnienia tętniczego

Lekkie nadciśnienie tętnicze (żółty zakres wskazań 🟡) skurczowe 140–159, rozkurczowe 90–99

Średnie nadciśnienie tętnicze (pomarańczowy zakres wskazań 🟠) skurczowe 160–179, rozkurczowe 100–109

Ciężkie nadciśnienie tętnicze (czerwony zakres wskazań 🔴) skurczowe ≥ 180, rozkurczowe ≥ 110

⚠ OSTRZEŻENIE: Zbyt niskie ciśnienie krwi może być również niebezpieczne dla zdrowia! Zawroty głowy mogą prowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji (np. podczas poruszania się po schodach lub w ruchu ulicznym)!

Uwarunkowania wyników pomiaru i ich ocena

- Cięśnienie należy mierzyć kilka razy, zapisywać wyniki i potem porównywać je. Nie należy wyciągać wniosków z pojedynczego pomiaru.
- Zmierzono wartości ciśnienia tętniczego krwi należy zawsze konsultować z lekarzem zaznajomionym z historią stanu zdrowia pacjenta. W przypadku regularnego korzystania z urządzenia i zapisywania wyników należy od czasu do czasu poinformować lekarza o przebiegu pomiarów.
- Należy pamiętać, że wartości codziennych pomiarów ciśnienia są uśrednione od wielu czynników. Palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie leków i praca fizyczna mogą mieć różny wpływ na wyniki pomiarów.
- Cięśnienie należy mierzyć przed posiłkami.
- Przed przystąpieniem do pomiaru należy odpocząć przez co najmniej 5–10 minut.
- Jeśli mimo poprawnej obsługi urządzenia wartość ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego jest inna niż zazwyczaj (jest za wysoka lub za niska) i taki wynik powtarza się kilkakrotnie, należy zasięgnąć porady lekarza. Dotyczy to także rzadkich przypadków, gdy nieregularne lub bardzo słabe tętno uniemożliwia pomiar.

Uruchomienie - Wkładanie/wymiana baterii

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy włożyć baterie znajdujące się w zestawie. Na spodzie urządzenia znajduje się pokrywa komory baterii 🗑. Otworzyć ją, lekko naciskając i pociągając do góry. Włożyć 4 załączone baterie 1,5 V, typ AA LR6. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowy układ biegunów baterii (zgodny z oznaczeniem w komorze baterii). Ponownie zamknąć komorę baterii. Baterie należy wymienić od razu, gdy na wyświetlaczu 🗑 pojawia się symbol wymiany baterii 🗑 lub gdy na wyświetlaczu po włączeniu urządzenia nic się nie wyświetla.

Zastosowanie zasilacza

- Z urządzenia można też korzystać przy użyciu specjalnego zasilacza (**medisana** nr art. 51125), który należy podłączyć do odpowiedniego gniazda 🗑 znajdującego się z boku urządzenia. Baterie mogą pozostać w urządzeniu. W momencie włożenia wtyczki do gniazda z boku ciśnieniomierza baterie zostają mechanicznie odłączone. Dlatego należy najpierw wetknąć zasilacz do gniazda wykłowego, a dopiero potem podłączyć go do ciśnieniomierza. Jeśli ciśnieniomierz nie będzie już używany, trzeba najpierw wyciągnąć z niego wtyczkę, a dopiero potem wyciągnąć zasilacz w gniazda wykłowego. W ten sposób można uniknąć ustawiania od nowa daty i godziny.
- Opcjonalny zasilacz powinien spełniać wymogi norm IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. Ponadto wszystkie konfiguracje muszą odpowiadać wymaganiom dla medycznych systemów elektrycznych (patrz IEC 60601-1-1 lub ustęp 16.3. edycji IEC 60601-1). Każdy, kto podłącza dodatkowe urządzenia do medycznych urządzeń elektrycznych, konfiguruje system medyczny i w związku z tym ponosi odpowiedzialność za jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi medycznych systemów elektrycznych. Należy pamiętać, że przepisy lokalne mają pierwszeństwo przed wymienionymi wyżej normami. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lokalnego dystrybutora lub działu doradztwa technicznego.
 - To urządzenie posiada techniczne zabezpieczenie izolujące i za pomocą technicznego zabezpiecznika jest chronione przed zwarciem i przeciążeniem. Przed użyciem zasilacza należy upewnić się, że baterie zostały usunięte z komory baterii. Klasa urządzenia 2.
 - Drugi koniec zasilacza należy wetknąć do gniazda sieciowego 100-240 V. Dane techniczne zasilacza: napięcie wyjściowe: 6V±5%; prąd wyjściowy: min. 600 mA; polaryzacja wtyczki wyjściowej: <-> w środku; średnica zewnętrzna: 5,5mm ±0,1mm; średnica wewnętrzna: 2,1mm ±0,1 mm

Ustawienie

1. Wybór użytkownika:

Podczas gdy urządzenie jest wyłączone, nacisnąć przycisk SET **⚡**.

Następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol 🗑 lub 🗑. Naciskając przycisk MEM, można wybrać użytkownika 🗑 lub 🗑. W celu potwierdzenia użytkownika należy nacisnąć przycisk SET **⚡**. Nastąpi przejście do ustawienia roku.

2. Ustawienie roku:

Miga pole wprowadzania roku. Nacisnąć przycisk MEM **⚡** do momentu, aż pojawi się wybrany rok. W celu potwierdzenia ustawienia roku należy nacisnąć przycisk SET **⚡**. Nastąpi przejście do ustawienia miesiąca i dnia.

3. Ustawienie miesiąca i dnia:

Miga pole wprowadzania miesiąca. Nacisnąć przycisk MEM **⚡** do momentu, aż pojawi się wybrany miesiąc. W celu potwierdzenia ustawienia miesiąca należy nacisnąć przycisk SET **⚡**. Następnie odpowiedni dzień. Należy postępować tak samo jak w przypadku ustawienia miesiąca. Nacisnąć przycisk MEM **⚡** do momentu, aż pojawi się wybrany dzień. W celu potwierdzenia ustawienia dnia należy nacisnąć przycisk SET **⚡**. Nastąpi przejście do ustawienia godziny.

4. Ustawienie godziny:

Miga pole wprowadzania godziny. Nacisnąć przycisk MEM **⚡** do momentu, aż pojawi się wybrana godzina. W celu potwierdzenia ustawienia godziny należy nacisnąć przycisk SET **⚡**. Miga pole wprowadzania minut. Należy postępować tak samo jak w przypadku ustawienia godziny. Proces wprowadzania ustawień został zakończony. Na wyświetlaczu pojawia się CL. Wyjść z trybu ustawień, naciskając przycisk SET **⚡**. Wymiana baterii powoduje utratę zdefiniowanych ustawień, które należy wprowadzić od nowa.

Zakładanie mankieta

- Przed użyciem należy włożyć końcówkę wężyka doprowadzającego powietrze do otworu znajdującego się z lewej strony urządzenia 🗑.
- Końcówkę mankieta należy przełożyć przez metalową klamrę, tak aby rzep znalazł się po zewnętrznej stronie i aby powstał cylindryczny kształt (rys. 1). Nasunąć mankiet na lewe ramię.
- Wężyk doprowadzający powietrze należy umieścić na środku ramienia tak, aby znajdował się w jednej linii z palcem środkowym (rys. 2) (a). Dolny brzeg mankieta powinien się przy tym znajdować 2–3 cm powyżej łokcia (b). Należy zaciągnąć mankiet i przymocować rzepem (c).
- Pomiaru należy dokonywać na gołym ramieniu.
- Tylko wówczas, gdy niemożliwe jest założenie mankieta na lewe ramię, zakłada się go na prawe. Pomiarów należy dokonywać zawsze na tej samej ręce.
- Prawidłowa pozycja siedząca podczas pomiaru (rys. 3).

Wskazówki:

- Należy używać wyłącznie mankieta dostarczonego przez producenta. Wymiana mankieta na części innych producentów może skutkować niedokładnymi wynikami pomiarów.
- Luźny lub ciarty mankiet powoduje nieprawidłowe odczyty.
- W przypadku wielokrotnych pomiarów krew zbiera się w ramieniu, co może spowodować nieprawidłowe odczyty. Ponowne pomiary ciśnienia krwi należy wykonywać po 1-minutowej przerwie lub po uniesieniu ramienia, aby umożliwić odpływ nagromadzonej krwi.

Pomiar ciśnienia tętniczego krwi

Po prawidłowym założeniu mankieta można rozpocząć pomiar.

- Włączyć urządzenie, naciskając przycisk START/STOP **⚡**.
- Po naciśnięciu przycisku START/STOP **⚡** słychać dwa krótkie sygnały, a na wyświetlaczu wyświetlane są wszystkie znaki. Test styku kontroli prawidłowego działania wyświetlacza.
- Urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru. Cyfra 0 miga przez około dwie sekundy i słychać dwa sygnały. Urządzenie rozpoczyna automatycznie wolne pompowanie mankieta w celu wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Rosnąca wartość ciśnienia jest wyświetlana na wyświetlaczu.
- Urządzenie pompuje mankiet do momentu, aż osiągnięte zostanie ciśnienie wystarczające do przeprowadzenia pomiaru. W kolejnym etapie urządzenie powoli spuszcza powietrze z mankieta i przeprowadza pomiar. Gdy tylko urządzenie zarejestruje sygnał, symbol tętna ❤ na wyświetlaczu zaczyna migać. Każde uderzenie serca odebrane przez urządzenie jest sygnalizowane dźwiękiem.
- Po zakończeniu pomiaru rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy i mankiet zostanie opróżniony. Na wyświetlaczu 🗑 pojawiają się wartości rozkurczowego i skurczowego ciśnienia tętniczego krwi oraz wartości tętna. Zgodnie z klasyfikacją ciśnienia tętniczego krwi pojawi się wskaźnik ciśnienia tętniczego krwi 🟡 obok kolorowego paska odpowiadającego zmierzonej wartości. Jeśli urządzenie zarejestrowało nieregularne tętno, dodatkowo wyświetli się symbol 🗑.

⚠ OSTRZEŻENIE
Na podstawie wyników pomiaru nie należy podejmować samodzielnie działań terapeutycznych. Nigdy nie należy zmieniać dawki przepisanego leku.

- Zmierzone wartości zostaną zapisane automatycznie w wybranej pamięci 🗑 lub 🗑. W każdej pamięci można zapisać do 90 wartości pomiarowych wraz z godziną i datą. Jeśli pamięć jest pełna, usuwany jest najstarszy pomiar.
- Wyniki pomiarowe pozostają na wyświetlaczu. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden inny przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie po ok. 3 minutach; można je też wyłączyć przyciskiem START/STOP **⚡**.

Przerywanie pomiaru

Jeśli z jakiegokolwiek powodu (np. niedyspozycji pacjenta) konieczne będzie przerwanie pomiaru ciśnienia krwi, w każdej chwili można wcisnąć przycisk START/STOP **⚡**. Urządzenie natychmiast automatycznie opróżnia mankiety.

Wyświetlanie zapisanych wartości

Urządzenie wyposażone jest w 2 niezależne pamięci, z których każda umożliwia zapis 90 pozycji. Wyniki zapisywane są automatycznie w wybranej pamięci. Aby wyświetlić zapisane wyniki pomiarów, przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć przycisk MEM **⚡**. Na wyświetlaczu pojawią się wszystkie wartości średnie. Ponowne naciśnięcie przycisku MEM **⚡** spowoduje wyświetlenie wartości ostatniego zapisanego pomiaru. Po kolejnym naciśnięciu przycisku MEM **⚡** wyświetlą się wartości poprzednich/kolejnych pomiarów. Jeśli po wyświetleniu ostatniego wyniku nie zostanie wcisnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie wyłączy tryb pamięci po ok. 20 sek. Naciśnięcie przycisku START/STOP **⚡** umożliwia opuszczenie trybu odczytu pamięci w dowolnym momencie i jednocześnie wyłączenie urządzenia. Jeśli w urządzeniu zapisano już 90 wyników, to zapisanie nowego pomiaru spowoduje usunięcie najstarszego.

Usuwanie zapisanych wartości

Aby trwale usunąć wszystkie zapisane wartości, przy wyłączonym urządzeniu nacisnąć sześciokrotnie przycisk SET **⚡**, aż pojawi się wskazanie CL. Nacisnąć przycisk START/STOP **⚡**, wskazanie CL miga trzy razy, a pamięć zostaje wyczyszczona. Po naciśnięciu przycisku MEM **⚡** na wyświetlaczu pojawi się M i „no”, co oznacza, że pamięć nie zawiera żadnych danych.

Usterki i ich usuwanie

Wskazanie błędu – w przypadku nietypowych pomiarów na wyświetlaczu pojawiają się następujące wskazania:

Symbol	Przyczyna	Usuwanie
E-1	Słaby sygnał lub nagła zmiana ciśnienia	Należy prawidłowo założyć mankiet. Następnie należy powtórzyć pomiar w prawidłowy sposób.
E-2	Zewnętrzne, silne zakłócenie	Pomiar może być błędny w pobliżu telefonu komórkowego lub innego urządzenia o wysokiej częstotliwości. Nie poruszaj się podczas wykonywania pomiaru ani nie rozmawiać.
E-3	Błąd podczas pompowania	Należy prawidłowo założyć mankiet. Upewnić się, że wtyczka jest prawidłowo włożona do urządzenia. Ponownie wykonać pomiar.
E-5	Nietypowe ciśnienie tętnicze krwi	Powtórzyć pomiar po ok. 30-minutowym odpoczynku. W przypadku krótkotrwałego uzyskania nietypowych wyników należy skontaktować się z lekarzem.
🗑	Słabe baterie	Baterie są zbyt słabe lub są wyczerpane. Wymień wszystkie cztery baterie na nowe baterie 1,5 V typu AA LR6.

Usuwanie usterek

Problem	Kontrola	Przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie pracuje	Sprawdź moc baterii. Sprawdzić ułożenie baterii.	Włóż nowe baterie. Należy włożyć baterie w prawidłowy sposób.
Urządzenie nie pompuje mankieta	Sprawdź, czy złącze jest prawidłowo umieszczone i czy nie jest uszkodzone lub nieszczelne.	Mocno wetknąć złącze. Użyć nowego mankieta.
Pojawia się Err, a pomiar zostaje przerwany	Podczas pomiaru nie należy poruszać się ani mówić	Zachowywać się spokojnie. Nie mówić podczas pomiaru.
Nieszczelny mankiet	Sprawdź, czy mankiet nie jest zbyt luźny lub uszkodzony.	Założyć czysty mankiet. Użyć nowego mankieta.

Jeśli nie można rozwiązać problemu, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Nie remontować samodzielnie urządzenia.

Czyszczenie i pielęgnacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy wyjąć baterie. Urządzenie należy czyścić przy użyciu miękkiej szmatki, zwilżonej delikatnie łagodnym roztworem mydła. W żadnym wypadku nie wolno używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu, nafty, rozcieńczalników, benzyny itp.

Nie wolno zanurzać urządzenia ani żadnego z akcesoriów w wodzie. Upewnić się, że do urządzenia nie przedostanie się wilgoć. Urządzenia nie wolno wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, należy chronić je przed wilgocią i zabrudzeniem. Nie narażać urządzenia na ekstremalne temperatury. Urządzenie należy przechowywać w etui przeznaczonym do tego celu. Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Czyszczenie i dezynfekcja mankieta


Powierzchnię mankieta należy przetrzeć niestrzepłą się ściereczką zwilżoną wodą. Następnie wytrzeć wodę z powierzchni mankieta suchą, niestrzepłą się ściereczką. Po wyczyszczeniu sprawdź, czy wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie mankieta są czyste. Jeśli mankiet ulegnie zabrudzeniu, należy go zmyć, aż plamy przestaną być widoczne, a następnie przechowywać w chłodnym, wentylowanym i suchym miejscu (czyszczenie przy użyciu wysokich temperatur, np. poprzez prasowanie i suszenie, jest niedozwolone). **Dezynfekcja wyczyszczonego i wysuszonego mankieta:** Przetrzeć powierzchnię mankieta niestrzepłą się ściereczką nasączoną 75-procentowym alkoholem w celu usunięcia loju i innych mikroorganizmów z powierzchni, 10 razy przez około 1 minutę za każdym razem. Po dezynfekcji należy osuszyć mankiet czystą, niestrzepłą się ściereczką, aby umożliwić naturalne odparowanie pozostałości alkoholu. Mankiet można wymieniać i czyścić maksymalnie 10 razy na 1000 użyć. Jeśli czas napełniania mankieta przekroczy 20 sekund podczas normalnego pomiaru, a urządzenie wyświetli komunikat E-3, mankiet należy wymienić. Jeśli powierzchnia samoprzylepna mankieta nie przylega skutecznie, mankiet należy wymienić. W celu zakupu odpowiedniego mankieta należy skontaktować się z producentem. Mankiet jest częścią zużywalną o żywotności 1000 cykli (w warunkach testowych firmy). W celu dokładnego pomiaru ciśnienia zaleca się wymianę mankieta w odpowiednim czasie. Jeśli mankiet jest zbyt mały lub jeśli ułatuje z niego powietrze, należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Mankiet to element użytkowy.

Utilizacja

Urządzenia nie należy utylizować razem z odpadami komunalnymi.

Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektr

CZ Návod k použití Měřič krevního tlaku BU 510



Účel použití	Tento automatický měřič krevního tlaku je určen k měření systolického a diastolického tlaku a tepové frekvence na paži. Přístroj je určen pro domácí použití a pro osoby starší 12 let.
Určení uživatelé	Dospělí nebo děti starší 12 let, kteří jsou schopni si přečíst a pochopit návod k použití.
Určené skupiny pacientů	Přístroj je určen pro osoby starší 12 let, které vyžadují měření tepu nebo krevního tlaku, včetně normálních osob nebo pacientů s vysokým či nízkým krevním tlakem nebo abnormálním tepem.
Kontraindikace	1. Tento přístroj nesmí používat pacienti s těžkým srdečním selháním, aby nedošlo k udušení a smrti. 2. Nepoužívejte tento produkt, pokud máte kornární aterosklerotické onemocnění srdce, aby nedošlo k zúžení nebo upcání lumen cévy, což může vést k ischemii a nedostatku kyslíku v srdci. 3. Tento produkt nepoužívejte, pokud trpíte cukrovkou, protože může způsobit poškození srdce a cév. 4. Těhotné ženy, pacienti s implantovanými elektronickými přístroji, pacienti s preeklampií, extrasystolami, fibrilací síní, onemocněním periferních tepen a pacienti podstupující intravaskulární terapii nebo arteriovenózní zkrat, stejně jako osoby po mastektomii. Pokud máte nějaké zdravotní potíže, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem. 5. Pacienti se srdeční arytmií, poruchami krevního oběhu nebo mrtvící by měli přístroj používat pouze na pokyn lékaře, aby nedošlo ke zhoršení jejich zdravotního stavu.

Vysvětlení symbolů	DŮLEŽITÉ Říďte se pokyny v návodu k použití! Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.
VAROVÁNÍ	Tento symbol označuje nebezpečí, která mohou způsobit těžká zranění nebo smrt.
POZOR	Tento symbol upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k lehkým zraněním, k poškození produktu nebo k dalším věcným škodám.
IP21	Třída ochrany proti vniknutí vody nebo pevných látek do přístroje
EC REP	Zpřimocněný zástupce v Evropském společenství
CE	Označení CE: Splňuje základní požadavky nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích
LIKVIDACE	Tento produkt se nesmí likvidovat nevytříděný! Vytrďte odpad a řiďte se dalšími pokyny v tomto návodu.
SN	Sériové číslo
LOT	Číslo šarže (LOT)
Klasifikace přístroje: typ BF	
Výrobce	Datum výroby
Stejnoseměrný proud	MD Zdravotnický prostředek
UDI	Jednoznačná identifikace přístroje
Omezení okolního tlaku	Teplotní rozsah
	Rozsah vlhkosti vzduchu
Recyklační symboly/kódy: Informují o materiálu a jeho správném použití, jakož i o jeho recyklici.	
Dovozce	

CZ Bezpečnostní pokyny Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovejte si ho pro pozdější potřebu, resp. ho přiložte, pokud předáváte přístroj jiné osobě.

- Přístroj je určen pouze pro soukromé použití. Pokud budete mít obavy ze zdravotního hlediska, poraďte se před použitím s lékařem.
- Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.
- Jste-li nemocní (např. trpíte periferním cévním onemocněním), konzultujte použití přístroje s lékařem.
- Přístroj je zakázáno používat ke kontrole tepové frekvence kardiostimulátoru.
- V případě těhotenství přijměte příslušná preventivní opatření a řiďte se svým individuálním stavem. Případně kontaktujte lékaře.
- Pokud se během měření vyskytnou nepřijemné pocity, např. bolest v horní části paže nebo jiné potíže, stiskněte tlačítko START/STOP 4 pro okamžité vypuštění vzduchu z manžety. Uvolněte manžetu a sejměte ji z paže.
- Pouze s vhodnou manžetou funguje přístroj správně.
- Přístroj není vhodný pro děti.
- Přístroj nesmí používat děti. Zdravotnické prostředky nejsou hračky!
- Uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.
- Vzhledem k nebezpečí udušení neomotávejte vzduchovou hadičku kolem krku.
- Spolknutí malých částí, například obalového materiálu, baterie, krytu příhrádky na baterie atd., může způsobit udušení.
- Před použitím přístroje je uživatel povinen zkontrolovat, zda přístroj funguje bezpečně a správně.
- Používejte pouze dodanou manžetu. Nelze ji nahradit nebo vyměnit za jinou manžetu. Můžete ji vyměnit pouze za manžetu přesně stejného typu.
- Přístroj se nesmí používat v prostorách s intenzivním zářením nebo v okolí přístrojů s intenzivním zářením, jako jsou rádiové vysílače, mobilní telefony nebo mikrovlnné trouby. Mohlo by dojít k poruchám funkce nebo k nesprávným výsledkům měření.
- Neprovazujte přístroj v blízkosti hořlavých plynů (např. anestetických plynů, kyslíku nebo vodíku) nebo hořlavých kapalin (např. alkoholu).
- Na přístroji neprovádějte žádné změny.
- V případě poruchy přístroj neopravujte sami. Opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servicech.
- Chraňte přístroj před vlhkostí. Pokud se do přístroje dostane kapalina, okamžitě vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat. Kontaktujte v tomto případě prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo nás informujte přímo.
- K čištění přístroje v žádném případě nepoužívejte ředidla (rozpouštědla), alkohol nebo benzín.
- Chraňte přístroj před silnými otřesy a nedovolte, aby spadl na zem.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- Baterie nerozebírejte!
- Vyměňte baterie, jakmile se na displeji zobrazí symbol baterie.
- Slabé baterie ihned vyjměte z příhrádky na baterie, protože by mohly vytečt a poškodit přístroj!
- Zvýšené nebezpečí vytečení! Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi! Při kontaktu s akumulátoryovou kyselinou okamžitě opláchněte zasažené místo dostatečným množstvím čisté vody a ihned vyhledejte lékaře!
- Pokud došlo ke spolknutí baterie, je třeba okamžitě vyhledat lékaře!
- Vždy vyměňujte všechny baterie najednou!
- Do přístroje vkládejte pouze baterie stejného typu. Nekombinujte různé typy baterií nebo použité a nové baterie!
- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- Vymějte baterie, pokud přístroj nebudete používat po dobu alespoň 3 měsíců.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí!
- Baterie nedobíjejte! Baterie nezkratujte! Nevhazujte do ohně! **Hrozí nebezpečí výbuchu!**
- Použíte baterie a akumulátory nevyhazujte do domovního odpadu, ale do zvláštního odpadu nebo do sběrného boxu na baterie ve specializovaném obchodě!

- | | | | |
|-------------------------------|--|---|---|
| Přístroj a LCD displej | 1 Zdička napájecího zdroje | 2 Měřič krevního tlaku | 3 Tlačítko MEM (vyvolání paměti) |
| | 4 Tlačítko START/STOP | 5 Tlačítko SET | 6 Příhrádka na baterie (na spodní straně) |
| | 7 Konektor pro vzduchovou hadičku | 8 LCD displej | 9 Zobrazení data/času |
| | 10 Zobrazení systolického tlaku | 11 Zobrazení diastolického tlaku | 12 Symbol tepu |
| | 13 Zobrazení tepové frekvence | 14 Symbol výměny baterií | |
| | 15 Zobrazení nepravdivého srdečního tepu | 16 Číslo paměťového místa | |
| | 17 Symbol paměti | 18 Indikátor krevního tlaku (zelená – žlutá – oranžová – červená) | |
| | 19 Uživatel 1/2 | | |

Rozsah dodávky

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní. Obsah balení:

- 1 měřič krevního tlaku **medisana**
- 1 manžeta se vzduchovou hadičkou
- 4 baterie (typ AA, LR6) 1,5 V
- 1 návod k použití

Pokud při rozbalování zjistíte, že zboží bylo během přepravy poškozeno, kontaktujte prosím ihned prodejce, u kterého jste zboží zakoupili.

Co je to krevní tlak?

Krevní tlak je tlak, který vzniká v cévách při každém tepu srdce. Při stažení srdeční svaloviny (systola) a pumpování krve do tepen dochází ke zvýšení tlaku. Jeho nejvyšší hodnota se označuje jako systolický tlak – tato hodnota se při měření krevního tlaku zjišťuje jako první. Při ochabnutí se srdeční svalovina plní krví, což je doprovázeno snížením tlaku v tepnách. Jakmile jsou cévy uvolněné, měří se druhá hodnota – diastolický tlak.

Jak funguje měření?

Přístroj **medisana BU 510** je měřič krevního tlaku, který je určen pro měření krevního tlaku v horní části paže. Měření provádí mikroprocesor, který prostřednictvím snímače tlaku vyhodnocuje kolísání tlaku, která vznikají při nafukování a vyfukování manžety nad tepnou.

O nepravdivém srdečním tepu

Nepravdivý srdeční tep je srdeční rytmus, který se odchyluje o více než 25 % od průměrného srdečního rytmu, zatímco přístroj měří systolický a diastolický krevní tlak. Indikátor nepravdivého srdečního tepu:

- Když P1 nebo P2 > 0,12 s;
 - Když P1/Pa*100 % > 25 % nebo P2/Pa*100 % > 25 %
- Pokud se vyskytne jedna ze dvou výše uvedených podmínek, může to způsobit srdeční arytmií. Upozornění: Pa je průměrná hodnota naměřených intervalů mezi jednotlivými údery během celého měření. P1 je rozdíl mezi maximální a průměrnou hodnotou intervalu mezi jednotlivými údery. P2 je rozdíl mezi průměrnou hodnotou a minimální hodnotou intervalu úderů.

Výhody používání elektronického měřiče krevního tlaku na paži

Elektronický měřič krevního tlaku na paži přesně měří krevní tlak a tepovou frekvenci osob starších 12 let a nabízí lékařům nebo pacientům pohodlný a cenově výhodný způsob sledování a vyhodnocování změn krevního tlaku a tepové frekvence v nemocnici nebo doma. Pravidelné monitorování umožňuje včasné odhalení kolísání krevního tlaku a srdečního tepu, zlepšuje kontrolu krevního tlaku a poskytuje údaje z monitorování pro léčbu pacientů s vysokým krevním tlakem nebo s jinými chorobami způsobenými vysokým krevním tlakem, což umožňuje vhodnou reakci na onemocnění pro zajištění řízené medicace.

Všeobecné příčiny nesprávných měření

- Před měřením si 5–10 minut odpočínejte a nic nejzte, nepijte alkohol, nekuřte, nevykonávejte žádnou fyzickou práci, nesportujte a nekoupejte se. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit výsledek měření.
- Svlékněte si příliš těsnou část oděvu na paži.
- Měření provádějte vždy na stejné paži (obvykle na levé).
- Měření krevního tlaku provádějte pravidelně a ve stejný čas, protože se krevní tlak během dne mění.
- Každý pokus pacienta o podepření paže může zvýšit jeho krevní tlak.
- Buďte v pohodlné a uvolněné poloze a během měření nenapínejte svaly paže, na které se měření provádí. Je-li to nutné, použijte opěrný polštář.
- Nachází-li se paží nad úrovní srdce, může dojít k chybnému měření.

Klasifikace krevního tlaku

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Nízký krevní tlak | systolický < 100, diastolický < 60 |
| Normální krevní tlak | (zelený indikační rozsah 10) |
| | systolický 100–139, diastolický 60–89 |

Typy vysokého krevního tlaku (hypertenze)

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Slabá hypertenze | (žlutý indikační rozsah 10) |
| | systolický 140–159, diastolický 90–99 |

- | | |
|---------------------------|---|
| Střední hypertenze | (oranžový indikační rozsah 10) |
| | systolický 160–179, diastolický 100–109 |

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Silná hypertenze | (červený indikační rozsah 10) |
| | systolický ≥ 180, diastolický ≥ 110 |

VAROVÁNÍ: Příliš nízký krevní tlak představuje také zdravotní riziko! Závratě mohou vést k nebezpečným situacím (např. na schodech nebo v silniční dopravě)!

Ovlivňování a vyhodnocování měření

- Změřte si několikrát krevní tlak, uložte naměřené výsledky a následně je porovnejte. Ne-vyvolujte závěry z jediného výsledku.
- Vaše hodnoty krevního tlaku by měl vždy posoudit lékař, který zná vaši anamnézu. Pokud přístroj používáte pravidelně a naměřené hodnoty zaznamenáváte pro svého lékaře, měli byste ho také čas od času informovat o průběhu měření.
- Při měření krevního tlaku mějte na paměti, že denní hodnoty závisí na mnoha faktorech. Naměřené hodnoty tak různým způsobem ovlivňuje například kouření, konzumace alkoholu, užívání léků a fyzická práce.
- Měření krevního tlaku provádějte před jídlem.
- Každému měření krevního tlaku by mělo předcházet alespoň 5–10 minut odpočinku.
- Pokud se vám hodnoty systolického nebo diastolického tlaku navzdory správné manipulaci s přístrojem jeví jako neobvyklé (jsou příliš vysoké či nízké) a pokud se tak děje opakovaně, informujte o tom lékaře. To platí i tehdy, když velmi zřídka nelze provést měření z důvodu nepravdivého nebo velmi slabého srdečního tepu.

Uvedení do provozu - Vložení/výměna baterií

Před použitím přístroje vložte přiložené baterie. Na spodní straně přístroje se nachází kryt příhrádky na baterie 6. Otevřete ho lehkým stisknutím a vytážením nahoru. Vlozte 4 přiložené 1,5V baterie typu AA LR6. Dbejte přitom na správnou polaritu (viz označení uvnitř příhrádky na baterie). Příhrádku na baterie opět zavřete. Když se na displeji 18 zobrazí symbol výměny baterií 6 nebo když se na displeji po zapnutí přístroje nic nezobrazuje, vyměňte baterie.

Použití napájecího zdroje

Alternativně můžete přístroj používat také se speciálním napájecím zdrojem (**medisana** č. výř. 51125), který zapojte do příslušné zdičky 1 na boku přístroje. Baterie při tom zůstávají v přístroji. Zásunutím konektoru do zdičky na boku měřiče krevního tlaku dojde k mechanickému odpojení baterií. Proto je nezbytné nejprve zapojit napájecí zdroj do zásuvky a teprve poté ho propojit s měřičem krevního tlaku. Pokud měřič krevního tlaku nepoužíváte, vytáhněte nejprve konektor z měřiče krevního tlaku a poté odpojte napájecí zdroj ze zásuvky. Tím předejdete nutnosti zadávat pokračě znovu datum a čas.

- Volitelný napájecí adaptér by měl splňovat požadavky normy IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. Kromě toho musí všechny konfigurace splňovat požadavky na zdravotnické elektrické systémy (viz IEC 60601-1-1, resp. oddíl 16 těchto vydání IEC 60601-1). Každý, kdo ke zdravotnickému elektrickému přístroji připojuje další přístroje, provádí konfiguraci zdravotnického systému, a je proto odpovědný za to, že systém splňuje požadavky na zdravotnické elektrické systémy. Upozorňujeme, že místní zákony mají přednost před výše uvedenými požadavky. V případě pochybností se obraťte na místního zástupce nebo technický zákaznický servis.
- Tento přístroj má dvojitou izolaci a je chráněn proti zkratu a přetížení primární tepelnou pojistkou. Před použitím napájecího adaptéru vždy nejprve vyjměte baterie z příhrádky. Zařízení třídy 2.
- Druhrou stranu adaptéru zapojte do 100–240V zásuvky. Technické vlastnosti adaptéru: výstupní napětí: 6 V ± 5 %; výstupní proud: minimálně 600 mA; polarita výstupního konektoru: <-> uvnitř; vnější průměr: 5,5 mm ± 0,1 mm; vnitřní průměr: 2,1 mm ± 0,1 mm

Nastavení

1. Nastavení uživatele:

Stisknutím na vypnutém přístroji tlačítko SET 9.

Poté se na displeji zobrazí 1a nebo 1b. Stisknutím tlačítka **MEM** 3 můžete volit mezi uživatelem 1a a 1b. Pro potvrzení uživatele stiskněte tlačítko SET 9. Poté se dostanete do režimu nastavení letopočtu.

2. Nastavení letopočtu:

Poté začne blikat zadávací pole pro rok. Opakovaně stiskněte tlačítko **MEM** 3, dokud se nezobrazí požadovaný letopočet. Pro potvrzení letopočtu stiskněte tlačítko SET 9. Poté se dostanete do režimu nastavení měsíce a dne.

3. Nastavení měsíce a dne.

Poté začne blikat zadávací pole pro měsíc. Opakovaně stiskněte tlačítko **MEM** 3, dokud se nezobrazí požadovaný měsíc. Pro potvrzení měsíce stiskněte tlačítko SET 9. Pokračujte nastavením dne. Postupujte stejně jako při nastavení měsíce. Opakovaně stiskněte tlačítko **MEM** 3, dokud se nezobrazí požadovaný den. Pro potvrzení dne stiskněte tlačítko SET 9. Poté se dostanete do režimu nastavení denní doby.

4. Nastavení denní doby:

Poté začne blikat zadávací pole pro hodinu. Opakovaně stiskněte tlačítko **MEM** 3, dokud se nezobrazí požadovaná hodina. Pro potvrzení hodiny stiskněte tlačítko SET 9. Poté začne blikat zadávací pole pro minutu. Postupujte stejně jako při nastavění hodiny. Poté je proces nastavování ukončen. Na displeji se zobrazí **CL**. Stisknutím tlačítka SET 9 opustíte režim nastavení. Při výměně baterií se údaje ztratí a musí se znovu nastavit.

Nasazení manžety

- Před použitím zasuňte koncovku vzduchové hadičky do otvoru na levé straně přístroje 7. Otevřenou stranu manžety protáhněte kovovým kroužkem tak, aby se suchý zip nacházel na vnější straně a aby vznikl válcovitý tvar (obr. 1). Nasadte si manžetu na horní část levé paže.
- Umístěte vzduchovou hadičku do středu paže proti prostředníčku (obr. 2) (a). Spodní okraj manžety by měl být 2–3 cm nad loketním ohybem (b). Utáhněte manžetu a zapněte suchý zip (c).
- Měření provádějte v horní části holé paže.
- Manžetu nasazujte na pravou paži pouze v případě, že ji nelze nasadit na levou paži. Měření provádějte vždy na stejné paži.
- Správná poloha měření v sedě (obr. 3).

Upozornění:

- Používejte pouze manžetu dodanou výrobcem. Výměna manžety za komponenty od jiných výrobců vede k nepřesným výsledkům měření.
- Uvolněné nebo otevřené manžeta vede k chybným hodnotám měření.
- Při opakovaných měřeních se krev hromadí v paži, což může vést k chybným hodnotám měření. Opakované měření krevního tlaku by se mělo opakovat po přestávce v délce 1 minuty nebo po zvednutí paže, aby nahromaděná krev mohla odtéct.

Měření krevního tlaku

Jakmile je manžeta správně nasazena na paži, můžete začít s měřením.

- Zapněte přístroj stisknutím tlačítka START/STOP 4.
- Pokud stisknete tlačítko START/STOP 4, zazní dvě krátká pípnutí a na displeji se zobrazí všechny symboly. Tímto testem se ověřuje úplnost indikací.
- Přístroj je připraven k použití. Přibližně 2 sekundy bliká číslice 0 a zazní dvě pípnutí. Přístroj automaticky začne pomalu nafukovat manžetu pro změření vašeho krevního tlaku. Zvyšující se tlak se zobrazuje na displeji.
- Přístroj nafukuje manžetu tak dlouho, dokud není dosaženo tlaku vhodného pro měření. Následně přístroj pomalu vypouští vzduch z manžety a provádí měření. Jakmile přístroj zaznamená signál, začne na displeji blikat symbol tepu 12. Pro jednotlivé srdeční ozvy přijaté přístrojem se ozve pípnutí.
- Po dokončení měření se ozve dlouhé pípnutí a z manžety se vypustí vzduch. Na displeji se zobrazí systolický a diastolický tlak a tepová frekvence 10. Vedle příslušného barevného sloupce se zobrazí indikátor krevního tlaku 10 podle klasifikace krevního tlaku. Pokud přístroj zjistí nepravdivý tep, zobrazí se ještě symbol 14/-.

VAROVÁNÍ
Na základě vlastního měření nepřijímejte žádná terapeutická opatření. Nikdy neupravujte dávkování předepsaných léků.

- Naměřené hodnoty se automaticky uloží do zvolené paměti 11 nebo 12b. Do každé paměti lze uložit až 90 naměřených hodnot s časem a datem. Je-li paměť plná, bude automaticky vymazáno nejstarší měření.
- Výsledky měření zůstanou zobrazeny na displeji. Pokud se již nestiskne žádné tlačítko, přístroj se po cca 3 minutách automaticky vypne, nebo jej lze vypnout tlačítkem START/STOP 4.

Přerušení měření

Pokud budete nutné přerušit měření krevního tlaku, ať už z jakéhokoli důvodu (např. nevolnost pacienta), můžete kdykoliv stisknout tlačítko START/STOP 4. Přístroj okamžitě automaticky vypustí vzduch z manžety.

Zobrazení uložených hodnot

Tento přístroj má 2 samostatné paměti, přičemž každá z nich má kapacitu 90 paměťových míst. Výsledky se automaticky ukládají do zvolené paměti. Pro vyvolání uložených naměřených hodnot stiskněte na vypnutém přístroji tlačítko **MEM** 3. Na displeji se zobrazují všechny průměrné hodnoty. Pokud tlačítko **MEM** 3 stisknete znovu, objeví se poslední uložené měření. Po každém dalším stisknutí tlačítka **MEM** 3 se zobrazí předchozí/následující naměřené hodnoty. Jestliže se dostanete k poslednímu záznamu a nestisknete žádné tlačítko, přístroj se v režimu vyvolání paměti po cca 20 sekundách automaticky vypne. Stisknutím tlačítka START/STOP 4 můžete režim vyvolání paměti kdykoliv opustit a přístroj zároveň vypnout. Pokud je v paměti uloženo 90 naměřených hodnot a uložíte novou hodnotu, nejstarší záznam se vymaže.

Vymazání uložených hodnot

Pokud jste si jisti, že chcete trvale vymazat všechny uložené hodnoty, stiskněte na vypnutém přístroji šestkrát tlačítko SET 9, až se zobrazí **CL**. Stiskněte tlačítko START/STOP 4. Během mazání paměti bliká třikrát **CL**. Když poté stisknete tlačítko **MEM** 3, zobrazí se na displeji **M** a „no“, což znamená, že paměť neobsahuje žádná data.

Chyby a jejich odstranění

Zobrazení chyb – Při neobvyklých měřeních se na displeji zobrazí následující symboly:

<i>Symbol</i>	<i>Příčina</i>	<i>Odstranění</i>
E-1	Slabý signál nebo se náhle změnil tlak	Nasaďte manžetu správným způsobem. Zopakujte měření správným způsobem.
E-2	Silné externí rušení	V blízkosti mobilního telefonu nebo jiného vysokofrekvenčního zařízení může být měření chybné. Během měření se nehýbejte a nemluvejte.
E-3	Chyba při nafukování	Nasaďte manžetu správným způsobem. Ujistěte se, že je přípojka správně zasunutá v přístroji. Měření opakujte.
E-5	Neobvyklý krevní tlak	Zopakujte měření po 30minutové přestávce. Pokud třikrát za sebou obdržíte neobvyklé výsledky, kontaktujte svého lékaře.
	Slabé baterie	Baterie jsou příliš slabé nebo vybité. Vyměňte všechny čtyři baterie za nové 1,5V baterie LR6 typu AA.

Odstranění poruch

<i>Problém</i>	<i>Kontrola</i>	<i>Příčina a řešení</i>
Žádný výkon	Zkontrolujte nabití baterií. Zkontrolujte polohu baterií.	Vložte nové baterie. Vložte baterie správně.
Neproběhne nafouknutí	Zkontrolujte správné zapojení přípojky a zda není přípojka vadná nebo netěsná.	Pevně zasuňte přípojku. Použijte novou manžetu.
Zobrazí se Err a měření se přeruší	Zkontrolujte, zda jste se během měření nepochybovali nebo zda jste nemluvali	Buďte v klidu. Během měření nemluvejte.
Netěsná manžeta	Zkontrolujte, zda je nasazená manžeta správně utažená nebo zda není poškozená.	Nasazená manžeta musí být utažená. Použijte novou manžetu.

Pokud se potýkáte s neřešitelným problémem, kontaktujte zákaznický servis. Přístroj nerozebírejte.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje vyjměte baterie. Přístroj čistěte měkkým hadříkem, mírně navlhčeným v mydlovém roztoku. V žádném případě nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, alkohol, naftu, ředidla nebo benzín atp.

Přístroj ani jeho součásti neponořujte do vody. Dbejte na to, aby do přístroje nepronikla vlhkost. Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření, chraňte ho před nečistotami a vlhkostí. Přístroj nevystavujte extrémně vysokým či nízkým teplotám. Pokud přístroj nepoužíváte, uložte ho do přiloženého úložného pouzdra. Přístroj uchovávejte na čistém a suchém místě.


Čištění a dezinfekce manžety

Otřete povrch manžety protiprachovou utěrkou navlhčenou vodou. Poté otřete vodu z povrchu manžety suchou protiprachovou utěrkou. Po vyčištění zkontrolujte vnitřní a vnější povrch manžety a ujistěte se, že jsou čisté. Pokud se manžeta úspěší, opakovaně ji čistěte, dokud nebudou viditelné skvrny, a poté ji uložte na chladném, větraném a suchém místě (čištění při vysokých teplotách, jako je žehlení a sušení, není povoleno). **Dezinfikování vyčištěné a suché manžety:** Otřete povrch manžety protiprachovou utěrkou namočenou v 75% čistícím alkoholu, abyste z povrchu odstranili kožní maz a další mikroorganismy, vždy 10krát po dobu přibližně 1 minuty. Po dezinfikování osušte manžetu čistou protiprachovou utěrkou, aby se zbytký alkoholu přirozeně odpařily. Při 1 000 cyklech používání lze manžetu dezinfikovat maximálně 10krát. Pokud doba nafouknutí manžety při běžném měření přístroje překročí 20 sekund a přístroj zobrazí E-3, musí se manžeta vyměnit. Pokud lepicí povrch manžety nefunguje správně, musí se manžeta vyměnit. Chcete-li zakoupit vhodnou manžetu, obraťte se na výrobce. Manžeta je opotřebitelný díl s životností 1 000 cyklů používání (podle zákusných podmínek určených společností). Doporučujeme ji včas vyměnit, aby bylo zajištěno přesné měření krevního tlaku. Pokud je manžeta příliš malá nebo pokud z ní uniká vzduch, kontaktujte zákaznický servis. Manžeta je příložná část.

Likvidace

Tento přístroj se nesmí likvidovat společně s běžným domovním odpadem. Každý spotřebitel je povinen odevzdat veškeré elektrické nebo elektronické přístroje – bez ohledu na to, zda obsahují

SI Navodila za uporabo Merilna naprava za krvni tlak BU 510



Namen uporabe
Ta samodejni merilnik krvnega tlaka je namenjen merjenju sistoličnega in diastoličnega tlaka ter srčnega utripa na zgornjem delu roke. Naprava je namenjena za uporabo v zasebnih gospodinjstvih in je namenjena osebam, starejšim od 12 let.
Predvideni uporabniki
Odrasli ali otroci, starejši od 12 let, ki lahko preberejo in razumejo navodila za uporabo.

Predvidena skupina pacientov
Naprava je namenjena osebam, starejšim od 12 let, ki potrebujejo merjenje pulza ali krvnega tlaka, vključno z normalnimi osebami ali bolniki s hipertenzijo, hipotenzijo ali nenormalnim pulzom.

Kontraindikacije

- Te naprave ne smejo uporabljati bolniki s hudim srčnim popuščanjem, da bi se izognili zadušitvi in smrti.
- Izdelka ne uporabljajte, če imate koronarno aterosklerotično bolezen srca, da se izognete zožitvi ali zamašitvi žilne svetline, kar lahko povzroči ishemijo in pomanjkanje kisika v srcu.
- Izdelka ne uporabljajte, če imate sladkorno bolezen, saj lahko povzroči poškodbe srca in krvnih žil.
- Nosečnice, bolniki z implantiranimi elektronskimi napravami, bolniki s preekklampsijo, prezgodnjim srčnim utripom, artijsko arterio, periferno arterijsko boleznijo in bolniki z intravaskularno terapijo ali arterio-venskimi manevrom ter osebe po mastektomiji. Če imate kakršne koli zdravstvene težave, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
- Bolniki s srčno aritmijo, motnjami krvnega obtoka ali možgansko kapjo lahko napravo uporabljajo le po navodilih zdravnika, da se stanje ne poslabša.

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

POZOR
Ta simbol označuje nevarnosti, ki lahko povzročijo manjše telesne poškodbe, škodo na izdelku ali drugo materialno škodo.

POZOR
Ta simbol označuje nevarnosti, ki lahko povzročijo manjše telesne poškodbe, škodo na izdelku ali drugo materialno škodo.

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

CE **REP** Pooblaščenec v Evropski skupnosti

CE **0123** Oznaka CE: Ustreza temeljnim zahtevam Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih izdelkih

SN **LOT** Serijska številka Številka serije

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

UDI Enounma identifikacija naprave

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

IP21 Razred zaščite pred vdorom vode ali trdnih snovi v napravo

Varnostni napotki Pred uporabo naprave natančno preberite navodila za uporabo, zlasti varnostna navodila, in navodila za uporabo shranite na varnem mestu ali jih posredujte ob predaji naprave.

- Naprava je namenjena samo zasebni uporabi. Če imate pomisleke zaradi vašega zdravja, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.
- Napravo uporabljajte samo v skladu z namenom in z navodili za uporabo. V primeru nenamenske uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancijskih zahtevkov.
- Če obolevate za boleznimi kot npr. arterijska bolezen, se pred uporabo naprave najprej posvetujte s svojim zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte za nadzor srčnega ritma srčnega spodbujevalnika.
- Nosečnice bi morale upoštevati potrebne previdnostne ukrepe in svojo individualno sposobnost, po potrebi se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom.
- Če bi v času meritve prišlo do neprijetnih občutkov, kot npr. bolečin v nadlakti ali drugih težav, takoj aktivirajte tipko START/STOP **➊**, da zagotovite takojšnje praznjenje zraka iz zapiiralnega traku. Zhrhljajte zapiralni in ga snemite z nadlakti.
- Naprava deluje pravilno samo z ustreznim zapiralnim trakom.
- Naprava ni primerna za otroke.
- Otrokom uporaba te naprave ni dovoljena. Medicinski izdelki niso nikakršna igrača!
- Napravo shranjujte izven dosegaja otrok.
- Zaradi nevarnosti zadušitve zračne cevi ne polagajte okoli vratu.
- Če pogoltnete majhne dele kot je embalažni material, baterija, pokrovček predala za baterije itd., lahko to pripelje do zadušitve.
- Pred uporabo naprave je uporabnik zadolžen ugotoviti ali naprava varno in pravilno deluje.
- Uporabljajti je dovoljeno samo zraven obdajenega zapiralni trak. Nadomestite ali zamenjate ga lahko z drugim zapiralnim trakom. Zamenjajte ga lahko s popolnoma enakim zapiralnim trakom enakega tipa.
- Naprave ni dovoljeno uporabljati v prostorih ali v okolju kjer obstaja večje sevanje ali se nahajajo naprave z večjim sevanjem kot so npr. radijski oddajniki mobilni telefoni ali mikrovvalovke. To lahko povzroči motnje delovanja ali nepravilne merilne vrednosti.
- Naprave nikoli ne uporabljajte v bližini gorljivega plina (npr. uspavalnega plina, kisika ali vodika) ali gorljivih tekočin (npr. alkoholi).
- Naprave ne spreminjajte.
- V primeru motenj naprave ne popravljajte sami. Popravila naj izvajajo samo pooblaščena servisna mesta.
- Napravo zaščitite pred vlago. Če v napravo vdre voda, iz nje takoj odstranite baterije in je ne uporabljajte več. V tem primeru se obrnite na strokovnega prodajalca ali pa nas neposredno obvestite.
- Za čiščenje naprave ne uporabljajte razredčil (topila), alkohola ali bencina.
- Napravo zaščitite pred težkimi udarci in ne dovolite, da pade.
- Če naprave dlje časa ne uporabljate, potem odstranite baterije.

VARNOSTNI NAPOTKI ZA BATERIJO

- Baterij ne razstavljajte!
- Ko se na zaslonu pojavi simbol za baterije je treba te zamenjati.
- Izpraznjene baterije nemudoma odstranite iz predalčka za baterije, ker lahko iztečejo in poškodujejo napravo!
- Povišana nevarnost iztekanja iz baterij, preprečite stik s kožo, očmi in sluznicami! Pri stiku s kislimo baterij zadevna mesta takoj sperite z veliko količino čiste vode in nemudoma poiščite zdravniško pomoč!
- Če baterijo pogoltnete, takoj poiščite zdravnika!
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati!
- Uporabljajte samo baterije enakega tipa, različnih tipov ali rabljenih in novih baterij ne uporabljajte skupaj!
- Baterije pravilno vstavite, upoštevajte polarnost!
- Če naprave vsaj 3 mesece ne uporabljate, potem baterije odstranite.
- Baterije hranite izven dosegaja otrok!
- Baterij ne polnite ponovno! Ne povzročite kratkega stika! Ne mečite v ogenj! **Obstaja nevarnost eksplozije!**
- Izrabljenih baterij in akumulatorjev ne odstranite med gospodinske odpadke temveč kot posebne odpadke ali pa jih predajte na zbiralnih mestih v specializiranih trgovinah!

Naprava in prikaz LCD

- Priključek za napajalnik
- Merilna naprava za krvni tlak
- Tipka MEM (iskanje v pomnilniku)
- Tipka START/STOP
- Tipka SET
- Predalček za baterije (na spodnji strani)
- Vtični priključek za zračno cev
- LCD prikaz
- Prikaz datuma in časa
- Prikaz sistoličnega tlaka
- Prikaz diastoličnega tlaka
- Simbol za pulz
- Prikaz frekvence pulza
- Simbol za menjavo baterije
- Prikaz nerednega srčnega utripa
- Številka pomnilniškega mesta
- Simbol pomnilnika
- Indikator krvnega tlaka (zeleno - rumeno - oranžno - rdeče)
- Uporabnik 1 / 2

Obseg dobave

Najprej preverite ali je naprava popolna. Obseg dobave je:

- 1 **medisana** Naprava za merjenje krvnega tlaka
- 1 Zapiralni trak z zračno cevjo
- 1 Baterije (tipa AA, LR6) 1,5V
- 1 torba za shranjevanje
- 1 Navodila za uporabo

Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom, se nemudoma obrnite na svojo prodajalca.

Kaj je krvni tlak?

Krvni tlak je tlak, ki nastane v ožilju ob vsakem utripu srca. Ko se srce skrči (= sistola) in v arterije črpa kri, to povzroči naraščanje krvnega tlaka. Njegova najvišja vrednost velja kot sistolični tlak in se pri meritvi krvnega tlaka meri kot prva vrednost. Ko se srčna mišica sprosti, da načrpa novo kri, se zniža tudi krvni tlak v arterijah. Če so žile sproščene, potem se meri druga vrednost - **diastolični krvni tlak**.

Kako poteka meritev?

Ta **medisana BU 510** je naprava za merjenje krvnega tlaka, namenjena merjenju krvnega tlaka na nadlakti. Meritev izvaja pri tem mikroprocesor, ki preko senzorja tlaka ovrednoti nihanja, ki nastajajo pri polnjenju in praznjenju zapiralnega traka za krvni tlak nad arterijo.

O nerednem srčnem utripu

Neenakomeren srčni utrip je ritem srčnega utripa, ki za več kot 25 % odstopa od povprečnega srčnega ritma, medtem ko naprava meri sistoličen in diastoličen krvni tlak.

Indikatorji nerednega srčnega utripa:

- Če P1 od P2>0,12s,
- Če P1/Pa*100%>25% ali P2/Pa*100%>25%
- Če se pojavi eno od obeh zgoraj omenjenih stanj, lahko pride do srčne aritmije. Napotki: Pa je srednja vrednost izmerjenih vmesnih intervalov med celotnim merjenjem. P1 je razlika med največjo in povprečno vrednostjo vmesnega intervala utripa. P2 je razlika med srednjo vrednostjo in srednjo vrednostjo intervala utripa.

Prednosti uporabe elektronskega merilnika krvnega tlaka na rami
Elektronski merilnik krvnega tlaka na rami natančno meri krvni tlak in srčni utrip oseb, starih 12 let in več, ter zdravnikom ali bolnikom ponuja priročen in strokovno učinkovit način za spremljanje in ocenjevanje sprememb krvnega tlaka in srčnega utripa v bolnišnici ali doma. Redno spremljanje omogoča zgodnje odkrivanje nihanja krvnega tlaka in pulza, izboljšuje nadzor nad krvnim tlakom in zagotavlja podatke za spremljanje zdravljenja bolnikov s hipertenzijo ali drugimi boleznimi, povezanimi s hipertenzijo, kar omogoča ustrezen odziv na boleznj za nadzor zdravlji.

Splošni razlogi za napačne meritve

- Pred določeno meritvijo počivajte približno 5 do 10 minut in ne uživajte hrane, ne pijte alkohola, ne kadite, ne izvajajte fizičnega dela, ne ukvarjajte se s športom in ne kopajte se. Vsi ti dejavniki lahko vplivajo na rezultat merjenja.
- Odstranite vsa oblačila, ki so preveč tesna na vaši nadlakti.
- Vedno merite na isti roki (običajno levo).
- Svoj krvni tlak redno merite, vsak dan ob istem času, saj se krvni tlak tekom dneva spreminja.
- Vsi poskusi bolnika, da bi svojo roko podprl, lahko zvišajo krvni tlak.
- Zagotovite udoben in sproščen položaj in med meritvijo ne naperinjajte mišic roke, na kateri izvajate meritve. Po potrebi uporabite vzglavnik za podporno.
- Če je arterija roke pod ali nad srcem, potem pride do napačne meritve.

Klasifikacija krvnega tlaka

Nizek krvni tlak sistoličen <100 diastoličen <60
Običajen krvni tlak (zeleno prikazno območje **➊**) sistoličen 100 - 139 diastoličen 60 - 89

Oblike visokega krvnega tlaka

Lažji zvišan krvni tlak (rumeno prikazno območje **➋**) sistoličen 140 – 159 diastoličen 90 – 99

Srednji zvišan krvni tlak (oranžno prikazno območje **➌**) sistoličen 160 – 179 diastoličen 100 – 109

Močno zvišan krvni tlak (rdeče prikazno območje **➍**) sistoličen ≥ 180 diastoličen ≥ 110

⚠ OPOZORILO: Prenizek krvni tlak predstavlja prav tako tveganje za zdravje! Vrtoglavice lahko pripeljejo do nevarnih situacij (npr. na stopnicah ali v cestnem prometu)!

Vplivanje in ocena meritev

- Krvni tlak si izmerite večkrat, rezultate shranite in jih nato primerjajte med seboj. Na podlagi samo enega rezultata ne sklepajte nikakršnih zaključkov.
- Vaše vrednosti krvnega tlaka bi moral vedno oceniti zdravnik, ki je seznanjen tudi z vašo zdravstveno anamnezo. Če napravo redno uporabljate in beležite vrednosti za vašega zdravnika, bi morali od časa do časa vašega zdravnika tudi obvestiti o poteku.
- Ko merite krvni tlak upoštevajte, da so dnevne vrednosti odvisne od številnih dejavnikov. Tako na izmerjene vrednosti na različen način vpliva kajenje, uživanje alkohola, zdravila in fizično delo.
- Krvni tlak si izmerite pred uživanjem obrokov.
- Pred merjenjem vašega krvnega tlaka počivajte vsaj 5-10 minut.
- Če se vam sistolična ali diastolična vrednost meritve, kljub pravilnemu ravnanju z napravo, zdita neobičajni (prevиска ali prenizka) in se to večkrat ponovi, potem o tem obvestite svojega zdravnika. To velja tudi, če v redkih primerih nereden srčni utrip ali šibek srčni utrip ne omogočata nikakršnih meritev.

Prva uporaba - Vstavljanje/menjava baterij

Pred uporabo naprave, je treba najprej vstaviti priložene baterije. Na spodnji strani naprave se nahaja pokrov predala za baterije **➊**. Odprite ga tako, da pritisnete na označeno območje in povlecete navzgor. Vstavite 4 priložene baterije 1,5 V, tipa AA LR6. Pri tem pazite na polarnost (slika v predalčku za baterije). Ponovno zaprite predalček za baterije. Če se na zaslonu pojavi simbol za menjavo baterije **➊** ali če po vklopu naprave na zaslonu **➊**ni vidno ničesar, potem je treba baterije zamenjati.

Uporaba napajalnika

Alternativno lahko za napravo uporabljate tudi napajalnik (**medisana** šte. art. 51125), katerega priključite v za to predviden priključek **➋** na hrbtni strani naprave. Pri tem ostanje baterije v napravi. Z vstavljanjem vtiča v hrbtno stran naprave za merjenje krvnega tlaka se baterije mehansko izklopijo. Zato je potrebno najprej vstaviti napajalnik v vtičnico in jo nato povezati z merilno napravo za merjenje krvnega tlaka. Če naprave za merjenje krvnega tlaka ne uporabljate več, potem je treba najprej iz naprave za merjenje krvnega tlaka odstraniti vtič in nato napajalnik izvleči iz vtičnice. Pri tem preprečite, da bi bilo treba vedno znova vnesti datum in čas.

1. Dodatni omrežni napajalnik mora izpolnjevati zahteve standarda IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020 . Poleg tega morajo vse konfiguracije izpolnjevati zahteve za medicinske elektrone sisteme (glej IEC 60601-1-1 ali poglavje 16 3Ed. IEC 60601-1). Vsakdo, ki na medicinsko električno opremo priključi dodatne naprave, konfigurira medicinski sistem in je zato odgovoren za zagotavljanje skladnosti sistema z zahtevami za medicinske elektrone sisteme. Upoštevajte, da imajo lokalni zakoni prednost pred zgornjimi zahtevami. Če ste v dvomih, se obrnite na lokalnega zastopnika ali tehnično službo za stranke.

2. Ta naprava je dvojno izolirana in zaščitena pred kratkimi stiki in preobremenitvami s primarno toplotno varovalko. Pred uporabo omrežnega napajalnika se prepričajte, da ste iz predala odstranili baterije.

3. Drugo stran adapterja priključite v vtičnico 100-240 V. Tehnične značilnosti napajalnika: izhodna napetost: 6V±5%; Izhodni tok: Vsaj 600 mA; polarnost izhodnega priključka: <-> znotraj; zunanji premer: 5,5 mm ± 0,1 mm; notranji premer: 2,1mm ±0,1 mm

Nastavitve

1. Nastavitev uporabnika:

Ob izklopljenji napravi pritisnite tipko SET **➋**.

Nato se pojavi na zaslonu **➊** ali **➋**. S pritiskom tipke **MEM** lahko izbirate med uporabnikom **➊** in **➋**. Za potrditev uporabnika pritisnite tipko SET **➋**. Nato pridete do nastavitve letnice.

2. Nastavitev letnice:

Nato utripa mesto za vnos leta. Tipko MEM **➋** pritisčajte tako pogosto, dokler se ne pojavi izbrana letnica. Za potrditev letnice uporabite tipko SET **➋**. Nato pridete do nastavitve meseca in dneva.

3. Nastavitev meseca in dneva:

Nato utripa mesto za vnos meseca. Tipko **MEM** **➋** pritisčajte tako pogosto, dokler se ne pojavi izbran mesec. Za potrditev meseca pritisnite tipko SET **➋**. Nadaljujte z nastavitvijo dneva. Ravnanje enako, kot pri nastavitvi meseca. Tipko **MEM** **➋** pritisčajte tako pogosto, dokler se ne pojavi izbran dan. Za potrditev dneva pritisnite tipko SET **➋**. Nato pridete do nastavitve dnevnega časa.

4. Nastavljanje dnevnega časa:

Nato utripa mesto za vnos ure. Tipko **MEM** **➋** pritisčajte tako pogosto, da se pojavi izbrana ura. Za potrditev ure pritisnite tipko SET **➋**. Nato utripa mesto za vnos minute. Ravnanje enako, kot pri nastavitvi ure. Postopke nastavljanja je zdaj zaključen. Na zaslonu se pojavi **CL** . Zapustite način nastavitve tako, da pritisnete tipko SET **➋** . Ob menjavi baterij se vnosi izgubijo in treba jih je na novo izvesti.

Nastavitev zapiralnega traku

- Pred uporabo vstavite končni komad zračne cevi v odprtino na levi strani naprave **➊**.
- Odprto mesto zapiralnega traku skozi krvinski ročaj potisnite tako, tako da se zapiranje na ježka nahaja na zunanji strani in nastane cilindrična oblika (sl.1). Zapiralni trak potisnite nad vaš levi nadlaket.
- Zračno cev namestite na sredino roke v smeri podaljšanja sredinca (sl.2) **(a)**. Spodnji rob zapiralnega traku bi se moral pri tem nahajati 2-3 cm nad komolčnim pregibom **(b)**. Zapiralni trak dobro zategnite in zaprite z ježkom (c).

- Merite na goli nadlakti.
- Zapiralni trak namestite na desno roko samo v primeru, če namestitev na levo roko ni mogoča. Meritve vedno izvajajte na isti roki.
- Pravilen položaj merjenja ob sedenju (sl.3).
- Napotki:
 - Uporabljajte samo manšeto, ki jo je dobavil proizvajalec. Zamenjava manšete z deli drugih proizvajalcev bo privedla do netočnih rezultatov meritev.
 - Ohlajpa ali odprta manšeta povzroča napačne odčitke.
 - Pri ponavljajočih se meritvah se kri nabira v roki, kar lahko privede do napačnih odčitkov. Ponavljajoče meritve krvnega tlaka je treba ponoviti po 1-minutnem odmoru ali po dvigu roke, da lahko odteče nakopičena kri.

Meritev krvnega tlaka

Po tem, ko zapiralni trak pravilno namestite, lahko začnete z meritvijo.

- Napravo vklopite tako, da pritisnete tipko START/STOP **➋** .
- Če pritisnete tipko START/STOP **➋**zasilišite dva kratka piska in na zaslonu se pojavijo vsi znaki. S tem testom preverite popolnost prikaza.
- Naprava je pripravljena za merjenje. Številka **0** utripa za pribl. 2 sekundi in oglasile se dva piska. Samodejno nato naprava napolni zapiralni trak z zrakom, da tako izmeri vaš krvni tlak. Naraščajoč krvni tlak bo prikazan na zaslonu.
- Naprava tako dolgo polni zapiralni trak z zrakom, dokler ni zagotovljen tlak, ki je potreben za meritve. Nato naprava počasi izpusti zrak iz zapiralnega traku in izvede meritve. Ko naprava zajame signal, začne simbol za srčni utrip **➊** utripati na zaslonu. Za vsako bitje srca, ki ga naprava sprejme, se oglosi pisk.
- Ko je meritev zaključena je slišati dolg pisk in zrak se izprazni iz zapiralnega traku. Sistoličen in diastoličen krvni tlak in vrednost srčnega utripa se pojavijo na zaslonu **➋**. V skladu s klasifikacijo krvnega tlaka se pojavi indikator krvnega tlaka **➋** zraven pripadajočega barvnega stolpca. Če naprava ugotovi nereden srčni utrip, se dodatno pojavi simbol **➊**.

⚠ OPOZORILO
Na podlagi lastne meritve ne sprejemajte nikakršnih ukrepov za terapijo. Nikoli ne spreminjajte doziranja zdravila, ki ga predpiše zdravnik.

- Izmerjene vrednosti bodo samodejno shranjene v izbranem pomnilniku **➊** ali **➋**. V vsakem pomnilniku je mogoče shraniti do 90 merilnih vrednosti s časom in datumom. Ko je pomnilnik poln, potem se izbrše najstarejša meritev.
- Merilni rezultati ostanejo na zaslonu. Če ne pritisnete nobene tipke več, potem se naprava po pribl. 3 minutah samodejno izklopi ali pa jo lahko izklopite s pomočjo tipke START/STOP **➋**.

Prekinitev meritve

Če bi bila potrebna prekinitev meritve krvnega tlaka, ne glede na to iz kakšnega razloga (npr. slabega počutja pacienta), potem lahko kadarkoli pritisnete tipko START/STOP **➋**. Naprava bo takoj samodejno izpustila zrak iz zapiralnega traku.

Prikaz shranjenih vrednosti

Ta naprava ima na voljo več kot 2 ločena pomnilnika s kapaciteto po 90 pomnilniških mest. Rezultati bodo samodejno shranjeni v izbran pomnilnik. Za priklic shranjenih merilnih vrednosti pritisnite ob izklopljeni napravi tipko **MEM** **➋**. Vse srednje vrednosti se pojavijo v prikazu. Ob ponovnem pritisku tipke **MEM** **➋**se pojavi zadnja shranjena meritev. Z dodatnim pritiskom tipke **MEM** **➋** prikažete ustrezne predhodne merilne vrednosti. Ko pridete do zadnjega vnosa in ne pritisnete nobene tipke več, se naprava samodejno preklopi v način iskanja pomnilnika po pribl. 20 sekundah. S pritiskom tipke START/STOP **➋**lahko kadarkoli zapustite način priklica pomnilnika in napravo hkrati izklopite. Če je v pomnilniku shranjenih 90 merilnih vrednosti in se shranjuje nova vrednost, potem bo najstarejša vrednost izbrisana.

Brisanje shranjenih vrednosti

Če ste prepričani, da želite vse shranjene vrednosti trajno izbrisati, potem ob izklopljeni napravi pritisnite tipko SET **➋** šestkrat, dokler se ne pojavi **CL**. Pritisnite tipko START/STOP **➋**, utripa **CL** trikrat, medtem ko se pomnilnik prazni. Če nato pritisnete tipko **MEM** **➋** se na zaslonu pojavijo **M** in "no", kar pomeni, da pomnilnik ne vsebuje nobenih podatkov.

Napake in odpravljanje napak

Obvestila o prikazih - pri neobičajnih meritvah se na zaslonu pojavijo naslednji simboli:

<i>Simbol</i>	<i>Vzrok</i>	<i>Počisti</i>
E-1	Šibek signal ali nenaodna menjava tlaka	Pravilno namestite zapiralni trak. Meritev ponovite na pravilen način.
E-2	Zunanja, močna motnja	V bližini brezžičnega telefona ali druge visokofrekvenčne naprave je lahko meritev napačna. Ne premikajte se in med meritvijo tudi ne govorite.
E-3	Napaka pri polnjenju	Pravilno namestite zapiralni trak. Prepričajte se, da je priključek v napravo pravilno vstavljen. Merite ponovno.
E-5	Neobičajen krvni tlak	Ponovite meritve po 30-minutnem mirovanju. Če 3-krat zapored dobite nenavadne rezultate, se posvetujte z zdravnikom.
	Slabe baterije	Baterije so slabe ali izpraznjene. Zamenjajte vse štiri baterije z novimi 1,5 V baterijami LR6 tipa AA.

<i>Težava</i>	<i>Preverite</i>	<i>Vzrok in rešitve</i>
Brez delovanja	Preverite moč baterij. Preverite položaj baterij.	Vstavite nove baterije. Baterije vstavite kot je predpisano.
Se ne polni z zrakom	Preverite ali priključek pravilno naseda in ali je zlojmljen ali morda ne tesni.	Priključek ponovno trdno vstavite. Uporabite nov zapiralni trak.
Pojavi se Err in meritve se prekinie	Glejte, da se med merjenjem ne premikate in ne govorite	Bodite pri miru.
Netesen zapiralni trak	Preverite ali je zapiralni trak preveč rahlo nameščen ali poškodovan.	Pravilno namestite zapiralni trak. Uporabite nov zapiralni trak.

Če določene težave ne morete rešiti, potem stopite v stik s servisnim mestom. Naprave sami ne razstavljajte.


Čiščenje in nega

Pred čiščenjem iz naprave odstranite baterije. Napravo čistite samo z mehko krpo, katero lahko navlažite z blago milnico. V nobenem primeru ne uporabljajte ostrih čistil, alkohola, razredčila ali bencina itd.

Naprave in tudi nobenega njenega dela ne potaplajte v vodo. Naprave ne izpostavljajte neposrednemu vplivu sončnih žarkov, zaščitite jo pred umazanijo in vlago. Naprave ne izpostavljajte izredni vročini ali mrazu. Če naprave ne uporabljate, jo shranite v torbo za shranjevanje. Napravo hranite na čistem in suhem mestu.

Čiščenje in razkuževanje zapiralnega traku
Površino zapiralnega traku obrišite s krpo brez prahu, navlaženo z vodo. Nato obrišite vodo s površine zapiralnega traku s suho krpo brez prahu. Po čiščenju preverite notranjo in zunanjo površino zapiralnega traku in se prepričajte, da sta čisti. Če se zapiralni trak umaže, ga večkrat očistite, dokler ni več vidnih madežev, nato pa ga shranite na hladnem, zračnem in suhem mestu (čiščenje pri visokih temperaturah, kot sta likanje in sušenje, ni dovoljeno). **Razkuževanje očiščenega in posušenega zapiralnega traku:** Površino zapiralnega traku obrišite s krpo brez prahu, namočeno v 75-odstotni alkohol, da s površine odstranite sebum in druge mikroorganizme, 10-krat po približno 1 minuto. Po razkuževanju zapiralni trak osušite s čisto krpo brez prahu, da preostali alkohol naravno izhlapi. Zapiralni trak je mogoče zamenjati in očistiti 10-krat pri 1000 uporabah. Če je čas naphivanja

HU Használati útmutató Vértnyomásmérő készülék BU 510



Rendeltetés
A jelen automatikus vérnyomásmérő a szisztolés és diasztolés vérnyomás és a pulzusának felkaron történő mérésere szolgál. A készülék kizárólag otthoni használatra készült, 12 évesnél idősebb személyek számára.

Tervezett felhasználók
Olyan felnőttek vagy 12 évnél idősebb gyermekek, akik képesek elolvasni és megérteni a használati útmutatót.

Tervezett páciensek/csoportok
A készüléket olyan 12 év feletti személyeknek tervezték, akiknek pulzus- vagy vérnyomás ellenőrzésre van szükségük, beleértve a normál személyeket vagy azokat a pácienseket, akínél magas vérnyomás, hipotónia vagy rendellenes pulzus áll fenn.

Ellenjavallatok

- A fulladás vagy halál elkerülése érdekében a készüléket nem használhatják súlyos szívelégtelenségben szenvedő személyek.
- Ne használja a terméket, ha koszorúér-betegségben szenved, mert ez csökkentheti vagy megszüntetheti az ér lumen átjárhatóságát, ami iszkémiához és szívinfarktushoz vezethet.
- Ne használja ezt a terméket, ha cukorbetegségben szenved, mert szív- és érrendszeri károsodást okozhat.
- Terhesség, beültetett elektronos eszközök viselése, preeklampszia, extraszisztolák, pitvarfibrilláció, perifériás artériás betegség és intravaszkuláris terápia vagy arterio-venosus shunt esetén illetve masztectómia után. Ha bármilyen egészségügyi problémája van, a készülék használatát előtt kérje ki orvosa véleményét.
- Az állapot súlyosbodásának elkerülése érdekében szívritmuszavar, keringési zavarok vagy stroke esetén a készülék csak orvosi utasításra használható.

Jelmagyarázat

FONTOS! Tartsa be a használati útmutató előírásait! Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
Ez a szimbólum olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amely súlyos, akár halálos sérüléseket okozhat.

FIGYELEM
Ez a szimbólum olyan veszélyekre hívja fel a figyelmet, amely könnyebb sérüléseket vagy a termék károsodását és egyéb anyagi károkat okozhat.

IP21
A készülék víz és szilárd anyagok behatolásával szembeni védelmi osztálya

EC REP
Meghatalmazott az Európai Közösségben

CE 0123
CE-jelölés: Megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendelet alapvető követelményeinek

ÁRTALMATLANÍTÁS: A készüléket tilos a nem szelektíven gyűjtött hulladékkal ártalmatlanítani! Gyűjtse szelektíven a hulladékok, és kövesse a jelen útmutató további megjegyzéseit.

SN
Sorozatszám

LOT
Tételszám

Gyártó
Egyenáram

MD
Orvostechnikai eszköz

UDI
Egyedi eszközazonosító

A környezeti nyomás korlátozása

Újrahasznosítási szimbólumok/kódok: Ezek tájékoztatást nyújtanak az anyagokról és annak megfelelő használatáról vagy újrahasznosításáról.

Importőr

A készülék besorolása: BF típus

Gyártás napja

Orvostechnikai eszköz

Hőmérsékleti tartomány

Páratartalom-tartomány

HU Biztonsági tudnivalók A termék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösképpen a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg a használati útmutatót, és mellékelje a készülékéhez, ha továbbadja.

- A készüléket kizárólag otthoni használatra szánták. Amennyiben egészségügyi kétségei merülnek fel, használata előtt konzultáljon az orvosával.
- A készülék csak a használati útmutatóban ismertetett rendeltetésének megfelelően használható. Ettől eltérő használat esetén a vállalt garancia érvényét veszti.
- Ha valamilyen betegségben szenved (mint pl. artériás elzáródás), a készülék használata előtt egyeztessen orvosával.
- A készüléket nem szabad a szívritmus-szabályozó frekvenciájának ellenőrzésére használni.
- Várandósság esetén ügyeljen a szükséges óvintézkedések betartására és az egyéni terhelhetőségre; szükség esetén konzultáljon az orvosával.
- Amennyiben a mérés során kellemetlenéget észlel (pl. a felkaron érzett fájdalom vagy más panasz), a mandzsetta azonnali leeresztéséhez nyomja meg a START/STOP gombot **1**. Lazítsa meg a mandzsettát, és vegye le a felkarról.
- A készülék csak a hozzávaló mandzsettával működik megfelelően.
- A készülék gyermekek számára nem alkalmas.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. Az orvostechnikai eszközök nem játékszerek!
- Tárolja a készüléket rendszeresen használja a készüléket, és feljegyzi az értékeket az orvos szájában, időről időre tájékoztatásra és a vérnyomás alakulásáról.
- A vérnyomás mérésekor ne felejtse, hogy a napi értékek sok tényezőtől függnek. Így a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a gyógyszerek és a fizikai munka különböző módon befolyásolják a mért értékeket.
- Vérnyomását étkezések előtt mérje meg.
- Mielőtt megmérné a vérnyomását, pihenjen legalább 5–10 percet.
- Ha a mérés során, az eszköz helyes kezelése ellenére, a szisztolés vagy a diasztolés értékek szokatlannak tűnnek (túl magasak vagy túl alacsonyak), és ez többször is előfordul, tájékoztatssa erről az orvost. Ez arra is érvényes, ha ritka esetekben a szabálytalan vagy nagyon gyenge pulzus nem teszi lehetővé a mérést.

- Tilos a készüléken módosításokat végezni.

- Meghibásodás esetén ne javítsa a készüléket saját kezűleg. A javításokat kizárólag erre jogosult szervízzel végeztesse.

- Övja a készüléket a nedvességtől. Ha mégis folyadék kerül a készülékbe, azonnal távolítsa el az elemeket, és többé ne használja a készüléket. Ebben az esetben forduljon a szakkereskedőhöz, vagy közvetlenül ben-nünket tájékoztatson.

- A készülék tisztításához semmi esetre se használjon higlított (oldószer), alkoholt vagy benzint.

- Övja a készüléket a súlyos ütésektől és a leejtéstől.

- Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.

ELEMEKRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Ne szedje szét az elemeket!
- Cserélje ki az elemeket, ha az elemet ábrázoló jel megjelenik a kijelzőn.
- A lemerülőben lévő elemeket azonnal távolítsa el az elemtartó rekeszből, mivel kifolyhatnak, és az károsíthatja a készüléket!
- Megnövekedett kilyólyagsveszély; kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyáival való érintkezést! Az elem-ből kifolyt savval érintkezésbe került testrészt azonnal mossa le bő tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz!
- Ha lenyelt egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz!
- Az elemcserékor mindig cserélje ki az összes elemet!
- Csak azonos vagy egyenértékű elemtípust használjon, ne használjon együtt különböző típusú vagy használt és új elemeket!
- Helyesen tegye be az elemeket, ügyeljen a polarításra!
- Távolítsa el az elemeket, ha a készüléket legalább 3 hónapig nem használja.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől!
- Ne töltse fel újra az elemeket! Ne zárja rövidre az elemeket! Az elemeket ne dobja tűzbe! **Robbanás-veszély áll fenn!**
- A használt elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem adja le azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy egy szakkereskedés elemgyűjtőjébe!

- Készülék és LCD-kijelző**
- Hálózati tápegység csatlakozója **1** Vérnyomásmérő készülék **1** MEM gomb (memória-lekérés)
 - START/STOP gomb **2** SET gomb **3** Elemtartó rekesz (a készülék alsó felén)
 - Levegőtömítő csatlakozó **4** LCD-kijelző **5** Dátum/dőpont kijelző
 - A szisztolés nyomás kijelzése **6** A diasztolés nyomás kijelzése
 - Pulzus szimbólum **7** Pulzusfrekvencia kijelzője **8** Elemcsere szimbólum
 - Szabálytalan szívverés kijelzése **9** Tárhélyjel **10** Memória szimbólum
 - Vérnyomás indikátor (zöld - sárga - narancs - piros) **11** 1-es / 2-es felhasználó

- A csomag tartalma**
- Először ellenőrizze, hogy a készülék hiánytalan-e. A csomag a következőket tartalmazza:
- 1 **medisana** vérnyomásmérő készülék
 - 1 mandzsetta lég tömlővel
 - 1 tárolótáska
 - 4 elem (AA típusú, LR6), 1,5 V
 - 1 használati utasítás

Ha kicsomagolás közben szállítási sérülést észlel, azonnal forduljon forgalmazójához.

Mi a vérnyomás?
A vérnyomás az a nyomás, amely minden egyes szívdobbanásnál létrejön az erekben. Amikor a szív összehúzódik (= szisztolés) és a vért az artériákba pumpálja, nyomásmérésnekedez vezet. Ennek legmagasabb értéket nevezzük szisztolés nyomásnak, és a vérnyomásmérésnél a készülék ezt adja meg első értéként. Amikor a szívizom elernyed, hogy új vért fogadjon, csökken a nyomás az artériákban. Amikor az erek ellazulnak, akkor mérí a készülék a második értéket – a diasztolés nyomást.

Hogyan működik a mérés?
A **medisana BU 510** egy a felkaron történő használatra készült vérnyomásmérő. A mérés mikroproceszor segítségével történik, amely egy nyomásérzékelőn keresztül értékeli ki az artérián, a vérnyomásmérő mandzsetta felpumpálásának és leeresztésének következtében létrejövő nyomásváltozást.

A szabálytalan szívverésről
Szabálytalan szívverésnek azt a szívritmust tekintjük, amely több mint 25%-kal tér el az átlagos szívritmustól, miközben a készülék szisztolés és diasztolés vérnyomást mér. A szabálytalan szívverés megjelenítése:

- Ha P1 vagy P2 >0,12s;
- Ha P1/Pa*100%>25% vagy P2/Pa*100%>25%

Ha a fenti feltételek valamelyike vagy mindkettje teljesül, szívritmuszavar léphet fel. Megjegyzések: P a a szívverés közötti intervallum középértéke a teljes mérésre vonatkoztatva. P1 a szívverések közötti intervallum maximum értékek és átlagértékekén a különbsége. P2 a szívverések közötti intervallum átlagértékének és minimum értékének a különbsége.

A felkaros vérnyomásmérő készülék használatának előnyei
Az elektromos felkaros vérnyomásmérő pontos vérnyomás és szívrékvencia értékeket mér a 12 év feletti személyeken, és kényelmes, költséghatékony módot kínál az orvosoknak vagy a pácienseknek a vérnyomás és pulzusszám változásának kórházi vagy otthoni ellenőrzésére és értékelésére. A rendszeres monitorozás lehetővé teszi a vérnyomás- és pulzusingadozás korai felismerését, javítja a vérnyomás ellenőrzését és monitorozási adatokat szolgáltat a magas vérnyomásban vagy más magas vérnyomással kapcsolatos betegségekben szenvedő páciensek kezeléséhez, lehetővé téve ezáltal a betegségekre adott megfelelő választ és a gyógyszeres kezelés ellenőrzését.

A helytelen mérések általános okai

- A mérés előtt pihenjen 5–10 percet, és ne egyen semmit, ne igyon alkoholt, ne dohányozzon, ne végezzen fizikai munkát, ne sportoljon és ne forduljon. Ezek a tényezők mind befolyásolhatják a mérési eredményt.
- Távolítson el a felkarról minden túlságosan szoros ruhadarabot.
- Mindig ugyanazon a karon végezze a mérést (általában a bal karon).
- Vérnyomását rendszeresen, naponta azonos időpontban mérje, mivel a vérnyomás a nap folyamán változik.
- A kar megtámasztása növelheti a vérnyomást.
- Helyezkedjen el kényelmesen és lazán, és a mérés során ne feszítse meg a mérésre szolgáló karjának izmait. Szükség esetén támassza meg a karját egy párnával.
- Ha a kar artériát a szívnél magasabbra vagy alacsonyabbra emeli, a mérési eredmény helytelen lesz.

Alacsony vérnyomás Normális vérnyomás	szisztolés <100, diasztolés <60 (zöld kijelzőtartomány 1) szisztolés 100 - 139, diasztolés 60 - 89
A magas vérnyomás formái	
Enyhén magas vérnyomás	(sárga kijelzőtartomány 2) szisztolés 140 - 159, diasztolés 90 - 99
Közepesen magas vérnyomás	(narancssárga kijelzőtartomány 3) szisztolés 160 - 179, diasztolés 100 - 109
Nagyon magas vérnyomás	(piros kijelzőtartomány 4) szisztolés ≥ 180, diasztolés ≥ 110

FIGYELMEZTETÉS: A túl alacsony vérnyomás ugyanolyan egészségi kockázatot jelent, mint a magas vérnyomás! A szédülés veszélyes helyzetekhez vezethet (pl. lépcsőn vagy közúti forgalomban)!

A mérések befolyásolása és kiértékelése

- Mérje meg többször a vérnyomását, a kapott eredményeket mentse el, és hasonlítsa össze egymással. Ne vonjon le következtetéseket egyetlen eredményből.
- A mérések eredményeit mindig olyan orvosnak kell kiértékelnie, aki ismeri az Ön kórtörténetét is. Amennyiben rendszeresen használja a készüléket, és feljegyzi az értékeket az orvos szájában, időről időre tájékoztatssa és a vérnyomás alakulásáról.
- A vérnyomás mérésekor ne felejtse, hogy a napi értékek sok tényezőtől függnek. Így a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a gyógyszerek és a fizikai munka különböző módon befolyásolják a mért értékeket.
- Vérnyomását étkezések előtt mérje meg.
- Mielőtt megmérné a vérnyomását, pihenjen legalább 5–10 percet.
- Ha a mérés során, az eszköz helyes kezelése ellenére, a szisztolés vagy a diasztolés értékek szokatlannak tűnnek (túl magasak vagy túl alacsonyak), és ez többször is előfordul, tájékoztatssa erről az orvost. Ez arra is érvényes, ha ritka esetekben a szabálytalan vagy nagyon gyenge pulzus nem teszi lehetővé a mérést.

Üzembe helyezés: Elemek behelyezése / cseréje
A készülék használata előtt helyezze be a mellékelt elemeket. Az elemtartó **1** fedelét a készülék hátoldalán találja. A kinyitáshoz nyomja meg egy kissé, és közben húzza felfelé. Helyezze be a mellékelt 4 db 1,5 V-os (AA LR6 típusú) elemet. Eközben ügyeljen a polarításra (figyelje az elemtartó rekeszben lévő jelölést). Zárja vissza az elemtartó rekeszt. Cserélje ki az elemet, ha az elemcsere szimbólum **8** a megjelenik a kijelzőn **9**, vagy ha a készülék bekapcsolását követően semmi sem látható a kijelzőn.

Hálózati tápegység használata
Alternatív megoldásként a készülék egy olyan speciális hálózati tápegységgel (**medisana**, 51125 cikkszám) is üzemeltethető, amely a készülék hátoldalán az erre a célra kialakított csatlakozóba **1** csatlakoztatható. Ebben az esetben az elemek a készülékben maradnak. A csatlakozónak a vérnyomásmérő oldalába történő beillesztésekor az elemek mechanikusan kikapcsolnak. Ezért fontos, hogy a tápegységet először a konnektorhoz csatlakoztassa, és csak utána kösse össze a vérnyomásmérővel. Ha már nem használja a vérnyomásmérőt, húzza ki a csatlakozót a vérnyomásmérőből, majd a hálózati tápegységet is a konnektorból. Ezzel megakadályozza, hogy minden alkalommal újból be kelljen állítani a dátumot és az időt.

- Az opcionális hálózat tápegységnek az IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020 szabványok előírásainak. Ezenkívül minden konfigurációnak meg kell felelnie a gyógyászati villamos készülékre vonatkozó követelményeknek (lásd az IEC 60601-1-1 vagy az IEC 60601-1 3. kiadásának 16. szakaszát). Bárki, aki a gyógyászati villamos készülékekhez további berendezéseket csatlakoztat, egy orvosi rendszert konfigurál, és felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen gyógyászati villamos készülékre vonatkozó előírásoknak. Felhívjuk figyelmét, hogy a helyi jogszabályok előbbiséget élveznek a fenti követelményekkel szemben. Ha kétsége merül fel, forduljon helyi képviselőhöz vagy a műszaki ügyfélszolgálatához.

- A készülék kettős feszítéssel van ellátva és egy primer olvadóbiztosítól védi a túlterhelés és a zárlat ellen. A tápegység használata előtt ne felejtse el kivenni az elemeket az elemtartóból. Berendezésszállítá: 2.
- Dugja be a tápegység másik végét egy 100-240 V-os csatlakozóaljzatba. A tápegység műszaki jellemzői: Kimeneti feszültség: 6 V + 5%; Kimeneti áram: 600 mA; A kimeneti csatlakozó polarítása: <-> belső; Külső átmérő: 5,5 mm, 0,1 mm; Belső átmérő: 2,1 mm, 0,1 mm

Beállítás

1. A felhasználó beállítása:

A készülék kikapcsolt állapotában nyomja meg a SET gombot **2**. Ekkor a kijelzőn a **1** vagy **2** jelenik meg. A **MEM** gomb megnyomásával tud az **1** és **2** felhasználó közt váltásztani. A felhasználó nyugtázásához nyomja meg a SET gombot **3**. Ezután következik az évszám beállítása.

2. Az évszám beállítása:
Az évszám beállítására szolgáló mező villog. Nyomja meg egymás után többször a MEM gombot **1** ad-dig, amíg a választott évszám meg nem jelenik. Az évszám nyugtázásához nyomja meg a SET gombot **3**. Ezután következik a hónap és a nap beállítása.

3. A hónap és a nap beállítása:
A hónap beállítására szolgáló mező villog. Nyomja meg egymás után többször a **MEM** gombot **1** ad-dig, amíg a választott hónap meg nem jelenik. A hónap nyugtázásához nyomja meg a SET gombot **3**. Ezután állítsa be a napot. A nap beállításának menete megegyezik a hónap beállításának módjával. Nyomja meg egymás után többször a **MEM** gombot **1** ad-dig, amíg a választott nap meg nem jelenik. A nap nyugtázásához nyomja meg a SET gombot **3**. Ezután következik a napszak beállítása.

4. A napszak beállítása:
Az óra beállítására szolgáló mező villog. Nyomja meg egymás után többször a **MEM** gombot **1** ad-dig, amíg a beállítandó időpont (óra) meg nem jelenik. Az órák beállításának nyugtázásához nyomja meg a SET gombot **3**. A perc beállítására szolgáló mező villog. A percek beállításának menete megegyezik az órák beállításának módjával. Ezt követően a beállítási folyamat befejeződik. A kijelzőn a **CL** felirat jelenik meg. A SET gomb **3** megnyomásával lépjen ki a beállítási módból. Elemcserénél az adatok elvesznek, és a beállítást meg kell ismételni.

A mandzsetta felhelyezése
1. Használat előtt csatlakoztassa a légőtömítő végét a készülék **4** bal oldalán található nyílásba. 2. Csúsztassa át mandzsetta nyitott oldalát a fémből készült fémhurkon úgy, hogy a tépőzár kívül legyen, és hengeres forma (1. ábra) keletkezzen. Csúsztassa a mandzsettát a bal felkarjára. 3. Helyezze el a légőtömítőt a kar középső részén, a középső ujj meghosszabbításában (2. ábra) (a). A mandzsetta alsó szélénél 2-3 cm-rel a könyökhajlat fölött kell lennie (b). Húzza feszesre a mandzsettát, és zárja a tépőzárát (c). 4. A mérést csupasz felkaron végezze. 5. Kizárólag akkor tegye a mandzsettát a jobb karjára, ha a balra nem lehetséges. A méréseket mindig ugyanazon a karon kell elvégezni. 6. Helyes mérési pozíció ülő helyzetben (3. ábra). Megjegyzések:

- Csak a gyártó által kiszállított mandzsettát használja. Ha más gyártó termékére cserélik a mandzsettát, az pontatlan mérésekhez vezet.
- Laza vagy nyitott mandzsetta téves mérési értékekhez vezet.
- Ismételt méréseknél a vér őrösségeiik a karban, ami hibás leolvasásokhoz vezethet. Az ismételt vérnyo-másméréseket 1 perces szünet után, vagy a kar felemelése után kell végezni, hogy a felgyülemlett vér elfolyhasson.

A vérnyomás mérése

- A mandzsetta megfelelő felhelyezése után megkezdheti a mérést.
- Kapcsolja be a készüléket a START/STOP gomb **1** megnyomásával.
 - A START/STOP gomb **1** megnyomásakor, két rövidebb csipogó hang hallható, és minden jelzés megjelenik a kijelzőn. Ezzel a módszerrel ellenőrizheti a kijelző megfelelő működését.
 - A készülék ekkor mérésre kész. A 0 számgépy kb. 2 másodpercig villog, és két csipogó hang hallható. A készülék automatikusan felpumpálja a mandzsettát, és megkezdí a vérnyomás méréstét. A növekvő nyomás a kijelzőn látható.
 - A készülék addig fújja fel a mandzsettát, míg eléri a méréshez elegendő nyomást. Ezután a készülék lassan kiereszt a mandzsettából a levegőt, és elvégzi a mérést. Mielőtt a készülék jelzi észlel, a kijelzőn villogni kezd pulzus-szimbólum **7**. Minden egyes szívverésnél a készülék egy csipogó hangot hallat.
 - A mérés végén egy hosszú hangjelzés hallható, és a mandzsetta leereszt. A kijelzőn **1** megjelenik a szisztolés és diasztolés vérnyomás, valamint a pulzus értéke. A vérnyomás-osztályozásának megfele-lően a vérnyomás-indikátor **10** villogni kezd az osztályhoz tartozó színes oszlop mellett. A készülék szabálytalan pulzust érzékel, az **11** szimbólum is megjelenik.

FIGYELMEZTETÉS
Az otthoni mérések alapján ne hozzon gyógyszerkezelésre vonatkozó döntéseket. Soha ne változtassa meg a felírt gyógyszerek adagolását.

- A mért értékeket a készülék automatikusan a kiválasztott memóriában **1** vagy **2** tárolja. Mindegyik tárhelyen legfeljebb 90 mért érték tárolható a mérés dátumával és időpontjával együtt. Ha nincs több szabad tárhely, a készülék törli a mindenkor legregébbinek számító mérést.
- A mérési eredményeket a kijelzőn maradnak. A gonnyomás hiányában a készülék kb. 3 perc múlva automatikusan kikapcsol, de kikapcsolható a START/STOP gomb **1** megnyomásával is.

Mérés megszakítása
Amennyiben bármilyen okból kifolyólag (például a páciens rosszulléte miatt) meg kell szakítani a vérnyo-másmérést, akkor ez a START/STOP gomb **1** megnyomásával bármikor megtehető. Ilyen esetben a készülék automatikusan azonnal kiegészíti a levegőt a mandzsettából.

A tárolt értékek megjelenítése
Ez a készülék 2 különálló, egyenként 90 tárhely kapacitású memóriával rendelkezik. A készülék az ered-ményeket automatikusan elhelyezi a kiválasztott memóriában. A mentett mért értékek előhívásához nyomja meg a **MEM** gombot **1** a készülék kikapcsolt állapotában. Minden középérték megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg ismét a **MEM** gombot **1**, ekkor megjelenik az utoljára mentett mérés. A **MEM** gomb **1** további megnyo-másokor megjelennek a korábbi vagy későbbi mérések értékei. Ha eléri az utolsó bejegyzést, és semmilyen gombot nem nyom meg, a memórialekérdezési üzemmódból készülék kb. 20 másodperc elteltével auto-matikusn kikapcsol. A START/STOP gomb **1** megnyomásával bármikor kiléphet a memórialekérdezési módból, ezzel egyidejűleg a készüléket is kikapcsolva. Ha a memóriában 90 mért érték van tárolva, és új érték mentése történik, a legregébbi érték törlődik.

A tárolt értékek törlése
Amennyiben Ön biztos abban, hogy a tárolt értékeket véglegesen kitörli, akkor nyomja meg a készülék kikapcsolt állapotában hatszor egymás után a SET gombot **1**, amíg meg-jelenik a CL felirat. Nyomja meg a START/STOP gombot **1**. A CL felirat háromszor felvilan, miközben a készülék törli a me-móriát. Ha ezután megnyomja a **MEM** gombot **1**, a kijelzőn egy **M** betű és a „no” felirat látható, ami azt jelenti, hogy a memóriában nincs semmilyen adat.

Hibák és elhárításuk

Szimbó-lum	Ok	Megoldás
E-1	Gyenge a jel, vagy a nyomás hirtelen változik	Helyezze fel megfelelően a mandzsettát. Ismételje meg helyesen a mérést.
E-2	Erős külső zavar	A mobiltelefonok vagy más nagyfrekvenciájú berendezések közelsége hibás méréseket eredményezhet. Ne mozogjon, és ne beszéljen a mérés közben.
E-3	Hiba a felfújáskor	Helyezze fel megfelelően a mandzsettát. Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően lett-e a készülékhez csatlakoztatva. Végezze el ismét a mérést.
E-5	Szokatlan vérnyomásérték	Ismétlje meg a mérést 30 perces nyugalmi fá-zist követően. Ha egymás után 3-szor szokatlan eredményt mér, konzultáljon az orvosával.
	Az elemek gyengék	Az elemek túl gyengék, vagy lemerültek. Cserélje ki mind a négy elemet 1,5 V-os LR6 AA típusú új elemre.

Probléma	Ellenőrzés	Ok és megoldások
Nincs teljesítmény	Ellenőrizze az elemek töltöttségét. Ellenőrizze az elemek helyzetét.	Helyezzen be új elemeket. Az elemeket az előírásnak megfelelően helyezze be.
A készülék nem fújja fel a mandzsettát	Ellenőrizze, hogy a csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva, nincs-e megtorzítva, vagy nem eszrezt-e.	Dugja be erősen a csatlakozót. Használjon egy új mandzsettát.
Az Err jelzés jelenik meg, és a mérés megszakad	Ellenőrizze, hogy a mérés közben nem mozgott, vagy nem beszélt-e.	Viselkedjen nyugodtan.
A mandzsetta szivárog	Ellenőrizze, hogy a mandzset-ta nem túl laza, vagy nem sérült-e.	Helyezze fel szorosan a mandzsettát. Használjon egy új mandzsettát.

Ha nem tudja megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Ne szerelje szét saját kezűleg a készüléket.


Tisztítás és ápolás
A készülék tisztítása előtt vegye ki az elemeket. A készülék tisztításához használjon enyhe szappanos vízzel finoman megnedvesített puha törőt. Soha ne használjon súrolószert, alkoholt, natfát, higlított vagy benzint stb. A készüléket és tartozékait semmiképpen ne merítse vízbe. Ügyeljen arra is, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napugárzásnak, és védje a szennyeződéstől és a nedvességtől. A készüléket ne tegye ki szélsőséges forróságnak vagy hidegnek. A használaton kívüli készüléket tartsa a tárolótáskában. A készüléket minden esetben tiszta és száraz helyen tartsa.

A mandzsetták tisztítása és fertőtlenítése
Törölje át a mandzsetta felületét egy vízzel megnedvesített portmentes ruhával. Törölje le a vizet száraz, portmentes ruhával a mandzsetta felületéről. A tisztítás után ellenőrizze, hogy a mandzsetta külső és belső felületeit tiszták-e. Szennyeződések esetén ismételje meg a mandzsetta tisztítást egészen addig, amíg fol-tok el nem tűnnek, majd tárolja hűvös, száraz és tiszta helyen (a magas hőmérsékleten történő tisztítás, pl. vasalás vagy gépi szárítás nem megengedett). **Fertőtlenítsa a megtsított és megszáritott mandzsettát:** Törölje át kb. 1 percen át a mandzsetta felületét 75%-os izopropil-alkohollal marolt portmentes ruhával, hogy a felületről eltávolítsa a faggyút és más mikroorganizmusokat. Ezt a műveletet legfeljebb 10 alkalommal szabad végrehajtani. A fertőtlenítés után zártsa meg a mandzsettát egy tiszta portmentes ruhával, hogy a maradék alkohol természetes módon elpárologhasson. A mandzsetta az 1000 használat folyamán legfeljebb 10 alkalommal cserélhető és tisztítható meg. Ha a készülékkel végzett normál mérés során a mandzsetta felfújási ideje meghaladja a 20 másodpercet, és a készülék E-3 jelzést mutat, a mandzsettát ki kell cserélni. Ha a mandzsetta tépőzáras felülete nem rögzít megfelelően, a mandzsettát ki kell cserélni. A megfelelő mandzsetta vásárlásához forduljon a gyártóhoz. A mandzsetta kopó alkatrész, amelynek az élettartama (a vállalat tesztfeltételei mellett) 1000 használati ciklus. A pontos vérnyomásmérés érdekében tanácsos időben kicserélni. Ha a mandzsetta túl kicsi, vagy szökik belőle a levegő, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. A mandzsetta a használáandó alkatrész.

Ártalmatlanítás
A készüléket tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Minden felhasználó köteles valamennyi elektromos és elektronikus készüléket, akár tartalmaz káros anyagokat, akár nem, a települési gyűjtőpontra vagy egy szakkereskedőnek leadni, környezetimő ártalmatlanítás végett. Mielőtt leselejtezi a készüléket, vegye ki belőle az eleme-ket. Az elhasznált elemeket ne dobja a háztartási hulladékba, hanem vigye azokat a veszélyes hulladékok gyűjtőjébe vagy a szakkereskedés elemgyűjtőjébe. Az ártalmatlanítással kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi illetékes hatóságokhoz vagy a forgalmazóhoz.

Írányelvek és szabványok
A felkaros elektromos vérnyomásmérő nem használható MRI berendezések környezetében. A készülék megfelel a nem invazív vérnyomásmérő készülékekre vonatkozó uniós szabvány előírásainak. Rendelkezik EK-írányelvek szerinti tanúsítvánnyal és a „CE 0123” CE-jelöléssel (megfelelőség jelell) van ellátva. A készülék megfelel a nem invazív vérnyomásmérő készülékekre vonatkozó IEC 80601-2-30 szabvány 2. pontjában foglaltaknak. A nemkívánatos események jelentése a felhasználók/páciensek/ügyfelek részéről az uniós országokban: Ha a felhasználók/páciensek/ügyfelek úgy vélik, hogy őket vagy

RO Instrucțiuni de utilizare Tensiometru BU 510



Utilizare preconizată
Acest tensiometru automat este conceput pentru măsurarea, la nivelul brațului, a tensiunii sistolice și diastolice și a frecvenței pulsului. Aparatul este destinat utilizării în gospodăriile private și se adresează persoanelor cu vârsta de peste 12 ani.
Utilizator prevăzut
Adulții sau copii cu vârsta de peste 12 ani, care au capacitatea de a citi și de a înțelege instrucțiunile de utilizare.
Grup de pacienți prevăzut
Aparatul este adecvat persoanelor cu vârsta de peste 12 ani care au nevoie de măsurarea pulsului sau a tensiunii arteriale, inclusiv persoane cu stare de sănătate normală sau pacienți cu hipertensiune, hipotensiune sau puls anormal.
Contraindicații
1. Se interzice utilizarea aparatului de către pacienții cu insuficiență cardiacă severă, pentru a preveni asfixierea și decesul. 2. Nu utilizați acest produs dacă suferiți de o afecțiune cardiacă coronariană aterosclerotică, pentru a preveni îngustarea sau înfundarea lumenului vascular, ce poate provoca ischemie sau deficit de oxigen la inimă. 3. Nu utilizați acest produs dacă suferiți de diabet, întrucât poate provoca tulburări ale inimii și ale vaselor sanguine. 4. Femeile însărcinate, pacienții cu dispozitive electronice implantate, pacientele cu preeclampsie, bătăi premature ale inimii, fibrilație atrială, boli arteriale periferice și pacienții supuși terapiei intravasculare sau șuntării arterio-venoase, precum și persoanele care au suferit o mastectomie. Dacă aveți afecțiuni medicale, vă rugăm să vă consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul. 5. Pacienții cu tulburări de ritm cardiac, tulburări circulatorii sau accident vascular cerebral trebuie să utilizeze dispozitivul numai la indicația medicului, pentru a evita agravarea afecțiunii.

Explicația simbolurilor

IMPORTANT! Respectați instrucțiunile de utilizare! Nerespectarea acestor indicații poate cauza răni grave sau deteriorarea aparatului.

AVERTISMENT
Acest simbol desemnează pericole ce pot provoca răni grave sau deces.

ATENȚIE
Acest simbol indică pericole ce pot provoca răni ușoare și deteriorări ale produsului sau ale altor bunuri materiale.

IP21
EC REP Împunător în Comunitatea Europeană

CE 0123
Marcaj CE: corespunde cerințelor fundamentale ale Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale

ELIMINARE: Acest produs nu poate fi eliminat fără a fi sortat! Colectați deșeurile separat și respectați celelalte indicații din aceste instrucțiuni.

SN Număr de serie
LOT Număr LOT
Clasificare aparat: tip BF
Producător
Data fabricației
Curent continuu
MD Dispozitiv medical
UDI Identificator unic al dispozitivului
Limită de presiune ambiantă
Interval de temperatură
Interval de umiditate a aerului

Simboluri pentru reciclare/coduri: servesc la furnizarea de informații cu privire la material și utilizarea și reciclarea sa corectă.

Importator

Indicații de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul, și păstrați-le, respectiv predați-le împreună cu aparatul în cazul în care îl transferați altor persoane.

- Aparatul este prevăzut doar pentru uzul personal. Dacă aveți îngrijorări referitoare la sănătate, discutați cu medicul dvs. înainte de a folosi aparatul.
- Utilizați aparatul numai conform destinației sale, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare. Dreptul la garanție se pierde în cazul utilizării necorespunzătoare.
- Dacă suferiți de afecțiuni, de ex. de o boală arterială occlusivă, consultați-vă medicul înainte de utilizarea aparatului.
- Aparatul nu poate fi utilizat pentru verificarea frecvenței cardiace a unui stimulator cardiac.
- Femeile însărcinate trebuie să respecte măsurile de siguranță necesare și capacitatea proprie de rezistență și să consulte, după caz, medicul.
- Dacă în timpul măsurării apar senzații neplăcute cum ar fi durere în zona brațului sau alte semne de disconfort, apăsați tasta START/STOP ❶ pentru a genera o aerisire imediată a manșetei. Desfaceți manșeta și scoateți-o de pe braț.
- Aparatul funcționează corect doar cu manșeta adecvată.
- Aparatul nu este adecvat pentru copii.
- Copiii nu au voie să folosească aparatul. Dispozitivele medicale nu sunt jucării!
- Nu depozitați aparatul la îndemâna copiilor.
- Nu înfășurați furtunul de aer în jurul gâtului; pericol de sufocare.
- Înghițirea pieselor mici precum materialul de ambalare, bateriile, capacul compartimentului bateriei etc. poate provoca sufocarea.
- Înaintea de folosire, utilizatorul are obligația de a verifica dacă aparatul funcționează în condiții de siguranță și în mod corect.
- Se poate folosi doar manșeta livrată. Aceasta nu poate fi înlocuită sau schimbată cu o altă manșetă. Se poate înlocui doar cu o manșetă de exact același tip.
- Aparatul nu poate fi folosit în încăperi cu nivel ridicat de radiații sau în zona aparatelor care emit radiații puternice, cum sunt, de ex., emițătoarele radio, telefoanele mobile sau cuptoarele cu microunde. În caz contrar, pot apărea erori de funcționare sau pot fi generate valori de măsurare incorecte.
- Nu utilizați aparatul în apropierea unui gaz inflamabil (de ex. gaz anestezic, oxigen sau hidrogen) sau a lichidelor inflamabile (de ex. alcool).
- Nu modificați aparatul.
- În caz de defecțiuni, nu reparați singur aparatul. Reparațiile pot fi efectuate doar de către center de service autorizate.
- Protejați aparatul împotriva umidității. Dacă totuși pătrund lichide în aparat, scoateți imediat bateriile și evitați folosirea ulterioară a aparatului. Contactați, în acest caz, distribuitorul dvs. specializat sau informați-ne direct.
- Pentru curățarea aparatului nu folosiți în niciun caz diluanți (solvenți), alcool sau benzină.
- Protejați aparatul de lovituri puternice și nu îl lăsați să cadă.
- Scoateți bateriile dacă urmează să nu folosiți aparatul o perioadă mai lungă de timp.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERII

- Nu demontați bateriile!
- Înlocuiți bateriile dacă pe afișaj apare simbolul pentru baterii.
- Scoateți imediat bateriile descărcate din compartiment pentru baterii, în caz contrar acestea se pot scurge și pot deteriora aparatul!
- Risc sportiv de scurgere, evitați contactul cu pielea, ochii și mucoasele! În cazul contactului cu acizii bateriei, locurile afectate trebuie clătite imediat cu apă limpede din abundență și trebuie contactat fără întârziere medicul!
- În cazul în care a fost înghițită o baterie, contactați imediat un medic!
- Schimbați întotdeauna toate bateriile în același timp!
- Introduceți doar baterii de același tip, nu de tipuri diferite sau baterii vechi și noi împreună!
- Introduceți bateriile corect, respectați polaritatea!
- Scoateți bateriile dacă urmează să nu utilizați aparatul timp de cel puțin 3 luni.
- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor!
- Nu reîncărcați bateriile! Nu scurtcircuitați! Nu aruncați în foc! **Pericol de explozie!**
- Nu aruncați bateriile și acumulatorii uzați la gunoii menajer, ci la deșeurile speciale sau la o stație de colectare a bateriilor din comerțul specializat!

Aparat și afișaj LCD

- ❶ Port pentru sursa de alimentare
- ❷ Tensiometru
- ❸ Tasta MEM (accesare memorie)
- ❹ Tasta START/STOP
- ❺ Tasta SET
- ❻ Compartiment bateriei (pe partea inferioară)
- ❼ Conexiune pentru furtunul de aer
- ❽ Afișaj LCD
- ❾ Afișaj dată/oră
- ❿ Afișaj tensiune sistolică
- ⓫ Afișaj tensiune diastolică
- ⓬ Simbol puls
- ⓭ Afișaj frecvență puls
- ⓮ Simbol pentru înlocuire baterii
- ⓯ Afișaj bătăi neregulate ale inimii
- ⓰ Număr poziție de stocare
- ⓱ Simbol memorie
- ⓲ Indicator tensiune arterială (verde - galben - portocaliu - roșu)
- ⓳ Utilizator 1 / 2

Pachet de livrare

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet. Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 tensiometru **medisana**
- 1 manșetă cu furtun de aer
- 1 geantă de depozitare
- 4 baterii (tip AA, LR6) de 1,5 V
- 1 set de instrucțiuni de utilizare

Dacă în momentul despachetării observați deteriorări cauzate de transport, contactați imediat distribuitorul.

Ce este tensiunea arterială?

Tensiunea arterială este presiunea care se produce în vasele de sânge la fiecare bătaie a inimii. Atunci când inima se contractă (= sistolă) și sângele este pompat în artere, se generează o creștere a presiunii. Valoarea cea mai ridicată este denumită tensiune sistolică și apare, la măsurarea tensiunii arteriale, ca prima valoare măsurată. Atunci când mușchiul cardiac se relaxează pentru a prelua din nou sânge, scade și presiunea din artere. Când vasele sunt relaxate, se măsoară a doua valoare – tensiunea diastolică.

Cum funcționează măsurarea?

medisana BU 510 este un tensiometru creat special pentru măsurarea tensiunii pe braț. Măsurarea are loc printr-un microprocesor care, prin intermediul unui senzor de presiune, evaluează oscilațiile acestora care apar prin artere la pomparea și dezumflarea manșetei de tensiune.

Despre bătăile neregulate ale inimii

O bătaie neregulată înseamnă un ritm cardiac ce se abate cu mai mult de 25 % față de ritmul mediu al bătăilor inimii, în timp ce aparatul măsoară tensiunea sistolică și diastolică. Indicatori pentru bătăi neregulate ale inimii:

1. Dacă P1 sau P2>0,12 s;
 2. Dacă P1/Pa*100%>25 % sau P2/Pa*100%>25 %
- Atunci când intervine una dintre cele două condiții de mai sus, se poate vorbi despre tulburări ale ritmului cardiac. Indicații: P1 reprezintă valoarea medie a intervalelor măsurate între bătăile inimii pe parcursul întregii măsurări. P2 reprezintă diferența dintre valoarea maximă și valoarea medie a intervalului dintre bătăile inimii. P2 reprezintă diferența dintre valoarea medie și valoarea minimă a intervalului dintre bătăi.

Avantajele utilizării unui tensiometru electronic pentru braț

Tensiometrul electronic pentru braț măsoară cu precizie tensiunea arterială și frecvența cardiacă a persoanelor cu vârsta de peste 12 ani și oferă medicilor sau pacienților o opțiune comodă și economică de a urmări și de a evalua modificările tensiunii arteriale și de puls, în spital sau acasă. Monitorizarea regulată permite identificarea timpurie a oscilațiilor tensiunii arteriale și ale pulsului, îmbunătățesc controlul tensiunii și furnizează date de monitorizare pentru gestionarea pacienților cu hipertensiune sau cu alte afecțiuni cauzate de hipertensiune, date ce facilitează un răspuns adecvat la afecțiuni, în vederea stabilirii medicației.

Cauzele generale ale măsurărilor eronate.

- Relaxați-vă timp de 5-10 minute înaintea efectuării unei măsurări și nu mâncați nimic, nu beți alcool, nu fumați, nu efectuați muncă fizică sau activități sportive și nu faceți baie. Toți acești factori pot influența rezultatul măsurării.
- Îndepărtați piesele vestimentare care stau prea strâmt pe braț.
- Măsurați întotdeauna pe același braț (în mod normal pe cel stâng).
- Măsurați regulat tensiunea, zilnic la aceeași oră, deoarece ea se modifică în decursul zilei.
- Inercările pacientului de a se sprijini pe braț pot crește tensiunea.
- Asigurați-vă o poziție confortabilă și relaxată și nu încordați, în timpul măsurării, niciun mușchi al brațului pe care efectuați măsurarea. Folosiți, dacă este necesar, o pernă de susținere.
- Dacă artera brațului este poziționată sub sau deasupra inimii, măsurarea poate fi eronată.

Clasificarea tensiunii arteriale

Tensiune arterială scăzută
Tensiune arterială normală
sistolică <100 diastolică <60
(interval verde de afișare ❶)
sistolică 100 - 139 diastolică 60 - 89

Forme ale hipertensiunii

Hipertensiune ușoară
(interval galben de afișare ❷)
sistolică 140 – 159 diastolică 90 – 99

Hipertensiune medie
(interval portocaliu de afișare ❸)
sistolică 160 – 179 diastolică 100 – 109

Hipertensiune ridicată
(interval roșu de afișare ❹)
sistolică ≥ 180 diastolică ≥ 110

AVERTISMENT: O tensiune arterială prea scăzută reprezintă un risc pentru sănătate! Amețelile pot provoca situații periculoase (de ex. pe trepte sau în trafic)!

Influențarea și interpretarea măsurărilor

- Măsurăți-vă tensiunea de mai multe ori, salvați rezultatele și comparați-le între ele. Nu trageți concluzii pe baza unui singur rezultat.
- Valorile tensiunii dvs. trebuie evaluate întotdeauna de către un medic care vă cunoaște și istoricul medical. Dacă folosiți aparatul în mod regulat și înregistrați valorile pentru medicul dvs., informați-l din când în când cu privire la evoluție.
- Luati în considerare că, la măsurarea tensiunii, valorile zilnice depind de mulți factori. Fumatul, consumul de alcool, medicamentele și activitatea fizică influențează valorile măsurate în moduri diferite.
- Măsurați-vă tensiunea înainte de mesele principale.
- Relaxați-vă timp de cel puțin 5-10 minute înainte de a vă măsura tensiunea.
- Dacă valoarea sistolică sau diastolică a măsurării este neobișnuită, în ciuda utilizării corecte a aparatului, (prea ridicată sau prea scăzută) și se repetă de mai multe ori, informați medicul. Acest lucru este valabil și în cazurile rare în care un puls neregulat sau prea scăzut nu permite măsurarea.

Putere în funcțiune - Introducerea / înlocuirea bateriilor

Introduceți bateriile care însoțesc aparatul pentru a-l putea utiliza. Capacul compartimentului pentru baterii se află pe partea inferioară a aparatului ❹. Deschideți-l apăsând ușor pe el și deplasându-l în sus. Introduceți cele 4 baterii însoțitoare de 1,5 V, tip AALR6. Respectați polaritatea (conform marcărilor din compartiment pentru baterii). Închideți la loc compartimentul pentru baterii. Schimbați bateriile în cazul în care simbolul pentru înlocuirea bateriei ❷ apare pe afișaj ❶ sau dacă pe afișaj nu apare nimic după ce aparatul a fost pornit.

Utilizarea unei surse de alimentare

Alternativ, puteți utiliza aparatul și cu o sursă de alimentare specială (nr. art.**medisana** 51125), pe care o introduceți în portul special prevăzut ❶ de pe partea laterală a aparatului. Bateriile rămân, în acest caz, în aparat. La introducerea conectorului pe partea laterală a tensiometrului, bateriile sunt deconectate mecanic. Prin urmare, este necesar să introduceți mai întâi sursa de alimentare în priză și apoi să o conectați cu tensiometrul. După ce tensiometrul nu mai este folosit, scoateți mai întâi conectorul din el, apoi sursa de alimentare din priză. Evitați astfel necesitatea de a reintroduce, de fiecare dată, ora și data. 1. Adaptorul de rețea opțional trebuie să îndeplinească cerințele IEC60961-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020. În plus, toate configurațiile trebuie să respecte cerințele pentru sistemele electrice medicale (a se vedea IEC 60601-1-1 sau secțiunea 16 din a 3-a ediție a IEC 60601-1). Orice persoană care conectează dispozitive suplimentare la dispozitivele electrice medicale configurează un sistem medical și, prin urmare, este responsabil pentru a se asigura că sistemul respectă cerințele pentru sistemele electrice medicale. Vă rugăm să rețineți că legile locale au prioritate față de cerințele de mai sus. Dacă aveți îndoieli, contactați reprezentantul local sau serviciul tehnic pentru clienți.

2. Acest dispozitiv dispune de izolație dublă și este protejat împotriva scurtcircuitelor și a suprasarcinilor de o siguranță termică primară. Asigurați-vă că scoateți bateriile din compartiment înainte de a utiliza sursa de alimentare. Clasa de dispozitive 2.

3. Conectați cealaltă parte a adaptorului într-o priză de 100-240 V. Caracteristici tehnice ale adaptorului: Tensiune de ieșire: 6V±5%; Curent de ieșire: minimum 600 mA; Polaritatea conectorului de ieșire: <-> interior; diametru exterior: 5,5 mm ± 0,1mm; Diametru interior: 2,1 mm ± 0,1 mm

Configurare

1. Configurarea utilizatorului:

Cu aparatul oprit, apăsați tasta SET ❶. Va apărea apoi pe afișaj ❶ sau ❷. Prin apăsarea tastei **MEM** se poate selecta între utilizatorii ❶ și ❷. Pentru a confirma utilizatorul, apăsați tasta SET ❶. Veți trece apoi la configurarea anului.

2. Configurarea anului:

În continuare, va lumina intermitent locul pentru introducerea anului. Apăsați tasta **MEM** ❶ până când apare anul dorit. Pentru a confirma anul, apăsați tasta SET ❶. Veți trece apoi la configurarea lunii și a zilei.

3. Configurarea lunii și a zilei:

În continuare, va lumina intermitent locul pentru introducerea lunii. Apăsați tasta **MEM** ❶ până când apare luna dorită. Pentru a confirma luna, apăsați tasta SET ❶. Continuați cu configurarea zilei. Procedați la fel ca la configurarea lunii. Apăsați tasta **MEM** ❶ până când apare ziua dorită. Pentru a confirma ziua, apăsați tasta SET ❶. Veți trece apoi la configurarea orei.

4. Configurarea orei:

În continuare, va lumina intermitent locul pentru introducerea orei. Apăsați tasta **MEM** ❶ până când apare ora dorită. Pentru a confirma ora, apăsați tasta SET ❶. În continuare, va lumina intermitent locul pentru introducerea minutelor. Procedați la fel ca la configurarea orei. Procesul de configurare este acum încheiat. Pe afișaj va apărea **CL**. Apăsați tasta SET ❶ pentru a părăsi modul de configurare. La înlocuirea bateriilor, datele introduse se pierd și trebuie configurate din nou.

Aplicarea manșetei

- Înainte de utilizare, introduceți piesa de capăt a furtunului de aer în orificiul din partea stângă a aparatului ❶.
- Împingeți partea deschisă a manșetei prin mânerul metalic, astfel încât închiderea cu arici să se afle pe partea exterioră și să se creeze o formă cilindrică (fig. 1). Treceți manșeta peste brațul dumneavoastră stâng.
- Amplasați furtunul de aer pe mijlocul brațului, în prelungirea degetului mijlociu (fig. 2) (a). Marginea inferioară a manșetei trebuie să fie la 2-3 cm deasupra pliului cotului (b). Strângeți manșeta și închideți prinderea cu arici (c).
- Măsurați pe brațul gol.
- Folosiți brațul drept doar dacă manșeta nu poate fi poziționată pe cel stâng. Măsurătorile trebuie efectuate întotdeauna pe același braț.
- Poziția corectă de măsurat în șezut (fig.3).

Indicații:

- Utilizați doar manșeta furnizată de producător. Înlocuirea manșetei cu piese de la alți producători duce la rezultate de măsurare imprecise.
- O manșetă prea largă sau deschisă duce la rezultate de măsurare eronate.
- În cazul unor măsurători repetate se acumulează sânge în braț, ceea ce duce la valori de măsurare eronate. Măsurătorile repetate ale tensiunii arteriale trebuie efectuate după o pauză de 1 minut sau după ce brațul a fost ținut în sus, astfel încât sângele acumulat să poată curge.

Măsurarea tensiunii arteriale

După ce ați poziționat corect manșeta, puteți începe măsurarea.

- Porniți aparatul prin apăsarea tastei START/STOP ❶.
- La apăsarea tastei START/STOP ❶, se vor auzi două semnale sonore scurte, iar pe afișaj vor apărea toate simbolurile. Prin acest test se verifică dacă afișajul este complet.
- Aparatul este pregătit pentru măsurare. Cifra 0 se va aprinde intermitent pentru aprox. 2 secunde și vor fi emise două semnale sonore. În mod automat, aparatul va umfla încet manșeta pentru a vă măsura tensiunea arterială. Tensiunea afișată în creștere va fi indicată pe afișaj.
- Aparatul umflă manșeta până când se atinge presiunea necesară pentru măsurare. Apoi, aparatul evacuează încet aerul din manșetă și efectuează măsurarea. Odată ce aparatul identifică un semnal, simbolul pulsului ❷ de pe afișaj începe să pălăie. Pentru fiecare sunet cardiac recepționat de aparat, se va auzi un semnal sonor.
- Dacă măsurarea s-a încheiat, se va auzi un semnal sonor mai lung, iar aerul din manșetă va fi evacuat. Tensiunea sistolică și diastolică și valoarea pulsului vor fi indicate pe afișaj ❶. În funcție de clasificarea tensiunii, va apărea indicatorul de tensiune ❶ lângă bara colorată asociată. Dacă aparatul a identificat un puls neregulat, va apărea suplimentar și simbolul ❷.

AVERTISMENT
Nu apelați la măsuri terapeutice pe baza unei auto-măsurări. Nu modificați niciodată dozaajul unui medicament prescris.

- Valorile măsurate sunt salvate automat în memoria selectată (❶ sau ❷). În fiecare memorie se pot salva până la 90 de valori de măsurare, cu dată și oră. Dacă memoria este plină, se va șterge cea mai veche valoare măsurată.
- Valorile de măsurare rămân pe ecran. Dacă nu se mai apasă nicio tastă, aparatul se oprește automat după aprox. 3 minute sau poate fi oprit cu tasta START/STOP ❶.

Întreruperea măsurării

Dacă este necesar întreruperea măsurării tensiunii, indiferent de motiv (de ex. stare de disconfort a pacientului), se poate apăsa oricând tasta START/STOP ❶. Aparatul va elibera imediat aerul din manșetă, în mod automat.

Afișarea valorilor salvate

Acest aparat dispune de 2 memorii separate, cu o capacitate de câte 90 de poziții de stocare fiecare. Rezultatele sunt salvate automat în memoria selectată. Pentru accesarea valorilor măsurate memorate, apăsați tasta **MEM** ❶ cu aparatul oprit. Pe afișaj vor apărea toate valorile medii. Apăsați din nou tasta **MEM** ❶ pentru a afișa ultima măsurare salvată. O nouă apăsare a tastei **MEM** ❶ va indica valorile de măsurare anterioare resp. următoare. Dacă ați ajuns la ultima înregistrare și nu apăsați nicio tastă, aparatul se va opri automat în modul de accesare a memoriei după aprox. 20 de secunde. Prin apăsarea tastei START/STOP ❶ puteți părăsi oricând modul de accesare a memoriei și opri, în același timp, aparatul. Dacă în memorie există 90 de valori de măsurare salvate și se salvează o valoare nouă, va fi ștearsă valoarea cea mai veche.

Ștergerea valorilor salvate

Dacă sigur doriți să ștergeți permanent toate valorile salvate, apăsați tasta SET ❶ de șase ori, cu aparatul oprit, până când apare **CL**. Apăsați tasta START/STOP ❶, iar **CL** va lumina intermitent de trei ori, cât timp memoria este golită. Dacă apăsați apoi tasta **MEM** ❶, pe afișaj va apărea **M** și „no”, ceea ce înseamnă că memoria nu conține date.

Eșuri și remediere

Afișaje de eroare - în cazul unor măsurări neobișnuite, pe afișaj vor apărea următoarele simboluri:

Simbol	Cauză	Remediere
E-1	Semnal slab sau presiunea se modifică brusc	Poziționați corect manșeta. Repetați măsurarea în mod corect.
E-2	Perturbare externă, puternică	Măsurarea poate fi eronată dacă are loc în apropierea unui telefon mobil sau a unui alt aparat de înaltă frecvență. Nu vă mișcați și nu vorbiți în timpul măsurării.
E-3	Eroare la umflarea cu aer	Poziționați corect manșeta. Asigurați-vă că conectorul este introdus corect în aparat. Efectuați din nou măsurarea.
E-5	Tensiune arterială neobișnuită	Repețiți măsurarea după o pauză de 30 de minute. Dacă obțineți rezultate neobișnuite de 3 ori consecutiv, consultați-vă cu medicul dumneavoastră.
❷	Baterii descărcate	Bateriile sunt prea descărcate sau sunt goale. Înlocuiți toate cele patru baterii cu baterii noi LR6 de tip AA, de 1,5 V.

Remedierea defecțiunilor

Problemă	Verificare	Cauză și soluții
Fără putere	Verificați capacitatea bateriei. Verificați poziția bateriilor.	Introduceți baterii noi. Introduceți bateriile în mod corespunzător.
Fără pompare	Verificați dacă conectorul este poziționat corect și dacă nu este rupt sau neetanș.	Introduceți ferm conectorul. Utilizați o manșetă nouă.
Apare Err, iar măsurarea este întreruptă	Verificați dacă, în timpul măsurării v-ați mișcat sau ați vorbit	Stați liniștiți. Nu vorbiți în timpul efectuării măsurării.
Manșetă neetanșă	Verificați dacă manșeta este prea largă sau dacă este deteriorată.	Strângeți manșeta. Utilizați o manșetă nouă.

Dacă nu puteți soluționa o problemă, contactați serviciul pentru clienți. Nu dezamblați singur aparatul.

Curățare și întreținere

Scoateți bateriile înainte de a curăța aparatul. Curățați aparatul cu o lavetă moale, umezită ușor cu o soluție delicată de apă cu săpun. Nu utilizați niciodată detergenți puternici, alcool, nafta, diluant sau benzină etc. Nu scufundați aparatul sau accesoriile în apă. Asigurați-vă că în aparat nu pătrunde umezeală. Nu expuneți aparatul la razele directe ale soarelui, protejați-l împotriva murdăriei și a umidității. Nu supuneți aparatul la temperaturi crescute sau scăzute extreme. Dacă nu folosiți aparatul, păstrați-l în geanta sa originală pentru depozitare. Păstrați aparatul într-un loc curat și uscat.

Curățarea și dezinfectarea manșetei

Ștergeți suprafața manșetei cu o lavetă umezită cu apă și care nu prezintă praf. Ștergeți apoi apa de pe suprafața manșetei cu o lavetă uscată și lipsită de praf. Verificați suprafețele interioare și exterioare ale manșetei după curățare, pentru a vă asigura că acestea sunt curate. Dacă există impurități, curățați din nou manșeta până când nu mai există pete vizibile, apoi depozitați-o într-un loc răcoros, aerisit și uscat (nu este permisă curățarea la temperaturi înalte, de exemplu prin călcare și uscare). **Dezinfectarea manșetei curățate și uscate:** Ștergeți suprafața manșetei cu o lavetă fără praf, umezită cu alcool de curățare cu concentrație de 75%, pentru a îndepărta sebumul și ale microorganismele de pe suprafață, în total de 10 ori a câte aprox. 1 minut fiecare. După dezinfectare, uscați manșeta cu o lavetă curată și fără praf, în vederea evaporării pe cale naturală a alcoolului rămas. La 1000 de utilizări, manșeta poate fi schimbată și curățată de cel mult 10 ori. Dacă timpul necesar pentru umflarea manșetei pe parcursul măsurării normale a aparatului depășește 20 de secunde și aparatul afișează E-3, înseamnă că este necesară înlocuirea manșetei. Dacă suprafața adezivă a manșetei nu prinde în mod eficient, este necesară înlocuirea manșetei. Contactați producătorul dacă doriți să achiziționați o manșetă adecvată. Manșeta este o piesă supusă uzurii, cu o durată de exploatare de 1000 de cicluri de utilizare (în condițiile de testare ale companiei). Se recomandă înlocuirea sa la timp, în vederea măsurării precise a tensiunii. Dacă manșeta este prea mică sau pierde aer, contactați serviciul de asistență pentru clienți. Manșeta reprezintă piesa aplicabilă.

Eliminare la deșeuri

Acest aparat nu trebuie eliminat împreună cu gunoii menajer. Fiecare utilizator are obligația de a preda toate aparatele electronice sau electrice, indiferent dacă acestea conțin sau nu substanțe toxice, la un punct de colectare local sau la un comerciant, pentru ca ele să poată fi eliminate ca deșeuri într-un mod care să nu dăuneze mediului înconjurător. Scoateți bateriile înainte de a elimina aparatul. Nu aruncați bateriile consumate la gunoii menajer, ci la deșeuri speciale sau la un punct de colectare pentru baterii din comerțul specializat. Pentru eliminarea la deșeuri, adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

Directive și norme


Acest tensiometru pentru braț nu poate fi utilizat într-un mediu IRM. El îndeplinește cerințele normei UE pentru tensiometre neinvazive. Este certificat conform Directivelor CE și este prevăzut cu simbolul CE (simbol de conformitate), „CE 0123”. Aparatul îndeplinește cerințele IEC 80601-2-30, partea a 2-a pentru tensiometre neinvazive. Raportarea incidentelor nedorite pentru utilizatori/pacienți/clienți din țările UE: Dacă utilizatorii/pacienții/clienții sunt de părere că ei sau un membru al familiei au suferit un incident sever asociat cu produsul, aceștia sunt rugați să raporteze respectivul incident producătorului și autorităților responsabile din statul membru în care locuiește utilizatorul/pacientul/clientul.

Specificații tehnice

Denumire și model : **Tensiometru medisana, model: U80CH**
Sistem de afișare : afișaj digital
Poziții de stocare : 2 x 90 pentru date de măsurare
Metoda de măsurare : oscilometric
Alimentare cu tensiune : 6V ~~, 4 baterii AA LR6 x 1,5V
Interval de măsurare a tensiunii arteriale : 0 – 299 mmHg
Interval de măsurare a pulsului : 40 – 199 bătăi/min.
Abaterea max. de măsurare a presiunii statice : ± 3 mmHg
Abaterea maximă a valorilor pulsului : ± 5 % din valoare
Durata de exploatare a aparatului : 10.000 de utilizări în condiții normale
Durata de viață a bateriei : 300 de măsurări în condiții normale
Generarea presiunii : automat cu pompa
Evacuare aer : automat
Oprire autom. : după aprox. 3 minute
Condiții de funcționare : între +5 °C și +40 °C, 15 până la 93

BG Инструкция за употреба

Апарат за измерване на кръвно налягане BU 510



Предназначение Този автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане е предвиден за измерване на систоличното и диастолично налягане и честотата на пулса върху горната част на ръката. Апаратът е предназначен за използване в домашни условия и за лица над 12 години. Предвидени потребители Възрастни или деца над 12 години, които могат да прочетат и разберат инструкцията за употреба. Предвидена група от пациенти Апаратът е предназначен за лица над 12 години, нудещи се от измерване на пулса или кръвното налягане, включително лица с нормални показатели и пациенти с високо кръвно налягане, хипотония или аномален пулс. Противопоказания - Този апарат не трябва да се използва от пациенти с тежка сърдечна недостатъчност, за да се избегнат задушаване и смърт. - Не използвайте този продукт, ако имате коронарна атеросклеротична болест на сърцето, за да избегнете стесняване или запушване на лумен на кръвоносен съд, което може да причини исхемия и недостиг на кислород до сърцето. - Не използвайте този продукт, ако страдате от диабет, защото това може да доведе до увреждания на сърцето и кръвоносните съдове. - Бременни жени, пациенти с имплантирани електронни устройства, пациенти с прекаралмсия, преждевременен сърдечен ритъм, предсърдно мъждене, периферна артериална болест и пациенти, подложени на интраваскуларна терапия или артериовенозен шунт, както и такива, които са претърпели мастектомия. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, преди да използвате уреда, ако имате заболявания. - Пациенти с нарушения на сърдечния ритъм, нарушения на кръвообращението или инсулт трябва да използват уреда само според указанията на техния лекар, за да избегнат обостряне на заболяването.	Апарат и LCD дисплей:
--	-------------------------------------

Обяснение на значите

ВАЖНО! Спазвайте ръководството за употреба! Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този символ означава опасности, които могат до доведат до тежки наранявания или смърт. ВНИМАНИЕ Този символ указва опасности, които могат да доведат до леки наранявания, продукти или други материални щети. IP21 Клас на защита срещу проникване на вода или твърди вещества в апарата EC REP Упълномощен представител в Европейската общност	CE 0123 Маркировка „CE“. Съответства на основните изисквания на Регламент (ЕС) 2017/745 относно медицински изделия SN Сериен номер LOT Партиден номер Производител Прав ток UDI Уникална идентификация на апарата Ограничение на околното налягане Символи за рециклиране/кодове: Те служат за предоставяне на информация относно материала и неговата правилна употреба и рециклиране. Вносител
--	---

Указания за безопасност

Прочетете внимателно инструкцията за употреба, особено указанията за безопасност, преди да използвате апарата и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване или предаване на трето лице.

- Апаратът е предназначен само за лична употреба. Ако имате притеснения, свързани със здраве-то, се консултирайте с Вашия лекар преди употреба.
- Използвайте апарата само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване на за други цели гаранцията става невалидна.
- Ако страдате от заболявания, като напр. артериална оклузивна болест, преди употребата на апарата се консултирайте с Вашия лекар.
- Апаратът не трябва да се използва за контрол на сърдечната честота на пейсмейкър.
- Бременните жени трябва да обърнат внимание на необходимите предпазни мерки и своята индивидуална способност за натоварване, като при нужда следва да се консултират със своя лекар.
- Ако по време на измерването възникнат неразположения като например болка в горната част на ръката или други оплаквания, натиснете бутона START/STOP ●, за да обезвздушите маншета незабавно. Освободете маншета и го сваляете от горната част на ръката.
- Апаратът работи правилно само с подходящия маншет.
- Апаратът не е подходящ за деца.
- Деца не трябва да използват апарата. Медицинските изделия не са играчки!
- Апаратът трябва да се съхранява извън обсега на деца.
- Не поставяйте маркуч за въздух около шията поради опасност от задушаване.
- Потлещането на малки части, като опаковъчен материал, батерия, капаче на отделиението за батерия и др., може да доведе до задушаване.
- Преди употребата на апарата потребителят е длъжен да се увери, че апаратът функционира безопасно и правилно.
- Може да се използва само доставеният с апарата маншет. Той не може да се сменя или замества от никакъв друг маншет. Може да бъде сменен само с маншет от този същият.
- Апаратът не трябва да се използва в помещения с интензивнолъчение или в обкръжението на интензивно излъчващи уреди като например радиопредаватели, мобилни телефони или микро-външни фурни. В резултат на това могат да възникнат функционални нарушения или неправилно измерени стойности.
- Не използвайте апарата в близост до запалими газове (напр. упойващ газ, кислород или водород) или запалими течности (напр. алкохол).
- Не правете модификации по апарата.
- В случай на повреди не ремонтирайте уреда сами. Възлагайте извършването на ремонти само на оторизирани сервизни центрове.
- Пазете апарата от влага. Ако въпреки това в апарата попадне течност, батериите трябва незабавно да се отстранят и апаратът не трябва да се използва повече. В този случай се свържете с Вашия специализиран търговец или ни информирайте директно.
- За почистване на апарата в никакъв случай не използвайте разредители (разтворители), алкохол или бензин.
- Пазете апарата от тежки удари и не го оставайте да пада.
- Отстранете батериите, когато не използвате апарата за по-дълго време.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ОТНОСНО БАТЕРИИТЕ

- Не разглобявайте батериите!
- Сменете батериите, когато на дисплея се появи символът с батерия.
- Незабавно изваждайте изтощените батерии от отделиението за батериите, защото те могат да изтекат и да повредят апарата!
- Повишена опасност от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! При контакт с киселина от батерия веднага изплакнете обилно с чиста вода и незабавно потърсете лекар!
- Ако батерия бъде погълната, незабавно потърсете лекарска помощ!
- Винаги сменяйте всички батерии едновременно!
- Използвайте само батерии от един и същи тип, не използвайте заедно различни типове или използвани и нови батерии!
- Поставяйте батериите правилно, спазвайки полярността!
- Извадете батериите, когато няма да използвате апарата повече от 3 месеца.
- Дръжте батериите далеч от деца!
- Не прегреждайте батериите! Не свързвайте накъсо! Не хвърляйте в огън! Съществува опасност от експлоз!
- Не изхвърляйте употребяваните батерии и акумулатори заедно с битовите отпадъци, а в местата за специални отпадъци или в контейнер за събиране на батерии в специализираните магазини!

Апарат и LCD дисплей

- Извод за захранващ адаптер MEM (Извикване на панелта)
- Бутон START/STOP
- Щепселна връзка за маркуч за въздух
- Показание на систоличното налягане
- Символ за пулса
- Индикация за честотата на пулса
- Индикация за неравномерен сърдечен ритъм
- Индикация за запалителен ритъм
- Индикатор за кръвно налягане (зелено – жълто – оранжево – червено)
- Потребител 1/2

Окомплектовка на доставката

Моля, първо проверете дали апаратът е напълно окомплектован. Окомплектовката на доставката включва:

- 1 medisana апарат за измерване на кръвно налягане
- 1 маншет с маркуч за въздух
- 1 чанта за съхранение
- 4 батерии (тип AA, LR 6) 1,5 V
- 1 инструкция за употреба

Ако при разопакованото забележите транспортна повреда, моля, незабавно се свържете с Вашия търговец.

Какво представлява кръвното налягане?

Кръвното налягане е налягането, което възниква в кръвоносните съдове при всеки сърдечен удар. Когато сърцето се свива (= систола) и изпомпва кръвта в артериите, това води до повишаване на налягането. Неговата най-висока стойност се нарича систолично налягане и се измерва като първа стойност при измерване на кръвното налягане. Когато сърдечният мускул се отпуска, за да поеме нова кръв, налягането в артериите също спада. Когато съдът се отпуска, се измерва втората стойност – диастоличното налягане.

Как става измерването?

Апаратът **medisana BU 510** е апарат за измерване на кръвното налягане, който е предназначен за измерване на кръвното налягане върху горната част на ръката. Измерването тук се извършва чрез микропроцесор, който посредством сензор за налягане оценява колебанията в налягането, които възникват при напompване и изпускане на маншет за кръвно налягане върху артерията.

Неравномерен сърдечен ритъм

Неравномерен сърдечен ритъм е сърдечен ритъм, който се отклонява с повече от 25 % от средния сърдечен ритъм. Докато апаратът измерва систоличното и диастолично кръвно налягане. Индикатори за неравномерен сърдечен ритъм:
1.Ако Р1 или P2>0,12s
2.Ако P1/Pa*100%>25% или P2/Pa*100%>25%
Ако се изпълни едно от горепосочените условия, може да се стигне до нарушения на сърдечния ритъм.
Указания:
Ра е средната стойност на измерените интервали между ударите по време на цялото измерване. Р1 е разликата между максималната и средната стойност на интервала между ударите. Р2 е разликата между средната и минималната стойност на интервала между ударите.

Предимствата на използването на електронен апарат за измерване на кръвно налягане върху горната част на ръката

Електронният апарат за измерване на кръвно налягане върху горната част на ръката измерва прецизно кръвното налягане и сърдечната честота на лица над 12 години и осигурява на лекарите или пациентите удобна и икономична възможност за проследяване и анализ на измененията в кръвното налягане и пулса в болничната или външи. Редовното наблюдение позволява навременна диагностика на колебания на кръвното налягане и пулса, поддържа контрола върху кръвното налягане и предоставя контроли данни за лечение на пациенти с високо кръвно налягане или други причинени от високо кръвно налягане заболявания, което дава възможност за адекватна реакция и насочване на лечението.

Общи причини за грешни измервания

- Преди измерване си починете 5–10 минути и не яжте, не пийте алкохол, не пушете, не извършвайте физическа работа, не спортувайте и не се къпете. Всички тези фактори могат да повлияят на резултата от измерването.
- Отстранете всички дрехи, които прилепват твърде плътно върху горната част на ръката Ви.
- Винаги извършвайте измерването върху една и съща ръка (обикновено лявата).
- Измервайте редовно кръвното си налягане, ежедневно по едно и също време, защото кръвното налягане се променя в течение на деня.
- Всички опити на пациента да подпре ръката си могат да повишат кръвното налягане.
- Погрижете се за удобна и отпусната позиция и по време на измерването не напрегайте мускулите на ръката, върху която се извършва измерването. Ако е необходимо, използвайте опорна възглавница.
- Ако артерията на ръката се намира под или над нивото на сърцето, често се стига до грешно измерване.

Класификация на кръвното налягане

Ниско кръвно налягане	систолично <100 диастолчно <60
Нормално кръвно налягане	систолично 90 - 139 диастолчно 60 - 89
Форми на високо кръвно налягане	
Лека степен на високо кръвно налягане	(жълт обхват на показанията ●) систолично 140 - 159 диастолчно 90 - 99
Средна степен на високо кръвно налягане	(оранжев обхват на показанията ●) систолично 160 - 179 диастолчно 100 - 109
Много високо кръвно налягане	(червен обхват на показанията ●) систолично ≥ 180 диастолчно ≥ 110

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прекалено ниско кръвно налягане също представлява риск за здравето! Пристъпи на световъртеж могат да доведат до опасни ситуации (напр. на стълби или в пътноо движение)!

Въздействие и оценяване на измерванията

- Измерете Вашето кръвно налягане неколккратно, запаметете резултатите и след това ги сравнете помежду им. Не си правете изводи от един единствен резултат.
- Стойностите на Вашето кръвно налягане трябва винаги да бъдат оценявани от лекар, който е запознат и с медицинската Ви история. Ако използвате апарата редовно и записвате стойностите за справка на Вашия лекар, от време на време трябва да го информирате за отчетените резултати.
- При измерванията на кръвното налягане вземете под внимание това, че ежедневиите стойности зависят от много фактори, които влияят на резултата. Така например пушенето, алкохол, медикаментите и физическата работа влияят по различен начин на измерените стойности.
- Измервайте кръвното си налягане преди хранене.
- Преди да измерите кръвното си налягане, трябва да сте били в покой поне 5–10 минути.
- Ако въпреки правилното използване на апарата систоличната или диастоличната стойност на измерването Ви се струват необичайни (прекалено високи или прекалено ниски) и това се повтаря многократно, информирайте Вашия лекар. Същото важи и когато в редки случаи неравномерен или много слаб пулс не позволява измерване.

Пускане в експлоатация - Поставане/смяна на батериите

Преди да използвате Вашия апарат, трябва да поставите включените в комплекта батерии. От долната страна на апарата се намира капачето на отделиението за батериите ●. Отворете го, като леко го натиснете и издърпате нагоре. Поставете 4-те включени в комплекта батерии 1,5 V, тип AA LR6. При поставянето внимавайте за полярността (както е маркирана в отделиението за батериите). Затворете отново отделиението за батериите. Сменете батериите, когато символът за смяна на батериите ● се появи на дисплея ● или когато на дисплея не се показва нищо, след като апаратът е бил включен.

Употреба на захранващ адаптер

Разваляйте и с възможност да използвате апарата със специален захранващ адаптер (**medisana ADT № 51125**), който може да включите към предвидения за целта извод ●, отстрани на апарата. Батериите могат да останат в апарата. Когато отстрани на апарата за измерване на кръвно налягане бъде включен щекер, батериите се изключват механично. Поради това е необходимо първо да включите захранващия адаптер в контакта и след това да свържете апарата за измерване на кръвно налягане. Ако апаратът за измерване на кръвно налягане няма да се използва повече, първо трябва да се извади щекерът от апарата и след това захранващият адаптер от контакта. По този начин не е необходимо всеки път отново да въвеждате дата и час.

- Опционалният захранващ адаптер трябва да изпълнява изискванията на IEC60601-1:2005 + AM1:2012 + AM2:2020. Освен това всички конфигурации трябва да съответстват на изискванията за медицински електрически системи (вж. IEC 60601-1-1 или раздел 16 на 3-то издание на IEC 60601-1). Всеки, който създава допълнителни устройства към медицински електрически уреди, конфигурира медицинска система и поради това е отговорен за това, системата да отговаря на изискванията за медицински електрически системи. Моля, обърнете внимание на това, че местните закони имат предимство пред горепосочените изисквания. В случай на съмнение се обърнете към Вашия местен представител или техническата служба за работа с клиенти.
- Уредът е двойно изолриран и защитен чрез първичен термичен предпазител срещу късо съединение и претоварване. Не забравяйте да извадите батериите от отделиението за батериите, преди да извадите захранващия адаптер. Уред от клас 2.
- Включете едната страна на адаптера в контакт от 100-240V. Технически характеристики на адаптера: Изходно напрежение: 6V±5%; Изходящ ток: Минимум 600 mA, полярност на изходящия щепсел: <-> отвътре; Външен диаметър: 5,5mm ±0,1mm; Вътрешен диаметър: 2,1mm ±0,1 mm

Настройка

1. Потребителска настройка:

При изключен апарат натиснете бутона SET ●.

След това на дисплея се появява **И** или **2**. Чрез натискане на бутона **MEM** ● можете да избирате между потребител **И** и **2**. За потвърждение на потребителя натиснете бутона SET ●. След това преминавате към настройката на годината.

2. Настройка на годината:

За целта мястото за въвеждане на годината трябва да мига. Натиснете бутона MEM ● многократно, докато се появи избраното число за годината. За да потвърдите годината, натиснете бутона SET ●. След това преминавате към настройката на месеца и ден.

3. Настройка на месеца и ден:

За целта мястото за въвеждане на месеца трябва да мига. Натиснете бутона **MEM** ● многократно, докато се появи избран път. За да потвърдите месеца, натиснете бутона SET ●. Продължете с настройката на деня. Процедурите както при настройката на месеца. Натиснете бутона **MEM** ● многократно, докато се появи избран път. За да потвърдите деня, натиснете бутона SET ●. След това преминавате към настройка на часа.

4. Настройка на часа:

За целта мястото за въвеждане на часа трябва да мига. Натиснете бутона **MEM** ● многократно, докато се появи избран път. За да потвърдите часа, натиснете бутона SET ●. За целта мястото за въвеждане на минутите трябва да мига. Процедурите както при настройката на часа. След което прочетете на настройка е завършен. На дисплея се появява **CL**. Напунете режима за настройки, като натиснете бутона SET ●. При смяна на батериите въведените данни се изтриват и трябва да бъдат въведени отново.

Поставяне на маншета

- Преди употреба поставете найкрайника на маркуча за въздух в отвора от левата страна на апарата ●.
- Вкарайте отворената страна на маншета през металната скоба така, че лепенката да се намира от външната страна и да се получи цилиндрична форма (Фиг.1). Поставете маншета върху горната част на лявата си ръка.
- Разположете маркуча за въздух в средата на ръката като продължение на средния пръст (Фиг.2) (а). Долният край на маншета трябва да е на 2-3 см над лакътя (b). Затегнете маншета чрез издърпване и запелете лепенката (с).
- Измервайте върху гола горна част на ръката.
- Само ако маншетът не може да се постави върху лявата ръка, го поставете върху дясната ръка. Измерванията трябва да се извършват винаги на една и съща ръка.
- Правилна позиция на измерване в седнало положение (Фиг.3).

Указания:

- Използвайте само маншета, доставен от производителя. Смяната на маншета с части от други производители ще доведе до неточни резултати от измерването.
- Разхлабени или отворени маншет ще доведе до грешни показания.
- При многократни измервания в ръката се събира кръв, което може да доведе до грешни показания. Многократните измервания на кръвното налягане трябва да се повтарят след пауза от 1 минута или след като ръката е била повдигната, за да може да се оттече събраната кръв.

Измерване на кръвното налягане

След като сте поставили правилно маншета, измерването може да започне.

- Включете апарата, като натиснете бутона START/STOP ●.

- При натискане на бутона START/STOP ● се чуват два кратки звукови сигнала и на дисплея се появяват всички знаци. Чрез този тест се проверява плътността на показанието.
- Апаратът е готов за измерване. Цифрата 0 мига за около 2 секунди и се чуват два звукови сигнала. След това автоматично апаратът напompва бавно маншета, за да измери Вашето кръвно налягане. Повишаващото се налягане се показва на дисплея.
- Апаратът напompва маншета дотогава, докато не бъде достигнато достатъчно налягане за измерването. След това апаратът бавно изпуска въздуха от маншета и извършва измерването. След като апаратът засече сигнал, символът за пулса ♥ на дисплея започва да мига. За всеки сърдечен тон, който устройството получава, се чува звуков сигнал.
- Когато измерването приключи, се чува продължителен звуков сигнал и въздухът от маншета се изпуска. Систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и стойността на пулса се показват на дисплея ●. Съгласно класификацията на кръвното налягане индикаторите за кръвното налягане ● се появява до съответното цветно стъпче. Ако апаратът отчете неравномерен пулс, допълнително се показва символът ♥.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не вземайте терапевтични мерки въз основа на самостоятелно измерване. Никога не променяйте дозата на предписан медикамент.

- Измерените стойности се запаметяват автоматично в избраната памет **И** или **2**. Във всяка памет могат да бъдат запаметени до 90 измерени стойности с час и дата. Ако паметта е пълна, най-старото измерване се изтрива.
- Резултатите от измерването остават на дисплея. Ако не бъде натиснат друг бутон, апаратът се изключва автоматично след около 3 минути или може да бъде изключен с помощта на бутона START/STOP ●.

Прекъсване на измерването

Ако е необходимо прекъсване на измерването на кръвното налягане, независимо от причината (напр. ако пациентът не се чувства добре), бутонът START/STOP ● може да бъде натиснат по всяко време. Апаратът веднага автоматично изпуска въздуха от маншета.

Показване на запаметените стойности

Този апарат има 2 отделни памети с капацитет от 90 места за запаметяване всяка. Резултатите се записват автоматично в избраната памет. За изчилене на записаните измерени стойности при изключен апарат натиснете бутона **MEM** ●. Всички средни стойности се появяват на индикатора. Натиснете отново бутона **MEM** ●, за да се покаже последно записаното измерване. По-нататъшно натискане на бутона **MEM** ● показва съответно предишните/респ. следващите измерени стойности. Ако сте достигнали последния запис и не натиснете нито един бутон, апаратът се изключва автоматично в режим на извикване на паметта след около 20 секунди. Чрез натискане на бутона START/STOP ● можете по всяко време да напунете режима на извикване на паметта и същевременно да изключите апарата. Ако в паметта са записани 90 измерени стойности и се запише нова стойност, най-старата стойност се изтрива.

Изтриване на запаметени стойности

Ако сте сигурни, че искате окончателно да изтриете всички записани стойности, натиснете шест пъти бутона SET ● при изключен апарат, докато на дисплея се появи **CL**. Натиснете бутона START/STOP ●, **CL** мига три пъти, докато паметта се изпразва. Ако след това натиснете бутона **MEM** ●, на дисплея се появява **М** и "по", което означава, че паметта не съдържа данни.

Грешки и отстраняване

Симеол	Причина	Отстраняване
E-1	Слаб сигнал или внезапна промяна на налягането	Поставете маншета правилно. Повторете измерването по правилния начин.
E-2	Силно външно смущение	Измерването може да е неправилно в близост до радиотелефон или друго високочестотно устройство. Не мърдайте и не говорете по време на измерване.
E-3	Грешка при напompване	Поставете маншета правилно. Уверете се, че свързането към апарата е правилно. Повторете измерването.
E-5	Необичайно кръвно налягане	Повторете измерването след 30-минутна почивка. Ако три пъти подред получите необичайни резултати, говорете с Вашия лекар.
	Слаби батерии	Батериите са прекалено слаби или изтощени. Сменете и четирите батерии с нови батерии 1,5V, тип AA/LR6.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Проверка	Причина и решения
Няма мощност	Проверете силата на батериите. Проверете положението на батериите.	Поставете нови батерии. Поставете батериите съгласно предписанията.
Не напompва	Проверете дали връзката е правилно поставена, дали не е прекъсната или има утечка.	Вкарайте връзката плътно. Използвайте нов маншет.
Egg се появява и измерването се прекъсва	Уверете се, че по време на измерването не сте се движили или говорили.	Стойте спокойно. Не говорете по време на измерването.
Маншетът пропуска въздух	Проверете дали маншетът не е поставен хлабаво или е повреден.	Поставете маншета стегнато. Използвайте нов маншет.

Ако не можете да решите даден проблем, свържете се със сервиза за клиенти. Не разглобявайте апарата сами.

Почистване и грижа

Извадете батериите, преди да почистите апарата. Почистявайте апарата с мека кърпа, която леко сте навлажнили в слаб сапунен разтвор. В никакви случай не използвайте агресивни почистващи препарати, алкохол, нафта, разредители или бензин и др.

Не потапяйте апарата или допълнителните му части във вода. Внимавайте да не попада течност в апарата. Не излагайте апарата на директна слънчева светлина, пазете го от замърсявания и влага. Не излагайте апарата на екстремна топлина и студ. Ако не използвате апарата, съхранявайте го в чантата за съхранение. Съхранявайте апарата на чисто и сухо място.

Почистване и дезинфекция на маншета


Избършете повърхността на маншета с навлажнена с вода кърпа без прах. След това избършете водата от повърхността на маншета със суха кърпа без прах. След почистването проверете повърхностите на маншета отвън и отвътре, за да се уверите, че са чисти. При замърсявания маншетът трябва да се почисти отново, докато не остане нито едно петно и след това да се съхранява на хладно, проветриво и сухо място (недопустимо е почистване при висока температура, като гладене и сушене). **Дезинфекциране на почистване и подсушен маншет**: Избършете повърхността на маншета с кърпа без прах, навлажнена със 75% алкохол за почистване, за да отстраните сеbumа и други микроорганизми от повърхността, общо 10 пъти за по около 1 минута. След дезинфекцията подсушете маншета с чиста кърпа без прах, за да може остатъчният алкохол да се изпари по естествен път. Маншетът може да се дезинфекцира най-много 10 пъти на 1000 цикъла на употреба. Ако по време на нормално измерване на апарата времето за напompване на маншета надвишиш 20 секунди и апаратът покаже E-3, маншетът трябва да бъде сменен. Ако запелващата повърхност на маншета не запелва ефективно, маншетът трябва да бъде заменен. Ако искате да закупите подходящ маншет, моля, свържете се с производителя. Маншетът е износваща се част с експлоатационен живот от 1000 цикъла на използване (при условия на тестване на компанията). За да измервате кръвното налягане точно, е препоръчително да го сменяте своевременно. Ако маншетът е прекалено малък или в случай че пропуска въздух, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Маншетът е приложимата част.

Изхвърляне

Всички потребител е длъжен да предава всички електрически или електронни уреди, независимо дали те съдържат вредни вещества или не, в местен пункт за съ

medisana®

EE Kasutusjuhend Vererõhumõõtur BU 510



Kasutusotstarve
See automaatne vererõhumõõtur on ettenähtud süstoolse ja diastoolse vererõhu ning pulsisageduse mõõtmiseks õlaravrel. Seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamistes ja alates 12. eluaastast.

Ettenähtud kasutajad
Täiskasvanud või lapsed alates 12. eluaastast, kes tutvuvad kasutusjuhendiga ja saavad sellest aru.

Ettenähtud patsiendirühm
Seade on ette nähtud pulsi või vererõhu mõõtmiseks alates 12. eluaastast, sealhulgas patsientidele, kellel on kõrgvererõhktõbi, hüpotoonia või ebanormaalne puls.

Vastunäidustused
1. Seadet ei ole lubatud kasutada inimestel, kellel on raskekujuline südamepuudulikkus, et vältida lämbumist ja surma.
2. Ärge kasutage seda toodet, kui teil on pärgarterite ateroskleroos, et vältida arteri valendiku ahenemist või ummistumist, mis võib põhjustada südame isheemiatõbe ja hapnikupuudust.
3. Ärge kasutage seda toodet, kui teil on diabeet, sest see võib kahjustada südant ja artereid.
4. Rasedad naised, patsiendid, kellele on implanteeritud elektroonilised seadmed, patsiendid, kellel on preeklampsia, südame vahelöögid, kodade virendus, perifeersetes arterites haigused ja patsiendid, kellele tehakse intravaskulaarsest ravi või arteriovenoosse šunteerimine, samuti inimesed, kellele on tehtud mastektomia. Palun konsulteerige enne seadme kasutamist oma arstiga, kui põete mõnda haigust.
5. Patsiendid, kellel on südame rütmihäired, vereringehäired või insult, peaksid seadet kasutama ainult arsti korraldusel, et vältida haiguse süvenemist.

Sümbolite selgitus
OLULINE! Järgige kasutusjuhendit. Juhendi eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

HOIATUS!
See sümbol viitab ohtudele, mis võivad põhjustada raskeid vigastusi ja surma.

TÄHELEPANU!
See sümbol viitab ohtudele, mis võivad põhjustada kergeid vigastusi, tootekahjustusi või muud varalist kahju.

IP21
Vee või tahkete osade seadmesse sattumise vastane kaitselass

EC REP
Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses

CE
CE-märgis: vastab põhinõuetele, mis on toodud meditsiinifoodate määruuses (EL) 2017/745

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE: toode tuleb enne kõrvaldamist kindlasti sorteerida. Sorteerige jäätmeid ja järgige selles juhendis toodud juhiseid.

SN
Seerianumber

LOT
Partii number

Tootja
Tootmiskoopäev

Alalisvool
Meditsiinifood

Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
Temperatuurivahemik

Keskonna- rõhu piirang
Õhuniiskuse vahemik

Ringlussevõtusümbolid/-koodid: nende eesmärk on anda teavet materjali ning selle õige kasutamise ja taaskasutuse kohta.

Importija

EE Ohutusjuhised

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, enne seadme kasutuselevõttu hoolikalt läbi ja hoidke kasutusjuhend alles või andke see seadme edasiandmise korral kaasa.

- Seade on mõeldud ainult eravõileelise kasutamiseks. Terviseprobleemide korral konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga.
- Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis ettenähtud otstarbel. Mitteshiparase kasutamise korral kaotab garantiid kehtivuse.
- Kui teil on haigusi, nt perifeersetes arterite haigus, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Seadet ei tohi kasutada südame löögisageduse kontrollimiseks südamestimulaatori korral.
- Rasedad peavad järgima nõutud ettevaatusabinõusid ja jälgima oma individuaalset koor-must ning vajaduse korral konsulteerima arstiga.
- Kui mõõtmise ajal esineb ebamugavustunne, näiteks valu käsivarrel või muud kaebused, või kui mansetti täispumpamine ei peatu, vajutage toitenuppu **➊**, et mansetti viivitamatult õhust tühjaks lasta. Vabastage mansett ja eemaldage see õlaravrelt.
- Vaid sobiva mansetiga töötab seade õigesti.
- Seade ei ole mõeldud lastele.
- Lapsed ei tohi seadet kasutada. Meditsiiniseadmed ei ole mänguasjad.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge pange õhuvoolikut lämbumisohtu tõttu ümber kaela.
- Väljeste osade, nagu pakkematerjal, patareid, patareipesa kate jms, allaneelamine võib põhjustada lämbumist.
- Enne seadme kasutamist on kasutaja kohustatud veenduma, et seade töötab ohutult ja korralikult.
- Kasutada võib ainult kaasasolevat mansetti. Selle võib teise manseti vastu välja vahetada. Selle võib täpselt sama tüüpi manseti vastu välja vahetada.
- Seadet ei tohi kasutada kõrge kiirgustasemega ruumides ega selliste kiirgust emiteerivate seadmete lähedal, nagu raadioaam, mobiiltelefonid või mikrolaineahjud. See võib põhjustada rikkeid ja ebaõiged mõõtetulemused.
- Ärge kasutage seadet tuleohtlike gaaside (nt narkoosigaas, hapnik või vesinik) ega vede-like (nt alkoholi) läheduses.
- Ärge modifitseerige seadet.
- Tõrgete korral ärge parandage seadet ise. Laske seade parandada vaid volitatud teenin-dusettevõttel.
- Kaitske seadet niiskuse eest. Kui seadmesse peaks siiski sattuma vedelikku, tuleb patareid kohe eemaldada ja vältida seadme edasist kasutamist. Sel juhul pöörduge kas edasimüüja või otse meie poole.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks mingil juhul lahustit, alkoholi ega bensiini.
- Hoidke seadet tugevate löökide ja mahakukkumise eest.
- Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, eemaldage sellest patareid.

PATAREI OHUTUSJUHISED

- Patareisid ei tohi lahti võtta.
- Kui ekraanil kuvatakse patarei sümbol, tuleb patareid välja vahetada.
- Eemaldage tühjad patareid kohe patareipesast, sest need võivad lekkida ja seadet kah-justada.
- Suurem lekkeoht, vältida kontakti naha, silmade ja limaskestadega. Akuhappega kokku-putumise korral peske kahjustatud kohta rohke puhta veega ja pöörduge kohe arsti poole.
- Patarei allaneelamine korral pöörduge kohe arsti poole.
- Vahetage alati kõik patareid ühel ajal välja.
- Sisestage ainult sama tüüpi patareid. Ühel ajal ei tohi kasutada erinevat tüüpi patareisid või segamini uusi ja kasutatud patareisid.
- Asetage patareid õigesti seadmesse, pöörake tähelepanu poolustele.
- Võtke patareid välja, kui te seadet vähemalt kolm kuud ei kasuta.
- Hoidke patareisid lastele kättesaamatus kohas.
- Patareisid ei tohi uuesti laadida. Mitte tekitada lühist! Mitte visata tulle! **Plahvatusoht!**
- Ärge visake kasutatud patareisid ega akusid olmejäätmete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patareide kogumispunkti poes.

Seade ja vedelkristallekraan

- toiteadapteri ühenduspesa
- vererõhumõõtur
- MEM-nupp (mälu kuvami-ne)
- toitenupp
- SET-nupp
- patareipesa (alumisel küljel)
- õhuvooliku ühenduspesa
- vedelkristallekraan
- kuupäeva/kellaaja kuva
- süstoolse vererõhu näit
- diastoolse vererõhu näit
- pulsisümbol
- pulsisageduse näit
- patareivahetuse sümbol
- ebaregulaarsete südamelöökid
- salvestuskoha number
- mälusümbol
- vererõhu indikaator (roheline - kollane - oranž - punane)
- kasu-taja 1/2

Tarnekomplekt

- Kontrollige, kas olemas on kõik seadme osad. Tarnekomplekti kuuluvad
- 1 **medisana** vererõhumõõtur
 - 1 õhuvoolikuga mansett
 - 4 patareid (tüüp AA, LR6) 1,5 V
 - 1 hoiukott
 - 1 kasutusjuhend

Kui märkate seadme pakendist väljavõtmisel transpordikahjustusi, võtke viivitamatult ühen-dust edasimüüjaga.

Mis on vererõhk?

Vererõhk on rõhk, mis tekib veresoontes iga südamelöögi. Kui süda tõmbub kokku (= süstoolne) ja pumpab vere arteritesse, siis rõhk tõuseb. Selle suurimat väärtust nimetatak-se süstoolseks rõhuks ja seda mõõdetakse esimese väärtusena vererõhu mõõtmisel. Kui südamelihhas lõdvestub uue vere võtmiseks, väheneb ka rõhk arterites. Kui veresooned on lõdvestunud, mõõdetakse teine väärtus – diastoolne vererõhk.

Kuidas mõõdetakse?

medisana BU 510 on vererõhumõõtur, mis on mõeldud vererõhu mõõtmiseks õlaravrelt. Mõõtmiseks kasutatakse mikroprotsessorit, mis hindab rõhuanduri abil rõhu kõikumisi arteri-tes mansetti täitmise ja tühjenemise ajal.

Ebaregulaarsete südamelöökid
Ebaregulaarsed südamelöögid on südamelöökid rütm, mis erineb üle 25% keskmisest südamelöökide rütmist, kui seade mõõdab süstoolset ja diastoolset vererõhku. Ebaregulaarsete südamelöökide tunnused
1. Kui P1 ja P2 > 0,12 s
2. Kui P1/Pa*100% > 25% või P2/Pa*100% > 25%
Kui tekib üks ülalnimetatud tingimustest, võivad tekkida südamerütmihäired. Märkused. Pa on mõõ-detud kogu mõõtmise ajal tekkinud löökidevaheliste intervallide keskmine väärtus. P1 on löökideva-heliste intervallide maksimaalne ja keskmise väärtuse erinevus. P2 on löökide intervalli keskmise ja minimaalse väärtuse erinevus.

Elektroonilise õlaravrelt vererõhu mõõtmise seadme kasutamise eelised
Elektrooniline õlaravrelt mõõtmise seade mõõdab täpselt vererõhku ja südamelöögi sagedust inimestelt, kes on vanemad kui 12 aastat, ja võimaldab arstidel või patsientidel mugavalt ning soodsalt haiglas või kodus jälgida ja analüüsida muudatusi vererõhus ja pulsis. Regulaarne jälgimine võimaldab varakult tuvastada kõikumisi vererõhus ja pulsis, võimaldab paremini haigustega patsientide ravimiseks jälgimisandmeid, mis võimaldavad ravi andmiseks korra-pärist reageerimist haigustele.

Valede mõõtmistulemuste üldised põhjused

- Enne mõõtmist puhake 5–10 minutit ja ärge sööge midagi, ärge tarvitage alkoholi, ärge suitsetage, ärge tehke füüsilist tööd ega trenni, ärge käige vannis. Kõik need tegurid võivad mõõtmistulemust mõjutada.
- Eemaldage riietusest, mis on liiga tihedalt ümber õlaravre.
- Mõõtke vererõhku alati samalt käelt (tavaliselt vasakult).
- Mõõtke vererõhku regulaarselt, iga päev samal ajal, sest vererõhk kõigub päeva jooksul.
- Ka see võib vererõhku tõsta, kui patsient proovib oma kätte toetada.
- Valige mugav ja pingevaba asend ning ärge pingutage mõõtmise ajal ühtegi selle kää käelihast, millelt vererõhku mõõdetakse. Vajaduse korral kasutage toetuspatja.
- Kui õlaravrearter asub südamest üleväl- või allpool, on mõõtmistulemused valed.

Vererõhu klassifikatsioon

Madal vererõhk süstoolne < 100 diastoolne <60
Normaalne vererõhk (roheline kuvamisvahemik **➊**) süstoolne 100–139 diastoolne 60–89

Kõrgvererõhu vormid

Pisut kõrge vererõhk (kollane kuvamisvahemik **➋**) süstoolne 140–159 diastoolne 90–99

Keskmiselt kõrge vererõhk (oranž kuvamisvahemik **➌**) süstoolne 160–179 diastoolne 100–109

Väga kõrge vererõhk (punane kuvamisvahemik **➍**) süstoolne ≥ 180 diastoolne ≥ 110

⚠ HOIATUS! Ka liiga madal vererõhk on terviserisk. Peapõõritus võib põhjustada ohtlikke olukordi (nt trepil või liikluses).

Mõõtmise mõjutamine ja hindamine

- Mõõtke oma vererõhku mitu korda, salvestage tulemused ja võrrrelge neid üksteisega. Ärge tehke ühe mõõtmise põhjal järeldusi.
- Teie vererõhku peaks alati hindama arst, kes on tuttav ka teie haiguslooga. Kui kasutate seadet regulaarselt ja registreerite väärtused arsti jaoks, peaksite arsti aeg-ajalt ka esine-vatest trendidest teavitama.
- Vererõhu mõõtmisel pidage meeles, et päevased väärtused olenevad paljudest teguri-st. Näiteks mõjutavad suitsetamine, alkoholitarbimine, ravimid ja füüsiline töö mõõdetud väärtusi erineval viisil.
- Mõõtke vererõhku enne sööki.
- Enne vererõhu mõõtmist peaksite vähemalt 5–10 minutit rahunema.
- Kui mõõdetud süstoolne või diastoolne väärtus tundub hoolimata seadme korrektsest kä-sitsemisest ebanormaalne (liiga kõrge või liiga madal) ja see kordub mitu korda, rääkige sellest arstile. See kehtib ka juhul, kui harvadel juhtudel ei võimalda ebaregulaarne või väga nõrk pulss mõõtmist.

Kasutusele võtmine
Patarei paigaldamine/vahetamine
Enne seadme kasutamist peab sellesse sisestama kaasasolevad patareid. Seadme alu-misel küljel on patareipesa kate **➊**. Avage see, vajutades sellele kergelt ja tõmmates seda üles. Sisestage sellesse 4 kaasasolevat 1,5 V AA LR6-patareid. Seejuures jälgige polaarsust (nagu on märgitud patareipesas). Sulgege patareipesa uuesti. Vahetage patareid välja, kui ekraanil **➋** kuvatakse pärast seadme sisselülitamist kas patarei vahetamise sümbol **➌** või kui sellel ei kuvata midagi.

Võrguadapteri kasutamine
Samuti saab seadet kasutada spetsiaalse võrguadapteriga (**medisana** Art. nr 51125), mis ühendatakse sel-eks ettenähtud ühenduspesa **➊** seadme küljel. Patareid jäävad seejuures seadmesse. Pistiku sisestami-sega vererõhumõõrturi küljelle lülitatakse patareid mehaaniliselt välja. Seejäralst on vaja adapter ühendada kõigepealt pistikupessa ja alles seejärel vererõhumõõturiga. Kui vererõhuaparaat eni ei kasutata, tuleb kõigepealt eemaldada pistik vererõhumõõturist ja seejärel adapter pistikupesast. Nii väldite olukorda, kus kuupäev ja kellaeg tuleb iga kord uuesti sisestada.
1. Valikuline võrguadapter peaks vastama IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020 nõuetele. Li-saks peavad kõik konfiguratsioonid vastama meditsiinilistele elektrisüsteemidele esitatavatele nõuetele (vt IEC 60601-1-1 või IEC 60601-1 3. väljaande 16. jagu). Iga isik, kes lisaseadmed meditsiinilise elekt-riseadme külge ühendab, konfigureerib meditsiinilise süsteemi ja vastutab seega selle eest, et süsteem vastab meditsiiniliste elektrisüsteemidele nõuetele. Arvestage, et kohalikud seadused on üldiselt nõude suhtes ümmisriigid. Kahluise korral pöörduge kohaliku esindaja või tehnilise klienditeeninduse poole.
2. See seade on kahekordse isolatsiooniga ning kaitsud lühise ja ülekoormuse eest primaarse termilise kaitsme abil. Enne võrguadapteri kasutamist veenduge, et eemaldate patareid seadme patareipesast. Seadme klass 2.
3. Ühendage adapteri teine pool 100-240 V pistikupessa. Adapteri tehnilised omadused: Välijundpinge: 6 V+5%; Välijundvool: vähemalt 600 mA; Välijundpistiku polaarsus: <+> sees; välisläbimõõt: 5,5mm ±0,1mm; siseläbimõõt: 2,1mm ±0,1 mm

Seadistamine

1. Kasutaja seadistamine

Vajutage väljalülitatud seadmel SET-nuppu **➊**. Ekraanil kuvatakse **➋** või **➌**. Vajutades **MEM**-nuppu, saab valida kasutajate **➍** ja **➎** vahel. Kasutaja kinnitamiseks vajutage SET-nuppu **➊**. Seejärel liigutakse aastaarvu seadistamise juurde.

2. Aastaarvu seadistamine

Alguses vilgub aasta sisestamise koht. Vajutage MEM-nuppu **➊** nii mitu korda, kuni kuvat-akse valitud aasta. Aasta kinnitamiseks vajutage SET-nuppu **➊**. Seejärel liigutakse kuu ja päeva seadistamise juurde.

3. Kuu ja päeva seadistamine

Alguses vilgub kuu sisestamise koht. Vajutage MEM-nuppu **➊** nii mitu korda, kuni kuvatakse valitud kuu. Kuu kinnitamiseks vajutage SET-nuppu **➊**. Seadistage ka päev. Toimige samamoo-di nagu kuu seadistamisel. Vajutage **MEM**-nuppu **➊** nii mitu korda, kuni kuvatakse valitud kuu. Kuu kinnitamiseks vajutage SET-nuppu **➊**. Seejärel liigutakse kellaaja seadistamise juurde.

4. Kellaaja seadistamine

Tunni sisestamise koht vilgub. Vajutage **MEM**-nuppu **➊** nii mitu korda, kuni kuvatakse va-litud tund. Tunni kinnitamiseks vajutage SET-nuppu **➊**. Minuti sisestamise koht hakkab vil-kuma. Toimige samamoodi nagu tunni seadistamisel. Seejärel on seadistamine lõpetatud. Ekraanil kuvatakse **CL**. Väljuge seadistusrežiimist, vajutades selleks SET-nupule **➋**. Pata-reide vahetamisel seadistused kustuvad ja need tuleb uuesti seadistada.

Manseti paigaldamine

- Enne kasutamist ühendage õhuvooliku otsatükk seadme **➊** vasakul küljel olevasse avausse.
- Tõmmake mansetti avatud pool niimoodi läbi metallist klambri, et takjakinntus jääks väl-ja poole ja mansetti võtaks silindri kuju (joonis 1). Tõmmake mansetti üle vasaku õlaravre.
- Paigutage õhuvoolik kää keskele samale joonele keskmise sõrmega (joonis 2) **(a)**. Man-seti alumine serv peab seejuures olema 2–3 cm küünarnukist kõrgemal **(b)**. Tõmmake mansetti tihedalt kinni ja sulgege takjakinntus **(c)**.
- Mõõtke paljalt õlaravrelt.
- Kui mansetti ei ole võimalik vasakule õlaravrele paigaldada, paigaldage see paremale õlaravrele. Mõõtmised tuleb teha alati samal käsivarrel.
- Õige mõteasend istudes (jn3).

Märkused:

- Kasutage ainult tootja tarnitud mansetti. Kui mansett vahetatakse teiste tootjate osade vastu, on mõõtetule-mused ebatäpsed.
- Kui mansetti asetseb peal lõdvalt või on lahti, on mõõteväärtused valed.
- Korduvate mõõtmiste korral koguneb veri kätte, mis annab valesid mõõteväärtusi. Vererõhku on lubatud uues-ti mõõta pärast üheminutilise pausi või pärast kää üleväl hoidmist, et kogunenud veri saaks käest ära voolata.

Vererõhu mõõtmine

- Pärast mansetti nõuetekohast paigaldamist saab mõõtmist alustada.
1. Lülitage seade sisse, vajutades selleks toitenupule **➊**.
2. Toitenupu **➊** vajutamisel kõlab kaks lühikest piisku ja ekraanil kuvatakse kõik märgid. Selle katsega kontrollitakse ekraani terviklikkust.
3. Seade on mõõtmiseks valmis. Number **0** vilgub u 2 sekundit ja kõlab kaks piisku. Seade pumpab nüüd vererõhu mõõtmiseks manseti automaatselt aeglaselt sisse. Suurenev rõhk kuvatakse ekraanil.
4. Seade pumpab mansetti niikaua täis, kui saavutatakse mõõtmiseks vajalik rõhk. Seejärel lastakse õhk mansetist aeglaselt välja ja tehakse mõõtmine. Niipea, kui seade signaali tuvastab, hakkab ekraanil vilkuma pulsi sümbol **➋**. Iga seadme tuvastatud südamelöögi kohta kõlab üks piiks.
5. Mõõtmise lõpetamisel kõlab pikem piiks ja mansett lastakse õhust tühjaks. Ekraanil kuvat-akse süstoolne ja diastoolne vererõhk ning pulsisagedus **➌**. Vererõhu klassifikatsioonile vastav vererõhu indikaator **➍** vilgub sellele vastava värvilise tulba kõrval. Kui seade tu-vastas ebakorrapärase pulsi, kuvatakse ka sümbol **➎**.

⚠ HOIATUS!
Ärge tehke ühe mõõdetud vererõhu põhjal raviotsuseid. Ärge kunagi muutke väljakirjutatud ravimi doosi.

- Mõõdetud väärtused salvestatakse automaatselt valitud mälu (**➋** või **➌**). Mõlemasse mä-lu saab salvestada kuni 90 mõõteväärtust koos kuupäeva ja kellaajaga. Kui mälu saab täis, kustutatakse iga kord kõige vanem mõõtmistulemus.
- Mõõteväärtused jäävad ekraanile. Kui ühtki nuppu enam ei vajutata, lülitub seade umbes 3 minuti möödudes automaatselt välja, samuti saab selle välja lülitada, kui vajutada toite-nuppu **➊**.

Mõõtmise katkestamine

Juhul kui on vaja vererõhu mõõtmine olenemata põhjusest (nt patsient tunneb end halvasti) katkestada, saab selleks alati vajutada toitenuppu **➊**. Seade tühjendab manseti automaatselt õhust.

Salvestatud andmete kuvamine

Seadmel on 2 erinevat mälu ja kummassegi saab salvestada 90 kirjet. Tulemused salves-tatakse automaatselt valitud mälu. Salvestatud mõõteväärtuste kuvamiseks vajutage väl-ja-lülitatud seadmel **MEM**-nuppu **➊**. Keskmised väärtused kuvatakse ekraanil. Vajutades veel kord **MEM**-nuppu **➊**, kuvatakse viimasena mõõdetud väärtus. Vajutades edasi **MEM**-nuppu **➊**, kuvatakse järjest varasemad mõõteväärtused. Kui olete jõudnud viimase kirjeni ega vajuta ühtegi nuppu, lülitub seade salvestatud andmete vaatamise režiimis umbes 20 sekundi pärast automaatselt välja. Toitenupu **➊** vajutamisega saab salvestatud andmete vaatamise režiimist väljuda ja samas seade välja lülitada. Kui kasutaja alla on salvestatud 90 mõõteväärtust, kustutatakse uue väärtuse salvestamisel kõige vanem väärtus.

Salvestatud andmete kustutamine

Kui olete kindel, et soovite kõik salvestatud väärtused lõplikult kustutada, vajutage väljalüli-tatud seadmel kuus korda SET-nuppu **➊**, kuni ekraanil kuvatakse **CL**. Vajutage toitenuppu **➊**, **CL** vilgub kolm korda sel ajal, kui salvestatud andmeid kustutatakse. Kui vajutate seejärel **MEM**-nuppu **➊**, kuvatakse ekraanil **M** ja „no“, mis tähendab, et mälus ei ole andmeid.

Vead ja nende kõrvaldamine

Veateated – ebataavaliste mõõtmiste korral kuvatakse ekraanil järgmised sümbolid:

<i>Sümbol</i>	<i>Põhjus</i>	<i>Lahendus</i>
E-1	Nõrk signaal või rõhk muutub järsku	Paigaldage mansett õigesti. Mõõtke uuesti õigel viisil.
E-2	Väline tugev häiring	Raadiotelefonide ja muude kõrgsagedus-like seadmete läheduses võidakse saada valed mõõtmistulemused. Ärge liigutage ega rääkige mõõtmise ajal.
E-3	Viga täispumpamisel	Paigaldage mansett õigesti. Veenduge, et see oleks õigesti seadme külge ühenda-tud. Mõõtke uuesti.
E-5	Ebaharilik vererõhk	Mõõtke uuesti pärast 30-minutilise rahulik-u perioodi. Kui saate kolm korda järjest ebataavalisi tulemusi, rääkige oma arstiga.
	Liiga tühjad patareid	Patareid on peaaegu või päris tühjad. Vahetage kõik neli patareid uute 1,5 V patareide LR6 (AA) vastu.

Tõrgete kõrvaldamine

<i>Probleem</i>	<i>Kontrollimine</i>	<i>Põhjus ja lahendused</i>
Ei tööta	Kontrollige patareide laet-tust. Kontrollige patareide asendit.	Sisestage uued patareid. Sises-tage patareid nõuetekohaselt.
Ei pumpa täis	Kontrollige, kas mansett on korralikult ühendatud, et ühendukoht ei lekiks ega oleks katki.	Kinnitage mansett kindlalt seadme külge. Kasutage uut mansetti.
Kuvatakse Err ja mõõtmine katkestatakse	Kontrollige, kas te mõõtm-i-se ajal liigutasite või kas rääkisite.	Olge rahulikult. Ärge rääkige mõõtmise ajal.
Lekkiv mansett	Kontrollige, et mansett po-leks liiga lõdvalt kinnitatud ega kahjustatud.	Paigaldage mansett tihedalt. Kasutage uut mansetti.

Kui teil ei õnnestu mõnda probleemi lahendada, võtke ühendust klienditeenindusega. Ärge seadete ise avage.

Puhastamine ja hooldamine

Enne seadme puhastamist eemaldage sellest patareid. Puhastage seadet pehme lapiga, mida on kergelt seebilahuses niisutatud. Ärge kasutage mitte mingil juhul tugevatolimeisi puhastusvahendeid, tööstusbensiini, alkoholi, lahustit, bensini vms. Ärge kastke ei seadet ega ühtki selle tarvikut vette. Veenduge, et seadmesse ei satuks niis-kuht. Hoidke seadet otseste päikesevalguse, mustuse ja niiskuse eest. Kaitske seadet äär-musliku kuuma või külma eest. Kui te seadet ei kasuta, hoidke seda hoiukotis. Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas.

Puhastamine ja desinfitseerimine

Pühkige mansetti pealispinda veega niisutatud ja tolmuvaba lapiga. Seejärel pühkige vesi kuiva tolmuvaba lapiga mansetti pealispinnalt ära. Kontrollige pärast puhastamist, et manseti sise- ja välispinnad oleksid puhtad. Määrumise korral tuleb mansetti korduvalt puhastada, kuni ühtki plekki ei ole enam näha, ja seejärel panna hoiule jahedasse, ventileeritud ja kuiva kohta (kõr-gel temperatuuril puhastamine, nt triikimine ja kuivatamine ei ole lubatud).
Puhastatud ja kui-vatatud manseti desinfitseerimine: pühkige manseti pind puhtaks tolmuvaba lapiga, mis on immutatud 75% puhastusalkoholiga, et eemaldada pinnalt talk ja muud mikroorganismid, kokku 10 korda u 1 minuti jooksul. Pärast desinfitseerimist kuivatage mansett puhta tolmuvaba lapiga ära, et ülejäänud alkohol auraks loomulikul teel ära. Mansetti võib 1000 kasutuskorra jooksul 10 korda vahetada ja puhastada. Kui manseti täitmisaeg ületab seadme tavalise mõõtmise käi-gus 20 sekundit ja seadmel kuvatakse E-3, tuleb mansett välja vahetada. Kui manseti kleepuv pind ei naku tõhusalt, tuleb mansetti välja vahetada. Pöörduge tootja poole, kui te soovite osta sobivat mansetti. Mansett on kuluv osa, mille kasutajaga on 1000 kasututsüklilt (alla ettevõtte katsetingimuste). See soovitatakse õigel ajal välja vahetada, et mõtta vererõhku täpselt.
Mansett on liiga väike või kui sellest leikib õhku, võtke ühendust klienditeenindusega. Mansett on kasutatav osa.

Jäätmete kõrvaldamine


Seda seadet ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Iga tarbija on kohustatud viima kõik elektri- või elektroonikaseadmed – ükskõik, kas need sisaldivad astatseenide või mitte – kohaliku kogumispunkti või tagasi kauplu-sesse, et need saaks keskkonnahoidlikult ringlusse võtta. Enne seadme kasutuselt kõrvaldamist eemaldage sellest patareid. Ärge visake kasutatud patareisid olmejäät-mete hulka, vaid kõrvaldage need ohtlike jäätmetena või viige patareide kogumis-punkti. Pöörduge kasutuselt kõrvaldamise asjus kohaliku omavalitsuse või seadme müüja poole.

Standardid ja õigusaktid

Seda elektroonilist õlaravrelt vererõhu mõõtmise seadet ei saa MRT-keskk

medisana®

LV Lietošanas instrukcija Asinsspiediena mēritājs BU 510



Lietošanas mērķis
Šis automātiskais asinsspiediena mēritājs ir paredzēts sistoliskā un diastoliskā spiediena, kā arī pulsa frekvences mērīšanai uz augšdelma. Ierīce paredzēta lietošanai privātas mājainspīcības personām no 12 gadu vecuma.

Paredzētie lietotāji
Pieaugšie vai bērni, kuri ir vecāki par 12 gadiem un kuri var izlasīt un saprast šo lietošanas instrukciju.

Paredzētā pacientu grupa
Ierīce ir paredzēta personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem un kurām nepieciešams veikt pulsa vai asinsspiediena mērījumus, tostarp personām bez veselības traucējumiem vai pacientiem, kuriem diagnosticēta hipertensija, hipotoniju vai normai neatbilstošs pulss.

Kontraindikācijas
1. Šo ierīci nedrīkst izmantot pacienti ar smagu sirds mazspēju, lai nepieļautu nosmakšanu un nāves iestāšanos.
2. Nelietojiet šo izstrādājumu, ja jums ir diagnosticēta koronārā aterosklerotiskā sirds slimība, lai nepieļautu asinsvada lūmena sašaurināšanos vai nosprostoša-nos, kas var izraisīt īsēmiņu un skābekļa deficītu sirdī.
3. Nelietojiet šo izstrādājumu, ja jums ir diabēts, jo tas var izraisīt sirds un asinsva-du bojājumus.
4. Grūtniecēm, pacientiem ar implantētiem elektroniskām ierīcēm, pacientiem ar preeklampsiju, priekšlaicīgu sirdsdarbību, priekškambaru fibrilāciju, perifēro artēriju slimību un pacientiem, kuriem tiek veikta intravaskulāra terapija vai arte-riovenozaīls šunts, kā arī cilvēkiem pēc mastektomijas. Pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jums ir kādi veselības traucējumi.
5. Pacientiem ar sirds aritmiju, asinsrites traucējumiem vai insultu ierīci drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījumiem, lai izvairītos no stāvokļa pasliktināšanās.

Simbolu skaidrojums

SVARĪGI! Ievērojiet lietošanas instrukciju! Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS
Šis simbols apzīmē apdraudējumus, kas var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

UZMANĪBU
Šis simbols norāda uz apdraudējumiem, kas var izraisīt vieglas traumas, bojājumus izstrādājumā vai nodarīt cita veida materiālo kaitējumu.

IP21 Aizsardzības klase pret ūdens vai cietu vielu iekļuvī ierīcē

EC REP Plinvarotā persona Eiropas Kopienā

CE 0123 CE zīme: atbilst Regulas (ES) 2017/745 par medicīnas ierīcēm pamatprasībām

UTILIZĀCIJA: šo izstrādājumu nedrīkst utilizēt nesāķīrotā veidā! Sašķi- rojiet atkritumus un ievērojiet šajā instrukcijā tālāk sniegtās norādes.

SN Sērijas numurs **LOT** LOT numurs

Ierīces klasifikācija: tips BF

Ražotājs Izgatavošanas datums

Līdzstrāva **MD** Medicīniska ierīce

Unikāla ierīces identifikācija

Temperatūras amplitūda

Apkārtējās vides spiediena ierobežojums

Gaisa mitruma diapazons

Pārstrādes simboli / kodi: Tie paredzēti informācijas sniegšanai par materiālu un tā pareizu izmantošanu un pārstādi.

Importētājs

Drošības norādījumi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – īpaši drošības norādījumus – un saglabāiet lietošanas ins- trukciju, kā arī iedodiet to līdzī tad, ja ierīci nododat lietošanā citai personai.

- Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai. Ja jums ir veselības problēmas, pirms lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
- Lietojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam mērķim. Ja ierīce tiek lietota neatbilstoši paredzētajam mērķim, garantija tiek anulēta.
- Slimību, piemēram, arteriālo asinsrites traucējumu gadījumā pirms lietošanas konsultēje- ties ar savu ārstu.
- Nelietojiet ierīci kardiostimulatora sirdsdarbības frekvences kontrolei.
- Grūtniecēm jāievēro nepieciešamie piesardzības pasākumi un jāņem vērā savas individu- ālās spējas; konsultējieties ar savu ārstu.
- Ja mērījuma laikā rodas nepatīkamas sajūtas, piemēram, sāpes augšdelmā vai citas sūdzī- bas, nospiediet taustiņu START/STOP **4**, lai nodrošinātu tūlītēju gaisa izvadi no manšetes. Atbrīvojiet manšeti un nenemiet to no augšdelma.
- Ierīce darbosies pareizi tikai tad, ja to lietošiet kopā ar tai atbilstošo manšeti.
- Ierīce nav piemērota lietošanai bērniem.
- Bērni nedrīkst lietot šo ierīci. Medicīnas izstrādājumi nav rotaļlieta!
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Nosmakšanās risks dēļ nelieciet gaisa šļūteni ap kaklu.
- Sīku detaļu, piemēram, iepakojuma materiāla, bateriju, bateriju nodalījuma vāka u.t.t. norī- šana var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms ierīces lietošanas lietotāja pienākums ir pārbaudīt, vai ierīce ir droša un vai tā dar- bojas pareizi.
- Atļauts izmantot tikai ierīcei klāt pievienoto manšeti. To nedrīkst aizstāt vai nomainīt pret citu manšeti. To drīkst aizstāt tikai ar tieši tāda paša tipa manšeti.
- Nelietojiet ierīci telpās ar intensīvu starojumu vai vidē, kurā atrodas ierīces, kuras rada intensīvu starojumu, piemēram, radiosignālu raidītāji, mobilie tālruni vai mikroviļņu krāsnis. Šādi var rasties ierīces darbības traucējumi vai tiek iegūtas nepareizas mērījumu vērtības.
- Nelietojiet ierīci uzliesmojošas gāzes (piemēram, anestēzijas gāzu, skābekļa vai ūdeņraža) vai uzliesmojošu šķidrumu (piemēram, alkohola) tuvumā.
- Neveiciet ierīce nekādas izmaiņas.
- Darbības traucējumu gadījumā nelabojiet ierīci pats. Uzticiet remontdarbus tikai sertificē- tiem servisiem.
- Aizsargājiet ierīci pret mitrumu. Ja ierīcē tomēr iekļūst šķidrums, nekavējoties izņemiet baterijas un izvairieties no ierīces turpmākas lietošanas. Šajā gadījumā sazinieties ar savu specializēto tirgotāju vai arī tieši ar mums.
- Tīrīšanai nekādā gadījumā nelietojiet šķaidītājus (šķīdinātājus), spirtu vai benzīnu.
- Aizsargājiet ierīci pret stipriem triecieniem un nelaižiet tai nokrist.
- Ja plānojat ierīci ilgāku laiku nelietot, izņemiet no tās baterijas.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI ATTIECĪBĀ UZ BATERIJĀM

- Neizārdiet baterijas!
- Nomainiet baterijas, kad displejā parādās baterijas simbols.
- Vājas darbības baterijas nekavējoties izņemiet no bateriju nodalījuma, jo tās var iztecēt un sabojāt ierīci!
- Paaugstināts iztecošanās risks; izvairieties no saskares ar ādu, acīm un glotādām! Saska- rities ar baterijas skābi, nekavējoties noskalojiet skartās vietas ar lielu ūdens daudzumu un lūdziet ārsta palīdzību!
- Ja baterija tiek norīta, nekavējoties lūdziet ārsta palīdzību!
- Vienmēr nomainiet visas baterijas vienlaicīgi!
- Ievietojiet tikai viena tipa baterijas, nejaucot kopā dažādu tipu, kā arī lietotas un jaunas baterijas!
- Ievietojiet baterijas pareizi – pievērsiet uzmanību polu izvietojumam!
- Izņemiet baterijas, ja jūs ierīci nelietojat jau vismaz 3 mēnešus.
- Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā!
- Neveiciet atkārtotu bateriju uzlādi! Neveidojiet īsslēgumu! Nemetiet ugunī! **Pastāv sprā- dziena risks!**
- Neizmēģiniet izlietotas baterijas un akumulatorus sadzīves atkritumos, bet gan īpašo atkritu- mu tvertnē vai arī nododiet tās bateriju savākšanas punktā specializētajos veikalos!

Ierīce un LCD displejs

- 1 Barošanas bloka pieslēgvieta
- 2 Asinsspiediena mēritājs
- 3 Taustiņš MEM (atmiņas skatīšana)
- 4 Taustiņš START/STOP
- 5 Taustiņš SET
- 6 Bateriju nodalījums (apakšpusē)
- 7 Gaisa šļūtenes spraudsavienojums
- 8 LCD displejs
- 9 Datuma/pulksteņa laika rādījums
- 10 Sistoliskā spiediena rādījums
- 11 Diastoliskā spiediena rādījums
- 12 Pulsa simbols
- 13 Pulsa frekvences rādījums
- 14 Bateriju nomaīņas simbols
- 15 Neregulāras sirdsdarbības rādījums
- 16 Atmiņas vietas numurs
- 17 Atmiņas simbols
- 18 Asinsspiediena indikators (zaļš - dzeltens - oranžs - sarkans)
- 19 Lietotājs 1 / 2

Piegādes komplekts

Vispirms pārbaudiet, vai ierīces komplektācija ir pilnīga. Piegādes komplektā ietilpst:

- 1 **medisana** asinsspiediena mēritājs
- 1 manšete ar gaisa šļūteni
- 1 uzglabāšanas somiņa
- 4 baterijas (tips AA, LR6) 1,5 V
- 1 lietošanas instrukcija

Ja, izpakojot ierīci, konstatējat transportēšanas laikā radušos bojājumus, lūdzu, nekavējo- ties sazinieties ar tirgotāju.

Kas ir asinsspiediens?

Asinsspiediens ir spiediens, kas veidojas asinsvados katra sirds sitiēna laikā. Kad sirds sa- rauļas (= sistole) un asinis tiek iesūkņētas artērijās, spiediens palielinās. Šī augstākā vērtība tiek apzīmēta kā sistoliskais spiediens un asinsspiediena mērījuma laikā tā tiek izmērīta kā pirmā vērtība. Kad sirds muskuļi atslābst, lai uzņemtu jaunu asins daudzumu, samazinās arī spiediens artērijās. Kad audi ir atslābuši, tiek izmērīta otrā vērtība - diastoliskais spiediens.

Kā tiek veikts mērījums?

medisana BU 510 ir asinsspiediena mēritājs, kas paredzēts asinsspiediena mērīšanai uz augšdelma. Mērījums tiek veikts, izmantojot mikroprocesoru, kas ar spiediena sensora pa- līdzību analizē spiediena svārstības, kuras rodas vīrs artērijās, asinsspiediena mērīšanas manšetē ievadot gaisu un pēc tam to atkal izvadot no manšetes.

Par neregulāru sirdsdarbību
Neregulāra sirdsdarbība ir sirdsdarbības ritms, kas par vairāk nekā par 25 % atšķiras no vidējā sirdsdarbības ritma, kamēr ierīce mēra sistolisko un diastolisko asinsspiedienu. Neregulāru sirdsdarbības indikatori:

- ja P1 vai P2>0,12s;
 - ja P1/Pa*100%>25% vai P2/Pa*100%>25%.
- Ja iestājas kāds no iepriekš minētajiem apstākļiem, var rasties sirdsdarbības traucējumi. Norādes: Pa ir izmērīto starpspienu intervālu vidējā vērtība vias mērījuma laikā. P1 ir starpspienu intervāla maksimāls un vidējās vērtības starpība. P2 ir sitienu intervāla vidējās un mazākās vērtības starpība.

Elektroniska augšdelma asinsspiediena mērtāja sniegtās priekšrocības
Elektroniskais asinsspiediena mēritājs precīzi mēra asinsspiedienu un sirdsdarbības frek- venci personām, kuras ir vecākas par 12 gadiem, un piedāvā ārstiem vai pacientiem ārtu un ekonomiski izdevīgu veidu, kā slimnīcās vai mājās apstākļos uzraudzīt un novērtēt asinsspie- diena un pulsa darbības izmaiņas. Regulāra uzraudzība ļauj agrīni diagnosticēt asinsspiede- na un pulsa svārstības, uzlabo asinsspiediena kontroli un nodrošina uzraudzības datu ieguvī pacientu ar hipertensiju vai citu ar hipertensiju saistītu slimību ārstēšanai, ļaujot atbilstoši reaģēt uz slimībām ar mērķi regulēt medikamentu lietošanu.

Vispārēji nepareizu mērījumu rezultātu ieguves cēloņi

- Pirms mērījuma 5-10 minūtes atpūties un neko neēdīet, nedzeriet alkoholu, nesmēķējiet, neveiciet nekādu fizisku darbu, nenodarbojieties ar sportu un nepēdīeties. Visi šie faktori var ietekmēt mērījuma rezultātu.
- Neņemiet visus apģērba gabalus, kuri pārāk cieši piekļaujas jūsu augšdelmam.
- Mērījumu vienmēr veiciet uz vienas un tās pašas rokas (parasti kreisās)
- Mēriet savu asinsspiedienu regulāri, katru dienu vienā un tajā pašā laikā, jo asinsspiediens dienas laikā mainās.
- Visi mēģinājumi pacientam atbaltstīt savu roku var paaugstināt asinsspiedienu.
- Nodrošiniet ērtu un atslābinošu stāvokli un mērījuma laikā nesaprinzīniet tās rokas muskuļus, kurai tiek veikts mērījums. Ja nepieciešams, lietojiet atbalsta spilvenu.
- Ja rokas artērija atrodas zem vai virs sirds, mērījums nebūs precīzs.

Asinsspiediena klasifikācija

Zems asinsspiediens	sistoliskais <100 diastoliskais <60 (zaļa rādījuma sadaļa 9)
Normāls asinsspiediens	sistoliskais 100 - 139 diastoliskais 60 - 89
Asinsspiediena veidi	
Viegla hipertensija	(dzeltēna rādījumu sadaļa 9) sistoliskais 140 – 159 diastoliskais 90 – 99
Vidēja hipertensija	(oranža rādījumu sadaļa 9) sistoliskais 160 – 179 diastoliskais 100 – 109
Stipra hipertensija	(sarkana rādījumu sadaļa 9) sistoliskais ≥ 180 diastoliskais ≥ 110

BRĪDINĀJUMS! Pārāk zems asinsspiediens rada draudus veselībai! Reiboni var radīt bīstamas situācijas (piemēram, atrodoties uz tēpēm vai pēdīdoties ceļu satiksmē)!

Mērījumu vērtību ietekmēšana un analīze

- Mēriet asinsspiedienu vairākas reizes, saglabājiet rezultātus un pēc tam salīdziniet tos. Neizdairiet secinājumus, vadoties tikai no viena rezultāta.
- Jūsu asinsspiediena vērtības vienmēr jānovērtē ārstam, kurš pārzina arī jūsu slimību vēs- turi. Regulāri lietojot ierīci un pierakstot vērtības sava ārsta informēšanai, ik pa laikam informējiet savu ārstu par šiem rezultātiem.
- Nemiet vērā, ka asinsspiediena mērījumu ikdienas vērtības ietekmē virkne dažādu fak- toru. Piemēram, smēķēšana, alkohola lietošana, medikamenti un fizisks darbs atšķirīgā veidā ietekmē mērījumu vērtības.
- Mēriet asinsspiedienu pirms ēdienreizes.
- Pirms asinsspiediena mērīšanas vismaz 5–10 minūtes atpūtiesies.
- Ja, neskatoties uz pareizu ierīces lietošanu, mērījuma sistoliskā un diastoliskā vērtība lie- kas neierasta (pārāk augsta vai pārāk zema) un tas atkārtojas vairākas reizes, informējiet par to savu ārstu. Dariet to arī tad, ja retos gadījumos neregulāra vai vāja pulsa dēļ nav iespējams veikt mērījumus.

Ekspluatācijas sākšana - Bateriju ievietošana / nomaīņa

Pirms ierīces lietošanas ievietojiet tajā piegādes komplektā iekļautās baterijas. Ierīces apakš- pusē atrodas bateriju nodalījuma vāciņš **6**. Atveriet to, viegli piespiežot un nobīdot virzienā uz augšu. Ievietojiet visas 4 komplektā iekļautās 1,5 V baterijas, tips AA LR6. To darot, pār- baudiet bateriju polu izvietojumu (tā, kā norādīts bateriju nodalījumā). Atkal aizveriet bateriju nodalījumu. Nomainiet baterijas, ja displejā **9** parādās bateriju nomaīņas simbols **14** vai ja pēc ieslēgšanas displejā nekas netiek attēlots.

Barošanas bloka lietošana

Ierīces darbināšanai varat arī izmantot speciālu barošanas bloku (**medisana** preces Nr. 51125), kuru varat pieslēgt šim nolīkam paredzētajai ligzdai **1** ierīcē. Šādā gadījumā baterijas paliek ierīcē. Iespraužot spraud- ni asinsspiediena mērtītājā, baterijas tiek mehāniski atslēgtas. Tādēļ ir nepieciešams vispirms iespraust ba- rošanas bloku kontaktlīdzā un pēc tam savienot to ar asinsspiediena mērtītāju. Kad asinsspiediena mērtītājs vairs netiek lietots, vispirms spraudniņš jāatvieno no asinsspiediena mērtītāja un pēc tam barošanas bloks jāatvieno no kontaktlīdzas. Tādējādi jums nebūs iekre iz no jauna jāiestata datums un pulksteņa laiks.
1. Papildu tīkla adapterim jāatbilst IEC60601-1:2005 + AMD1:2012 + AMD2:2020 prasībām. Turklāt visām konfigurācijām jāatbilst medicīnisko elektrisko sistēmu prasībām (skatiet IEC 60601-1-1 vai IEC 60601-1 3Ed. 16. sadaļu).
Ikvienš, kas medicīniskajām elektroiekārtām pievieno papildu ierīces, konfigurē medicī- nisko sistēmu, un tāpēc ir atbildīgs par sistēmas atbilstību medicīniskajām elektroiekārtām noteiktajām prasībām. Lūdzu, nemiet vērā, ka vietējie testu akti ir svarīgāki par iepriekš minētajām prasībām. Šaubu gadījumā sazinieties ar vietējo pārstāvi vai tehnisko klientu apkalpošanas dienestu.
2. Šai ierīcei ir dubultā izolācija un tā ir aizsargāta pret īssavienojumiem un pārspiedzēm ar primāro ter- misko drošinātāju. Pirms elektrofitkā adaptera lietošanas pārliecinieties, vai no nodalījuma ir izņemtas baterijas.
2. Ierīču kategorija
3. Adaptera otru pusi pievienojiet 100-240 V uz kontaktlīdzai. Adaptera tehniskās īpašības: Izejas sprie- gumš: 6V+5%; Izvades strāva: Vismaz 600 mA; Izejas savienotāja polaritāte: <+> iekšpusē; Ārējais dia- metrs: 5,5mm ±0,1mm; Iekšējais diametrs: 2,1mm ±0,1 mm

Iestatīšana

1. Lietotāja iestatīšana

Ierīcei esot izslēgtai, nospiediet taustiņu SET **5**.

Pēc tam displejā parādās indikācija **1** vai **2**. Nospiežot taustiņu **MEM**, iespējams izvēlēties lietotāju **1** vai **2**. Lai apstiprinātu lietotāju, nospiediet taustiņu SET **5**. Pēc tam jūs pārejat uz gada skaitļa iestatīšanas režīmu.

2. Gada skaitļa iestatīšana

Pēc tam mirgo gada ievadīšanas lauciņš. Spiediet taustiņu MEM **5** tik reizi, līdz kļūst rez- dzams vēlamais gada skaitlis. Lai apstiprinātu gad skaitli, nospiediet taustiņu SET **5**. Pēc tam atveras mēneša un dienas iestatīšanas režīms.

3. Mēneša un dienas iestatīšana

Pēc tam mirgo mēneša ievadīšanas lauciņš. Spiediet taustiņu MEM **5** tik reizi, līdz kļūst rezdzams vēlamais mēnesis. Lai apstiprinātu mēnesi, nospiediet taustiņu SET **5**. Turpiniet ar dienas iestatīšanu. Rīkojieties tāpat kā ievadot mēnesi. Spiediet taustiņu MEM **5** tik reizi, līdz kļūst rezdzama vēlamā diena. Lai apstiprinātu dienu, nospiediet taustiņu SET **5**. Pēc tam atveras dienas laika iestatīšanas režīms.

4. Dienas laika iestatīšana

Pēc tam mirgo stundas ievadīšanas lauciņš. Spiediet taustiņu MEM **5** tik reizi, līdz kļūst rezdzama vēlamā stunda. Lai apstiprinātu stundu, nospiediet taustiņu SET **5**. Pēc tam mir- go minūšu ievadīšanas lauciņš. Rīkojieties tāpat kā ievadot stundu. Pēc tam iestatīšana ir pabeigta. Displejā parādās indikācija **CL**. Aizveriet iestatīšanas režīmu, nospiežot taustiņu SET **5**. Veicot bateriju nomaīnu, dati tiek zaudēti un tos nepieciešams iestatīt no jauna.

Manšetes uzlikšana

- Pirms ierīces lietošanas iespraudiet gaisa šļūtenes uzgali atverē, kas atrodas ierīces kreisajā pusē **7**.
- Manšetes vāleļo pusi virziet cauri metāla skavai tā, lai līpaizdare atrastos ārmaal un veidotos cilindriska forma (1. att.). Bīdīet manšeti pāri kreisās rokas augšdelmam.
- Novietojiet gaisa šļūteni rokas vidusdaļā vidējā pirksta pagarinājuma līnijā (2. att.) (*a*). Manšetes apakšējai malai vajadzētu atrasties 2-3 cm virs elkoņa (*b*). Nosprigojojiet man- šeti un aizveriet līpaizdari (*c*).
- Veiciet mērījumu uz augšdelma, ko nenosedz apģērbs.
- Tikai tad, ja manšeti nav iespējams aplikt ar kreiso roku, aplieciet to ap labo roku. Mēr- ģumiem vienmēr jāizņemta viena un tā pati roka.
- Pareiza mērīšanas pozīcija sēdus pozā (3. att.).

Norādes:

- Izmantojiet tikai ražotāja piegādāto aproci. Aproces nomaīņa pret citu ražotāju detaļām radīs neprecīzus mērījumu rezultātus.
- Vaiļga vai atvērta aproce rada nepareizas rādījumu vērtības.
- Veicot atkārtotus mērījumus, rokā sakrājas asinis, kas var radīt nepareizas rādījumu vērtības. Atkārtoli asinsspiediena mērījumi ir veikami pēc 1 minūtes pārtraukuma vai pēc tam, kad roka ir pacelta, lai uzkrājušās asinis varētu atkal aizplūst.

Asinsspiediena mērīšana

Pēc pareizas manšetes aplikšanas ar roku varat sākt mērījumu.

- Ieslēdziet ierīci, nospiežot taustiņu START/STOP **4**.
- Nospiežot taustiņu START/STOP **4**, atskan divi īsi pikstieni un displejā kļūst redzami visi simboli. Ar šīs pārbaudes palīdzību tiek pārbaudīts, vai tiek attēloti visi rādījumi.
- Ierīce ir sagatavota mērījumu veikšanai. Aptuveni 2 sekundes mērjumu cipars0 un atskan divi pikstieni. Ierīce automātiski lēnām iesūknē manšetē gaisu, lai veiktu jūsu asinsspie- diena mērījumu. Pieaugošais spiediens tiek rādīts displejā.
- Ierīce pūs gaisu manšetē līdz brīdim, kad ir sasniegts mērījuma veikšanai atbilstošs spie- diens. Pēc tam ierīce lēni izvadā gaisu no manšetes un veic mērījumu. Tīklīdz ierīce uzvēr signālu, displejā sāk mirgot pulsa simbols **12**. Atbilstoši katram sirdspukstam, kuru ierīce uztver, tiek rādīts viens pikstiēns.
- Kad mērījums ir pabeigts, atskan gar pikstiēns un no manšetes tiek izvadīts gaiss. Displejā **9** tiek attēlots sistoliskais un diastoliskais asinsspiediens, kā arī pulsa vērtība. Saskaņā ar asinsspiediena klasifikāciju asinsspiediena indikators **9** parādās blakus atbilstošās krāsas stabīnam. Ja ierīce ir noteikusi neregulāru pulsu, papildus tiek attēlots simbols **15**.

BRĪDINĀJUMS!

Balstoties uz pašrocīgi veiktiem mērījumiem, neveiciet nekādas terapei- tiskas darbības. Nekādā gadījumā nemainiet izrakstītu zāļu devu.

- Izmērtās vērtības automātiski tiek saglabātas atlasītajā atmiņā **1** vai **2**. Katrā atmiņā iespējams saglabāt līdz 90 mērījumu vērtībām ar pulksteņa laika un datuma norādi. Kad atmiņa ir pilna, senākās mērījums tiek dzēsts.
- Mērījumu rezultāti paliek redzami displejā. Ja vairs netiek nospiesti nevienš taustiņš, ie- rīce pēc apm. 3 minūtēm automātiski izslēdzas, vai arī to var izslēgt ar taustiņu START/ STOP **4**.

Mērījuma pārtraukšana

Ja kāda iemesla dēļ rodas nepieciešamība pārtraukt asinsspiediena mērīšanu (piemēram, ja pacients jūtas slikti), jebkurā brīdī varat nospiest taustiņu START/STOP **4**. Ierīce nekavējo- ties automātiski izlaiž gaisu no manšetes.

Saglabāto vērtību attēlošana

Šai ierīcei ir 2 atsevišķas atmiņas, un katras ietilpība ir 90 atmiņas vietas. Rezultāti automātiski tiek saglabāti izvēlētajā atmiņā. Lai skatītu saglabātās mērījumu vērtības, ierīcei esot izslēgtai, nospiediet taustiņu **MEM** **9**. Displejā tiek attēlotas visas vidējās vērtības. Nospiežot taustiņu **MEM** **9** vēlreiz, displejā parādās pēdējais saglabātais mērījums. Pēc tam vēlreiz nospiežot taustiņu **MEM** **9**, tiek pārādītas iepriekšējo / nākamo mērījumu vērtības. Sasniedzot pēdējo atmiņas ierakstu un nenospiežot nevienu taustiņu, ierīce atmiņas režīmā pēc apm. 20 sekun- dēm automātiski izslēdzas. Nospiežot taustiņu START/STOP **4**, jūs jebkurā brīdī atmiņas skatīšanas režīmā varat aizvērt un vienlaicīgi izslēgt ierīci. Ja atmiņā jau ir saglabātas 90 mērījumu vērtības un tiek saglabāta jauna vērtība, vissenāk saglabātā vērtība tiek dzēsta.

Saglabāto vērtību dzēšana

Ja esat pārliecināts, ka pilnībā vēlaties dzēst visas saglabātās vērtības, ierīcei esot izslēgtai, sešas reizes nospiediet taustiņu SET **5**, līdz kļūst redzams rādījums **CL**. Nospiežot taustiņu START/STOP **4**, rādījums **CL** iemirgojas trīs reizes, kamēr notiek atmiņas iztukošana. Pēc tam nospiežot taustiņu **MEM** **9**, displejā kļūst redzami rādījumi **M** un “no”, kas nozīmē, ka atmiņā nav datu.


Kļūdas un to novēršana

Kļūdu rādījumi - neierastu mērījumu vērtību gadījumā displejā tiek attēloti šādi simboli:

<i>Simbols</i>	<i>Cēlonis</i>	<i>Notīrīšana</i>
E-1	Vājš signāls vai pēk- šņi mainās spiediens	Uzlieciet manšeti pareizi. Pareizi atkārtō- jiet mērījumu.
E-2	Ārējs, spēcīgs trau- cējums.	Radiotelefona vai citas augstfrekvences ierīces tuvumā veikts mērījums var uzrādīt kļūdainas vērtības. Mērījuma laikā nekus- tieties un nerunājiet.
E-3	Kļūda gaisa iesūkņē- šanas laikā	Uzlieciet manšeti pareizi. Pārliecinieties, ka ar ierīci ir izveidots pareizs pieslēgums. Atkārtojiet mērījumu.
E-5	Neierasta asinsspie- diena vērtība	Atkārtojiet mērījumu pēc 30 minūšu miera fāzes. Ja iegūstat neierastus rezultātus 3 reizes pēc kārtas, konsultējieties ar savu ārstu.
	Vāja bateriju darbība	Bateriju darbība ir pārāk vāja vai tās ir tuk- šas. Nomainiet visas četras baterijas pret jaunām AA tipa 1,5 V baterijām LR6.

Traucējumu novēršana

LT Naudojimo instrukcija Kraujospūdzio matuoklis BU 510



Naudojimo paskirtis
Šis automatinis kraujospūdzio matuoklis skirtas sistoliniam ir diastoliniam spaudimui bei pulso dažniui matuoti ant žasto. Prietaisas skirtas naudoti privačiai ir vyresniems nei 12 metų žmonėms.

Numatomas naudojimas
Suaugusieji ir vaikai, vyresni nei 12 metų, kurie gali perskaityti ir suprasti naudojimo instrukciją.

Numatoma pacientų grupė
Prietaisas skirtas vyresniems, nei 12 metų asmenims, kuriems reikia išmatuoti pulsą ir kraujospūdį, įskaitant įprastus pacientus arba pacientus, turinčius padidėjusį kraujospūdį, hipotenziją arba nereguliarų pulsą.

Kontraindikacijos
1. Šio prietaiso neturėtų naudoti pacientai, sergantys sunkiu širdies nepakankamumu, kad būtų išvengta uždusimo ir mirties.
2. Nenaudokite šio gaminio, jei sergate koronarine aterosklerozine širdies liga, kad išvengtumėte kraujagyslių spindžio susiaurėjimo ar užsikimšimo, o tai gali sukelti širdies išemiją ir deguonies stygių.
3. Nenaudokite šio gaminio, jei sergate cukriniu diabetu, nes jis gali pakenkti širdžiai ir kraujagyslėms.
4. Nėščios moterys, pacientai su implantuotais elektroniniais prietaisais, pacientai, sergantys preeklampsija, priešlaikiniu širdies smūgiu, prieširdžių virpėjimu, periferinių arterijų ligomis ir pacientai, kuriems taikoma intravaskulinė terapija ar arterioveninis šuntas, taip pat asmenys, kuriems buvo atlikta mastektomija. Jeigu sergate kokia nors liga, prieš naudodami įrenginį pasikonsultuokite su gydytoju.
5. Pacientai, sergantys širdies aritmija, kraujotakos sutrikimais ar insultu, kad būtų išvengta ligos paūmėjimo, prietaisą turėtų naudoti tik taip, kaip nurodė gydytojas.

Simbolių paaiškinimas

SVARBU! Laikykites naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų! Nesi laikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

ĮSPĖJIMAS
Šis simbolis nurodo pavojus, kurie gali sukelti sunkius sužeidimus arba net mirtį.

DĖMESIO
Šis simbolis nurodo pavojus, galinčius sukelti nesunkius sužeidimus, gaminio ar kitokį materialinę žalą.

IP21 Apsaugos klasė nuo vandens ar kietųjų medžiagų įsiskverbimo į prietaisą

EC REP Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje

CE 0123 CE ženkinimas: atitinka pagrindinius potvarkio (ES) 2017/745 reikalavimus dėl medicinos priemonių

UTILIZAVIMAS: šio prietaiso negalima išmesti neišrūšuot! Rūšiuokite šiukšles ir atsižvelkite į kitas pastabas šioje instrukcijoje.

SN Serijos numeris **LOT** Partijos numeris

Prietaiso klasifikacija: BF tipas

Gamintojas

Nuolatinė srovė

UDI Unikalus įrenginio identifikavimas

Aplinkos slėgio ribojimas

Perdirbimo simboliai / kodai: juose pateikiama informacija apie medžiagą, tinkamą jos naudojimą bei perdirbimą.

Importuotojas

LT Saugos nurodymai

Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus, ir ją išsaugokite arba atiduokite perduodami prietaisą.

- Prietaisas skirtas tik privačiam naudojimui. Jei kiltų abejonių dėl sveikatos, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su savo gydytoju.
- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioja.
- Jei sergate pavyzdžiui, periferinių arterijų okliuzija, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su savo gydytoju.
- Prietaiso negalima naudoti, norint patikrinti širdies stimuliatoriaus širdies susitraukimų dažnį.
- Nėščiosios turėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių ir atsižvelgti į savo individualią apkrovą; pasitarkite su gydytoju.
- Jei matavimo metu jaučiate nemalonius pojūčius, pvz., žasto skausmą ar kitokius nusiskundimus, paspauskite START/STOP mygtuką **1**, kad iš movos tuoj pat būtų išleistas oras. Atsėkite movą ir nuimkite ją nuo žasto.
- Prietaisas veikia tinkamai, tik tuomet, jei naudojate tinkamą movą.
- Prietaisas netinka naudoti vaikams.
- Vaikams draudžiama naudotis prietaisu. Medicininės paskirties produktai ne žaislai!
- Saugokite prietaisą taip, kad jo nepasiektų vaikai.
- Oro vamzdelio nevynikomite aplink kaklą, nes kyla pavojus uždusti.
- Prarijus nedidelės dalis, pvz., pakuotės medžiagą, baterijų ar baterijos dangtelį ir kt., galima uždusti.
- Prieš naudodamas prietaisą, naudotojas privalo įsitikinti, kad prietaisas saugiai ir tvarkingai veikia.
- Leidžiama naudoti tik komplekte esančią movą. Ją galite pakeisti kita mova. Mova turi būti tokio paties tipo kaip ankstesnioji.
- Prietaiso negalima naudoti intensyviuos spinduliuotės patalpose arba aplinkoje, kurioje intensyviai spinduliuoja prietaisai, pvz., radio siųstuvali, mobilieji telefonai ar mikrobangų krosnelės. Taip gali atsirasti funkciniai sutrikimai arba neteisingos matavimų vertės.
- Prietaiso nenaudokite prie degių dujų (pvz., anestetinių dujų, deguonies arba vandenilio) arba prie degių skysčių (pvz., alkoholio).
- Neatlikite jokių prietaisų pakeitimų.
- Jei prietaisas sugedo, netaisykite jo patys. Remonto darbus paveskite atlikti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms.
- Saugokite prietaisą nuo drėgmės. Jei vis dėl to į prietaisą pateko drėgmės, iš karto išimkite baterijas ir prietaiso nenaudokite. Tokiu atveju kreipkitės į savo prekybininką arba tiesiai į mus.
- Prietaisui valyti jokių būdu nenaudokite skiediklių (tipriklių), alkoholio arba benzino.
- Saugokite prietaisą nuo stiprių smūgių ir neieskite kad nukristų.
- Išimkite baterijas, jei nenaudojate prietaiso ilgesnį laiką.

BATERIJŲ NAUDOJIMO SAUGOS NURODYMAI

- Neardykite baterijų!
- Pakeiskite baterijas naujomis, kai ekrane rodomas baterijos simbolis.
- Išsikrovusias baterijas nedelsdami išimkite iš baterijų dėklų, nes jos gali ištękti ir sugadinti prietaisą!
- Gali ištękti skystis, venkite kontakto su oda, akimis ir gleivine! Jei apsiliejote baterijų rūgštimi, atitinkamas vietas iš karto nuplaukite dideliu kiekiu švaraus vandens ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją!
- Jei prarijote bateriją, tuoj pat kreipkitės į gydytoją!
- Visuomet keiskite visas baterijas!
- Naudokite tik to paties, o ne skirtingo tipo baterijas, nenaudokite kartu senų ir naujų baterijų!
- Tinkamai įdėkite baterijas atsižvelgiant į poliškumą!
- Išimkite baterijas, jei prietaiso nenaudojate ilgiau nei 3 mėnesius.
- Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamose vietose!
- Neįkraukite baterijų! Venkite trumpojo jungimo! Nemeskite į ugnį! **Kyla sprogoimo pavojus!**
- panaudotų baterijų ir akumuliatorių neišmeskite kartu su buitinėms atliekomis, juos išmeskite kaip pavojingas atliekas arba pristatykite į baterijų surinkimo vietą prekyvietėje!

Prietaisas ir skystųjų kristalų ekranas

- Maitinimo bloko jungtis
- Kraujospūdzio matuoklis
- MEM mygtukas (atminties iškvietimas)
- START/STOP mygtukas
- SET mygtukas
- Baterijų skyrius (apatinėje pusėje)
- Kištukinė oro žarnelės jungtis
- LCD rodmuo
- Datos / laiko rodmuo
- Sistolinio kraujospūdzio rodmuo
- Diastolinio kraujospūdzio rodmuo
- Pulso simbolis
- Pulso dažnio rodmuo
- Baterijų keitimo simbolis
- Nereguliarus širdies ritmo rodmuo
- Atminties vietos numeris
- Atminties simbolis
- Kraujospūdzio indikatoris (žalias - geltonas - oranžinis - raudonas)
- Naudotojas 1 / 2

Pakuotės turinys

Pirmiausiai patikrinkite, ar prietaisas yra pilnos komplektacijos. Pakuotės turinį sudaro:

- 1 „medisana“ kraujospūdzio matuoklis
- 1 mova su oro žarnele
- 1 saugojimo krepšys
- 4 baterijos (AA tipo, LR6) 1,5V
- 1 naudojimo instrukcija

Jei išpakavę pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami kreipkitės į savo pardavėją.

Kas yra kraujospūdis?

Kraujospūdis tai slėgis kraujagyslėse, atsirandantis kiekvieno širdies dūžio metu. Kai širdis susitraukia (= sistole) ir pumpuoja kraują į arterijas, slėgis padidėja. Jo didžiausias reikšmė apibūdinama kaip sistolinis spaudimas ir matuojant kraujospūdį matuojamas kaip pirmoji reikšmė. Kai širdies raumuo atsipalaiduoja, kad pasimtyt naujo kraujo, slėgis arterijose sumažėja. Kai kraujagyslės atsipalaidavusios, matuojama antroji reikšmė – diastolinis spaudimas.

Kaip vyksta matavimas?

„medisana“ BU 510 yra kraujospūdzio matuoklis, skirtas matuoti kraujospūdį ant žasto. Matavimas vyksta naudojant mikroprocesorių, kuris naudodamas slėgio jutiklį vertina slėgio pokyčius, atsirandančius į kraujospūdzio matuoklio movą virš arterijos pumpuojant orą ir jį išleidžiant.

Apie nereguliarų širdies ritmą

Nereguliarus širdies ritmas yra ritmas, nukrypstantis nuo vidutinio širdies ritmo daugiau nei 25 %, kol prietaisas matuoja sistolinį ir diastolinį kraujospūdį. Nereguliarus širdies ritmo indikatoriai:

- kai P1 P2>0,12s;
 - kai P1/Pa*100 % > 25% arba P2/Pa*100 % > 25 %
- Jeigu pasireiškia viena iš aukščiau pateiktų sąlygų, gali atsirasti širdies ritmo sutrikimų. Pastabos: Pa yra išmatuotų intervalų tarp dūžių vidurkis viso matavimo metu. P1 yra skirtumas tarp didžiausios ir vidutinės dūžio intervalo reikšmės. P2 yra skirtumas tarp vidutinės dūžio intervalo reikšmės ir mažiausios reikšmės.

Elektroninio žasto kraujospūdzio matuoklio naudojimo privalumai

Elektroninis žasto kraujospūdzio matuoklis tiksliai matuoja 12 metų ir vyresnių žmonių kraujospūdį ir širdies susitraukimų dažnį, todėl gydytojai ar pacientai gali patogiai ir ekonomiškai stebėti bei įvertinti kraujospūdzio ir pulso pokyčius ligoninėje ar namuose. Reguliarus stebėjimas leidžia anksti nustatyti kraujospūdzio ir pulso svyravimus, gerina kraujospūdzio kontrolę, suteikia stebėjimo duomenis pacientams, sergantiems hipertenzija ar kitomis hipertenzijos sukeltomis ligomis, leidžiančius tinkamai reaguoti į ligas, kad jas būtų galima kontroliuoti vaistais.

Bendros klaidingų matavimų priežastys

- Prieš matuodami kraujospūdį priešėkite 5–10 minučių ir nevalgykite, nevartokite alkoholio, nerūkykite, nedirbkite jokie fizinio darbo, nesportuokite ir nesimaudykite. Šie faktoriai gali iškrauti matavimo rezultatus.
- Pašalinkite visus drabužius, kurie veržia žastą.
- Visuomet matuokite ant tos pačios rankos (prastai kairosios).
- Kraujospūdį matuokite reguliariai, kas dieną, tuo pačiu laiku, nes dienos bėgyje jis kinta.
- Visi paciento bandymai atsiremti ant rankos, gali pakelti kraujospūdį.
- Pasirūpinkite patogija bei neįtempta padėtimi ir matuojant neįtemptike rankos, ant kurios matuojamas kraujospūdis, raumens. Jei reikia, naudokite atraminę pagalvėlę.
- Jei rankos arterija yra po širdimi arba virš jos, matavimo rezultatas bus neteisingas.

Kraujospūdzio klasifikacija

Žemas kraujospūdis
Normalus kraujospūdis

sistolinis <100, diastolinis <60 (žalia indikatoriaus zona **1**)
sistolinis 100–139, diastolinis 60–89

Kraujospūdzio charakteristikos

1 laipsnio arterinė hipertenzija (maža)
2 laipsnio arterinė hipertenzija (vidutinė)
3 laipsnio arterinė hipertenzija

(geltona indikatoriaus zona **2**)
sistolinis 140–159, diastolinis 90–99
(oranžinė indikatoriaus zona **3**)
sistolinis 160–179, diastolinis 100–109
(raudona indikatoriaus zona **4**)
sistolinis ≥ 180, diastolinis ≥ 110

ĮSPĖJIMAS: per žemas kraujospūdis irgi kelia riziką sveikatai! Galvos svaigimas gali sukelti pavojingas situacijas (pvz., ant laiptų arba eisme)!

Matavimų įtaka ir vertinimas

- Kraujospūdi matuokle keletą kartų, rezultatus išsaugokite ir tuomet juos lyginkite. Nedarykite išvadų gavę vieno matavimo rezultatą.
- Jūsų kraujospūdzio vertes turėtų vertinti tik gydytojas, susipažinęs su jūsų medicinine prieštros. Jei reguliariai naudojote prietaisą ir vertes įrašote gydytojiui, retkarčiais apie eigą turėtumėte informuoti savo gydytoją.
- Nepamirškite, kad matuojant kraujospūdį, dienos reikšmės priklauso nuo daugelio faktorių. Įvairiais būdais matavimo vertes įtakoja rūkymas, alkoholio vartojimas, vaistai ir fizinis darbas.
- Matuokite kraujospūdį prieš valgydami.
- Prieš matuodami kraujospūdį, turėtumėte mažiausiai 5–10 minučių pailsėti.
- Jeigu sistolinė ar diastolinė reikšmė jums atrodo neįprasta (per aukšta ar per žema), nors prietaisą naudojate teisingai ir tai pasikartoja keletą kartų, tuomet apie tai praneškite savo gydytojiui. Tai galioja ir tuomet, kai kartais, dėl nereguliaraus arba labai silpno pulso negalima atlikti matavimo.

Eksplotacija

Baterijų įdėjimas / keitimas

Prieš pradėdami naudoti savo prietaisą, įdėkite komplekte esančias baterijas. Prietaiso galinėje pusėje yra baterijų skyriaus dangtelis **1**. Atidarykite jį šiek tiek įspausdami ir pa-traukdami aukštyn. Įdėkite 4 komplekte esančias 1,5 V, AA tipo LR6 baterijas. Tai darydami atkreipkite dėmesį į poliškumą (kaip pažymėta baterijų skyriuje). Vėl uždarykite baterijų skyriaus dangtelį. Baterijas pakeiskite tuomet, kai ekrane **2**pasirodo baterijų keitimo simbolis **4** arba, kai ekranas neveikia, įjungus prietaisą.

Maitinimo bloko naudojimas

Prietaisą galite naudoti ir su specialiu maitinimo bloku („medisana“ gam. nr. 51125), prijungiamu prie tam skirtos prietaiso jungties **1**. Tokiu būdu baterijos lieka prietaise. Kištuką įkišdami į šoninę kraujospūdzio ma-tuoklio dalį, mechanškai atjungiate baterijas. Dėl to, pirmiausiai į kištukinį lizdą pirmiausiai įjunkite maitinimo bloką, o tik tuomet prijunkite kraujospūdzio matuoklį. Jei kraujospūdzio matuoklio daugiau nebenaudo-site, pirmiausiai iš kraujospūdzio matuoklio ištraukite kištuką ir tik tuomet maitinimo bloką iš kištukinio lizdo. Dėl to Jums kas kartą nereikės iš naujo įvesti datos ir laiko.

- Pasirinktinis maitinimo blokas turėtų atitikti IEC60601-1:2005 + AMD:2012 + AMD:2020 reikalavi-mus. Be to, visos konfigūracijos turi atitikti medicininii elektros sistemų reikalavimus (žr. IEC 60601-1-1 arba IEC 60601-1, 3 redakc. 16 skirsnį). Kiekvienas, kuris prijungia papildomus prietaisus prie medi-cininės elektros įrangos, konfigūroja medicinos sistemą, todėl yra atsakingas už tai, kad sistema atitiktų medicininės elektros sistemų reikalavimus. Atminkite, kad vietiniai įstatymai turi viršenybę prieš aukščiau nurodytus reikalavimus. Jei abejojate, susisiekite su vietiniu atstovu arba technine klientų tarnyba.
- Šis prietaisas yra dvigubai izoliuotas ir apsaugotas pirmine terminine apsauga nuo trumpojo jungimo ir perkrovos. Prieš naudodami maitinimo bloką įsitikinkite, kad iš skyriaus išimėte baterijas, 2 prietaiso klasė 3. Kištą adapterio pusę įkiškite į 100–240V kištukinį lizdą. Techninės adapterio charakteristikos: Išėjimo įtampa: 6V±5 %; Išėjimo srovė: bent 600 mA; Išėjimo kištuko poliškumas: <-> viduje; išorinis skersmuo: 5,5mm ±0,1mm; vidinis skersmuo: 2,1mm ±0,1 mm

Nustatymas

1. Naudotojo nustatymas:

kai prietaisas išjungtas, paspauskite SET mygtuką **5**. Po to ekrane parodoma **1** arba **2**. Nuspaudę **MEM** mygtuką galite pasirinkti naudotoją **1** ir **2**. Norėdami patvirtinti naudotoją, paspauskite SET mygtuką **5**. Po to pateksite į metų nustatymą.

2. Metų nustatymas:

mirksi metų įvesties vieta. Paspauskite MEM mygtuką **5** tiek kartų, kol bus parodyti pagei-daujami metai. Norėdami patvirtinti metus, paspauskite SET mygtuką **5**. Po to pateksite į mėnesio ir dienos nustatymą.

3. Mėnesio ir dienos nustatymas:

mirksi mėnesio įvesties vieta. Paspauskite **MEM** mygtuką **5** tiek kartų, kol bus parodytas pageidaujamas mėnuo. Norėdami patvirtinti mėnesį, paspauskite SET mygtuką **5**. Tada nustatykite dieną. Atlikite tokius pat veiksmus, kaip nustatydami mėnesį. Paspauskite **MEM** mygtuką **5** tiek kartų, kol bus parodyta pageidaujama diena. Norėdami patvirtinti dieną, paspauskite SET mygtuką **5**. Po to pateksite į laiko nustatymą.

4. Laiko nustatymas:

mirksi valandų įvesties vieta. Paspauskite **MEM** mygtuką **5** tiek kartų, kol bus parodyta pageidaujama valanda. Norėdami pasirinkti valandą, paspauskite SET mygtuką **5**. Po to mirksi minučių įvesties vieta. Atlikite tokius pat veiksmus, kaip nustatydami valandas. Po to nustatymas užbaigtas. Ekrane parodomas **CL** . Išei-kite iš nustatymo režimo paspausdami SET mygtuką **5** . Pakeitęs baterijas, įvestys prarandamos ir turi būti nustatomos iš naujo.

Movos uždovimas

- Prieš naudodami prietaisą oro žarnelės galą įkiškite į prietaiso kairėje pusėje esančią angą **7**.
- Movos galą prakiškite pro metalinį lanką, kad lipdukas atsirastų išorinėje pusėje ir būtų cilindro formos (1 pav.). Movą užtraukite ant savo kairiojo žasto.
- Oro žarnelę padėkite rankos viduryje, palei vidurinį pirštą (2 pav.) (a). Apatinis movos kraštas turėtų būti 2–3 cm virš alkūnės linkio (b). Staigiai patraukite movą ir užsėkite lipnių susegimu (c).
- Matuokite ant neuždengto žasto.
- Tik tuomet, jei negalima movos uždėti ant kairiosios rankos, dėkite ją ant dešinėsios. Visuomet matuokite ant tos pačios rankos.
- Teisinga matavimo padėtis sėdint (3pav.).

Pastabos:

- naudokite tik gamintojo tiekiamą movą. Movą pakeitus kitų gamintojų dalimis matavimo rezultatai bus netiks-lūs.

- Dėl per daug atslaisvinusios arba atsegtos movos bus gautos neteisingos matavimo vertės.
- Kartojant matavimus, rankoje susikaupia kraujas, dėl ko gali būti gautos neteisingos matavimo vertės. Pakar-tintį kraujospūdzio matavimą reikia atlikti po 1 minutes pertraukos arba ranką palaukus pakeitą aukštyn, kad ištekėtų susikaupęs kraujas.

Kraujospūdzio matavimas

Kai taisyklingai užmaunate movą, galima pradėti matuoti.

- Įjunkite prietaisą, paspausdami START/STOP mygtuką **1**.
- Jei nuspaudžiamas START/STOP mygtukas **1**, pasigirsta du trumpi pyptelėjimai ir ekrane parodomi visi simboliai. Šiuo bandymu tikrinama rodmenų visuma.
- Pasigėjas pasirengęs matuoti. Maždaug 2 sekundes mirksi skaičiai **0** ir pasigirsta du pyptelėjimai. Iš lėto, automatiškai prietaisas į movą pumpuoja orą, kad pamatuotų jūsų kraujospūdį. Kylantis kraujospūdis rodomas ekrane.
- Prietaisas pumpuoja orą, kol pasiekiamas matavimui reikalingas spaudimas. Po to prie-taisas iš movos lėtai išleidžia orą ir matuoja. Kai prietaise suskamba signalas, ekrane pradeda mirksėti pulso simbolis **4** . Kiekvienam širdies garsui, kurį priima prietaisas, suskamba pyptelėjimas.
- Kai matavimas užbaigiamas, pasigirsta ilgas pyptėjimas, o iš movos išleidžiamas oras. Ekrane **4** parodomas kraujospūdis ir pulso reikšmė. Pagal kraujospūdzio klasifikaciją prie spalvoto stulpelio rodomas kraujospūdzio indikatorius **4** . Jei prietaisas atpažįsta nere-guliarų pulsą, papildomai parodomas simbolis **4**.

ĮSPĖJIMAS
Remdamiesi savo išmatuotomis vertėmis, nesiimkite jokių gydymo priemonių. Niekuomet nekeiskite paskirto medikamento dozės.

- Išmatuotos vertės automatiškai išsaugomos pasirinktoje atminties vietoje **1** arba **2**. Kiekvienoje atminties vietoje galima išsaugoti iki 90 matavimo verčių su matavimo laiku ir data. Jei atminties vieta užpildyta, tuomet ištrinami seniausio matavimo duomenys.
- Išmatuotos reikšmės rodomos ekrane. Jei daugiau nenuspaudžiate jokio mygtuko, prie-taisas maždaug po 3 minučių automatiškai išsijungia arba gali būti išjungiamas START/ STOP mygtuku **1**.

Nutraukti matavimą

Jei kraujospūdzio matavimą reikia nutraukti, pvz., pacientas jaučiasi nepatogiai, tai galite pa-daryti bet kuriuo metu nuspaudę START/STOP mygtuką **1**. Prietaisas automatiškai iš movos išleidžia orą.

Išsaugotų verčių rodymas

Šis prietaisas turi 2 atskiras atmintis, kurių kiekviena turi po 90 saugojimo vie-tų. Rezultatai automatiškai nukreipiami į pasirinktą atmintį. Norėdami pamaty-ti išsaugotas matavimo reikšmes, paspauskite **MEM** mygtuką **1**. Visos vidutinė vertės parodomos indikatoriuje. Dar kartą paspauskite **MEM** mygtuką **1**, bus parodytas paskutinis išsaugotas matavimas. Jeigu **MEM** mygtuką paspausite dar kartą, **1** bus parodytos ankstesnės arba vėlesnės matavimo vertės. Jei priėjote prie paskutinio įrašo ir nepadavžiate matymo mygtuko, prietaisas, pavėbęs atminties iškvietimo režime, maždaug po 20 sekundžių automatiškai išsijungia. Paspaudę START/STOP mygtuką **1** galite bet kuriuo metu palikti atminties režimą ir išjungti prietaisą. Jei atminties vietoje išsaugota 90 matavimo verčių ir išsaugoma nauja vertė, bus ištrinama seniausia vertė.

Išsaugotų verčių ištrynimasis

Jei esate įsitikinę, kad išsaugotas vertes norite ištrinti, kai prietaisas išjungtas, paspauskite SET mygtuką **1** šešis kartus, kol bus parodyta **CL** . Paspauskite START/STOP mygtuką **1**, CL mirksi tris kartus, kol valoma atminties vieta. Kai nuspaudę **MEM** mygtuką **1**, ekrane rodoma **M** ir "no"; tai reiškia jog atminties vietoje nėra duomenų.

Klaidos ir jų šalinimas

Klaidingi rodmenys. Esant neįprastiems matavimams, ekrane pasirodo tokie simboliai:

<i>Simbo-lis</i>	<i>Priežastis</i>	<i>Šalinimas</i>
E-1	Silpnas signalas arba staiga pasikei-čia slėgis	Taisyklingai uždėkite movą. Matuokite dar kartą tinkamu būdu.
E-2	Išorinė, stipri triktis	Jei netoliese yra radijo ryšio telefonas arba kitas aukšto dažnio prietaisas, matavimas gali būti netinkamas. Matavimo metu nejudėkite ir nekalbėkite.
E-3	Triktis pumpuojant orą	Taisyklingai uždėkite movą. Įsitikinkite, kad jungtis tinkamai įjungta į prietaisą. Matuokite dar kartą.
E-5	Neįprasta kraujospū-džio reikšmė	Pakartokite matavimą po 30 minučių ramybės būsenos. Jei 3 kartus iš eilės gavote neįprastą rezultatą, kreipkitės į savo gydytoją.
	Išsikrovusios bate-rijos	Baterijos per silpnos arba išsiekvojusios. Visas keturias baterijas pakeiskite naujo-mis 1,5 V AA tipo LR6 baterijomis.

Trickių šalinimas

<i>Problema</i>	<i>Patikrinti</i>	<i>Priežastis ir sprendimai</i>
Neveikia	Patikrinkite baterijų įkrovos lygį. Patikrinkite, ar tinkama įdėtos baterijos.	Įdėkite naujas baterijas. Bate-rijas įdėkite kaip nurodyta.
Nepumpuoja-mas oras.	Patikrinkite, ar jungtis tinkamai įjungta ir, ar ji neįlūžusi arba nesandari.	Tvirtai įjunkite jungtį. Naudokite naują movą.
Parodoma „Err“ ir nutrau-kiamas matavi-mo procesas	Patikrinkite, ar matavimo metu nejudėjote arba nekalbėjote.	Būkite ramūs. Matavimo metu nekalbėkite.
Nesandari mova	Patikrinkite, ar mova ne per laisva ir ar nepažeista.	Tvirtai uždėkite movą. Naudokite naują movą.

Jei problemos negalite išspręsti patys, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba. Neardykite prietaiso.

Valymas ir priežiūra


Prieš valydami prietaisą, išimkite baterijas. Prietaisą valykite minkšta šluoste, šiek tiek sudrėkinta švelnaus muilo šarmu. Jokių būdu nenaudokite agresyvių valymo priemonių: alkoholio, naftos, skiediklių arba benzino ir t.t. Nei prietaiso, nei papildomų jo dalių nenardinkite į vandenį. Stebėkite, kad į prietaisą neįsiskverbty drėgmė. Nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose, saugokite nuo nešvarumų ir drėgmės. Nelaikykite prietaiso labai dideliame karštyje arba šaltyje. Jei prietaiso nenaudojate, laikykite jį laikymo krepšyje. Prietaisą laikykite švarioje ir sausoje vietoje.

Movos valymas ir dezinfekavimas

Movos paviršių nuvalykite vandeniu sudrėkinta, nedulkėta šluoste. Po to nuvalykite vandenį nuo movos paviršiaus sausa, nedulkėta šluoste. Po valymo patikrinkite vidinį ir išorinį movos paviršių, kad įsitikintumėte, jog jie yra švarūs. Jei mova nešvari, valykite ją pakartotinai, kol nesimaty s dėmių, tada laikykite vėsioje, vėdinamoje ir sausoje vietoje (valyti veikiant aukštai temperai, pvz., lyginti ir džiovinti, draudžiama). **Nuvalytos ir išdžiovintos movos dezinfekavimas:** Movos paviršių nuvalykite 75 % alkoholiu sudrėkinta, nepū

Руководство пользователя

Прибор для измерения артериального давления BU 510



Назначение
Данный автоматический тонометр предназначен для измерения систолического и диастолического давления и частоты пульса на плечевой зоне. Прибор предназначен для домашнего использования и рассчитан на лиц в возрасте от 12 лет и старше.

Предлагаемые пользователи
Взрослые или дети старше 12 лет, которые могут прочитать и понять руководство пользователя.

Предлагаемая группа пациентов
Прибор предназначен для людей старше 12 лет, которым требуется измерение пульса или артериального давления, включая здоровых людей или пациентов с гипертонией, гипотонией или аномальным пульсом.

Противопоказания
1. Этот прибор не следует использовать пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью во избежание риска удущения и смерти.
2. Не используйте это изделие, если у вас атеросклеротическая болезнь сердца, чтобы избежать сужения или закупорки просвета кровеносных сосудов, что может привести к ишемии и недостатку кислорода для сердца.
3. Не используйте данное изделие, если у вас диабет, так как это может привести к повреждению сердца и кровеносных сосудов.
4. Беременные женщины, пациенты с имплантируемыми электронными устройствами, пациенты с преэклампсией, преждевременным сокращением сердечной мышцы, мерцательной аритмией, заболеванием периферических артерий и пациенты, проходящие внутрисосудистую терапию или артериовенозное шунтирование, а также лица, перенесшие мастэктомию.
Перед использованием устройства проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо заболевания.
5. Пациентам с нарушениями сердечного ритма, нарушениями кровообращения или инсультом следует использовать устройство только по назначению врача во избежание обострения заболевания.

Условные обозначения

ВАЖНО! Соблюдайте руководство по использованию! Несоблюдение настоящего руководства может привести к серьезным травмам или повреждению изделия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный символ указывает на опасности, которые могут привести к серьезным травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ
Данный символ указывает на опасности, которые могут привести к легким травмам, помолке изделия или другому материальному ущербу.

IP21
Класс защиты от проникновения воды и твердых веществ внутрь прибора

EC REP Уполномоченный представитель в Европейском Сообществе

CE 0123 Знак CE: Соответствует основным требованиям регламента (ЕС) 2017/745 о медицинских изделиях

УТИЛИЗАЦИЯ Данный продукт нельзя выбрасывать без сортировки! Собирайте отходы отдельно и следуйте другим инструкциям в настоящем руководстве.

SN Серийный номер

Классификация прибора: Тип BF

Производитель

Постоянный ток

Уникальная идентификация устройства

Ограничение давления окружающей среды

Символы/коды переработки: Они служат для информирования о материале и его надлежащем использовании, а также переработке.

Импортер

Указания по безопасности Перед использованием прибора внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя, особенно указания по технике безопасности, и сохраните его или передайте при передаче прибора.

• Изделие предназначено только для личного использования. Если у вас есть проблемы со здоровьем, перед применением изделия проконсультируйтесь с лечащим врачом.
• Используйте прибор только по назначению, следуя инструкциям в руководстве пользователя. При использовании не по назначению, вы теряете право на гарантию.
• Если вы страдаете заболеваниями, такими как окклюзионные заболевания артерий, перед применением прибора проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
• Прибор нельзя использовать для контроля частоты сердечных сокращений водителя ритма. Беременным нужно соблюдать необходимые меры предосторожности и учитывать свою индивидуальную способность переносить нагрузку, при необходимости проконсультируйтесь со своим врачом.

• Если во время измерения возникли неприятные ощущения, например, боли в плече или другие жалобы, нажмите на кнопку START/STOP **⏻**, чтобы немедленно выпустите воздух из манжеты. Расстегните манжету и снимите ее с плеча.
• Прибор работает правильно только с подходящей манжетой.
• Прибор не подходит для детей.
• Прибором не должны пользоваться дети. Медицинские изделия – это не игрушки! Храните прибор вне зоны досягаемости детей.
• Во избежание риска удущения, никогда не обворачивайте воздушный шланг вокруг шеи.
• Проглатывание мелких деталей, таких как упругочувствительный материал, батарея, крышка от батареи и т.д. может привести к удущению.
• Перед использованием прибора пользователь обязан убедиться, что прибор работает правильно и безопасно.
• Следует пользоваться только той манжетой, которая идет в комплекте с прибором. Нельзя использовать какую-либо другую манжету. Ее можно заменить только манжетой того такого же типа.
• Прибор нельзя использовать в помещениях с интенсивным излучением или вблизи устройств с интенсивным излучением, таких как радиопередатчики, сотовые телефоны или микроволновые печи. Это может привести к нарушениям работы или неверным результатам измерений.

• Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся газов (например, анестезирующего газа, кислорода или водорода) или легковоспламеняющихся жидкостей (например, спирта).
• Не вносите каких-либо изменений в прибор.
• В случае неполадок, не ремонтируйте прибор самостоятельно. Ремонты должны осуществлять только уполномоченные сервисные организации.
• Оберегайте прибор от влаги. Если все же в прибор попала жидкость, необходимо немедленно извлечь батареи и не допускать его дальнейшего использования. В этом случае, свяжитесь со своим торговым представителем или обратитесь непосредственно к нам.
• Ни в коем случае не используйте для очистки прибора растворители, спирт или бензин.
• Оберегайте прибор от сильных ударов и не допускайте его падения.
• Если вы длительное время не будете использовать прибор, выньте батареи.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ

• Не разбирайте батареи!
• Если на дисплее появился символ батареи, замените батареи.
• Разряженные батареи сразу же извлеките из батарейного отсека, так как они могут потечь и повредить прибор!
• Повышенная опасность вытекания электролита, избегайте попадания на кожу, в глаза и на слизистую! В случае контакта с кислотой из батареи, промойте пораженные места большим количеством чистой воды и немедленно обратитесь к врачу!
• При проглатывании батарейки, немедленно обратитесь к врачу!
• Всегда заменяйте все батарейки одновременно!
• Используйте только батарейки одного типа, не комбинируйте батарейки различных типов или использование батарейки с новыми!
• Правильно устанавливайте батарейки, следите за полярностью!
• Если вы не будете использовать прибор более 3 месяцев, выньте батарейки.
• Храните батарейки в недоступном для детей месте!
• Не перезаряжайте батарейки! Не допускайте короткого замыкания! Не бросайте в огонь! **Существует опасность взрыва!**
• Не выбрасывайте использованные батареи и аккумуляторы в бытовой мусор, а только в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные пункты сбора батарей.

Прибор и ЖК-дисплей

① Подключение источника питания ② Тонометр ③ Кнопка MEM (вызов памяти)
④ Кнопка START/STOP ⑤ Кнопка SET ⑥ Батарейный отсек (на нижней стороне)
⑦ Штекер воздушного шланга ⑧ ЖК-дисплей ⑨ Индикация даты/времени
⑩ Индикация систолического давления ⑪ Индикация диастолического давления
⑫ Символ пульса ⑬ Индикация частоты пульса ⑭ Символ замены батарей
⑮ Индикация нерегулярного сердцебиения ⑯ Номер ячейки памяти
⑰ Символ памяти ⑱ Индикатор артериального давления (зеленый-желтый-оранжевый-красный) ⑲ Пользователь 1 / 2

Комплект поставки

Сначала проверьте комплектность прибора. В комплект поставки входят:

- 1 прибор измерения артериального давления **medisana**
- 1 манжета с воздушным шлангом
- 4 батареи (типа AA, LR6) 1,5В
- 1 сумка для хранения
- 1 руководство пользователя

Если при распаковке вы заметите повреждения изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление – это давление, которое возникает в сосудах при каждом ударе сердца. Когда сердце сокращается (= систола) и кровь выбрасывается в артерии, то давление крови на стенки артерий повышается. Самое высокое его значение называется систолическим давлением и является первым параметром при измерении артериального давления. Когда сердце расслабляется и наполняется кровью, давление в артериях уменьшается. Когда сосуды расслаблены, измеряется второй параметр – диастолическое давление.

Как происходит измерение?

Устройство **medisana BU 510** – это тонометр, предназначенный для измерения АД на плечевой зоне. Измерение производится микропроцессором, который с помощью датчика давления анализирует колебания давления, возникающие при накачивании и стравливании воздуха в манжету, наложенную над артерией.

Нерегулярное сердцебиение

Нерегулярное сердцебиение – это ритм сердечных сокращений, который отклоняется более чем на 25 % от среднего сердечного ритма. Во время измерения прибором систолического и диастолического артериального давления. Признаки нерегулярного сердцебиения:

1. Если P1 или P2>0,12 с;
2. Если P1/Pa*100%>25% или P2/Pa*100%>25%
При проявлении одного из двух вышеуказанных состояний может возникнуть сердечная аритмия. Примечания: Pa – среднее значение измеренных межпульсовых интервалов в течение всего измерения. P1 – разница между максимальным и средним значением межпульсового интервала. P2 – разница между средним и минимальным значением межпульсового интервала.

Преимущества использования электронного прибора для измерения артериального давления на плечевой зоне.
Электронный прибор для измерения артериального давления на плечевой зоне точно измеряет АД и частоту сердечных сокращений у людей в возрасте 12 лет и старше, предоставляя врачам и пациентам удобный и экономичный способ отслеживать и оценивать изменения АД и пульса в клинических условиях или дома. Регулярный мониторинг позволяет выявлять колебания артериального давления и частоты пульса на ранних стадиях, улучшает контроль артериального давления и предоставляет данные мониторинга для лечения пациентов с гипертонией или другими заболеваниями, вызванными высоким АД, что позволяет адекватно реагировать на заболевания и назначать лечение.

Общие причины неправильных измерений

• Перед измерением давления отдохните 5-10 минут и ничего не ешьте, не принимайте алкоголь, не курите, не занимайтесь физической работой или спортом, и не купайтесь. Все эти факторы могут влиять на результат измерения.
• Снимите одежду, которая слишком плотно обглетает плечо.
• Всегда измеряйте давление на одной и той же руке (обычно левой).
• Измеряйте свое АД регулярно каждый день в одно и то же время, потому что давление меняется в течение дня.
• Любая попытка пациента поддерживать свою руку может повисить АД.
• Обеспечьте удобное и расслабленное положение, и не напрягайте во время измерения мышцы руки, на которой проводится измерение. При необходимости подкладывайте подушку.
• Если плечевая артерия находится ниже или выше уровня сердца, то измерение будет неверным.

Классификация уровней артериального давления

Низкое артериальное давление	систолическое <100 диастолическое <60
Нормальное артериальное давление	зеленая зона индикатора Ⓢ систолическое 100 - 139 диастолическое 60 - 89
Виды повышенного АД (гипертонии)	
Умеренная гипертония	(желтая зона индикатора Ⓢ) систолическое 140 – 159 диастолическое 90 – 99
Гипертония средней тяжести	(оранжевая зона индикатора Ⓢ) систолическое 160 – 179 диастолическое 100 – 109
Тяжелая гипертония	(красная зона индикатора Ⓢ) систолическое ≥ 180 диастолическое ≥ 110

ВНИМАНИЕ: Слишком низкое артериальное давление также опасно для здоровья! Приступы головокружения могут приводить к опасным ситуациям (например, на лестнице или при участии в дорожном движении)!

Влияние на параметры и оценка измерений

• Измерьте свое АД несколько раз, сохраните результаты и затем сравните их между собой. Не делайте выводов по одному единственному результату.
• Показатели вашего АД всегда должны оценивать врач, который знает ваш медицинский анамнез. Если вы регулярно используете прибор и записываете показатели для своего лечащего врача, то вы должны время от времени информировать его о динамике показателей АД.
• При измерении АД помните, что ежедневные показатели зависят от множества факторов. Курение, употребление алкоголя, прием лекарств и физическая работа по-разному влияют на измеряемые показатели.
• Измеряйте свое АД до принятия пищи.
• Перед измерением АД, Вы должны отдохнуть хотя бы 5-10 минут.
• Если, несмотря на правильное пользование прибором, показания систолического или диастолического АД покажутся вам ненормальными (слишком высокими или слишком низкими), и это повторится несколько раз, сообщите своему врачу. Это касается также и тех случаев, если иногда неравномерный или очень слабый пульс не позволяет сделать измерения.

Ввод в эксплуатацию - Установка / замена батарей

Прежде чем начать пользоваться прибором, вы должны вставить прилагаемые батарейки. На нижней стороне прибора находится крышка отсека для батарей **Ⓢ**. Откройте ее, слегка нажав на нее и потянув вверх. Вставьте 4 прилагаемые батарейки 1,5 В типа AA LR6. При этом следите за полярностью (как указано на схеме внутри отсека для батарей). Снова закройте батарейный отсек. Если на дисплее **Ⓢ** появится символ замены батарей **Ⓢ** или, если после включения прибора на дисплее ничего не показывается, замените батареи.

Использование блока питания

Вы можете также использовать прибор со специальным блоком питания (**medisana** арт. № 51125), который подключается к соответствующему разъему **Ⓢ** на задней стороне прибора. При этом батареи остаются в приборе. При подключении штекера на боковой стороне тонометра, происходит механическое отключение батарей. Поэтому необходимо сначала вставить блок питания в розетку, а затем подключить его к тонометру. После окончания использования тонометра, необходимо сначала вынуть штекер из прибора, а затем отключить блок питания от розетки. Это избавит вас от необходимости каждый раз заново вводить дату и время.
1. Достижение блока питания должен соответствовать требованиям стандарта IEC60601-1:2005 AMD1:2012 + AMD2:2020. Кроме того, все конфигурации должны соответствовать требованиям к медицинским электрическим системам (см. IEC 60601-1-1 или раздел 16 3-й редакции IEC 60601-1). Каждый, кто подключает дополнительные устройства к медицинскому электрооборудованию, конфигурирует медицинскую систему и поэтому несет ответственность за обеспечение соответствия системы требованиям медицинской электросистемы. Обратите внимание, что местные законы имеют приоритет над вышеуказанными требованиями. В случае сомнений обратитесь к местному представителю или в техническую службу поддержки клиентов.
2. Это устройство имеет двойную изоляцию и защищено от короткого замыкания и перегрузки первичным тепловым предохранителем. Перед использованием блока питания обязательно извлеките батареи из отсека. Класс устройства 2.
3. Вставьте другую сторону блока питания в розетку 100–240 В. Технические характеристики блока питания: Выходное напряжение: 6В±5%; выходной ток: не менее 600 мА; полярность выходного штекера: <-> внутри; наружный диаметр: 5,5 мм ±0,1 мм; внутренний диаметр: 2,1 мм ± 0,1 мм

Настройка - 1. Пользовательская настройка:

Нажмите на выключенном приборе кнопку SET **Ⓢ**. Затем на дисплее появится **Ⓢ** или **Ⓢ**. Нажимая кнопку **MEM**, можно выбрать между пользователем **Ⓢ** и **Ⓢ**. Для подтверждения выбора пользователя нажмите кнопку SET **Ⓢ**. После этого вы переходите к установке года.

2. Установка года:

После этого начнет мигать поле для ввода года. Нажимайте кнопку MEM **Ⓢ** то тех пор, пока не появится необходимый год. Для подтверждения установки года нажмите кнопку SET **Ⓢ**. После этого вы перейдете к настройке месяца и дня.

3. Установка месяца и дня:

После этого начнет мигать поле для ввода месяца. Нажимайте кнопку MEM **Ⓢ** до тех пор, пока не появится нужный месяц. Для подтверждения выбора месяца нажмите кнопку SET **Ⓢ**. Продолжите установку дня. Действуйте так же, как при установке месяца. Нажимайте кнопку **MEM** **Ⓢ** до тех пор, пока не появится нужный месяц. Для подтверждения выбора дня нажмите кнопку SET **Ⓢ**. После этого вы перейдете к настройке времени.

4. Установка времени:

После этого начнет мигать поле для ввода часа. Нажимайте кнопку MEM **Ⓢ** до тех пор, пока не появится нужный час. Для подтверждения выбора часа нажмите кнопку SET **Ⓢ**. После этого начнет мигать поле для ввода минут. Действуйте так же, как при установке часа. На этом процесс настройки завершен. На дисплее появится **CL**. Выйдите из режима настройки, нажав кнопку SET **Ⓢ**. При замене батарей, данные будут утеряны и потребуются новая настройка.

Надевание манжеты

1. Перед использованием вставьте наконечник воздушного шланга в отверстие на левой стороне прибора **Ⓢ**.
2. Проденьте открытую сторону манжеты через металлическую скобу так, чтобы застежка-липучка находилась с внешней стороны, и манжета образовала цилиндр (рис. 1). Натяните манжету на свое левое плечо.
3. Расположите воздушный шланг по середине руки, на одной линии со средним пальцем (рис. 2) (а). При этом, нижний край манжеты должен располагаться на 2-3 см выше локтевого сгиба (b). Плотно затяните манжету и закрепите с помощью застежки-липучки (с).
4. Измерение проводит на оголенном плече.
5. Накладывайте манжету на правую руку только в том случае, когда ее невозможно наложить на левую. Измерения нужно всегда проводить на одной и той же руке.
6. Правильное сидение положения (рис. 3).

Примечания:
• Используйте только манжеты, поставляемые производителем. Замена манжеты на детали других производителей приведет к неточным результатам измерений.
• Неплотно прилегающая или незастегнутая манжета может привести к неправильным показаниям.
• При повторных измерениях в руке застывает кровь, что может привести к неверным показаниям. Повторные измерения артериального давления следует выполнять после 1-минутной паузы или после поднятия руки, чтобы могла стечь скопившаяся кровь.

Измерение артериального давления

Правильно наложите манжету, вы можете начать измерение.

1. Включите прибор, нажав на кнопку START/STOP **Ⓢ**.
2. При нажатии кнопки START/STOP **Ⓢ**, прозвучат два коротких звуковых сигнала, и на дисплее появятся все символы: С помощью этого теста проверяется наличие всех элементов индикации дисплея.
3. Прибор готов к измерению. В течение примерно 2 секунд будет мигать число 0 и прозвучат два звуковых сигнала. Теперь прибор автоматически начнет медленно накачивать манжету для измерения вашего АД. На приборе будет показано растущее давление.
4. Прибор накачивает манжету до тех пор, пока не будет достигнуто давление, достаточное для измерения. Затем прибор медленно выпускает воздух из манжеты и производит измерение. Как только прибор распознает сигнал, на дисплее начнет мигать символ пульса **Ⓢ**. При каждом звуке сердца, принимаемом прибором, будет слышен звуковой сигнал.
5. По окончании измерения, раздается длинный звуковой сигнал, и манжета сдувается. Систолическое и диастолическое АД, а также частота пульса отображаются на дисплее **Ⓢ**. Индикатор артериального давления **Ⓢ** отображается рядом с соответствующей цветной полосой, в соответствии с классификацией уровней АД. Если прибор обнаружит неравномерный пульс, дополнительно появится символ **Ⓢ**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не принимайте никаких терапевтических мер на основании самостоятельно произведенных измерений. Ни в коем случае не изменяйте дозировку предписанного лекарства.

6. Измеренные показатели автоматически сохраняются в выбранной ранее памяти **Ⓢ** или **Ⓢ**. В каждой памяти можно сохранить до 90 измеренных показателей с указанием времени и даты. Как только память будет заполнена, самое давнее из измеренных показателей пропадает.
7. Результаты измерений остаются на дисплее. Если больше не нажимать кнопки, то спустя 3 минуты прибор отключится автоматически, или можно отключить его нажатием кнопки START/STOP **Ⓢ**.

Прерывание измерения

Если по какой-либо причине необходимо прервать измерение АД (например, пациент плохо себя чувствует), то можно в любой момент нажать кнопку START/STOP **Ⓢ**. Прибор сразу автоматически выпустит воздух из манжеты.

Показать сохраненные показания

Этот прибор имеет 2 отдельных памяти с емкостью по 90 ячеек в каждой. Результаты автоматически сохраняются в выбранной памяти. Чтобы открыть сохраненный измеренный показатель, нажмите на выключенном приборе кнопку MEM **Ⓢ**. На дисплее отображаются все средние значения. Если снова нажать кнопку MEM **Ⓢ**, появится последнее сохраненное измерение. При следующем нажатии клавиши MEM **Ⓢ** отображаются предыдущие/ или последующие измеренные значения. Если вы достигнете последней записи и не будете нажимать кнопки, прибор через 20 секунд автоматически переключится в режим вызова памяти. Вы в любой момент можете выйти из режима вызова памяти и одновременно выключить прибор, нажав кнопку START/STOP **Ⓢ**. Если в памяти уже сохранено 90 измеренных показателей, то при сохранении нового показателя, самое давнее будет удалено.

Удалить сохраненные показатели

Если вы уверены, что хотите навсегда удалить все сохраненные показатели, то на выключенном приборе нажмите кнопку SET **Ⓢ** шесть раз, пока на дисплее не появится **CL**. Если нажать кнопку START/STOP **Ⓢ**, символ **CL** мигнет три раза, и в это время память будет очищена. Если затем нажать кнопку MEM **Ⓢ**, на дисплее появится **M** и «по», что означает, что в памяти нет данных.

Неполадки и их устранение

Индикация ошибок – при отклонениях в процессе измерений, на дисплее появится следующая индикация:

Символ	Причина	Устранение
E-1	Слабый сигнал или резкое изменение давления	Правильно наложите манжету. Повторите измерение правильным образом.
E-2	Внешние сильные помехи	Измерения могут быть неверными вблизи мобильного телефона или другого высокочастотного устройства. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения.
E-3	Ошибка при накачивании манжеты.	Правильно наложите манжету. Убедитесь, что разъем правильно вставлен в прибор. Снова проведите измерение.
E-5	Неправильное значение АД	Повторите измерение спустя 30 минут покоя. Если вы получаете необычные результаты 3 раза подряд, обратитесь к врачу.
	Разряженные батареи	Батареи слабые или полностью разряжены. Замените все четыре батареи новыми батареями LR6 AA напряжением 1,5 В.

Устранение неполадок

Проблема	Проверка	Причины и решения
Отсутствие подачи питания	Проверьте заряд батареи. Проверьте положение батарей.	Установите новые батареи. При установке батарей соблюдайте правильную полярность.
Не происходит накачивания	Проверьте, правильно ли подключен разъем, не поврежден ли он и не пропускает ли воздух.	Плотно вставьте разъем. Используйте новую манжету.
Появляется ошибка Eгг и измерение прерывается	Следите затем, чтобы во время измерения не двигаться и не разговаривать	Сохраняйте неподвижность.
Неплотно прилегающая манжета	Проверьте, не слишком ли свободно наложена манжета и не повреждена ли она.	Плотно наложите манжету. Используйте новую манжету.

Если вам не удается решить проблему, обратитесь в службу поддержки. Не разбирайте прибор самостоятельно.

Очистка и уход

Перед очисткой прибора, извлеките батареи. Очищайте прибор мягкой салфеткой, слегка увлажненной мягким мыльным раствором. Ни в коем случае не используйте агрессивные моющие средства, спирт, лигроин, растворитель, бензин и т.д. Не погружайте прибор или какие-либо его принадлежности в воду. Следите за тем, чтобы прибор не подвергался воздействию прямых солнечных лучей и оберегайте его от грязи и влаги. Не подвергайте прибор воздействию слишком высоких и слишком низких температур. Если вы не пользуетесь прибором, храните его в сумке для хранения. Храните прибор в чистом и сухом месте.

Очистка и дезинфекция манжеты

Протрите поверхность манжеты чистой тканью, смоченной водой. Затем вытрите воду с поверхности манжеты сухой, непыльной тканью. После очистки, проверьте внутреннюю и внешнюю поверхности манжеты, чтобы убедиться в их чистоте. Если на манжете есть загрязнения, очистите ее снова, пока пятен не останется. Затем положите ее для хранения в прохладном, проветриваемом и сухом месте (не допускается очистка с применением высоких температур, например глажка и сушка). **Продезинфицируйте очищенную и высушенную манжету:** протирайте поверхность манжеты непыльной тканью, смоченной 75 % медицинским спиртом, чтобы удалить с поверхности кожный жир и какие-либо микроорганизмы, в общей сложности 10 раз примерно по 1 минуте. После дезинфекции, протрите манжету чистой, непыльной тканью, чтобы остатки спирта испарились естественным путем. Манжету можно дезинфицировать максимум 10 раз за 1000 циклов использования. Если при обычном измерении с помощью прибора время накачивания манжеты превышает 20 секунд, и на приборе отображается ошибка E-3, то манжету необходимо заменить. Если застежка-липучка манжеты не держит должным образом, то манжету необходимо заменить. Если вы хотите приобрести подходящую манжету, обратитесь к производителю. Манжета является расходной деталью со сроком службы 1000 циклов использования (в условиях заводских испытаний). Для точного измерения артериального давления рекомендуется своевременно ее заменять. Если манжета слишком мала, или в случае утечки воздуха, обратитесь в службу поддержки клиентов. Манжета является деталью, непосредственно контактирующей с пациентом.

Утилизация

Данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные устройства, вне зависимости от содержания вредных веществ, в сборные пункты своего города, либо в торговые пункты, чтобы их смогли утилизировать без ущерба для окружающей среды. Перед утилизацией прибора, извлеките батареи. Выбрасывайте использованные батареи не в бытовой мусор, а в баки для специального мусора или сдавайте в специализированные пункты сбора батарей. По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

Директивы и стандарты

Данный электронный прибор для измерения артериального давления с фиксацией манжеты на плечо нельзя использовать в условиях МРТ. Он соответствует требованиям стандарта ЕС для неинвазивных тонометров. Он сертифицирован в соответствии с директивами ЕС и снабжен знаком CE (знак соответствия изделия) «CE 0123». Прибор соответствует требованиям МЭК 80601-2-30, часть 2 для неинвазивных тонометров. Уведомление об инцидентах для пользователей/пациентов/клиентов в странах ЕС: Если пользователи/пациенты/клиенты полагают, что они или члены их семьи столкнулись с серьезным инцидентом, связанным с устройством, то пользователям/пациентам/клиентам рекомендуется сообщить об инциденте производителю и компетентному органу государства-члена ЕС, в котором проживает пользователь/пациент/клиент.

Технические характеристики	
Название и модель	Прибор измерения артериального давления medisana , модель : U80CH
Система индикации	Цифровая индикация
Ячейки памяти	2 x 90 для результатов измерений
Метод измерения	осциллометрический
Элементы питания	6В $\pm$, 4 x 1,5В батареи AA LR6
Диапазон измерения АД	0 – 299 мм рт.ст.
Диапазон измерения пульса	40 – 199 ударов/мин.
Макс. погрешность измерения статического давления	± 3 мм рт.ст.
Максимальная погрешность измерения пульса:	± 5 % показателя
Срок службы прибора	10000 использований в нормальных условиях
Срок службы батарей	300 измерений в нормальных условиях
Создание давления	автоматически насосом
Сброс давления	автоматически
Автоматическое отключение	Через 3 минуты
Условия эксплуатации	от +5 °C до +40 °C, макс. относительная влажность от 15 до 93%, давление воздуха от 86 кПа до 106 кПа
Условия хранения	от -20 °C до +55 °C, макс. относительная влажность от 10 до 93%, давление воздуха от 86 кПа до 106 кПа Во время транспортировки, оберегайте от падений, прямых солнечных лучей и дождя.
Размеры (Д x Ш x В)	прибл. 130 x 109 x 60 мм
Манжета	600±10 x 140±5 мм / 22 - 42 см для взрослых
Вес (приборного блока):	прибл. 254 г (без батарей)
Артикул №	51160
Номер EAN:	40 15588 51160 8
Сменные детали	- Сетевой блок питания (не входит в комплект, приобретается отдельно) арт. № 51125 / EAN 40 15588 51125 7 - Манжета M 22 – 36 см для взрослых со средней окружностью плеча (не входит в комплект, приобретается отдельно) Арт. 51193 / EAN 40 15588 51193 6 - Манжета 22 – 42 см для взрослых Арт. 51197 / EAN 40 15588 51197 4

В процессе постоянного усовершенствования продукции, мы сохраняем за собой право изменять конструкцию и технические параметры.
Актуальная версия настоящего руководства пользователя размещена на сайте: www.medisana.com

